



Gesundheit braucht Vertrauen

## DJO® Produktauswahl

**Webshop**  
 mit über 2'000 Artikeln  
[www.orthopartner.ch](http://www.orthopartner.ch)

### DONJOY® ManuForm™ – Handgelenkorthese

Handgelenkorthese zur Immobilisierung in mindestens zwei Bewegungsrichtungen.



[zum Produkt](#)

#### Indikation

Verstauchungen und Zerrungen des Handgelenks • Tendinopathie • Karpaltunnelsyndrom • Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung

#### Plus

- Anformbare Aluminiumstäbe
- 3 Gurte für eine optimale Passform und Stabilität
- 2 dorsale Schienen
- Mit einer Hand anzulegen
- Knopf verhindert das Herausrutschen des Gurtes aus der Schnalle
- 104 g: Extrem leicht am Arm zu Tragen

Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Bezeichnung	Grösse	Umfang Handgelenk
DJO.82-96260	DJO.82-96250	DONJOY® ManuForm™	X-Small	11 - 14 cm
DJO.82-96262	DJO.82-96252	DONJOY® ManuForm™	Small	14 - 16 cm
DJO.82-96263	DJO.82-96253	DONJOY® ManuForm™	Medium	16 - 19 cm
DJO.82-96264	DJO.82-96254	DONJOY® ManuForm™	Large	19 - 21 cm
DJO.82-96265	DJO.82-96255	DONJOY® ManuForm™	X-Large	21 - 24 cm

## DONJOY® ManuForm+™ – Handgelenkorthese

Handgelenkorthese mit Daumenfixierung zur Immobilisierung.



[zum Produkt](#)

### Indikation

Verstauchungen und Zerrungen • Tendinopathie • Rhizarthrose • Karpaltunnelsyndrom • Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung

### Plus

- Mit Daumenfixierung
- Anformbare Aluminiumstäbe
- 3 Gurte für eine optimale Passform und Stabilität
- 2 dorsale Schienen
- Mit einer Hand anzulegen
- Knopf verhindert das Herausrutschen des Gurtes aus der Schnalle
- 116 g: Extrem leicht am Arm zu Tragen

Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Bezeichnung	Grösse	Umfang Handgelenk
DJO.82-96280	DJO.82-96270	DONJOY® ManuForm+™	X-Small	11 - 14 cm
DJO.82-96282	DJO.82-96272	DONJOY® ManuForm+™	Small	14 - 16 cm
DJO.82-96283	DJO.82-96273	DONJOY® ManuForm+™	Medium	16 - 19 cm
DJO.82-96284	DJO.82-96274	DONJOY® ManuForm+™	Large	19 - 21 cm
DJO.82-96285	DJO.82-96275	DONJOY® ManuForm+™	X-Large	21 - 24 cm

## DONJOY® DigiForm™ – Daumen-/Fingerorthese

Daumen-/Fingerorthese zur Immobilisierung der Interphalangealgelenke.



[zum Produkt](#)

### Indikation

Verstauchungen • Subluxationen • Verrenkungen • Frakturen • Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung

### Funktion

Ermöglicht die Ruhigstellung von 1 bis 2 Fingern.

### Plus

- Patientenindividuelle Anpassung
- Aluminiumschiene bietet ausgezeichnete Stabilität
- 4 Gurte für einen patientengerechten und angemessenen Sitz
- Beidseitig tragbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	*Handlänge
DJO.82-96200	DONJOY® Digiform™	X-Small	11 - 15 cm
DJO.82-96202	DONJOY® Digiform™	Small-Medium	15 - 19 cm
DJO.82-96203	DONJOY® Digiform™	Large-X-Large	19 - 23 cm

\*Handlänge: Bitte von der Fingerspitze bis zum Handgelenk messen.



## DONJOY® DigiForm+™ – Handgelenkorthese



zum Produkt

Handgelenkorthese mit Fingerfixierung zur Immobilisierung.

### Indikation

Verstauchungen • Verrenkungen • Subluxationen • Frakturen • Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung

### Funktion

Ermöglicht die Ruhigstellung von bis zu 4 Fingern • Fingerstütze je nach Bedarf auf die Immobilisierung von 2 - 4 Finger anpassbar

### Plus

- 4-Gurt-System ermöglicht optimale Stabilität und einen ausgezeichneten Sitz
- Beidseitig tragbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Umfang Handgelenk
DJO.82-96210	DONJOY® DigiForm+™	X-Small	11 - 14 cm
DJO.82-96212	DONJOY® DigiForm+™	Small	14 - 16 cm
DJO.82-96213	DONJOY® DigiForm+™	Medium	16 - 19 cm
DJO.82-96214	DONJOY® DigiForm+™	Large	19 - 21 cm
DJO.82-96215	DONJOY® DigiForm+™	X-Large	21 - 24 cm

## DONJOY® RhizoForm™ – Daumenorthese



zum Produkt

Daumenorthese zur Immobilisierung des Sattel- und/oder Grundgelenks.

### Indikation

Rhizarthrose • Bandverletzungen am Daumen • Verstauchungen • Luxationen • Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung

### Plus

- Erhöhte Atmungsaktivität durch das Skelett-Design
- Antibakterielles, hypoallergenes und thermoregulierendes Innenmaterial
- Perfekt für das tägliche Leben: Mit einer Hand anziehbar
- Superleicht: 23 g!

Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Bezeichnung	Grösse	Umfang Handgelenk
DJO.82-96292	DJO.82-96242	DONJOY® RhizoForm™	Small-Medium	13.5 - 16.5 cm
DJO.82-96293	DJO.82-96243	DONJOY® RhizoForm™	Large-X-Large	16.5 - 20 cm

## DONJOY® ErgoForm™ – Daumenorthese



zum Produkt

Daumenorthese zur Immobilisierung des Sattel- und/oder Grundgelenks.

### Indikation

Verstauchungen und Luxationen des Daumens • Rhizarthrose • Bandverletzungen • Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung

### Funktion

Seitenuniversell • Anpassbares und angenehmes Daumenband

### Plus

- Hoher Tragekomfort
- Praktisches Anlagesystem – mit einer Hand anziehbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Umfang Handgelenk
DJO.82-96190	DONJOY® ErgoForm™	0	12 - 16 cm
DJO.82-96191	DONJOY® ErgoForm™	1	14 - 18 cm
DJO.82-96192	DONJOY® ErgoForm™	2	18 - 22 cm

## DONJOY® Vario-Gilet



Das komfortable Gilet zur robusten Immobilisation von Schulter oder Arm.

### Indikation

Luxationen • Postoperativ • Alternativbehandlung

### Plus

- Individuelle Immobilisationsmöglichkeiten
- Hoher Tragekomfort
- Keine Druckstellen, kein Einschneiden
- Atmungsaktiv

[zum Produkt](#)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse
30 00 00	DONJOY® Vario-Gilet	Universal

## DONJOY® 4Titide® Advanced



ACL-Version



CI-Version

Rahmenorthesen zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions-/ Flexionsbegrenzung.

### Indikation

Verletzungen des Kreuzbandes mit oder ohne Begleitverletzungen, prä- und/oder postoperativ • Seitenbandrupturen oder - instabilitäten • Meniskusverletzungen • Schwere Kniegelenkinstabilitäten, konservativ

### Funktion

4-Punkt Entlastungssystem • Extensionsbegrenzung bei 0°, 10°, 20°, 30° und 40° (10° voreingestellt) • Flexionsbegrenzung bei 20°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90° • Extensions-/Flexionskeile sind im Lieferumfang enthalten • Schwenkbare Gurtösen

### Plus

- Erhältlich als ACL (vorderes Kreuzband) und CI-Version (vorderes und hinteres Kreuzband)
- Der Rahmen ist an die individuelle Beinform des Patienten anpassbar
- Rahmen aus Flugzeugaluminium
- Geringes Gewicht
- Ruhigstellung bei 0° möglich (Extra-Zubehör)
- Medial abgeschrägter Oberschenkelrahmen
- Gefenstertes Schienbeinpolster

[zum Produkt](#)

Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Bezeichnung	Grösse	*Umfang Oberschenkel
DJO.11-0843-1	DJO.11-0844-1	DONJOY® 4Titide® Advanced, ACL	X-Small	33 - 39 cm
DJO.11-0843-2	DJO.11-0844-2	DONJOY® 4Titide® Advanced, ACL	Small	39 - 47 cm
DJO.11-0843-3	DJO.11-0844-3	DONJOY® 4Titide® Advanced, ACL	Medium	47 - 53 cm
DJO.11-0843-4	DJO.11-0844-4	DONJOY® 4Titide® Advanced, ACL	Large	53 - 60 cm
DJO.11-0843-5	DJO.11-0844-5	DONJOY® 4Titide® Advanced, ACL	X-Large	60 - 67 cm
DJO.11-0843-6	DJO.11-0844-6	DONJOY® 4Titide® Advanced, ACL	XX-Large	67 - 75 cm
DJO.11-0843-7	DJO.11-0844-7	DONJOY® 4Titide® Advanced, ACL	XXX-Large	75 - 81 cm
DJO.11-0847-1	DJO.11-0848-1	DONJOY® 4Titide® Advanced, CI	X-Small	33 - 39 cm
DJO.11-0847-2	DJO.11-0848-2	DONJOY® 4Titide® Advanced, CI	Small	39 - 47 cm
DJO.11-0847-3	DJO.11-0848-3	DONJOY® 4Titide® Advanced, CI	Medium	47 - 53 cm
DJO.11-0847-4	DJO.11-0848-4	DONJOY® 4Titide® Advanced, CI	Large	53 - 60 cm
DJO.11-0847-5	DJO.11-0848-5	DONJOY® 4Titide® Advanced, CI	X-Large	60 - 67 cm
DJO.11-0847-6	DJO.11-0848-6	DONJOY® 4Titide® Advanced, CI	XX-Large	67 - 75 cm
DJO.11-0847-7	DJO.11-0848-7	DONJOY® 4Titide® Advanced, CI	XXX-Large	75 - 81 cm

\*Messung Umfang Oberschenkel: 15 cm oberhalb Patellamitte

## DONJOY® Playmaker® Everest™ Pro

Knieorthese mit einstellbarem Gelenk zur Sicherung der physiologischen Gelenkführung mit optionaler Kühlfunktion und Kompression.



### Indikation

Alle Indikationen, bei denen eine Sicherung der physiologischen Führung des Kniegelenks in vorgegebenem Bewegungsmaß notwendig ist, z. B.

Leichte bis mittlere Bandinstabilitäten • Meniskusverletzungen • Gonarthrose • Osteoarthritis • Nach chirurgischen Eingriffen • Nach Knieendoprothetik • Patella-femorale Schmerz

### Plus

- Zwei Gelenkschienen mit Extensions-/Flexionsbegrenzung
- Optionale Kompression durch integrierte aufblasbare Luftkammer
- Optionale Kühlfunktion
- Zwei wiederverwendbare Gel-Packs für eine regelmäßige Kühlung
- Unterziehstrumpf für mehr Tragekomfort und als Schutz bei der Kühlung
- Beidseitig tragbar

[zum Produkt](#)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Umfang Knie
DJO.82-0017	DONJOY® Playmaker® Everest™ Pro	Universal	bis 60 cm

## DONJOY® IMMO AT4 – 3-teilig

Eine Knieschiene zur Immobilisation und Stützung, als Alternative zum Gipsverband.



### Indikation

Immobilisation des Knies (postoperativ, post-traumatisch)

### Funktion

Immobilisation und Stützung • Als Alternative zum Gipsverband

### Plus

- Individuelle Anpassung durch nachformbare Schienen und Klettverschlüsse
- Material ist sehr widerstandsfähig - wenig Abnützung
- Schnelles und einfaches Befestigen am Patienten
- Schweissabsorbierend, atmungsaktiv
- Beidseitig tragbar

[zum Produkt](#)

Art.-Nr.	Bezeichnung	*Länge	Winkel
DJO.4003-040	DONJOY® IMMO AT4, 3-teilig, 0°	40 cm	0°
DJO.4003-050	DONJOY® IMMO AT4, 3-teilig, 0°	50 cm	0°
DJO.4003-060	DONJOY® IMMO AT4, 3-teilig, 0°	60 cm	0°
DJO.4003-065	DONJOY® IMMO AT4, 3-teilig, 0°	65 cm	0°
DJO.4004-040	DONJOY® IMMO AT4, 3-teilig, 20°	40 cm	20°
DJO.4004-050	DONJOY® IMMO AT4, 3-teilig, 20°	50 cm	20°
DJO.4004-060	DONJOY® IMMO AT4, 3-teilig, 20°	60 cm	20°
DJO.4004-065	DONJOY® IMMO AT4, 3-teilig, 20°	65 cm	20°

\*Orthesenlänge = Beinlänge medial - 20 cm

## DONJOY® IMMO AT4 – 1-teilig



Eine Knieschiene zur Immobilisation und Stützung, als Alternative zum Gipsverband.

### Indikation

Immobilisation des Knies (postoperativ, post-traumatisch)

### Funktion

• Immobilisation und Stützung • Als Alternative zum Gipsverband

### Plus

- Individuelle Anpassung durch nachformbare Schienen und Klettverschlüsse
- Vorgeformte Schienen sichern die Immobilisation
- Material ist sehr widerstandsfähig - wenig Abnutzung
- Zusätzlicher Klettverschluss innen für verbesserten Halt
- Schweißabsorbierend, atmungsaktiv
- Beidseitig tragbar

[zum Produkt](#)

Art.-Nr.	Bezeichnung/Winkel	Länge*	Grösse	Umfang Oberschenkel**
DJO.HN50-020	DONJOY® IMMO AT4, 1-teilig, 0°	50 cm	Small	bis 46 cm
DJO.HN50-030	DONJOY® IMMO AT4, 1-teilig, 0°	50 cm	Medium	46 - 51 cm
DJO.HN50-040	DONJOY® IMMO AT4, 1-teilig, 0°	50 cm	Large	52 - 57 cm
DJO.HN50-050	DONJOY® IMMO AT4, 1-teilig, 0°	50 cm	X-Large	ab 58 cm
DJO.HN60-020	DONJOY® IMMO AT4, 1-teilig, 0°	60 cm	Small	bis 46 cm
DJO.HN60-030	DONJOY® IMMO AT4, 1-teilig, 0°	60 cm	Medium	46 - 51 cm
DJO.HN60-040	DONJOY® IMMO AT4, 1-teilig, 0°	60 cm	Large	52 - 57 cm
DJO.HN60-050	DONJOY® IMMO AT4, 1-teilig, 0°	60 cm	X-Large	ab 58 cm
DJO.HZ50-020	DONJOY® IMMO AT4, 1-teilig, 20°	50 cm	Small	bis 46 cm
DJO.HZ50-030	DONJOY® IMMO AT4, 1-teilig, 20°	50 cm	Medium	46 - 51 cm
DJO.HZ50-040	DONJOY® IMMO AT4, 1-teilig, 20°	50 cm	Large	52 - 57 cm
DJO.HZ50-050	DONJOY® IMMO AT4, 1-teilig, 20°	50 cm	X-Large	ab 58 cm
DJO.HZ60-020	DONJOY® IMMO AT4, 1-teilig, 20°	60 cm	Small	bis 46 cm
DJO.HZ60-030	DONJOY® IMMO AT4, 1-teilig, 20°	60 cm	Medium	46 - 51 cm
DJO.HZ60-040	DONJOY® IMMO AT4, 1-teilig, 20°	60 cm	Large	52 - 57 cm
DJO.HZ60-050	DONJOY® IMMO AT4, 1-teilig, 20°	60 cm	X-Large	ab 58 cm

\*Orthesenlänge = Beinlänge medial - 20 cm

\*\*Messung Umfang Oberschenkel: 15 cm oberhalb Patellamitte

## ORMED® Artrocare® Pro3



Rahmenorthesen zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions-/ Flexionsbegrenzung.

### Indikation

Verletzungen oder Instabilitäten des vorderen Kreuzbandes mit oder ohne Begleitverletzungen • Verletzungen oder Instabilitäten der Seitenbänder • Schwere Instabilitäten des Kniegelenks • Meniskusverletzungen • Genu recurvatum • Konservative, prä- und postoperative Behandlung • Prophylaxe

### Funktion

Ventralorhese (nur ACL) • Suprakondyläres Anti-Rutschpolster • Extensionsbegrenzung bei 0°, 10°, 20°, 30° und 40° (10° voreingestellt) • Flexionsbegrenzung bei 20°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90° • Schwenkbare Gurtösen

### Plus

- Leichtes Anlegen von vorn
- Der Rahmen ist an die individuelle Beinform des Patienten anpassbar
- Rahmen aus Flugzeugaluminium
- Geringes Gewicht
- Ruhigstellung bei 0° möglich (Extra-Zubehör)
- Integriertes Anti-Migration Band
- Extensions-/Flexionskeile sind im Lieferumfang enthalten

[zum Produkt](#)

Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Bezeichnung	Grösse	*Umfang Knie
DJO.11-1625-1	DJO.11-1624-1	ORMED® Artrocare® Pro3	X-Small	30 - 33 cm
DJO.11-1625-2	DJO.11-1624-2	ORMED® Artrocare® Pro3	Small	33 - 35 cm
DJO.11-1625-3	DJO.11-1624-3	ORMED® Artrocare® Pro3	Medium	35 - 38 cm
DJO.11-1625-4	DJO.11-1624-4	ORMED® Artrocare® Pro3	Large	38 - 43 cm
DJO.11-1625-5	DJO.11-1624-5	ORMED® Artrocare® Pro3	X-Large	43 - 48 cm
DJO.11-1625-6	DJO.11-1624-6	ORMED® Artrocare® Pro3	XX-Large	48 - 53 cm
DJO.11-1625-7	DJO.11-1624-7	ORMED® Artrocare® Pro3	XXX-Large	53 - 58 cm

\*Knieumfang = Patellamitte bei gestrecktem Knie

## PROCARE® MaxTrax™ ROM Walker



Unterschenkel-Fuss-Orthese zur Mobilisierung in einstellbaren Bewegungsumfängen.

### Indikation

Frühfunktionelle Mobilisierung • Band-, Weichteil- und Sehnenverletzungen • Postoperativ nach fußchirurgischen Eingriffen • Arthrosen des OSG/chronische Bandinstabilitäten

### Funktion

- Stabilisierung und Ruhigstellung des Unterschenkels, Sprunggelenks und Fußes
- Als Alternative zum Gipsverband

### Plus

- Sichere Einbettung von Fuß und Unterschenkel in gepolstertem Innenschuh
- Verstellbare Verschlussgurte
- Monozentrische Gelenke mit einstellbarer Bewegungsbegrenzung in 7,5°-Schritten von 45° Plantarflexion bis 30° Dorsalflexion

[zum Produkt](#)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Schuhgrösse
DJO.79-95332	PROCARE® MaxTrax™ ROM Walker	X-Small	bis 34
DJO.79-95333	PROCARE® MaxTrax™ ROM Walker	Small	35 - 36
DJO.79-95335	PROCARE® MaxTrax™ ROM Walker	Medium	37 - 42
DJO.79-95337	PROCARE® MaxTrax™ ROM Walker	Large	43 - 47
DJO.79-95338	PROCARE® MaxTrax™ ROM Walker	X-Large	ab 47

## PROCARE® Prostep™ Walker



### Indikation

Nach Stressfrakturen der unteren Extremität und stabilen Fuß- und/oder Sprunggelenkfrakturen, akuten lateralen Knöchelverstauchungen und Achillessehnenreparaturen.

### Funktion

Stützung und Immobilisierung des Unterschenkels, Sprunggelenks und Fußes

### Plus

- Hohe Stabilität
- Abrollsohle
- Atmungsaktives, waschbares Futter - auch einzeln erhältlich
- Einfaches Anziehen
- Beidseitig tragbar

[zum Produkt](#)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Schuhgrösse
DJO.79-98793	PROCARE® Prostep™ Walker	Small	bis 39
DJO.79-98795	PROCARE® Prostep™ Walker	Medium	39 - 44
DJO.79-98797	PROCARE® Prostep™ Walker	Large	ab 44



## PROCARE® Nextep™ Contour Air Walker



Unterschenkel-Fuß-Orthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position.

### Indikation

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung • Stabile Fuß- und/oder Knöchelfrakturen • Schwere Knöcheldistorsion • Stabile Unterschenkelfrakturen, postoperativ

### Funktion

Immobilisierung

### Plus

- Hohe Stabilität durch zwei feste Halbschalen
- Mit individuell einstellbaren Klettgurten
- Sichere Einbettung von Fuß und Unterschenkel in gepolstertem Innenschuh mit zwei Luftkammern im Knöchelbereich
- Integrierte Pumpe zur individuellen Befüllung der Luftpolster
- Abrollsohle

[zum Produkt](#)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Schuhgrösse
DJO.79-95273	PROCARE® Nextep™ Contour Air Walker	Small	bis 39
DJO.79-95275	PROCARE® Nextep™ Contour Air Walker	Medium	39 - 44
DJO.79-95277	PROCARE® Nextep™ Contour Air Walker	Large	ab 44

## PROCARE® Nextep™ Shortie Air Walker



Kurze Unterschenkel-Fuß-Orthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position

### Indikation

Prä- oder postoperative/posttraumatische Behandlung von Vorfuß- und Mittelfußverletzungen • Metatarsalfaktur • Weichteilverletzungen • Distorsionen (Grad I, II, III)

### Funktion

Immobilisierung

### Plus

- Hohe Stabilität durch zwei feste Halbschalen mit individuell einstellbaren Klettgurten
- Sichere Einbettung von Fuß und Unterschenkel in gepolstertem Innenschuh mit zwei Luftkammern im Knöchelbereich
- Integrierte Pumpe zur individuellen Befüllung der Luftpolster
- Abrollsohle

[zum Produkt](#)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Schuhgrösse
DJO.79-95443	PROCARE® Nextep™ Shortie Air Walker	Small	bis 39
DJO.79-95445	PROCARE® Nextep™ Shortie Air Walker	Medium	39 - 44
DJO.79-95447	PROCARE® Nextep™ Shortie Air Walker	Large	ab 44

## DONJOY® Fusiolight™ – Sprunggelenkorthese



Die neue DONJOY® Fusiolight Sprunggelenkorthese in neuartigem Design unterstützt und stabilisiert das Sprunggelenk. Sie sorgt für die nötige Kompression in der Regenerationsphase, damit der verletzte oder geschwächte Knöchel wieder seine volle Belastbarkeit erreicht.

### Indikation

Leichte bis mässige Sprunggelenkverstauchungen und Zerrungen • Akute Verletzungen • Postoperative Versorgung • Funktionelle Therapie von Bandrupturen • Chronische Bandinstabilitäten

### Funktion

Starre Struktur hilft Inversion/Eversion sowie neuen Verletzungen vorzubeugen • Schalen sind mit Schaumstoffpolstern beschichtet und sorgen für komfortable Kompression • Im Schaumstoff eingearbeitete Silikoneinlagen reduzieren den Druck auf die Knöchel • Die rigide Schalen bieten Unterstützung und Stabilität • Schalen und Polsterung schützen das Sprunggelenk vor lateralen Einwirkungen

### Plus

- Stärkere Polsterung im Knöchelbereich - für zusätzlichen Komfort und Druckentlastung
- Thermo-Tex™ Material: atmungsaktiv, feuchtigkeitsabsorbierend, antibakteriell, verhindert Geruchsbildung
- Einstellbares Fersenband für optimalen Halt
- Gute Anpassbarkeit durch individuell einstellbare Klettgurte

[zum Produkt](#)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Körpergrösse	Farbe
DJO.444K	DONJOY® Fusiolight™	Small	Kind	Schwarz
DJO.444	DONJOY® Fusiolight™	Large	ab 165 cm	Grün

## AIRCAST® Airpro™



Die AIRCAST® Airpro™ ist eine abrüstbare Sprunggelenkorthese, die durch das 3-Phasen-Modell die optimale Versorgung in jeder Therapiephase ermöglicht. Der 8er-Gurt sorgt für ausreichend Stabilität, thermoplastisch verformbare, flexible Stabilisatoren erlauben eine optimale Anpassung in den Phasen 2 und 3. Durch den BOA Verschluss lässt die Airpro™ sich individuell einstellen. Eingesetzt wird die Airpro™ bei Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen sowie chronischen Instabilitäten oder zur postoperativen Versorgung.

### Indikation

Sprunggelenkdistorsionen • Bandrupturen • Entzündliche Reizzustände • Postoperative Versorgung • Kapselbandinstabilitäten

### Funktion

Stabilisierung des Sprunggelenks • Reduktion Talusvorschub • Einschränkung Supinationsbewegung

### Plus

- Abrüstbarkeit für die optimale Versorgung in jeder Therapiephase
- BOA Verschluss
- Thermoplastisch verformbare Stabilisatoren
- 8er-Gurt für zusätzliche Stabilität
- Step-In-Design

[zum Produkt](#)

Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Bezeichnung	Grösse	Schuhgrösse
DJO.82-0267-1	DJO.82-0268-1	AIRCAST® Airpro™	X-Small	30 - 34
DJO.82-0267-2	DJO.82-0268-2	AIRCAST® Airpro™	Small	34 - 37
DJO.82-0267-3	DJO.82-0268-3	AIRCAST® Airpro™	Medium	37 - 42
DJO.82-0267-4	DJO.82-0268-4	AIRCAST® Airpro™	Large	42 - 46
DJO.82-0267-5	DJO.82-0268-5	AIRCAST® Airpro™	X-Large	ab 46



Die AIRCAST Airgo ist eine Orthese zur Stabilisierung des Sprunggelenks mit Begrenzung von Pro- und Supination. Durch die anatomisch geformten Schalen bietet sie bestmöglichen Halt. Zusätzliche Stabilisierung und individuelle Einstellung der Supinations- und Pronationsbeschränkung bietet das ATF-Zugband, welches zusätzlich den Talusvorschub reduziert. Das Step-In-Design ermöglicht eine einfache Anwendung. Die Orthese kommt bei akuten Bandrupturen und Distorsionen zum Einsatz.

### Indikation

Akute Bandrupturen • Distorsionen • Konservative Therapie • Postoperative Versorgung

### Funktion

Stabilisierung des Sprunggelenks • Reduktion Talusvorschub • Einschränkung Supinationsbewegung

### Plus

- Anatomisch geformte Schalen
- Hohe Stabilität
- Individuelle Einstellung ATF Zugband
- Step-in-Design
- Keine Beeinträchtigung des Abrollvorgangs

[zum Produkt](#)

Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Bezeichnung	Grösse	Schuhgrösse
DJO.02MXSRCE	DJO.02MXSLCE	AIRCAST® AIRGO™	X-Small	30 - 34
DJO.02MSRCE	DJO.02MSLCE	AIRCAST® AIRGO™	Small	35 - 38
DJO.02MMRCE	DJO.02MMLCE	AIRCAST® AIRGO™	Medium	39 - 42
DJO.02MLRCE	DJO.02MLLCE	AIRCAST® AIRGO™	Large	43 - 47
DJO.02MXLRCE	DJO.02MXLLCE	AIRCAST® AIRGO™	X-Large	ab 47

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.  
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

1.29.D.01\_DONJOY (06.2021)

Vertrieb durch:

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

