

1	Information	
2	Fuss	
3	Bein	
4	Rumpf	
5	Hals	
6	Schulter / Arm	
7	Hand	
8	Sport / Fitness / Physiotherapie	
9	Verbandsmaterial	
10	Diverses	
11	Kork	
12	Chrisofix®	
13	Somna® Gewichtstherapie	
14	Kinder	
15	Preisliste / AGB	

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Version 11.2021

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Datum · Date:

Kunden-Nr. · Numéro de client



Dieses Kapitel haben wir für Ihre persönliche Hitliste reserviert. Wir stellen uns vor, dass es Ihnen das Bestellen erleichtert, wenn Sie sich Ihre bevorzugten Produkte notieren und diese jederzeit zur Hand haben. Wir laden Sie ein, Gebrauch von diesem Blatt zu machen.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.





DARCO Relief Dual® – Fussteilentlastungsschuh



DARCO

© 2019 DARCO (Europe) GmbH

Indikation	Postoperative Versorgung von Vorfussoperationen zur Stabilisierung und Entlastung z. B. nach Fussosteotomien.
Funktion	Stabilität, Stoss- und Druckentlastung nach Operationen. Platz für Einlagen durch herausnehmbare Innensohle (auch diabetesadaptierte Fussbettung). Optimale Stossdämpfung und reduzierte Krafteinwirkung. Mehr Negativabsatz durch Verwenden der Weichbettungseinlegesohle Relief Contour Insole. oder der modularen Innensohle Puzzle Insole®.
Plus	• Innovative Zwei-Sohlentechnologie • Luftdurchlässiges Nylongewebe • Stabile Fersenkappe • Breiter Ristklettverschluss • Beidseitig tragbar • Nahtfreie, grosse Komfortzone; Weiter Einstieg • Rutschfest • Grosses Volumen – Platz für spezielles Fussbett vorhanden • Farbe: Grau

Art.-Nr. Schuh	Art.-Nr. Zehenkappe*	Bezeichnung	Typ	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.RD-W1	DAR.TCDW1	DARCO Relief Dual® – Fussteilentlastungsschuh	Damen	34–36.5	Small
DAR.RD-W2	DAR.TCDW2	DARCO Relief Dual® – Fussteilentlastungsschuh	Damen	37–38.5	Medium
DAR.RD-W3	DAR.TCDW3	DARCO Relief Dual® – Fussteilentlastungsschuh	Damen	39–41	Large
DAR.RD-M1	DAR.TCDM1	DARCO Relief Dual® – Fussteilentlastungsschuh	Herren	39–41	Small
DAR.RD-M2	DAR.TCDM2	DARCO Relief Dual® – Fussteilentlastungsschuh	Herren	41.5–43	Medium
DAR.RD-M3	DAR.TCDM3	DARCO Relief Dual® – Fussteilentlastungsschuh	Herren	43.5–45	Large
DAR.RD-M4	DAR.TCDM4	DARCO Relief Dual® – Fussteilentlastungsschuh	Herren	45.5–47	X-Large

*Zehenkappe optional bestellbar. (Bitte Artikel-Nr. Zehenkappe bei Bestellung ebenfalls angeben.)

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO Relief Dual® Plus – Fussteilentlastungsschuh



© 2020 DARCO (Europe) GmbH

DARCO

Indikation	Postoperative Versorgung von Vorfussoperationen zur Stabilisierung und Entlastung z. B. nach Fussosteotomien.
Funktion	Der neue Fußteilentlastungsschuh hat einen 64 % höheren Schaft als der Relief Dual®. Dieser sorgt für einen orthograden und maximal stabilen Rückfußhalt. Die Fersenkappe ist durch den sprunggelenkumschließenden Verschluss komplett zu öffnen und flexibel einstellbar. Durch die maximale Öffnungsmöglichkeit sind Versorgungen von voluminösen Verbänden möglich. Der Relief Dual® Plus überzeugt also mit einem PLUS an Einsatzmöglichkeiten für das postoperative Management und zur Wundtherapie. Die bewährten Qualitätsmerkmale wie eine rückverlagerte Ballenrolle, die durchgehende Sohlenversteifung, ein eckiger Brandsohlenschnitt und eine geringe Profilhöhe bleiben weiterhin feste Bestandteile des Schuhs.
Plus	• Extreme Öffnungsmöglichkeit durch neueste Heckeinstiegs-Option • Innovative Zwei-Sohlentechnologie • Atmungsaktives Material • Flexibel einstellbare Fersenkappe • Versorgungen für voluminöse Verbände • Platz für Einlagen durch herausnehmbare Innensohle (auch diabetesadaptierte Fußbettung) • Geringe Sohlenhöhe - kein Ausgleichsschuh notwendig • Beidseitig tragbar

Art.-Nr. Damen	Schuh-Nr.	Art.-Nr. Herren	Schuh-Nr.	Grösse	Bezeichnung
DAR.RDP-W1	34 - 36.5	DAR.RDP-M1	39 - 41	Small	DARCO Relief Dual® Plus
DAR.RDP-W2	37 - 38.5	DAR.RDP-M2	41.5 - 43	Medium	DARCO Relief Dual® Plus
DAR.RDP-W3	39 - 41	DAR.RDP-M3	43.5 - 45	Large	DARCO Relief Dual® Plus
-	-	DAR.RDP-M4	45.5 - 47	X-Large	DARCO Relief Dual® Plus

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO Relief Insert® Walker – Unterschenkel-Fussorthese



Der neue modulare Two-in-One Walker von DARCO, ein Novum auf dem Hilfsmittelmarkt: zum einen eine Lagerungsschiene zur Spitzfussprophylaxe und zum anderen eine auf- und abrüstbare Walker-Alternative.

Option 1

Lagerungsschiene + Innensohle

- Postoperative Fixation durch Lagerungsschiene
- Stabilisierung durch mediale und laterale Schale aus formstabilem Polycarbonat mit stabiler Fussplatte
- Zirkulär umschliessendes Innenpolster

Option 2

Unterschenkel-Fussorthese

- Zur temporären Ruhigstellung bei Schwellungen nach Traumata im Sprunggelenkbereich
- Als Unterschenkel-Fussorthese zur Immobilisierung mit dem Fussteilentlastungsschuh Relief Dual®
- Zur postoperativen Mobilisierung sowie Lagerung für 4–6 Wochen

Plus

- Farbe: Grau

Art.-Nr. links Schuh	Art.-Nr. rechts Schuh	Art.-Nr. Zehenkappe*	Bezeichnung	Typ	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.RIW-W1-L	DAR.RIW-W1-R	DAR.TCDW1	DARCO Relief Insert® Walker	Damen	34–36.5	Small
DAR.RIW-W2-L	DAR.RIW-W2-R	DAR.TCDW2	DARCO Relief Insert® Walker	Damen	37–38.5	Medium
DAR.RIW-W3-L	DAR.RIW-W3-R	DAR.TCDW3	DARCO Relief Insert® Walker	Damen	39–41	Large
DAR.RIW-M1-L	DAR.RIW-M1-R	DAR.TCDM1	DARCO Relief Insert® Walker	Herren	39–41	Small
DAR.RIW-M2-L	DAR.RIW-M2-R	DAR.TCDM2	DARCO Relief Insert® Walker	Herren	41.5–43	Medium
DAR.RIW-M3-L	DAR.RIW-M3-R	DAR.TCDM3	DARCO Relief Insert® Walker	Herren	43.5–45	Large
DAR.RIW-M4-L	DAR.RIW-M4-R	DAR.TCDM4	DARCO Relief Insert® Walker	Herren	45.5–47	X-Large

*Zehenkappe optional bestellbar. (Bitte Artikel-Nr. Zehenkappe bei Bestellung ebenfalls angeben.)

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO MedSurg – Verbandschuh



DARCO

Indikation Gehgips; Hallux Valgus; Zehenfraktur; Offene Wunde; Ödematöser Fuss; Geriatrischer Fuss

Funktion Stabilität; Stossentlastung und Druckentlastung; Härtere Laufsohle, daher weniger dynamisch

Plus

- Feste Hinterkappe, weiche Innensohle
- Schlaufenklettverschluss nach links und rechts ausrichtbar
- Beidseitig tragbar
- Im vorderen Bereich verstärkt
- Grosses Volumen
- Luftdurchlässiges Nylongewebe
- Gleichmässige Druckverteilung dank dehnbarem Nylongewebe
- Sohle mit Abrollrampe für natürlichen Gang
- Strukturiertes Sohlenprofil
- Kompatibel mit Puzzle Insole® und PegAssist® Insole
- Farbe: Schwarz

Art.-Nr. Schuh	Art.-Nr. Zehenkappe*	Bezeichnung	Typ	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.MSW1B-ST	DAR.TCW1	DARCO MedSurg – Verbandschuh	Damen	34–36.5	Small
DAR.MSW2B-ST	DAR.TCW2	DARCO MedSurg – Verbandschuh	Damen	37–38.5	Medium
DAR.MSW3B-ST	DAR.TCW3	DARCO MedSurg – Verbandschuh	Damen	39–41	Large
DAR.MSM1B-ST	DAR.TCM1	DARCO MedSurg – Verbandschuh	Herren	39–41	Small
DAR.MSM2B-ST	DAR.TCM2	DARCO MedSurg – Verbandschuh	Herren	41.5–43	Medium
DAR.MSM3B-ST	DAR.TCM3	DARCO MedSurg – Verbandschuh	Herren	43.5–45	Large
DAR.MSM4B-ST	DAR.TCM4	DARCO MedSurg – Verbandschuh	Herren	45.5–48	X-Large

*Zehenkappe optional bestellbar. (Bitte Artikel-Nr. Zehenkappe bei Bestellung ebenfalls angeben.)

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO MedSurg Pro® – Verbandschuh (hoher Schaft)



DARCO

- Indikation** Postoperativ zur Stabilisierung und Entlastung.
- Funktion** Der MedSurg Pro® ist eine Weiterentwicklung des klassischen MedSurg Verbandshuhs. Die bewährten Qualitätsmerkmale wie Square Toe, geringe Profilhöhe, breiter Einstieg und distale Gelenkfeder (Metatarsal-Metashank) bleiben weiterhin fester Bestandteil des Schuhs.
- Plus**
- Leichtes, luftdurchlässiges Obermaterial
 - Knöchelübergreifend, gute Fersenführung
 - Umlenkschlaufen gewährleisten die praktische Handhabung der Klettverschlüsse und sichern einen stabilen Halt
 - Besseres Abrollverhalten durch neues Sohlendesign
 - Rutschfeste Sohle
 - Beidseitig tragbar
 - Farbe: Schwarz
 - Kompatibel mit Puzzle Insole® und PegAssist® Insole

Art.-Nr. Schuh	Art.-Nr. Zehenkappe*	Bezeichnung	Typ	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.MSPROH-W1	DAR.TCMW1	DARCO MedSurg Pro® – Verbandschuh	Damen	34–36.5	Small
DAR.MSPROH-W2	DAR.TCMW2	DARCO MedSurg Pro® – Verbandschuh	Damen	37–38.5	Medium
DAR.MSPROH-W3	DAR.TCMW3	DARCO MedSurg Pro® – Verbandschuh	Damen	39–41	Large
DAR.MSPROH-M1	DAR.TCMM1	DARCO MedSurg Pro® – Verbandschuh	Herren	39–41	Small
DAR.MSPROH-M2	DAR.TCMM2	DARCO MedSurg Pro® – Verbandschuh	Herren	41.5–43	Medium
DAR.MSPROH-M3	DAR.TCMM3	DARCO MedSurg Pro® – Verbandschuh	Herren	43.5–45	Large
DAR.MSPROH-M4	DAR.TCMM4	DARCO MedSurg Pro® – Verbandschuh	Herren	45.5–47	X-Large

*Zehenkappe optional bestellbar. (Bitte Artikel-Nr. Zehenkappe bei Bestellung ebenfalls angeben.)

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO Commodus Open® – Offener Verbandschuh



DARCO

Indikation	Läsionen medial am MTP I Gelenk, lateral am MTP V Gelenk sowie des gesamten dorsalen und plantaren Vorfußbereichs, zur postoperativen Versorgung, zur Wundversorgung, Arthritis
Funktion	Durch das offene Design des Commodus Open® eignet er sich besonders für die Versorgung von postoperativen Wunden und Läsionen, die sich medial am MTP I Gelenk, lateral am MTP V Gelenk sowie im gesamten dorsalen und plantaren Vorfußbereich befinden. Der Commodus Open® dient der Stabilisierung des Fußes und sorgt für eine Stoß- und Druckumverteilung nach Operations- oder anderen Wunden. Um bestehende Wunden im Vorfußbereich aussparen zu können, kann je nach Bedarf die Anzahl der zu verwendenden Klettbinden im Vorfußbereich frei gewählt werden. Kein, ein, zwei oder drei Klettbinden können flexibel angebracht und wenn notwendig gekürzt werden. So ist der Commodus Open® individuell auf die Bedürfnisse jedes Patienten anpassbar!
Plus	• Individuelle Anpassungsmöglichkeiten • Hoher Tragekomfort • Leichter Einstieg durch komplette Öffnungsmöglichkeit • Nahtfreie Komfortzone • Atmungsaktives Nylongewebe, bearbeitbar • Stoßdämpfende Laufsohle aus EVA • Durch niedrige Bauhöhe der Sohle ist kein Ausgleichsschuh notwendig • Der Schuhboden ist durchgehend versteift • Austauschbare Innensohle • Beidseitig tragbar

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO Commodus Open® – Offener Verbandschuh

Artikel-Nr.	Beschreibung	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.CO0	DARCO Commodus Open® – Offener Verbandschuh	33.5 – 37	X-Small
DAR.CO1	DARCO Commodus Open® – Offener Verbandschuh	37.5 – 39.5	Small
DAR.CO2	DARCO Commodus Open® – Offener Verbandschuh	40 – 41.5	Medium
DAR.CO3	DARCO Commodus Open® – Offener Verbandschuh	42 – 44	Large
DAR.CO4	DARCO Commodus Open® – Offener Verbandschuh	44.5 – 47	X-Large

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO OrthoWedge – Vorfussentlastungsschuh



DARCO

Indikation	Postoperative Versorgung von Vorfussoperationen nach Hallux Valgus, Hammerzehen-/ Krallenzehen-OPs, Vorfusstrauma mit oder ohne Fixierung; Postoperative Versorgung nach Diabetesoperationen; Therapie von Ulcera im Bereich des Vorfusses und der Metatarsalköpfchen.
Funktion	Speziell zur Entlastung und zum Schutz des Vorfusses entwickelt. Die durchgehende Sohle gewährt dem Patienten beim täglichen Tragen Schutz von der Unterseite. Der Entlastungskeil sorgt für eine Entlastung des Vorfusses. Ist direkt postoperativ einsetzbar.
Plus	• Feste Hinterkappe, weiche Innensohle • Luftdurchlässiges Nylongewebe • Kein Rand im Zehenbereich • Beidseitig tragbar • Komfortabel • Rutschfest • Grosses Volumen – Platz für spezielles Fussbett vorhanden • Farbe: Schwarz

Art.-Nr. Schuh	Art.-Nr. Zehenkappe*	Bezeichnung	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.OW0B-ST	DAR.TCO0	DARCO OrthoWedge – Vorfussentlastungsschuh	33.5–37	X-Small
DAR.OW1B-ST	DAR.TCO1	DARCO OrthoWedge – Vorfussentlastungsschuh	37.5–39.5	Small
DAR.OW2B-ST	DAR.TCO2	DARCO OrthoWedge – Vorfussentlastungsschuh	40–41.5	Medium
DAR.OW3B-ST	DAR.TCO3	DARCO OrthoWedge – Vorfussentlastungsschuh	42–44	Large
DAR.OW4B-ST	DAR.TCO4	DARCO OrthoWedge – Vorfussentlastungsschuh	44.5–47	X-Large

*Zehenkappe optional bestellbar. (Bitte Artikel-Nr. Zehenkappe bei Bestellung ebenfalls angeben.)

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO OrthoWedge Light – Vorfussentlastungsschuh

OPTIMIERTE
VERSION



DARCO

Der OrthoWedge Light ist das modifizierte Modell des OrthoWedge. Das atmungsaktive Obermaterial, die leichte EVA-Sohle und die herausnehmbare Innensohle sorgen für besten Tragekomfort.

Indikation	Postoperativ nach Eingriffen bei Hallux Valgus, Hammerzehen- / Krallenzehen-OPs; Abheilung von Vorfussulcera
Funktion	Druckumverteilung auf Mittel- bzw. Rückfuss; Speziell zur Entlastung und zum Schutz des Vorfusses
Plus	• Für geschlossene Räume empfohlen • Modifiziertes Modell des OrthoWedge • Austauschbare Innensohle • Rechts und links tragbar • Farbe: Schwarz

Art.-Nr. Schuh	Art.-Nr. Zehenkappe*	Bezeichnung	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.OWL0B-ST	DAR.TCO0	DARCO OrthoWedge Light – Vorfussentlastungsschuh	33.5–37	X-Small
DAR.OWL1B-ST	DAR.TCO1	DARCO OrthoWedge Light – Vorfussentlastungsschuh	37.5–39.5	Small
DAR.OWL2B-ST	DAR.TCO2	DARCO OrthoWedge Light – Vorfussentlastungsschuh	40–41.5	Medium
DAR.OWL3B-ST	DAR.TCO3	DARCO OrthoWedge Light – Vorfussentlastungsschuh	42–44	Large
DAR.OWL4B-ST	DAR.TCO4	DARCO OrthoWedge Light – Vorfussentlastungsschuh	44.5–47	X-Large

*Zehenkappe optional bestellbar. (Bitte Artikel-Nr. Zehenkappe bei Bestellung ebenfalls angeben.)

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO HeelWedge® – Fersenentlastungsschuh

© 2008 DARCO (Europe) GmbH



DARCO

Indikation	Abheilung von Ulzerationen im Fersenbereich; Postoperativ nach Eingriffen bei Fersensporn (plantare Fasciitis); Druckentlastung nach Fraktur
Funktion	Zur gezielten Entlastung des Fersenbereiches. Die durchgehende Sohle schützt die Ferse. Durch den patentierten Aufbau und die Konstruktion der Sohle findet eine spürbare Druckumverteilung statt. Die Innensohle ist zur eventuellen Nachbearbeitung (Schaffung von zusätzlicher Druckentlastung) herausnehmbar.
Plus	• Feste Hinterkappe, weiche Innensohle • Innensohle zur Schaffung zusätzlicher Druckentlastung herausnehmbar • Luftdurchlässiges Nylongewebe • Beidseitig tragbar • Komfortabel • Rutschfest • Grosses Volumen – Platz für spezielles Fussbett vorhanden • Integrierte Zehenkappe • Farbe: Schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.HW0B-ST	DARCO HeelWedge® – Fersenentlastungsschuh	33.5–37	X-Small
DAR.HW1B-ST	DARCO HeelWedge® – Fersenentlastungsschuh	37.5–39.5	Small
DAR.HW2B-ST	DARCO HeelWedge® – Fersenentlastungsschuh	40–41.5	Medium
DAR.HW3B-ST	DARCO HeelWedge® – Fersenentlastungsschuh	42–44	Large
DAR.HW4B-ST	DARCO HeelWedge® – Fersenentlastungsschuh	44.5–47	X-Large

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO TwinShoe® – Ausgleichsschuh



(Zehenkappe optional)



© 2009 DARCO (Europe) GmbH



- Indikation** Zur schnellen Mobilisierung nach einem fusschirurgischem Eingriff;
als Höhenausgleichsschuh für Hilfsmittel mit erhöhter Sohle
- Funktion** Der TwinShoe® ist ein Partner- bzw. Höhenausgleichsschuh. Das Produkt ist mit
verschiedenen DARCO Schuhen kompatibel.
- Plus**
- Einfaches Anziehen
 - Beidseitig tragbar
 - Farbe: Schwarz
 - Ausgleichsschuh kompatibel mit: OrthoWedge, OrthoWedge Light, HeelWedge®, WCS®, OPTIMA-Serie, SBi Frame

Art.-Nr. Schuh	Art.-Nr. Zehenkappe*	Bezeichnung	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.TS0B	DAR.TCO0	DARCO TwinShoe® – Ausgleichsschuh	33.5–37	X-Small
DAR.TS1B	DAR.TCO1	DARCO TwinShoe® – Ausgleichsschuh	37.5–39.5	Small
DAR.TS2B	DAR.TCO2	DARCO TwinShoe® – Ausgleichsschuh	40–41.5	Medium
DAR.TS3B	DAR.TCO3	DARCO TwinShoe® – Ausgleichsschuh	42–44	Large
DAR.TS4B	DAR.TCO4	DARCO TwinShoe® – Ausgleichsschuh	44.5–47	X-Large

*Zehenkappe optional bestellbar. (Bitte Artikel-Nr. Zehenkappe bei Bestellung ebenfalls angeben.)

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO AllRound Shoe® – Geschlossener Langzeitverbandschuh

DARCO



Dieser geschlossene Langzeitverbandschuh ist der perfekte Schuh nach einer Operation oder anderen Wunden am Fuss. Durch die weite Öffnungsmöglichkeit spielt der Umfang des Verbandes keine Rolle und der Einstieg in den Schuh ist somit komfortabel. Die Laufsohle bietet durch zwei unterschiedliche Shore-Härten eine hohe Stabilität und gute Stossdämpfung, ausserdem ist die Sohle rutschhemmend.

- Indikation
- Zur postoperativen Versorgung
 - Zur Wundversorgung
 - Arthritis
 - Fuss mit Risikokategorie 0, 1, 2 nach DDG Richtlinie
- Plus
- Wasser- und schmutzabweisendes sowie dauerhaft haltbares Material
 - Luftdurchlässiges Nylongewebe
 - Herausnehmbare Innensohle
 - Beidseitig tragbar
 - Farbe: Schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Schuh-Nr.
DAR.ARS/0	DARCO AllRound Shoe® – Geschlossener Langzeitverbandschuh	X-Small	37 – 38
DAR.ARS/1	DARCO AllRound Shoe® – Geschlossener Langzeitverbandschuh	Small	39 – 40
DAR.ARS/2	DARCO AllRound Shoe® – Geschlossener Langzeitverbandschuh	Medium	41 – 42
DAR.ARS/3	DARCO AllRound Shoe® – Geschlossener Langzeitverbandschuh	Large	43 – 44
DAR.ARS/4	DARCO AllRound Shoe® – Geschlossener Langzeitverbandschuh	X-Large	45 – 46
DAR.ARS/5	DARCO AllRound Shoe® – Geschlossener Langzeitverbandschuh	XX-Large	47 – 48

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO Body Armor® Cast Shoe – Gipsschuh

DARCO



© 2017 DARCO (Europe) GmbH

Indikation	Gehgips; Hallux Valgus; Zehenfraktur; Offene Wunde; Ödematöser Fuss; Geriatischer Fuss.
Funktion	Moderner, leichter Spezialschuh
Plus	• Heckeinstieg – einfaches Anlegen durch Umklappen der Schuhferse und patentiertes Verschlusssystem • Sicherer Fersenhalt • Zehenschutz • Stosshemmendes und sehr leichtes Material • Schmutzabweisende Oberfläche für hygienisches und leichtes Reinigen • Beidseitig tragbar • Farbe: Schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Länge Innensohle
DAR.CB0	DARCO Body Armor® Cast Shoe – Gipsschuh	X-Small	24 cm
DAR.CB1	DARCO Body Armor® Cast Shoe – Gipsschuh	Small	25.5 cm
DAR.CB2	DARCO Body Armor® Cast Shoe – Gipsschuh	Medium	27 cm
DAR.CB3	DARCO Body Armor® Cast Shoe – Gipsschuh	Large	29 cm
DAR.CB4	DARCO Body Armor® Cast Shoe – Gipsschuh	X-Large	32 cm
DAR.CB5	DARCO Body Armor® Cast Shoe – Gipsschuh	XX-Large	34.5 cm

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Übersicht Sohlen



Akutfälle rund um den Fuss verlangen nach einer raschen Versorgung mit dem passenden Sohlensystem. Aber auch bei temporären Lösungen bis zur endgültigen Schuhversorgung mit diabetesadaptierter Fussbettung kommt es auf eine orthopädisch korrekte Lösung an. Die massgeschneiderte Kombination für beide Einsatzbereiche: Therapieschuhe aus dem DARCO Programm, ergänzt um spezielle Einlegesohlen.

Kompatible Produkte		Puzzle Insole®	Relief Contour Insole	PegAssist® Insole	PegContour® Insole
MedSurg Verbandschuh		●	●	●	●
MedSurg Pro® Verbandschuh		●	●	●	●
Relief Dual® Fussteilentlastungsschuh		●	●	●	●
AllRound Shoe® Geschlossener Langzeitverbandsschuh					●
OrthoWedge Vorfussentlastungsschuh				●	
OrthoWedge Light Vorfussentlastungsschuh				●	
HeelWedge® Fersenentlastungsschuh				●	
SlimLine® Gips- und Langzeitverbandsschuh				●	

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:


Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO Relief Contour Insole – Weichbettungseinlegesohle

DARCO



© 2015 DARCO (Europe) GmbH

© 2015 DARCO (Europe) GmbH

- Indikation** Nach Hallux Valgus- und Kleinzehen-Operationen. Knick-, Senk- und Spreizfuss. Angio-neuropathische Fussveränderungen in Kombination mit milden Fussdeformitäten.
- Funktion** Durch angepasste Konturen wird eine optimale Druckumverteilung erreicht. Eine bis zu 90 % flächige Belastung ist möglich.
- Plus**
- Gezielte Druckentlastung
 - Beschleifbares PU-Material
 - Für den rechten und linken Fuss erhältlich
 - Farbe: Grau/Blau
- Passend zu:** MedSurg; MedSurg Pro®; Relief Dual®; Relief Insert® Walker

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.RC-W1-L	DARCO Relief Contour Insole	Damen, links	34–36.5	Small
DAR.RC-W1-R	DARCO Relief Contour Insole	Damen, rechts	34–36.5	Small
DAR.RC-W2-L	DARCO Relief Contour Insole	Damen, links	37–38.5	Medium
DAR.RC-W2-R	DARCO Relief Contour Insole	Damen, rechts	37–38.5	Medium
DAR.RC-W3-L	DARCO Relief Contour Insole	Damen, links	39–41	Large
DAR.RC-W3-R	DARCO Relief Contour Insole	Damen, rechts	39–41	Large
DAR.RC-M1-L	DARCO Relief Contour Insole	Herren, links	39–41	Small
DAR.RC-M1-R	DARCO Relief Contour Insole	Herren, rechts	39–41	Small
DAR.RC-M2-L	DARCO Relief Contour Insole	Herren, links	41.5–43	Medium
DAR.RC-M2-R	DARCO Relief Contour Insole	Herren, rechts	41.5–43	Medium
DAR.RC-M3-L	DARCO Relief Contour Insole	Herren, links	43.5–45	Large
DAR.RC-M3-R	DARCO Relief Contour Insole	Herren, rechts	43.5–45	Large
DAR.RC-M4-L	DARCO Relief Contour Insole	Herren, links	45.5–47	X-Large
DAR.RC-M4-R	DARCO Relief Contour Insole	Herren, rechts	45.5–47	X-Large

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO PegAssist® Insole – Waben-Einlegesohle

AUSLAUF-
MODELL!

DARCO



Indikation Zur gezielten Druckentlastung am Fuss.

Funktion Sohle besteht aus einer 18mm Kombination aus Plastazote, Poron und EVA. Die perfekte Kombination zur Stossreduzierung und Formbarkeit. Nachdem die Pegs an der entsprechenden Stelle entfernt wurden, wird der im Lieferumfang enthaltene und mit einer Klebefolie versehene Deckkarton vollflächig auf die Sohle geklebt. Er fixiert die Pegs um die Entlastungszone und gewährleistet, dass diese nicht verändert wird.

Plus

- Gezielte Druckentlastung
- Fixierung mittels mitgeliefertem Deckkarton
- Beidseitig tragbar
- Farbe: Schwarz/Blau

Passend zu: OrthoWedge ST; HeelWedge ST, Commodus Open

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.PASOW-0	DARCO PegAssist® Insole – Waben-Einlegesohle	33.5–37	X-Small
DAR.PASOW-1	DARCO PegAssist® Insole – Waben-Einlegesohle	37.5–39.5	Small
DAR.PASOW-2	DARCO PegAssist® Insole – Waben-Einlegesohle	40–41.5	Medium
DAR.PASOW-3	DARCO PegAssist® Insole – Waben-Einlegesohle	42–44	Large
DAR.PASOW-4	DARCO PegAssist® Insole – Waben-Einlegesohle	44.5–47	X-Large

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO PegAssist® Insole – Waben-Einlegesohle



- Indikation** Zur gezielten Druckentlastung am Fuss.
- Funktion** Sohle besteht aus einer 18mm Kombination aus Plastazote, Poron und EVA. Die perfekte Kombination zur Stossreduzierung und Formbarkeit. Nachdem die Pegs an der entsprechenden Stelle entfernt wurden, wird der im Lieferumfang enthaltene und mit einer Klebefolie versehene Deckkarton vollflächig auf die Sohle geklebt. Er fixiert die Pegs um die Entlastungszone und gewährleistet, dass diese nicht verändert wird.
- Plus**
- Gezielte Druckentlastung
 - Fixierung mittels mitgeliefertem Deckkarton
 - Beidseitig einsetzbar
 - Farbe: Schwarz/Blau
- Passend zu:** MedSurg; MedSurg Pro®; Relief Dual®; OrthoWedge; OrthoWedge Light; Heel Wedge; SlimeLine®

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.PAS-W1	DARCO PegAssist® Insole – Waben-Einlegesohle	Damen	34 – 36.5	Small
DAR.PAS-W2	DARCO PegAssist® Insole – Waben-Einlegesohle	Damen	37 – 38.5	Medium
DAR.PAS-W3	DARCO PegAssist® Insole – Waben-Einlegesohle	Damen	39 – 41	Large
DAR.PAS-M1	DARCO PegAssist® Insole – Waben-Einlegesohle	Herren	39 – 41	Small
DAR.PAS-M2	DARCO PegAssist® Insole – Waben-Einlegesohle	Herren	41.5 – 43	Medium
DAR.PAS-M3	DARCO PegAssist® Insole – Waben-Einlegesohle	Herren	43.5 – 45	Large
DAR.PAS-M4	DARCO PegAssist® Insole – Waben-Einlegesohle	Herren	ab 45	X-Large

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:


Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO Puzzle Insole® – Modulare Innensohle

DARCO



- Indikation** Die modulare Innensohle wurde zur plantaren Druckumverteilung entwickelt; Speziell nach Vor- und Mittelfuss-Operationen.
- Funktion** Die Puzzle Insole erlaubt eine plantare Druckentlastung durch das einfache Austauschen der Module. Die beiden Sohlen aus EVA Schaumstoff unterscheiden sich lediglich durch die unterschiedlichen Shore-Härten. Die drei austauschbaren Module (Kleinzehenmodul, Grosszehenmodul und Mittelfussmodul) sind für unterschiedlichste Indikationen einzeln auszutauschen.
- Plus**
- Beidseitig tragbar
 - Kostengünstige Druckentlastung
- Passend zu:** MedSurg; MedSurg Pro®; Relief Dual®; Relief Insert® Walker

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.PI-WS	DARCO Puzzle Insole® – Modulare Innensohle	Damen	34–36.5	Small
DAR.PI-WM	DARCO Puzzle Insole® – Modulare Innensohle	Damen	37–38.5	Medium
DAR.PI-WL	DARCO Puzzle Insole® – Modulare Innensohle	Damen	39–41	Large
DAR.PI-MS	DARCO Puzzle Insole® – Modulare Innensohle	Herren	39–41	Small
DAR.PI-MM	DARCO Puzzle Insole® – Modulare Innensohle	Herren	41.5–43	Medium
DAR.PI-ML	DARCO Puzzle Insole® – Modulare Innensohle	Herren	43.5–45	Large
DAR.PI-MXL	DARCO Puzzle Insole® – Modulare Innensohle	Herren	45.5–47	X-Large

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO PegCountour® Insole – Waben-Weichbettungseinlegesohle

1. Sohle mit schwarzen Waben für AllRound Shoe®
2. Sohle mit blauen Waben für MedSurg, MedSurg Pro® und Relief Dual®



DARCO

Waben-Weichbettungseinlegesohle zur vollflächigen Druckumverteilung, sowie optional zur punktuellen Druckentlastung. Der Druck wird bis zu 55 % reduziert.

- Indikation**
- Nach Hallux Valgus- und Kleinzehen-Operationen
 - Knick-, Senk-, Spreizfuss
 - Angio-neuropathische Fussveränderungen in Kombination mit milden Fussdeformitäten
- Funktion**
- Zur gezielten Druckumverteilung im Vor- und Mittelfussbereich bei: Plantaren Läsionen; Plantaren Ulcera/Ulcus-Prävention; Hyperpressionsstellen
- Plus**
- Individuelle Anpassung durch einzeln herausnehmbare Waben (Pegs)
 - Beschleifbares PU-Material
 - Für den rechten und linken Fuss erhältlich

Passend zu: MedSurg; MedSurg Pro®; Relief Dual®; AllRound Shoe®

1.	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	PegCountour® Insole für	Farbe	Typ	Grösse	Schuh-Nr.
	DAR.PCI-ARS0-L	DAR.PCI-ARS0-R	AllRound Shoe®	Schwarz	Unisex	X-Small	37–38
	DAR.PCI-ARS1-L	DAR.PCI-ARS1-R	AllRound Shoe®	Schwarz	Unisex	Small	39–40
	DAR.PCI-ARS2-L	DAR.PCI-ARS2-R	AllRound Shoe®	Schwarz	Unisex	Medium	41–42
	DAR.PCI-ARS3-L	DAR.PCI-ARS3-R	AllRound Shoe®	Schwarz	Unisex	Large	43–44
	DAR.PCI-ARS4-L	DAR.PCI-ARS4-R	AllRound Shoe®	Schwarz	Unisex	X-Large	45–46
	DAR.PCI-ARS5-L	DAR.PCI-ARS5-R	AllRound Shoe®	Schwarz	Unisex	XX-Large	47–48

2.	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	PegCountour® Insole für	Farbe	Typ	Grösse	Schuh-Nr.
	DAR.PCI-W1-L	DAR.PCI-W1-R	MedSurg/Pro®, Relief Dual®	Blau	Damen	Small	34–36.5
	DAR.PCI-W2-L	DAR.PCI-W2-R	MedSurg/Pro®, Relief Dual®	Blau	Damen	Medium	37–38.5
	DAR.PCI-W3-L	DAR.PCI-W3-R	MedSurg/Pro®, Relief Dual®	Blau	Damen	Large	39–41
	DAR.PCI-M1-L	DAR.PCI-M1-R	MedSurg/Pro®, Relief Dual®	Blau	Herren	Small	39–41
	DAR.PCI-M2-L	DAR.PCI-M2-R	MedSurg/Pro®, Relief Dual®	Blau	Herren	Medium	41.5–43
	DAR.PCI-M3-L	DAR.PCI-M3-R	MedSurg/Pro®, Relief Dual®	Blau	Herren	Large	43.5–45
	DAR.PCI-M4-L	DAR.PCI-M4-R	MedSurg/Pro®, Relief Dual®	Blau	Herren	X-Large	45.5–47

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO WCS®/-Light Insoles – 4-Sohlen-System



© 2008 DARCO (Europe) GmbH

Funktion Für den weiteren Behandlungsverlauf und bei Veränderung der Läsionen kann das 4-schichtige Sohlensystem separat nachbestellt werden. Die WCS® Einlegesohlen erlauben eine plantare Druckentlastung durch das einfache Bearbeiten des 4-schichtigen Sohlensystems. Die vier Sohlen aus EVA, PE-Schaumstoff und Poron® unterscheiden sich durch die unterschiedlichen Shore-Härten und die Rückstellfähigkeit.

Passend zu: WCS®, WCS® Light

Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Bezeichnung	Inhalt	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.WCI0B/L	DAR.WCI0B/R	DARCO WCS®/-Light Insoles – 4-Sohlen-System	4 STK	35–36	X-Small
DAR.WCI1B/L	DAR.WCI1B/R	DARCO WCS®/-Light Insoles – 4-Sohlen-System	4 STK	37–38	Small
DAR.WCI7B/L	DAR.WCI7B/R	DARCO WCS®/-Light Insoles – 4-Sohlen-System	4 STK	39–40	S/M
DAR.WCI2B/L	DAR.WCI2B/R	DARCO WCS®/-Light Insoles – 4-Sohlen-System	4 STK	41–42	Medium
DAR.WCI3B/L	DAR.WCI3B/R	DARCO WCS®/-Light Insoles – 4-Sohlen-System	4 STK	43–44	Large
DAR.WCI4B/L	DAR.WCI4B/R	DARCO WCS®/-Light Insoles – 4-Sohlen-System	4 STK	45–46	X-Large
DAR.WCI5B/L	DAR.WCI5B/R	DARCO WCS®/-Light Insoles – 4-Sohlen-System	4 STK	47–48	XX-Large

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Supershoe – Verbandschuh



Indikation Gehgips; Hallux Valgus; Zehenfraktur; Offene Wunde; Diabetiker; Ödematöser Fuss; Geriatischer Fuss

Funktion Spezialaufschuh, dynamisch

Plus

- Feste Hinterkappe; Weiches Innenfutter
- Schlaufenklettverschluss
- Selbstklebendes Polster für abzupolsternde Stellen
- Im vorderen Bereich verstärkt
- Sohle mit Abrollrampe für natürlichen Gang
- Grosses Volumen
- Beidseitig tragbar
- Eingegossene Aluschiene verstärkt die Vorfussregion
- Farbe: Dunkelblau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Schuh-Nr.	Grösse
101.110.110	Supershoe Verbandschuh	Damen	34–36.5	X-Small
101.110.120	Supershoe Verbandschuh	Damen	37–38	Small
101.110.130	Supershoe Verbandschuh	Damen	38.5–39.5	Medium
101.110.140	Supershoe Verbandschuh	Damen	40–41.5	Large
101.111.220	Supershoe Verbandschuh	Herren	42–43	Small
101.111.230	Supershoe Verbandschuh	Herren	43.5–44.5	Medium
101.111.240	Supershoe Verbandschuh	Herren	45–47	Large
101.111.250	Supershoe Verbandschuh	Herren	ab 48	X-Large

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Post-Op Schuh Rigid



Indikation Hallux Valgus; Zehenfraktur; Offene Wunde; Diabetiker; Ödematöser Fuss; Geriatischer Fuss

Funktion Steife Holzsohle verhindert das Abrollen.
Nicht dynamisch.

Plus

- Bequem
- Beidseitig tragbar
- Damen- und Herrenmodelle
- Helle Sohle
- Farbe: Blau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Schuh-Nr.	Grösse
101.009.120	Post-Op Schuh Rigid	Damen	34–36	Small
101.009.130	Post-Op Schuh Rigid	Damen	37–39	Medium
101.009.140	Post-Op Schuh Rigid	Damen	40–42	Large
101.009.220	Post-Op Schuh Rigid	Herren	39–41	Small
101.009.230	Post-Op Schuh Rigid	Herren	42–44	Medium
101.009.240	Post-Op Schuh Rigid	Herren	45–47	Large

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Talus II – Vorfussentlastungsschuh



Indikation	Postoperativ nach Hallux Valgus-Operation; Mittelfussoperationen; Vorfussamputation bei Geschwüren; Zehenfrakturen
Funktion	Vorfussentlastender Laufschuh mit grossem Volumen. Ermöglicht frühzeitiges Gehen nach Operationen, wodurch der Kreislauf angeregt und die funktionelle Wiederherstellung beschleunigt wird.
Plus	• Sehr geringes Gewicht • Beidseitig tragbar • Komfortabel durch weiches Innenfutter (auch am Fussbett) • Waschbar – mehrmals verwendbar • Umstellbarer Klettverschluss für Links- / Rechtsbindung • Grosses Volumen – Platz für spezielles Fussbett vorhanden • Versteifte Laufsohle • Farbe: Blau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Schuh-Nr.
33551-035	Talus II Vorfussentlastungsschuh	Textil	35–36
33551-037	Talus II Vorfussentlastungsschuh	Textil	37–38
33551-039	Talus II Vorfussentlastungsschuh	Textil	39–40
33551-041	Talus II Vorfussentlastungsschuh	Textil	41–42
33551-043	Talus II Vorfussentlastungsschuh	Textil	43–44
33551-045	Talus II Vorfussentlastungsschuh	Textil	45–46
33551-047	Talus II Vorfussentlastungsschuh	Textil	47–48

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO WCS® – Langzeitverbandschuh

© 2008 DARCO (Europe) GmbH



DARCO

- Indikation** Bei Behandlung des diabetischen Fussssyndroms; Zur Abheilung offener Wunden und Ulcera und Geschwüren; Zur Druckentlastung; In der postoperativen Phase nach Zehen- und/oder Vorfussoperationen
- Funktion** Der WCS® Langzeitverbandschuh für Diabetiker kann ohne grossen Aufwand individuell an jeden Patienten zur gezielten Druckentlastung am Fuss angepasst werden. Durch seine Konstruktion und das handwerkliche Nachbearbeiten der vierschichtigen Innensohle wird eine zusätzliche Druckentlastung plantar, medial und lateral ermöglicht. Der Aufbau, die weite Öffnungsmöglichkeit und die regulierbaren Klettverschlüsse ermöglichen eine Aufnahme von stark aufragenden Verbänden. Die Abrollsohle des Diabetiker-Schuhs gewährleistet ein physiologisch korrektes Gangbild, wodurch der Schuh auch im Freien getragen werden kann.
- Plus**
- Für den weiteren Behandlungsverlauf und bei Veränderung der Läsionen kann das 4-Sohlen-System separat nachbestellt werden
 - Farbe: Schwarz

Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Bezeichnung	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.WCS0B/L	DAR.WCS0B/R	DARCO WCS® – Langzeitverbandschuh	35–36	X-Small
DAR.WCS1B/L	DAR.WCS1B/R	DARCO WCS® – Langzeitverbandschuh	37–38	Small
DAR.WCS7B/L	DAR.WCS7B/R	DARCO WCS® – Langzeitverbandschuh	39–40	S/M
DAR.WCS2B/L	DAR.WCS2B/R	DARCO WCS® – Langzeitverbandschuh	41–42	Medium
DAR.WCS3B/L	DAR.WCS3B/R	DARCO WCS® – Langzeitverbandschuh	43–44	Large
DAR.WCS4B/L	DAR.WCS4B/R	DARCO WCS® – Langzeitverbandschuh	45–46	X-Large
DAR.WCS5B/L	DAR.WCS5B/R	DARCO WCS® – Langzeitverbandschuh	47–48	XX-Large

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO WCS® Light – Geschlossener Langzeitverbandschuh

DARCO



- Indikation** Bei Behandlung des diabetischen Fussyndroms; Zur Abheilung offener Wunden und leichten Ulcera; Zur Druckentlastung; In der postoperativen Phase nach Zehen- und/oder Vorfussoperationen
- Funktion** Gerade im Anfangsstadium des diabetischen Fussyndroms, also bei leichten Ulcera, ist der Diabetes-Patient auf einen komfortablen, sicheren Schuh angewiesen, der die notwendige Druckumverteilung sicherstellt und im Innen- und Aussenbereich tragbar ist. Mit dem neuen WCS® Light bietet DARCO das bewährte 4-Sohlen-System für individuelle Bearbeitungsmöglichkeit zur Druckentlastung in Form eines geschlossenen Schuhs an.
- Plus**
- Das leichte und luftdurchlässige Obermaterial sorgt für hohen Tragekomfort und lässt ausreichend Platz für Verbände
 - Für den weiteren Behandlungsverlauf und bei Veränderung der Läsionen kann das 4-schichtige Sohlensystem separat nachbestellt werden
 - Farbe: Schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.WCSL/0	DARCO WCS® Light – Geschlossener Langzeitverbandschuh	35–36	X-Small
DAR.WCSL/1	DARCO WCS® Light – Geschlossener Langzeitverbandschuh	37–38	Small
DAR.WCSL/7	DARCO WCS® Light – Geschlossener Langzeitverbandschuh	39–40	S/M
DAR.WCSL/2	DARCO WCS® Light – Geschlossener Langzeitverbandschuh	41–42	Medium
DAR.WCSL/3	DARCO WCS® Light – Geschlossener Langzeitverbandschuh	43–44	Large
DAR.WCSL/4	DARCO WCS® Light – Geschlossener Langzeitverbandschuh	45–46	X-Large
DAR.WCSL/5	DARCO WCS® Light – Geschlossener Langzeitverbandschuh	47–48	XX-Large

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO Body Armor® Stirrup Acute – Sprunggelenksorthese

DARCO



© 2011 DARCO (Europe) GmbH

Indikation	Stabilisierung des Sprunggelenks speziell im posttraumatischen und präventiven Bereich; Postoperative Rehabilitation; Akute Verletzungen des Sprunggelenks mit starker Schwellung
Funktion	Orthese zur Stabilisierung des Sprunggelenks bei Pronations- und Supinationsbewegungen. Die Aussenschalen sind perfekt auf die Anatomie des Sprunggelenks angepasst. Mittels der Weitenregulierung im Rückfussbereich wird auch bei starken Schwellungen eine weiche und gute Passform erreicht. Die beiden zirkulär schliessenden Klettgurte bieten Halt und komprimieren die Malleolengabel.
Plus	• One size • Beidseitig tragbar • Röntgendurchlässig • Farbe: Schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung.	Grösse
DAR.BASAB-2	DARCO Body Armor® Stirrup Acute – Sprunggelenksorthese	One size

Migel-Nr. 05.02.03.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





McDavid® Ankle Brace – Fussgelenkstütze



Indikation	Stabilisierung des Knöchels bei Distorsion; Postoperativ nach Fraktur, nach Entfernen des Gipsverbandes; Entzündungen des Knöchelgelenkes; Tendinitis; Arthritis; Überdehnte Sehnen; Bei sensiblen Knöchelgelenk; Funktionelle Behandlung bei nicht operierten fibularen Bandrupturen; Prophylaktische Massnahme bei distorsionsgefährdeten Füßen
Funktion	Massives laterales Stützen, Unterstützung des Fusses lateral und medial als auch Flexion und Extension sowie Verhinderung des Talus-Vorschubes. Die beiden seitlichen, entfernbaren Stützen bieten max. Stabilität und Sicherheit.
Plus	• 24 Stunden tragbar • Ideal auch für Sportler • Selbstanpassende, entfernbare Polypropylenstütze • Elastischer Fersenausschnitt verhindert störende Faltenbildung im Fersenbereich • Elastische Zungenbefestigung garantiert bequemes Einsteigen • 3 Lagen Nylon/Vynil ergeben Stabilität und Dauerhaftigkeit • Beidseitig tragbar • Waschbar • Farbe: Weiss

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schuh-Nr.	Grösse
MCD.A101R XXS	McDavid® Ankle Brace – Fussgelenkstütze	36–37	XX-Small
MCD.A101R XS	McDavid® Ankle Brace – Fussgelenkstütze	38–40	X-Small
MCD.A101R S	McDavid® Ankle Brace – Fussgelenkstütze	41–43	Small
MCD.A101R M	McDavid® Ankle Brace – Fussgelenkstütze	44–45	Medium
MCD.A101R L	McDavid® Ankle Brace – Fussgelenkstütze	46–47	Large
MCD.A101R XL	McDavid® Ankle Brace – Fussgelenkstütze	48	X-Large

Migel-Nr. 05.02.04.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





McDavid® Ankle Brace – Fussgelenkstütze



Indikation	Stabilisierung des Knöchels bei Distorsion; Postoperativ nach Fraktur, nach Entfernen des Gipsverbandes; Entzündungen des Knöchelgelenkes; Tendinitis; Arthritis; Überdehnte Sehnen; Bei sensiblen Knöchelgelenk; Funktionelle Behandlung bei nicht operierten fibularen Bandrupturen; Prophylaktische Massnahme bei distorsionsgefährdeten Füßen
Funktion	Massives laterales Stützen, Unterstützung des Fusses lateral und medial als auch Flexion und Extension sowie Verhinderung des Talus-Vorschubes. Die beiden seitlichen, entfernbaren Stützen bieten max. Stabilität und Sicherheit.
Plus	• 24 Stunden tragbar • Ideal auch für Sportler • Selbstanpassende, entfernbare Polypropylenstütze • Elastischer Fersenausschnitt verhindert störende Faltenbildung im Fersenbereich • Elastische Zungenbefestigung garantiert bequemes Einsteigen • 3 Lagen Nylon/Vynil ergeben Stabilität und Dauerhaftigkeit • Beidseitig tragbar • Waschbar • Farbe: Schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schuh-Nr.	Grösse
MCD.A101R-BK XXS	McDavid® Ankle Brace – Fussgelenkstütze	36–37	XX-Small
MCD.A101R-BK XS	McDavid® Ankle Brace – Fussgelenkstütze	38–40	X-Small
MCD.A101R-BK S	McDavid® Ankle Brace – Fussgelenkstütze	41–43	Small
MCD.A101R-BK M	McDavid® Ankle Brace – Fussgelenkstütze	44–45	Medium
MCD.A101R-BK L	McDavid® Ankle Brace – Fussgelenkstütze	46–47	Large
MCD.A101R-BK XL	McDavid® Ankle Brace – Fussgelenkstütze	48	X-Large

Migel-Nr. 05.02.04.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Ankle Air Brace – Sprunggelenksorthese



Indikation	Distorsion; Knöchelinstabilität
Funktion	• Erstversorgung • Verhindern von Inversion und Eversion • Normale Flexion während des Gehens oder sportlicher Aktivitäten • Reduktion von geschwollenem Gewebe durch Kompression
Plus	• Anatomische Plastikschiene • Individuelle Anpassung durch Klettverschlüsse • Verstellbares Fersenkissen • Vierschichtiges Air-Kissen (PVC, Schaumstoff, Luftblasen, Stoffüberzug) komprimiert und sichert den Komfort • Ist direkt auf der Haut tragbar, da körperseitig mit Vliespolster ausgestattet • One size • Beidseitig tragbar • Farbe: Blau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse
URI.333 0	Ankle Air Brace – Sprunggelenksorthese	One size

Migel-Nr. 05.02.03.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DONJOY® FusioLight™ – Sprunggelenksorthese



Indikation	Leichte bis mässige Sprunggelenkverstauchungen und Zerrungen; Akute Verletzungen; Postoperative Versorgung; Funktionelle Therapie von Bandrupturen; Chronische Bandinstabilitäten
Funktion	Die neue DONJOY® FusioLight Sprunggelenkorthese in neuartigem Design unterstützt und stabilisiert das Sprunggelenk. Sie sorgt für die nötige Kompression in der Regenerationsphase, damit der verletzte oder geschwächte Knöchel wieder seine volle Belastbarkeit erreicht. Starre Struktur hilft Inversion/Eversion sowie neuen Verletzungen vorzubeugen. Die Schalen sind mit Schaumstoffpolstern beschichtet und sorgen für komfortable Kompression. Im Schaumstoff eingearbeitete Silikoneinlagen reduzieren den Druck auf die Knöchel. Die rigiden Schalen bieten Unterstützung und Stabilität. Die Schalen und Polsterung schützen das Sprunggelenk vor lateralen Einwirkungen.
Plus	• Leichtes Gewicht und optimale Stabilität • Anatomisch korrektes Schalendesign • Stärkere Polsterung im Knöchelbereich für zusätzlichen Komfort und Druckentlastung • Thermo-Tex™ Material: atmungsaktiv, feuchtigkeitsabsorbierend, antibakteriell, verhindert Geruchsbildung • Latexfrei • Gute Anpassbarkeit durch individuell einstellbare Klettgurte • Sicherer Halt und leichte Anwendung • Einstellbares Fersenband für optimalen Halt • Beidseitig tragbar • Farbe: Grau/Schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Masse
DJO.444	DONJOY® FusioLight™ – Sprunggelenksorthese	Large / ab 1.65 m	25.5 cm (H)
DJO.444K	DONJOY® FusioLight™ – Sprunggelenksorthese	Small / Kinder	17 cm (H)

Migel-Nr. 05.02.03.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Knöchelbandage Typ 30



- Indikation** Überbelastetes oder verstauchtes Gewebe; Bänderschwächen; Arthrose; Arthritische Schmerzzustände; Bänderdehnung; Rehabilitationsphase nach Gipsfixation des Knöchels
- Funktion**
- Stütz-/Kompressionsfunktion
 - Schmerzreduktion
- Plus**
- Sehr einfaches Überziehen und Anpassen mittels Klettverschluss – besonders geeignet für ältere Patienten
 - Leichtes Material auch bei wärmeren Temperaturen angenehm
 - Beidseitig tragbar
 - Farbe: Beige

Art.-Nr.	Bezeichnung	*Knöchelumfang	Grösse
URI.30 XS	Knöchelbandage Typ 30	17 – 19 cm	X-Small
URI.30 S	Knöchelbandage Typ 30	19 – 21 cm	Small
URI.30 M	Knöchelbandage Typ 30	21 – 23 cm	Medium
URI.30 L	Knöchelbandage Typ 30	23 – 25 cm	Large
URI.30 XL	Knöchelbandage Typ 30	25 – 27 cm	X-Large
URI.30 XXL	Knöchelbandage Typ 30	27 – 28 cm	XX-Large

*Der Umfang ist um den Knöchel zu messen.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Knöchelbandage Typ 35



Indikation	Leichte Stütze bei überbelastetem oder verstauchtem Gewebe; Prellungen; Zerrungen; Verstauchungen; Bänderschwächen oder Schwellungsneigungen
Funktion	Schmerzreduktion bei schmerzenden, müden Füßen und Knöcheln; Stütz-/Kompressionsfunktion
Plus	• Verstärkte Stütze durch Verlängerung nach oben • Sehr einfaches Überziehen • Leichtes Material auch bei wärmeren Temperaturen angenehm • Beidseitig tragbar • Aus Baumwolle – waschbar • Farbe: Weiss

Art.-Nr.	Bezeichnung	*Knöchelumfang	Grösse
URI.35 XS	Knöchelbandage Typ 35	17 – 19 cm	X-Small
URI.35 S	Knöchelbandage Typ 35	19 – 21 cm	Small
URI.35 M	Knöchelbandage Typ 35	21 – 23 cm	Medium
URI.35 L	Knöchelbandage Typ 35	23 – 25 cm	Large
URI.35 XL	Knöchelbandage Typ 35	25 – 27 cm	X-Large
URI.35 XXL	Knöchelbandage Typ 35	27 – 28 cm	XX-Large

*Der Umfang ist um den Knöchel zu messen.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO TAS® – Hallux Valgus Zehenschiene



© 2008 DARCO (Europe) GmbH

DARCO

Indikation	Postoperativ nach Hallux-Valgus-, Hammerzehen- oder Schneiderzehen- Operationen.
Funktion	Fixieren des Zehen auf äusserst bequeme, spannungsfreie Art und gleichzeitig Ersatz des herkömmlichen Verbandes.
Plus	• Sehr einfaches Ueberziehen und Befestigen • Individuelle Anpassung durch Klettverschlüsse • Material: Polyester und Elastomer • Handwäsche • One size • Beidseitig tragbar • Trägt nicht auf – passt in jeden normalen Schuh • Farbe: Weiss

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse
DAR.TAS	DARCO TAS® – Hallux Valgus Zehenschiene	One size

Migel-Nr. 23.01.10.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Hallux Valgus Bandage Typ 38



Indikation	Postoperativ nach Hallux Valgus-Operationen oder als Nachtschiene.
Funktion	Fixieren des Zehen auf äusserst bequeme, spannungsfreie Weise und gleichzeitig Ersatz des herkömmlichen Verband. Zehenführung durch Verformen der seitlich eingenähten Aluschiene einstellbar.
Plus	• Inklusive Zehenkeil aus Silikon • Keine Druckstellen dank Innenpolster • Dehr einfaches Überziehen und Befestigen • Individuelle Anpassung durch Klettverschlüsse • Material: Baumwollfrottée • Waschbar • One size • Farbe: Hautfarben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Auführung	Grösse
URI.38 L	Hallux Valgus Bandage Typ 38	Links	One size
URI.38 R	Hallux Valgus Bandage Typ 38	Rechts	One size

Migel-Nr. 23.01.10.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





PROCARE® MaxTrax™ ROM



- Indikation** Frühfunktionelle Mobilisierung, Band-, Weichteil- und Sehnenverletzungen, Postoperativ nach fußchirurgischen Eingriffen, Arthrosen des OSG/chronische, Bandinstabilitäten
- Funktion** Unterschenkel-Fuss-Orthese zur Mobilisierung in einstellbaren Bewegungsumfängen. Stabilisierung und Ruhigstellung des Unterschenkels, Sprunggelenks und Fußes
Als Alternative zum Gipsverband
- Plus**
- Sichere Einbettung von Fuß und Unterschenkel in gepolstertem Innenschuh
 - Verstellbare Verschlussgurte
 - Monozentrische Gelenke mit einstellbarer Bewegungsbegrenzung in 7,5°-Schritten von 45° Plantarflexion bis 30° Dorsalflexion

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schuh-Nr.	Grösse
DJO.79-95332	PROCARE® MaxTrax™ ROM	bis 34	X-Small
DJO.79-95333	PROCARE® MaxTrax™ ROM	35 - 36	Small
DJO.79-95335	PROCARE® MaxTrax™ ROM	37 - 42	Medium
DJO.79-95337	PROCARE® MaxTrax™ ROM	43 - 47	Large
DJO.79-95338	PROCARE® MaxTrax™ ROM	ab 47	X-Large

Migel-Nr. 23.01.04.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO Night Splint® – Lagerungsschiene



© 2019 DARCO (Europe) GmbH

- Indikation** Bei Verkürzung der plantaren Faszie; Tendinitis im Fersenbereich;
Zur Spitzfussprophylaxe; Ruhigstellung
- Funktion**
- Schmerzlinderung bei Sehnenverkürzung und Entzündungen im Fersenbereich
 - Behandlung von Achillessehnenverletzungen
- Plus**
- Breite Konstruktion für optimale Positionierung des Fusses
 - 2 separate Einlegekeile für zusätzliche Dorsalextension
 - Einfaches Anziehen
 - Beidseitig tragbar
 - Hoher Tragekomfort
 - Farbe: Schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.NS1B	DARCO Night Splint® – Lagerungsschiene	35–36	Small
DAR.NS2B	DARCO Night Splint® – Lagerungsschiene	37–39	Medium
DAR.NS3B	DARCO Night Splint® – Lagerungsschiene	40–43	Large
DAR.NS4B	DARCO Night Splint® – Lagerungsschiene	44–49	X-Large

Migel-Nr. 23.03.01.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO Body Armor® Night Splint

DARCO



- Indikation** Verkürzung der plantaren Faszie; Fersensporn (Fasciitis Plantaris); Achillessehnen-Entzündungen und -Schwächen; Metatarsalgie; Spitzfussstellungen und Fussgelenkskontrakturen
- Funktion** Die dorsale Nachtschiene hält den Fuss in 90° zum Unterschenkel, wodurch eine Spitzfussstellung des Fusses und somit auch eine Verkürzung der Achillessehne verhindert werden. Die Grosszehenschlaufe der Schiene hebt den Hallux an (dorsalisiert) wodurch eine Dehnung der plantaren Faszie erreicht wird. Die Kombination aus dem Dehnen der Faszie und die Stellung der Nachtschiene ermöglichen ein Entgegenwirken zahlreicher Indikationen, u. a. Fersensporn (Fasciitis Plantaris).
- Plus**
- Inklusive Zehenplatte
 - Beidseitig tragbar
 - 2 Grössen
 - Einfaches und rasches Anziehen
 - Bequeme Passform
 - Farbe: Blau/Weiss

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.BADS-S	DARCO Body Armor® Night Splint	34–36	Small
DAR.BADS	DARCO Body Armor® Night Splint	37–47	Standard

Migel-Nr. 23.03.01.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Heelift® Glide – Fersenfreilagerung

AUSLAUF-
MODELL!

DARCO



Die Premiumversion des Heelifts® mit zusätzlichem Vorfussriemen für mehr Sicherheit und gleitendem Obermaterial.

Funktion Ein weicher, glatter Stoffüberzug ermöglicht ein «Gleiten» des Beines von einer Seite zur anderen, sodass es nicht am Bettlaken oder an der Decke hängenbleibt. Ein zusätzlicher Vorfussriemen fixiert den Fuss und trägt zur Stützung des Vorfusses bei. Dies bedeutet: Der Fuss bleibt in der richtigen Position, weniger Pflegeaufwand bei der Lagerung des Patienten, optimale Prävention des Fersenulcus.

Plus

- Glatte Aussenseite ermöglicht ein leichtes Gleiten des Beines über das Bettlaken
- Vorfussriemen fixiert den Fuss und trägt zur Stützung des Vorfusses bei
- Beidseitig tragbar
- Effektive Druckentlastung im Fersenbereich
- Glatter Schaum für Diabetespatienten
- Genoppte Version für eine bessere Luftzirkulation – angenehmer Kühleffekt
- Farbe: Rot

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	*Wadenumfang	Grösse
DAR.DM-HLSPG	Heelift® Glide Fersen-Freilagerung	Smooth	15–25 cm	Small
DAR.DM-HLSG	Heelift® Glide Fersen-Freilagerung	Smooth	20–36 cm	Normal
DAR.DM-HLSBG	Heelift® Glide Fersen-Freilagerung	Smooth	30–58 cm	Bariatrisch
DAR.DM-HLPG	Heelift® Glide Fersen-Freilagerung	Standard	15–25 cm	Small

* Der Umfang ist um die Wade zu messen.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Body Armor® Heel Reliever – Fersenfreilagerung

DARCO



Mit dem Body Armor® Heel Reliever wird eine effektive Druckentlastung im Fersenbereich erzielt. Die Fersen-Freilagerung wurde speziell für Liegendpatienten entwickelt.

Das Produkt ergänzt ideal das DARCO Diabetes- und Wundversorgungs-Konzept, um in allen Versorgungsphasen - präventiv, akut oder chronisch - therapieren zu können. Ein Mehrwert für den Versorger für die optimale Behandlung und eine Verbesserung der Lebensqualität der Patienten.

- Funktion**
- Der Body Armor® Heel Reliever kann ohne großen Aufwand individuell an jeden Patientenfuß zur gezielten Druckentlastung und stabilen Positionierung angepasst werden.
- verlagert den Druck an der Ferse auf die Achillessehne und den Gastrocnemiuskomplex an der Wade
 - Fersenbereich wird vollständig von dem Auflagedruck befreit, Ferse „schwebt“ frei
- Plus**
- Flexible Grössenanpassung
 - abgeschrägte Schaumstoffkanten und -ecken
 - Schweissnähte für weniger Irritation
 - Belüftungslöcher
 - extra hohes Fussteil
 - Fersenöffnung
 - Beidseitig tragbar (25 - 54 cm Wadenumfang, bis Schuhgröße 47)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	*Wadenumfang	Schuhgrösse
DAR.BAHR-N	Body Armor® Heel Reliever	Genoppt	25–21 cm	bis 47
DAR.BAHR-F	Body Armor® Heel Reliever	Glatt	25–21 cm	bis 47

*Der Umfang ist um die Wade zu messen.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:


Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Soft Sole Talonetten

ACHTUNG!
NEUE FARBEN
AB 2020



Indikation Beschwerden im Fersen-, Knöchel-, Knie-, Hüft- und Wirbelsäulenbereich, welche durch hartes Auftreten verursacht werden; Rehabilitationsphase nach Achillessehnenoperationen; Achilles-Tendinitis; schlagempfindlicher Calcaneus; Fersensporn; Entlastung bei Knie- und Hüftendoprothesen; Sprunggelenkarthrose; Gonarthrose; Koxarthrose; Degenerative Wirbelsäulenveränderungen; Reizzustände der Achillessehne, bei Myopathien; Insertionstendopathie

Funktion Viscoelastische Polymerverbindung imitiert die Weichteildämpfung des Körpers und dämpft einwirkende Schläge; Druckverteilung; Schonung und Entlastung des Knochenapparates (besonders Achillessehne, Knie, Hüfte, Wirbelsäule); Durch Aussparung in der Talonette Druckentlastung auf den Fersensporn

Plus

- Rutschfester und bequemer Sitz durch Selbsthaftung
- Hautfreundlicher Überzug
- Beidseitig tragbar
- Individuell anpassbar durch Zuschneiden mit der Schere
- Waschbar
- Gute Haftung trotz mehrfachem Wechsel der Schuhe

1.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Basis	Schuh-Nr.	Grösse
BRO.71901	Soft Sole Talonetten	Fersenspornentlastung	35–38	Small
BRO.71902	Soft Sole Talonetten	Fersenspornentlastung	39–42	Medium
BRO.71903	Soft Sole Talonetten	Fersenspornentlastung	43–46	Large

2.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Basis	Schuh-Nr.	Grösse
BRO.71941	Soft Sole Talonetten	Normal	35–38	Small
BRO.71942	Soft Sole Talonetten	Normal	39–42	Medium
BRO.71943	Soft Sole Talonetten	Normal	43–46	Large

Migel-Nr. 23.01.01.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Action Toe Loops



Indikation	Zehenfrakturen; Hammer- und Klauenzehe; Ideal zur Korrektur von schiefen oder gedrehten Zehen
Funktion	Zehenstabilisierung; Sichern zwei Zehen weich und voll abgefedert zusammen
Plus	• Einfaches Anziehen • Hoher Tragekomfort – keine harte Kanten • Dünn genug um im Schuh getragen zu werden • Waschbar und atmungsaktiv • Praktische Klettverschlüsse • Latexfrei • Farbe: Hautfarben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Masse	*VPE
PAT.091160878	Action Toe Loops	Schmal	2.2 × 4.1 cm	5 STK
PAT.091167634	Action Toe Loops	Schmal	2.2 × 4.1 cm	25 STK
PAT.091160886	Action Toe Loops	Breit	3.1 × 5.4 cm	5 STK
PAT.091167642	Action Toe Loops	Breit	3.1 × 5.4 cm	25 STK

*VPE = Verpackungseinheit

Migel-Nr. 23.01.01.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DONJOY® 4Titude® Advanced



Indikation	Läsionen des vorderen Kreuzbandes (ACL, anterior cruciate ligament); Nach Wiederherstellung des vorderen Kreuzbandes; Seitenbandläsionen; Läsionen des hinteren Kreuzbandes (PCL, posterior cruciate ligament); Nach Wiederherstellung des hinteren Kreuzbandes; Kombinierte Läsionen des vorderen und hinteren Kreuzbandes (ACL / PCL); Nach Wiederherstellung des vorderen und/oder hinteren Kreuzbandes; Überstreckung
Funktion	Rahmenorthesen zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions-/ Flexionsbegrenzung. 4-Punkt Entlastungssystem; Suprakondyläres Anti-Rutschpolster; Extensionsbegrenzung bei 0°, 10°, 20°, 30° und 40° (10° voreingestellt); Flexionsbegrenzung bei 20°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90°; Extensions-/Flexionskeile sind im Lieferumfang enthalten; Schwenkbare Gurtösen
Plus	• Erhältlich als ACL (vorderes Kreuzband) und CI-Version (vorderes und hinteres Kreuzband) • Der Rahmen ist an die individuelle Beinform des Patienten anpassbar • Rahmen aus Flugzeugaluminium • Geringes Gewicht • Ruhigstellung bei 0° möglich (Extra-Zubehör) • Medial abgeschrägter Oberschenkelrahmen • Gefenstertes Schienbeinpolster



Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DONJOY® 4Titude® Advanced

Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Beschreibung	Grösse	Umfang* Oberschenkel
DJO.11-0843-1	DJO.11-0844-1	DONJOY® 4Titude® Advanced, ACL	X-Small	33 - 39 cm
DJO.11-0843-2	DJO.11-0844-2	DONJOY® 4Titude® Advanced, ACL	Small	39 - 47 cm
DJO.11-0843-3	DJO.11-0844-3	DONJOY® 4Titude® Advanced, ACL	Medium	47 - 53 cm
DJO.11-0843-4	DJO.11-0844-4	DONJOY® 4Titude® Advanced, ACL	Large	53 - 60 cm
DJO.11-0843-5	DJO.11-0844-5	DONJOY® 4Titude® Advanced, ACL	X-Large	60 - 67 cm
DJO.11-0843-6	DJO.11-0844-6	DONJOY® 4Titude® Advanced, ACL	XX-Large	67 - 75 cm
DJO.11-0843-7	DJO.11-0844-7	DONJOY® 4Titude® Advanced, ACL	XXX-Large	75 - 81 cm
DJO.11-0847-1	DJO.11-0848-1	DONJOY® 4Titude® Advanced, CI	X-Small	33 - 39 cm
DJO.11-0847-2	DJO.11-0848-2	DONJOY® 4Titude® Advanced, CI	Small	39 - 47 cm
DJO.11-0847-3	DJO.11-0848-3	DONJOY® 4Titude® Advanced, CI	Medium	47 - 53 cm
DJO.11-0847-4	DJO.11-0848-4	DONJOY® 4Titude® Advanced, CI	Large	53 - 60 cm
DJO.11-0847-5	DJO.11-0848-5	DONJOY® 4Titude® Advanced, CI	X-Large	60 - 67 cm
DJO.11-0847-6	DJO.11-0848-6	DONJOY® 4Titude® Advanced, CI	XX-Large	67 - 75 cm
DJO.11-0847-7	DJO.11-0848-7	DONJOY® 4Titude® Advanced, CI	XXX-Large	75 - 81 cm

*Messung Umfang Oberschenkel: 15 cm oberhalb Patellamitte

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



ORMED® Artrocare® Pro 3



Indikation	Verletzungen oder Instabilitäten des vorderen Kreuzbandes mit oder ohne Begleitverletzungen; Verletzungen oder Instabilitäten der Seitenbänder ; Schwere Instabilitäten des Kniegelenks ; Meniskusverletzungen ; Genu recurvatum ; Konservative, prä- und postoperative Behandlung ; Prophylaxe
Funktion	Rahmenorthesen zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions-/ Flexionsbegrenzung. Ventralorhese (nur ACL); Suprakondyläres Anti-Rutschpolster; Extensionsbegrenzung bei 0°, 10°, 20°, 30° und 40° (10° voreingestellt); Flexionsbegrenzung bei 20°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90°; Extensions-/Flexionskeile sind im Lieferumfang enthalten; Schwenkbare Gurtösen
Plus	• Verletzungen oder Instabilitäten des vorderen Kreuzbandes mit oder ohne Begleitverletzungen • Verletzungen oder Instabilitäten der Seitenbänder • Schwere Instabilitäten des Kniegelenks • Meniskusverletzungen • Genu recurvatum • Konservative, prä- und postoperative Behandlung • Prophylaxe



Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



ORMED® Artrocare® Pro 3

Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Beschreibung	Grösse	Knieumfang*
DJO.11-1625-1	DJO.11-1624-1	ORMED®, Artrocare® Pro3	X-Small	30 - 33 cm
DJO.11-1625-2	DJO.11-1624-2	ORMED®, Artrocare® Pro3	Small	33 - 35 cm
DJO.11-1625-3	DJO.11-1624-3	ORMED®, Artrocare® Pro3	Medium	35 - 38 cm
DJO.11-1625-4	DJO.11-1624-4	ORMED®, Artrocare® Pro3	Large	38 - 43 cm
DJO.11-1625-5	DJO.11-1624-5	ORMED®, Artrocare® Pro3	X-Large	43 - 48 cm
DJO.11-1625-6	DJO.11-1624-6	ORMED®, Artrocare® Pro3	XX-Large	48 - 53 cm
DJO.11-1625-7	DJO.11-1624-7	ORMED®, Artrocare® Pro3	XXX-Large	43 - 58 cm

*Knieumfang = Patellamitte bei gestrecktem Knie

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DONJOY® IMMO AT4 – 3-teilig



Indikation	Immobilisation des Knies (postoperativ, post-traumatisch)
Funktion	Immobilisation und Stützung, als Alternative zu Gipsverband
Plus	• Individuelle Anpassung durch nachformbare Schienen und Klettverschlüsse • Vorgeformte Schienen sichern die Immobilisation • Schnelles und einfaches Befestigen am Patienten • Bandage aus Waylex (Polyester-Microfaser) • Material ist sehr widerstandsfähig – wenig Abnützung • Atmungsaktiv – luftdurchlässig • Schweißabsorbierend • Handwäsche – Schienen entferntbar • Beidseitig tragbar • Zusätzlicher Klettverschluss innen für verbesserten Halt • Farbe: Grau/Schwarz • Grösse: One size

Art.-Nr.	Bezeichnung	Winkel	Länge	Beinlänge
DJO.4003-040	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 3-teilig	0°	40 cm	60 cm
DJO.4003-050	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 3-teilig	0°	50 cm	70 cm
DJO.4003-060	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 3-teilig	0°	60 cm	80 cm
DJO.4003-065	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 3-teilig	0°	65 cm	85 cm
DJO.4004-040	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 3-teilig	20°	40 cm	60 cm
DJO.4004-050	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 3-teilig	20°	50 cm	70 cm
DJO.4004-060	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 3-teilig	20°	60 cm	80 cm
DJO.4004-065	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 3-teilig	20°	65 cm	85 cm

Migel-Nr. 05.04.03.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 1-teilig



Indikation	Immobilisation des Knies (postoperativ, post-traumatisch).
Funktion	Immobilisation und Stützung, als Alternative zu Gipsverband.
Plus	• Individuelle Anpassung durch nachformbare Schienen und Klettverschlüsse • Vorgeformte Schienen sichern die Immobilisation • Schnelles und einfaches Befestigen am Patienten • Bandage aus Waylex (Polyester-Microfaser) • Material ist sehr widerstandsfähig – wenig Abnützung • Atmungsaktiv – luftdurchlässig • Schweissabsorbierend • Handwäsche – Schienen entfernenbar • Beidseitig tragbar • Zusätzlicher Klettverschluss innen für verbesserten Halt



Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 1-teilig

Art.-Nr.	Bezeichnung	Winkel	Länge	Beinlänge	*Umfang Oberschenkel	Grösse
DJO.HN50-020	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 1-teilig	0°	50 cm	70 cm	bis 46 cm	Small
DJO.HN50-030	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 1-teilig	0°	50 cm	70 cm	46 - 51 cm	Medium
DJO.HN50-040	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 1-teilig	0°	50 cm	70 cm	52 - 57 cm	Large
DJO.HN50-050	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 1-teilig	0°	50 cm	70 cm	ab 58 cm	X-Large
DJO.HN60-020	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 1-teilig	0°	60 cm	80 cm	bis 46 cm	Small
DJO.HN60-030	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 1-teilig	0°	60 cm	80 cm	46 - 51 cm	Medium
DJO.HN60-040	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 1-teilig	0°	60 cm	80 cm	52 - 57 cm	Large
DJO.HN60-050	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 1-teilig	0°	60 cm	80 cm	ab 58 cm	X-Large
DJO.HZ50-020	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 1-teilig	20°	50 cm	70 cm	bis 46 cm	Small
DJO.HZ50-030	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 1-teilig	20°	50 cm	70 cm	46 - 51 cm	Medium
DJO.HZ50-040	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 1-teilig	20°	50 cm	70 cm	52 - 57 cm	Large
DJO.HZ50-050	DONJOY® IMMO AT4 – Knieorthese 1-teilig	20°	50 cm	70 cm	ab 58 cm	X-Large

Richtwert: Orthesenlänge = Beinlänge medial - 20 cm

Messung Umfang Oberschenkel: 15 cm oberhalb Patellamitte

Migel-Nr. 05.04.03.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Knieorthese mit Doppelgelenk Typ T43VD



- Indikation** Vorbeugende oder stützende Knieschiene; Für das verletzte oder instabile Kniegelenk bei Bandschwächen; Prävention vor Überstreckung (Recurvation); Während der Rehabilitationsphase nach Bandverletzungen und Bandrekonstruktionen
- Funktion** Knieführung medial und lateral durch physiologische Alu-Kniegelenke Kompression
- Plus**
- Überstreckungsanschlag bei 180°
 - Eingenähte physiologische Alu-Kniegelenke
 - Einfachstes Anziehen, da vorne zu öffnen – für ältere Personen besonders geeignet
 - Individuelles Einstellen durch Klettverschlüsse ober- und unterhalb der Patella
 - Kein Verrutschen der Schiene durch Anordnung der Klettverschlüsse
 - Körperseitig mit Baumwollfrottée gefüttert
 - Keine Druckstellen – höchster Tragekomfort
 - Beidseitig tragbar
 - Farbe: Blau

Art.-Nr.	Bezeichnung	*Umfang	Grösse
URI.T43VD XS	Knieorthese mit Doppelgelenk Typ T43VD	22 – 27 cm	X-Small
URI.T43VD S	Knieorthese mit Doppelgelenk Typ T43VD	27 – 32 cm	Small
URI.T43VD M	Knieorthese mit Doppelgelenk Typ T43VD	32 – 37 cm	Medium
URI.T43VD L	Knieorthese mit Doppelgelenk Typ T43VD	37 – 42 cm	Large
URI.T43VD XL	Knieorthese mit Doppelgelenk Typ T43VD	42 – 47 cm	X-Large
URI.T43VD XXL	Knieorthese mit Doppelgelenk Typ T43VD	47 – 52 cm	XX-Large

*Der Umfang ist 10cm über dem Zentrum der Patella zu messen.

Migel-Nr. 05.04.05.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

Genusil Kniebandage Typ 422



Indikation	Schmerzen, Beschwerden im Knie; Arthrose; Arthritis; Chondropathia patellae (Kniescheibenerkrankung); Morbus Osgood-Schlatter; Patellaspitzensyndrom; Knieinstabilität infolge muskuläre Dysbalance
Funktion	Die Kniebandage ist ideal für das Stützen des Knies und das Mildern von Druck über der Patella. Ein Silikonkissen drückt das Weichgewebe um die Patella zusammen und massiert es schonend, stimuliert die Durchblutung und vermindert dadurch Schwellungen und Ödeme, was wiederum zu vermindertem Schmerz führt. Entlastet müde und schmerzende Knien. Mildert Knieschmerz und Schwellungen während sportlicher und täglicher Aktivitäten.
Plus	• Silikonkissen um die Patella • Patellaöffnung • Stabilität ohne Bewegungseinschränkung • Beidseitig tragbar • Offene Kniekehle • Farbe: Grau/Blau

Art.-Nr.	Bezeichnung	* Umfang	Grösse
URI.422N S	Genusil Kniebandage Typ 422	27–32 cm	Small
URI.422N M	Genusil Kniebandage Typ 422	32–37 cm	Medium
URI.422N L	Genusil Kniebandage Typ 422	37–42 cm	Large
URI.422N XL	Genusil Kniebandage Typ 422	42–47 cm	X-Large
URI.422N XXL	Genusil Kniebandage Typ 422	47–52 cm	XX-Large

*Der Umfang ist 10cm über dem Zentrum der Patella zu messen.

Migel-Nr. 05.04.02.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Genusil Kniebandage Typ 422+



Indikation	Habituelle Patellaluxation; Insertionstendinose der Patella; Chondropathia patellae; Arthritische Schmerzzustände; Arthrose; Tendinitis des Ligamentum patellae; Postoperativ nach Kniearthroskopien
Funktion	Führen der Patella Seitlich eingenähte Spiralfedern und zwei rutschfeste, verstellbare Bänder stabilisieren das Kniegelenk Reduktion des Druckes auf die Patella durch Silikonkissen Unterstützt Abschwellen im Patellabereich
Plus	• Silikonkissen um die Patella • Leichte, hautfreundliche Baumwolle – auch bei wärmeren Temperaturen angenehm • Stabilität ohne Bewegungseinschränkung • Beidseitig tragbar • Zusätzlicher Velcro für besseren Halt • Farbe: Grau/Blau

Art.-Nr.	Bezeichnung	* Umfang	Grösse
URI.422N+ S	Genusil Kniebandage Typ 422+	27 – 32 cm	Small
URI.422N+ M	Genusil Kniebandage Typ 422+	32 – 37 cm	Medium
URI.422N+ L	Genusil Kniebandage Typ 422+	37 – 42 cm	Large
URI.422N+ XL	Genusil Kniebandage Typ 422+	42 – 47 cm	X-Large
URI.422N+ XXL	Genusil Kniebandage Typ 422+	47 – 52 cm	XX-Large

* Der Umfang ist 10 cm über dem Zentrum der Patella zu messen.

Migel-Nr. 05.04.02.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Kniebandage Typ 45



Indikation	Nach kleineren Verletzungen; Bei leichten Schmerzen in der Kniegegend; Prellungen; Zerrungen; Verstauchungen; Bänderschwächen; Schwellungsneigungen; Meniskusschäden
Funktion	Leichte Kompression auf das Knie.
Plus	• Hautfreundliche Baumwolle • Waschbar • Beidseitig tragbar • Farbe: Weiss

Art.-Nr.	Bezeichnung	* Umfang	Grösse
URI.45 XS	Kniebandage Typ 45	22–37 cm	X-Small
URI.45 S	Kniebandage Typ 45	27–32 cm	Small
URI.45 M	Kniebandage Typ 45	32–37 cm	Medium
URI.45 L	Kniebandage Typ 45	37–42 cm	Large
URI.45 XL	Kniebandage Typ 45	42–47 cm	X-Large
URI.45 XXL	Kniebandage Typ 45	47–52 cm	XX-Large

*Der Umfang ist 10 cm über dem Zentrum der Patella zu messen.

Migel-Nr. 34.99.06.01.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Rippenbandage Typ 15



- Indikation Rippenbruch
- Funktion Optimale Stabilisierung des Rippenbruches; Linderung der Schmerzen
- Plus
- Anatomisch vorgeformt für Damen und Herren
 - Hoher Tragekomfort dank Baumwollfrottée
 - Farbe: Weiss

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	*Unterbrustumfang	Grösse
URI.15W XS	Rippenbandage Typ 15	Damen	60 – 70 cm	X-Small
URI.15W S	Rippenbandage Typ 15	Damen	70 – 80 cm	Small
URI.15W M	Rippenbandage Typ 15	Damen	80 – 90 cm	Medium
URI.15W L	Rippenbandage Typ 15	Damen	90 – 100 cm	Large
URI.15W XL	Rippenbandage Typ 15	Damen	100 – 110 cm	X-Large
URI.15W XXL	Rippenbandage Typ 15	Damen	110 – 120 cm	XX-Large

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	*Brustumfang	Grösse
URI.15M XS	Rippenbandage Typ 15	Herren	69 – 79 cm	X-Small
URI.15M S	Rippenbandage Typ 15	Herren	79 – 88 cm	Small
URI.15M M	Rippenbandage Typ 15	Herren	88 – 98 cm	Medium
URI.15M L	Rippenbandage Typ 15	Herren	98 – 108 cm	Large
URI.15M XL	Rippenbandage Typ 15	Herren	109 – 118 cm	X-Large
URI.15M XXL	Rippenbandage Typ 15	Herren	118 – 127 cm	XX-Large

* Der Umfang ist um die Brust/Unterbrust zu messen.

Migel-Nr. 05.11.01.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Abdominalbandage Typ 11



- Indikation** Postoperativ nach chirurgischen Eingriffen in der Lumbalregion;
Nützlich als Stützgürtel nach Schwangerschaft
- Funktion** Stützen der geschwächten Bauchmuskulatur; Verbesserung der Körperhaltung. Bringt die inneren Körperorgane wieder in ihre korrekte Lage.
- Plus**
- Einfache Befestigung und Anpassbarkeit dank Klettverschluss
 - Luftdurchlässiges, gestricktes Material
 - Farbe: Hautfarben

Art.-Nr.	Bezeichnung	*Taillenumfang	Grösse
URI.11 XS	Abdominalbandage Typ 11	65–75 cm	X-Small
URI.11 S	Abdominalbandage Typ 11	75–85 cm	Small
URI.11 M	Abdominalbandage Typ 11	85–95 cm	Medium
URI.11 L	Abdominalbandage Typ 11	95–105 cm	Large
URI.11 XL	Abdominalbandage Typ 11	105–115 cm	X-Large
URI.11 XXL	Abdominalbandage Typ 11	115–125 cm	XX-Large

* Der Umfang ist um die Taille zu messen.

Migel-Nr. 05.11.11.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Postoperative Abdominalbandage Typ 11PS



- Indikation** Für die postoperative Behandlung.
- Funktion** Entlasten und Schützen der Wundnaht; Hält das Wundversorgungsmaterial an Ort. Der Gürtel ist aus sehr angenehmen Material hergestellt, das ermöglicht den Gürtel, im Falle von abdominalen Verletzungen, direkt nach Unfällen zu benutzen. Geeignet zur direkten Anwendung auf der Haut und für das Verbinden von offenen Wunden.
- Plus**
- Einfach zugängliche Wundversorgung dank Klettverschluss
 - Hautfreundliche, atmungsaktive, weiche Baumwolle mit Frottéteil über der Wundgend
 - Weich – kein Einschneiden
 - Waschbar – mehrfach verwendbar
 - Farbe: Hautfarben

Art.-Nr.	Bezeichnung	*Taillenumfang	Grösse
URI.11PS S	Postoperative Abdominalbandage Typ 11PS	75–85 cm	Small
URI.11PS M	Postoperative Abdominalbandage Typ 11PS	85–95 cm	Medium
URI.11PS L	Postoperative Abdominalbandage Typ 11PS	95–105 cm	Large
URI.11PS XL	Postoperative Abdominalbandage Typ 11PS	105–115 cm	X-Large
URI.11PS XXL	Postoperative Abdominalbandage Typ 11PS	115–125 cm	XX-Large

*Der Umfang ist um die Taille zu messen.

Migel-Nr. 05.14.01.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Lumbo Sacral Bandage Typ 79



- Indikation** Facettensyndrom; Rückenschmerzen in der Kreuzgegend; Hexenschuss; Osteoarthritis; Bei einer milden Form von spinaler Muskelatrophie; Zur Entlastung nach Operationen
- Funktion** Der Lumbo Gürtel bietet maximale Unterstützung bei einem angespannten, verstauchten oder schmerzenden Rücken. Lindert die Schmerzen, die von einer Übermüdung oder Überlastung hervorgerufen werden und komprimiert zusätzlich den unteren Bereich des Rückens und des Bauches. Der Lumbo Gürtel bewirkt eine bessere Haltung und verstärkt die lumbare und sacrale Region.
- Plus**
- Sehr robust
 - Bequeme und einfache Anbringung
 - Waschbar
 - Farbe: Schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung	*Taillenumfang	Grösse
URI.079 S	Lumbo Sacral Bandage Typ 79	75–85 cm	Small
URI.079 M	Lumbo Sacral Bandage Typ 79	85–95 cm	Medium
URI.079 L	Lumbo Sacral Bandage Typ 79	95–105 cm	Large
URI.079 XL	Lumbo Sacral Bandage Typ 79	105–115 cm	X-Large
URI.079 XXL	Lumbo Sacral Bandage Typ 79	115–125 cm	XX-Large

*Der Umfang ist um die Taille zu messen.

Migel-Nr. 05.14.04.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Hüftbandage Typ 49PS



- Indikation Postoperative Wundversorgung
- Funktion Hält das Wundversorgungsmaterial an Ort; Entlasten der Wundnaht
- Plus
- Einfach zugängliche Wundversorgung dank Klettverschluss – kein mühsames Einwickeln des Patienten mit Binden
 - Luftdurchlässige Baumwolle
 - Weich – kein Einschneiden
 - Waschbar – mehrfach verwendbar
 - Beidseitig tragbar
 - Farbe: Hautfarben

Art.-Nr.	Bezeichnung	* Taillenumfang	Grösse
URI.49PS XS	Hüftbandage Typ 49PS	65 – 75 cm	X-Small
URI.49PS S	Hüftbandage Typ 49PS	75 – 85 cm	Small
URI.49PS M	Hüftbandage Typ 49PS	85 – 95 cm	Medium
URI.49PS L	Hüftbandage Typ 49PS	95 – 105 cm	Large
URI.49PS XL	Hüftbandage Typ 49PS	105 – 115 cm	X-Large
URI.49PS XXL	Hüftbandage Typ 49PS	115 – 125 cm	XX-Large

*Der Umfang ist um die Taille zu messen.

Migel-Nr. 05.11.02.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Patriot Collar



Indikation	Rettungsdienst: Bei Verdacht auf HWS-Distorsion/Fraktur Allgemein: Schweres Cervical-Syndrom; Leichtere Subluxation durch Trauma; Gefügelockerung der oberen und mittleren HWS; Schwere Spondylarthrose; Post-operativ
Funktion	Transporthilfe bei Unfällen; Weitgehendes Ruhigstellen der oberen/mittleren HWS; Teilentlastung; Aufrichtung
Plus	• Stabilität eines Hartplastikkragens vereint mit dem Tragekomfort eines Schaumstoffmodelles (Plastazote) • 2 Grössen • Höhen verstellbar • Farbe: Schwarz/Weiss

Art.-Nr.	Bezeichnung	* Halsumfang	Kragenhöhe	Grösse
106.009	Patriot Collar	28–58 cm	3 Höhen verstellbar	Erwachsene

* Der Umfang ist um den Hals zu messen.

Migel-Nr. 05.12.02.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Philadelphia™ Collar



- Indikation** Rettungsdienst: bei Verdacht auf HWS-Distorsion/Fraktur
Allgemein: Schweres Cervical-Syndrom; Leichtere Subluxation durch Trauma;
Gefügelockerung der oberen und mittleren HWS; Schwere Spondylarthrose
- Funktion** Transporthilfe bei Unfällen; weitgehendes Ruhigstellen der oberen/mittleren HWS,
Teilentlastung, Aufrichtung
- Plus**
- Stabilität eines Hartplastikkragens vereint mit dem Tragekomfort eines Schaumstoffmodells (Plastazote)
 - Beidseitig verstellbare Klettverschlüsse erlauben einfachste, individuelle und schnellste Anpassung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Kragenhöhe	Grösse	* Halsumfang
106.001.020	Philadelphia™ Collar	Mit Tracheotomie-Loch	6 cm	Small	25–30 cm
106.001.030	Philadelphia™ Collar	Mit Tracheotomie-Loch	6 cm	Medium	31–38 cm
106.001.040	Philadelphia™ Collar	Mit Tracheotomie-Loch	6 cm	Large	39–48 cm
106.002.020	Philadelphia™ Collar	Mit Tracheotomie-Loch	8 cm	Small	25–30 cm
106.002.030	Philadelphia™ Collar	Mit Tracheotomie-Loch	8 cm	Medium	31–38 cm
106.002.040	Philadelphia™ Collar	Mit Tracheotomie-Loch	8 cm	Large	39–48 cm
106.003.020	Philadelphia™ Collar	Mit Tracheotomie-Loch	11 cm	Small	25–30 cm
106.003.030	Philadelphia™ Collar	Mit Tracheotomie-Loch	11 cm	Medium	31–38 cm
106.003.040	Philadelphia™ Collar	Mit Tracheotomie-Loch	11 cm	Large	39–48 cm
106.004.020	Philadelphia™ Collar	Mit Tracheotomie-Loch	13 cm	Small	25–30 cm
106.004.030	Philadelphia™ Collar	Mit Tracheotomie-Loch	13 cm	Medium	31–38 cm
106.004.040	Philadelphia™ Collar	Mit Tracheotomie-Loch	13 cm	Large	39–48 cm

Der Überzug ist unter 106.005.020 (Small), 106.005.030 (Medium) und 106.005.040 (Large) erhältlich.

*Der Umfang ist um den Hals zu messen.

Migel-Nr. 05.12.02.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Collar Typ 62FC



- Indikation** Leichtes Cervical-Syndrom; Osteochondrose und Spondylarthrose ohne akute Schmerzen; Nachbehandlung traumatischer Schädigungen
- Funktion** Leichte Stütze; Teilfixation der oberen/mittleren HWS; Mahnung zur aktiven Aufrichtung
- Plus** • Baumwollfrottée-Überzug
 • Waschbar
 • Farbe: Hautfarben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Kragenhöhe	* Halsumfang	Grösse
URI.62FC XXS	Collar Typ 62FC	Baumwollfrottéeüberzug	5 cm	29–33 cm	XX-Small
URI.62FC XS	Collar Typ 62FC	Baumwollfrottéeüberzug	6 cm	33–37 cm	X-Small
URI.62FC S	Collar Typ 62FC	Baumwollfrottéeüberzug	8 cm	32–37 cm	Small
URI.62FC M	Collar Typ 62FC	Baumwollfrottéeüberzug	9 cm	38–43 cm	Medium
URI.62FC L	Collar Typ 62FC	Baumwollfrottéeüberzug	10 cm	44–48 cm	Large
URI.62FC XL	Collar Typ 62FC	Baumwollfrottéeüberzug	11 cm	49–53 cm	X-Large

*Der Umfang ist um den Hals zu messen.

Migel-Nr. 05.12.01.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Collar Typ 60C



- Indikation** Leichtes Cervical-Syndrom; Osteochondrose und Spondylarthrose ohne akute Schmerzen; Nachbehandlung traumatischer Schädigungen
- Funktion** Leichte Stütze; Teilfixation der oberen/mittleren HWS; Mahnung zur aktiven Aufrichtung
- Plus**
- Umweltfreundlich – Baumwollüberzug aus ungebleichter Baumwolle
 - Waschbar
 - Farbe: Hautfarben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Kragenhöhe	* Halsumfang	Grösse
URI.60C XXS	Collar Typ 60C	Baumwollüberzug	5 cm	29–33 cm	XX-Small
URI.60C XS	Collar Typ 60C	Baumwollüberzug	6 cm	33–37 cm	X-Small
URI.60C S	Collar Typ 60C	Baumwollüberzug	8 cm	32–37 cm	Small
URI.60C M	Collar Typ 60C	Baumwollüberzug	9 cm	38–43 cm	Medium
URI.60C L	Collar Typ 60C	Baumwollüberzug	10 cm	44–48 cm	Large
URI.60C XL	Collar Typ 60C	Baumwollüberzug	11 cm	49–53 cm	X-Large

*Der Umfang ist um den Hals zu messen.

Migel-Nr. 05.12.01.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Ortho-Gilet



- Indikation** Schultertraumata: Luxationen, Frakturen (Tuberculum majus, Humeruskopf Gelenkpfanne); Frakturen des Schlüsselbeins; Postoperativ: Chirurgie der Rotatorenmanschette, des Akromioklavikulargelenkes oder des Schlüsselbeins
- Funktion** Mit der orthopädischen Weste kann die obere Gliedmasse in einer Position, in welcher der Ellbogen mit einem variablen Beugungswinkel am Körper anliegt, ruhiggestellt werden.
- Plus**
- Beidseitig tragbar
 - Einfach anziehbar
 - Vorne schliessbar
 - Hoher Tragkomfort
 - Keine Druckstellen kein Einschneiden
 - Atmungsaktiv
 - Waschbar
 - Farbe: Hautfarben

Art.-Nr.	Bezeichnung	* Brustumfang	Grösse
ADH.G01	Ortho-Gilet	bis 72 cm	X-Small
ADH.G02	Ortho-Gilet	73 – 85 cm	Small
ADH.G03	Ortho-Gilet	86 – 95 cm	Medium
ADH.G04	Ortho-Gilet	96 – 110 cm	Large
ADH.G05	Ortho-Gilet	111 – 130 cm	X-Large
ADH.G06	Ortho-Gilet	131 – 150 cm	XX-Large

*Der Umfang ist um die Brust zu messen.

Migel-Nr. 05.09.01.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Premium Arm-Schulter – Immobilisationsbandage EMO SH450



Indikation	Luxationen; Postoperativ; Alternativbehandlung
Funktion	Individuelle, robuste Immobilisation der Schulter/Arm
Plus	• Einfachste Handhabung dank vorgefertigter Armtasche • Individuelle Immobilisationsmöglichkeiten • Beidseitig tragbar • Sehr hoher Tragkomfort • Keine Druckstellen, kein Einschneiden • Atmungsaktiv • Waschbar (30° C) • Farbe: Blau

Art.-Nr.	Bezeichnung	* Taillenumfang	Grösse
FRP.33 00 10	Premium Arm-Schulter Immobilisationsbandage	bis 48 cm	X-Small
FRP.33 00 20	Premium Arm-Schulter Immobilisationsbandage	48 – 60 cm	Small
FRP.33 00 30	Premium Arm-Schulter Immobilisationsbandage	61 – 94 cm	Medium
FRP.33 00 40	Premium Arm-Schulter Immobilisationsbandage	95 – 110 cm	Large
FRP.33 00 50	Premium Arm-Schulter Immobilisationsbandage	111 – 125 cm	X-Large

*Der Umfang ist um die Taille zu messen.

Migel-Nr. 05.09.01.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Arm-Schulter Immobilisationsbandage Typ 86U – 1-teilig



Indikation	Nachbehandlung nach Trauma; Postoperativ nach Schulteroperationen; AC-Luxation
Funktion	Immobilisation und Entlastung des Schultergelenkes in der Adduktionsstellung.
Plus	• Komfortable, hautfreundliche Ausführung aus Baumwolle • Handbereich aus weichem Baumwollfrottée • Schnelles und unkompliziertes Anziehen • Robuste Fixation • Waschbar • Beidseitig tragbar • Farbe: Weiss

Art.-Nr.	Bezeichnung	* Oberarmumfang	Grösse
URI.86U S	Arm-Schulter Immobilisationsbandage Typ 86U	23–25 cm	Small
URI.86U M	Arm-Schulter Immobilisationsbandage Typ 86U	25–28 cm	Medium
URI.86U L	Arm-Schulter Immobilisationsbandage Typ 86U	28–30 cm	Large
URI.86U XL	Arm-Schulter Immobilisationsbandage Typ 86U	30–32 cm	X-Large
URI.86U XXL	Arm-Schulter Immobilisationsbandage Typ 86U	32–34 cm	XX-Large

*Der Umfang ist um den Oberarm (Mitte Bizeps) zu messen.

Migel-Nr. 05.09.01.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





EMO ImmoBlue Gilchristverband – Schulterimmobilisationsbandage



Indikation Nachbehandlung nach Trauma; Postoperativ nach Schulteroperationen; AC-Luxation

Funktion Immobilisation und Entlastung des Schultergelenkes in der Adduktionsstellung.

- Plus**
- Sichere Immobilisation – luftiges Design
 - Mobilisierung des Armes möglich
 - Keine Druckstellen, kein Einschneiden (Schulterpolster)
 - Einfaches Anlegen
 - Beidseitig tragbar
 - Waschbar (30 °C)
 - Farbe: Dunkelblau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bandagenlänge	Grösse
FRP.1000-010	ImmoBlue Gilchristverband Schulterimmobilisationsbandage	bis 65 cm	X-Small
FRP.1000-020	ImmoBlue Gilchristverband Schulterimmobilisationsbandage	66 – 78 cm	Small
FRP.1000-030	ImmoBlue Gilchristverband Schulterimmobilisationsbandage	79 – 112 cm	Medium
FRP.1000-040	ImmoBlue Gilchristverband Schulterimmobilisationsbandage	113 – 127 cm	Large
FRP.1000-050	ImmoBlue Gilchristverband Schulterimmobilisationsbandage	128 – 142 cm	X-Large

Migel-Nr. 05.09.01.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DONJOY® Vario-Gilet – Immobilisationsbandage



Indikation	Luxationen; Postoperativ; Alternativbehandlung
Funktion	Das komfortable Gilet zur robusten Immobilisation von Schulter oder Arm.
Plus	• Robust • Individuelle Immobilisationsmöglichkeiten • One size • Sehr hoher Tragkomfort • Atmungsaktiv • Keine Druckstellen, kein Einschneiden • Farbe: Blau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse
30 00 00	DONJOY® Vario-Gilet - Immobilisationsbandage	One size

Migel-Nr. 05.09.01.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.


Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





SAW 60° Schulterabduktionskissen inkl. Pumpe



Indikation	Tuberculum-majus-Fraktur mit geringer Dislokation; Behandlung der Capsulitis adhaesiva (Schultersteife) nach Mobilisierung; Postoperative Versorgung von Endo- und Arthroprothesen der Schulter; Postoperative Versorgung nach Eingriffen an der Rotatorenmanschette; Nervenläsionen
Funktion	Ruhigstellung in 60° Abduktion; Entlastung des Subacromialraumes; Beübung der Unterarmmuskulatur; Mobilisation des Schultergelenks in der Horizontalebene; Vermeidung von Adhäsionen im Subacromial-, Subcoracoidal-, und Subdeltoidalraumes
Plus	• Aufbau des Kissens: zylinderförmiges, aufblasbares Innenkissen aus robustem Kunststoff • Abduktion durch Aufblasstärke des Kissens regulierbar • Unterarm- und Handauflage • Sehr gute Entlastung/Ruhigstellung • Praktische Klett- und Steckverschlüsse • Angenehmer Tragekomfort – weiches Material • Sehr leicht • One size • Beidseitig tragbar • Äusserst einfaches Anziehen • Waschbar – mehrmals verwendbar • Farbe: Schwarz
Hinweis	Pumpe zum Aufblasen des Ballons ist im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse
2800-001	SAW 60° Schulterabduktionskissen inkl. Pumpe	One size

Migel-Nr. 23.25.02.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Schulterabduktionskissen



Indikation	Postoperativ nach Schulteroperationen (Rotatorenmanschette, Humerusfraktur).
Funktion	Entlasten und Ruhigstellen des Schultergelenkes und des Oberarmes variable Einstellung Adduktion/Abduktion (ca. 85°–30°).
Plus	• Sehr gute Entlastung/Ruhigstellung • Angenehmer Tragekomfort – weiches Material • Sehr leicht • One size • Beidseitig tragbar • Äusserst einfaches Anziehen • Waschbar • Farbe: Hautfarben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse
104.002	Schulterabduktionskissen	One size

Migel-Nr. 23.25.02.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Armtragegurt



Gebrauchsfertig konfektionierter Armtraggurt, gewoben, gefärbt, appretiert, mit Klappschieber aus Metall verstellbar. Fixationsgurt nach Armbrüchen oder Schulteroperationen.

Indikation Nach Frakturen, Verstauchungen oder anderen Verletzungen.

Funktion Stützen des Armes; Exaktes Positionieren des Armes

Plus

- Band und Verschluss verstellbar
- Exaktes Positionieren des Armes
- Waschbar bei 30 °C
- Toxikologie: Eingesetzte Garne erfüllen Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1 für Babyartikel
- Lebensdauer: 5 Jahre

Hinweis Der Armtragegurt ist so zu tragen, dass Hand und Unterarm eine Linie bilden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Farbe	Masse	Länge
80-000	Armtragegurt	100 % Baumwolle	Beige	5.5 × 200 cm	Erwachsene
80-030	Armtragegurt	100 % Baumwolle	Blau	5.5 × 200 cm	Erwachsene
80-010	Armtragegurt	100 % Baumwolle	Blau	5.5 × 150 cm	Kinder
80-040	Armtragegurt	68 % Baumwolle / 32 % PE	Schwarz	3.7 × 180 cm	Erwachsene
80-020	Armtragegurt	68 % Baumwolle / 32 % PE	Schwarz	3.7 × 150 cm	Kinder

Migel-Nr. 34.99.01.01.1 (Kinder)

Migel-Nr. 34.99.01.03.1 (Erwachsene)

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.


Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Epicondylitisbandage



- Indikation Epicondylitis ulnaris und radialis.
- Funktion Schmerzreduktion durch Druck auf die radialen oder ulnaren Muskelgruppen mittels eingenähtem Polster.
- Plus
- Einfache Handhabung mit maximaler Wirkung
 - 2 Varianten: Baumwollfrottée oder Neoprene/Baumwollfrottéefutter
 - Klettverschluss
 - Beidseitig tragbar

1.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Farbe	Grösse
URI.91 0	Epicondylitisbandage Typ 91	BW-Frottée	Weiss	One size

2.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Farbe	* Umfang	Grösse
URI.N91 XS-S	Epicondylitisbandage Typ N91	Neopren/Frottée	Schwarz	21 – 23 cm	XS/S
URI.N91 S-M	Epicondylitisbandage Typ N91	Neopren/Frottée	Schwarz	23 – 28 cm	S/M
URI.N91 L-XL	Epicondylitisbandage Typ N91	Neopren/Frottée	Schwarz	28 – 32 cm	L/XL
URI.N91 XXL	Epicondylitisbandage Typ N91	Neopren/Frottée	Schwarz	32 – 34 cm	XX-Large

*Der Umfang ist um das 90° gebogene Ellbogengelenk zu messen.

Migel-Nr. 05.08.02.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Clafix Claviculabandage



- Indikation Claviculafraktur posttraumatisch/postoperativ.
- Funktion Redression und Ruhigstellung.
- Plus
- Einfaches Anziehen
 - Stufenloses Nachspannen
 - Kein Verrutschen während der gesamten Behandlungsdauer
 - Robuster Aufbau
 - Hautfreundliches Vlies
 - Sehr hoher Tragkomfort
 - Waschbar bei 30 °C
 - Farbe: Weiss

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse
2200-000	Clafix Claviculabandage	Erwachsene
2200-010	Clafix Claviculabandage	Kinder 3–6 J.

Migel-Nr. 05.09.02.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Claviculabandage Typ 74



Indikation	Claviculafraktur posttraumatisch/postoperativ.
Funktion	Redression
Plus	• Einfachstes Anziehen • Sicherheits-Klettverschluss • Verstellbare Frottée-Achselpolster verhindern das Einschneiden, nehmen Schweiß auf und bieten höchsten Tragekomfort • Hautfreundlich • Weich • Waschbar • Farbe: Hautfarben

Art.-Nr.	Bezeichnung	* Brustumfang	Grösse
URI.74 S-M	Claviculabandage Typ 74	60–80 cm	Small/Medium
URI.74 L-XL	Claviculabandage Typ 74	80–100 cm	Large/X-Large

*Der Umfang ist um die Brust zu messen.

Migel-Nr. 05.09.02.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





OTTEC Handgelenkorthese



Indikation	Degenerative Osteoarthritis; Arthrose; Rezidive Verrenkungen; Tendinitis; Paraartikuläre Traumas des Handgelenks ohne Bruch; Funktionelle Gelenkimmobilisierung, postoperative Behandlung
Funktion	Immobilisierung und Stabilisierung des Handgelenks; Förderung des Heilungsprozesses nach Verletzungen; Schmerzlinderung und Entzündungshemmung bei schmerzhaften Handgelenkverletzungen.
Plus	• Einfaches Anziehen • Atmungsaktiv • Wärmeregulierend • Multidirektionales, elastisches Material • Gleichmässige, leichte Kompression • Design gestattet einwandfreie tridigitale Zange

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	*Umfang	Seite	Grösse
19-021	OTTEC Handgelenkorthese	Schwarz	13 – 15 cm	Links	Small
19-031	OTTEC Handgelenkorthese	Schwarz	15 – 18 cm	Links	Medium
19-041	OTTEC Handgelenkorthese	Schwarz	18 – 21 cm	Links	Large
19-022	OTTEC Handgelenkorthese	Schwarz	13 – 15 cm	Rechts	Small
19-032	OTTEC Handgelenkorthese	Schwarz	15 – 18 cm	Rechts	Medium
19-042	OTTEC Handgelenkorthese	Schwarz	18 – 21 cm	Rechts	Large

*Der Umfang ist um das Handgelenk zu messen.

Migel-Nr. 05.07.03.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





OTTEC Handgelenkorthese – mit Daumenschlaufe



Indikation Akute und chronische Entzündung des Handgelenks; Halt für überlastete Handgelenke; leichte, anhaltende Instabilität; Arthrose; Leichte Rheumabeschwerden; Traumas des Handgelenk ohne Bruch; Postoperative Behandlung

Funktion Förderung des Heilungsprozesses nach Verletzungen; Schmerzlinderung und Entzündungshemmung bei schmerzhaften Handgelenkverletzungen und Sehnenentzündungen am Daumen; Ruhigstellung des CMC und MCP des Daumens; Daumenabduktion.

Plus

- Einfaches Anziehen
- Atmungsaktiv
- Wärmeregulierend
- Multidirektionales, elastisches Material
- Gleichmässige, leichte Kompression

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	*Umfang	Seite	Grösse
28-021	OTTEC Handgelenkorthese	Mit Daumenschlaufe	13 – 15 cm	Links	Small
28-031	OTTEC Handgelenkorthese	Mit Daumenschlaufe	15 – 18 cm	Links	Medium
28-041	OTTEC Handgelenkorthese	Mit Daumenschlaufe	18 – 21 cm	Links	Large
28-022	OTTEC Handgelenkorthese	Mit Daumenschlaufe	13 – 15 cm	Rechts	Small
28-032	OTTEC Handgelenkorthese	Mit Daumenschlaufe	15 – 18 cm	Rechts	Medium
28-042	OTTEC Handgelenkorthese	Mit Daumenschlaufe	18 – 21 cm	Rechts	Large

*Der Umfang ist um das Handgelenk zu messen.

Migel-Nr. 05.07.04.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





OTTEC Daumenorthese



Indikation	Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, postoperativ, Reizung des Metacarpalgelenkes
Funktion	Schmerzlinderung; Überbeanspruchung im Daumenbereich; Optimale Handfunktion
Plus	• Einfaches Anziehen • Atmungsaktiv • Wärmeregulierend • Multidirektionales, elastisches Material • Gleichmässige, leichte Kompression

Art.-Nr.	Bezeichnung	* Umfang	Seite	Grösse
29-021	OTTEC Daumenorthese	13 – 15 cm	Links	Small
29-031	OTTEC Daumenorthese	15 – 18 cm	Links	Medium
29-041	OTTEC Daumenorthese	18 – 21 cm	Links	Large
29-022	OTTEC Daumenorthese	13 – 15 cm	Rechts	Small
29-032	OTTEC Daumenorthese	15 – 18 cm	Rechts	Medium
29-042	OTTEC Daumenorthese	18 – 21 cm	Rechts	Large

* Der Umfang ist um das Handgelenk zu messen.

Migel-Nr. 05.07.04.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DONJOY® ManuForm™ – Handgelenkorthese



- Indikation** Verstauchungen und Zerrungen des Handgelenks; Tendinopathie; Karpaltunnelsyndrom; Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung
- Funktion** Handgelenkorthese zur Immobilisierung in mindestens zwei Bewegungsrichtungen.
- Plus**
- Anformbare Aluminiumstäbe
 - 3 Gurte für eine optimale Passform und Stabilität
 - 2 dorsale Schienen
 - Mit einer Hand anzulegen
 - Knopf verhindert das Herausrutschen des Gurtes aus der Schnalle
 - 104 g: Extrem leicht am Arm zu tragen

Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Bezeichnung	Grösse	Umfang* Handgelenk
DJO.82-96260	DJO.82-96250	DONJOY® ManuForm™	X-Small	11 - 14 cm
DJO.82-96262	DJO.82-96252	DONJOY® ManuForm™	Small	14 - 16 cm
DJO.82-96263	DJO.82-96253	DONJOY® ManuForm™	Medium	16 - 19 cm
DJO.82-96264	DJO.82-96254	DONJOY® ManuForm™	Large	19 - 21 cm
DJO.82-96265	DJO.82-96255	DONJOY® ManuForm™	X-Large	21 - 24 cm

*Der Umfang ist um das Handgelenk zu messen.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DONJOY® ManuForm+™ – Handgelenkorthese mit Daumenfixierung



Indikation Verstauchungen und Zerrungen; Tendinopathie; Rhizarthrose; Karpaltunnelsyndrom; Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung

Funktion Handgelenkorthese zur Immobilisierung.

- Plus**
- Mit Daumenfixierung
 - Anformbare Aluminiumstäbe
 - 3 Gurte für eine optimale Passform und Stabilität
 - 2 dorsale Schienen
 - Mit einer Hand anzulegen
 - Knopf verhindert das Herausrutschen des Gurtes aus der Schnalle
 - 116 g: Extrem leicht am Arm zu tragen

Art.-Nr. rechts	Art.-Nr. links	Bezeichnung	Grösse	Umfang* Handgelenk
DJO.82-96280	DJO.82-96270	DONJOY® ManuForm+™	X-Small	11 - 14 cm
DJO.82-96282	DJO.82-96272	DONJOY® ManuForm+™	Small	14 - 16 cm
DJO.82-96283	DJO.82-96273	DONJOY® ManuForm+™	Medium	16 - 19 cm
DJO.82-96284	DJO.82-96274	DONJOY® ManuForm+™	Large	19 - 21 cm
DJO.82-96285	DJO.82-96275	DONJOY® ManuForm+™	X-Large	21 - 24 cm

*Der Umfang ist um das Handgelenk zu messen.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DONJOY® DigiForm™ – Daumen-/Fingerorthese



- Indikation** Verstauchungen; Subluxationen; Verrenkungen; Frakturen; Posttraumatische: prä- und postoperative Ruhigstellung
- Funktion** Daumen-/Fingerorthese zur Immobilisierung der Interphalangealgelenke. Ermöglicht die Ruhigstellung von 1 bis 2 Fingern.
- Plus**
- Patientenindividuelle Anpassung
 - Aluminiumschiene bietet ausgezeichnete Stabilität
 - 4 Gurte für einen patientengerechten und angemessenen Sitz
 - Beidseitig tragbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Handlänge
DJO.82-96200	DONJOY® DigiForm™	X-Small	11 - 15 cm
DJO.82-96202	DONJOY® DigiForm™	Small-Medium	15 - 19 cm
DJO.82-96203	DONJOY® DigiForm™	Large-X-Large	19 - 23 cm

* Handlänge: Bitte von der Fingerspitze bis zum Handgelenk messen.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DONJOY® DigiForm+™ – Handgelenkorthese



- Indikation** Verstauchungen; Verrenkungen; Subluxationen; Frakturen; Posttraumatische; prä- und postoperative Ruhigstellung
- Funktion** Handgelenkorthese mit Fingerfixierung zur Immobilisierung.
Ermöglicht die Ruhigstellung von bis zu 4 Fingern
Fingerstütze je nach Bedarf auf 2 bis 4 Finger anpassbar
- Plus**
- 4-Gurt-System ermöglicht optimale Stabilität und einen ausgezeichneten Sitz
 - Beidseitig tragbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Umfang* Handgelenk
DJO.82-96210	DONJOY® DigiForm+™	X-Small	11 - 14 cm
DJO.82-96212	DONJOY® DigiForm+™	Small	14 - 16 cm
DJO.82-96213	DONJOY® DigiForm+™	Medium	16 - 19 cm
DJO.82-96214	DONJOY® DigiForm+™	Large	19 - 21 cm
DJO.82-96215	DONJOY® DigiForm+™	X-Large	21 - 24 cm

*Der Umfang ist um das Handgelenk zu messen.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Handgelenkorthese – mit Daumenschlaufe



Indikation Bei Hand-, Gewebe-, Muskel- und Sehnenverletzungen; Entzündungen; Nach Entfernen des Gipses

Funktion Starke Immobilisation des Handgelenkes.

Plus

- Robustes, elastisches Baumwollgewebe mit Aluschiene
- Hoher Tragekomfort
- Farbe: Schwarz

Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Bezeichnung	Ausführung	Länge	*Umfang	Grösse
105.002.210	105.002.110	Handgelenkorthese mit Daumenschlaufe	Lang	22.8cm	11 – 13 cm	X-Small
105.002.220	105.002.120	Handgelenkorthese mit Daumenschlaufe	Lang	22.8cm	14 – 16 cm	Small
105.002.230	105.002.130	Handgelenkorthese mit Daumenschlaufe	Lang	22.8cm	17 – 19 cm	Medium
105.002.240	105.002.140	Handgelenkorthese mit Daumenschlaufe	Lang	22.8cm	20 – 22 cm	Large
105.002.250	105.002.150	Handgelenkorthese mit Daumenschlaufe	Lang	22.8cm	23 – 25 cm	X-Large
105.002.260	105.002.160	Handgelenkorthese mit Daumenschlaufe	Lang	22.8cm	26 – 28 cm	XX-Large
105.002.270	105.002.170	Handgelenkorthese mit Daumenschlaufe	Lang	22.8cm	29 – 31 cm	XXX-Large
105.001.210	105.001.110	Handgelenkorthese mit Daumenschlaufe	Kurz	17.5cm	11 – 13 cm	X-Small
105.001.220	105.001.120	Handgelenkorthese mit Daumenschlaufe	Kurz	17.5cm	20 – 22 cm	Small
105.001.230	105.001.130	Handgelenkorthese mit Daumenschlaufe	Kurz	17.5cm	17 – 19 cm	Medium
105.001.240	105.001.140	Handgelenkorthese mit Daumenschlaufe	Kurz	17.5cm	20 – 22 cm	Large
105.001.250	105.001.150	Handgelenkorthese mit Daumenschlaufe	Kurz	17.5cm	23 – 25 cm	X-Large
105.001.260	105.001.160	Handgelenkorthese mit Daumenschlaufe	Kurz	17.5cm	26 – 28 cm	XX-Large
105.001.270	105.001.170	Handgelenkorthese mit Daumenschlaufe	Kurz	17.5cm	29 – 31 cm	XXX-Large

*Der Umfang ist um das Handgelenk zu messen.

Migel-Nr. 05.07.03.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DONJOY® RhizoForm™ – Daumenorthese



Indikation Rhizarthrose; Bandverletzungen am Daumen; Verstauchungen; Luxationen; Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung

Funktion Daumenorthese zur Immobilisierung des Sattel- und/oder Grundgelenks.

Plus

- Erhöhte Atmungsaktivität durch das Skelett-Design
- Antibakterielles, hypoallergenes und thermoregulierendes Innenmaterial
- Perfekt für das tägliche Leben: Mit einer Hand anziehbar
- Superleicht: 23 g!

Art.-Nr.	Bezeichnung	*Umfang	Seite	Grösse
DJO.82-96292	DONJOY® RhizoForm™	13.5 - 16.5 cm	Rechts	Small-Medium
DJO.82-96293	DONJOY® RhizoForm™	16.5 - 20 cm	Rechts	Large-X-Large
DJO.82-96242	DONJOY® RhizoForm™	13.5 - 16.5 cm	Links	Small-Medium
DJO.82-96243	DONJOY® RhizoForm™	16.5 - 20 cm	Links	Large-X-Large

*Der Umfang ist um das Handgelenk zu messen.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DONJOY® ErgoForm™ – Daumenorthese



Indikation Verstauchungen und Luxationen des Daumens; Rhizarthrose; Bandverletzungen; Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung

Funktion Daumenorthese zur Immobilisierung des Sattel- und/oder Grundgelenks.

Plus

- Hoher Tragecomfor
- Praktisches Anlegesystem - mit nur einer Hand
- Anpassbares und angenehmes Daumenband

Art.-Nr.	Bezeichnung	* Umfang	Seite	Grösse
DJO.82-96190	DONJOY® ErgoForm™	12 - 16 cm	Universal	0
DJO.82-96191	DONJOY® ErgoForm™	14 - 18 cm	Universal	1
DJO.82-96192	DONJOY® ErgoForm™	18 - 22 cm	Universal	2

* Der Umfang ist um das Handgelenk zu messen.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Ligaflex® Rhizo – Daumenorthese



Indikation	Orthese zur Ruhigstellung des Daumens; Distorsionen des Daumens; Ruhigstellung bei beginnender Rhizarthrose; Skaphoid-Arthrose; Postoperativ: Einsatz einer Prothese; Trapezektomie; Chirurgische Behandlung von Basisbrüchen des ersten Mittelhandknochen: Rolando- oder Bennettfrakturen
Funktion	Immobilisation des Grundgelenkes.
Plus	• Das Drahtgestell mit Federeffekt passt sich perfekt an die Morphologie an • Thermytex-Futter wirkt atmungsaktiv und antibakteriell • 2 Klettverschlüsse erleichtern das Anlegen des Produktes • Zirtex-Gewebe sorgt für hohen Tragekomfort; Wärmeschanke, Abführung von Feuchtigkeit • Waschbar • Farbe: Schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	*Umfang	Seite	Grösse
GEN.GM1083	Ligaflex® Rhizo – Daumenorthese	Schwarz	13 – 17 cm	Rechts	Small/Medium
GEN.GM1085	Ligaflex® Rhizo – Daumenorthese	Schwarz	17 – 23 cm	Rechts	Medium/Large
GEN.GM1093	Ligaflex® Rhizo – Daumenorthese	Schwarz	13 – 17 cm	Links	Small/Medium
GEN.GM1095	Ligaflex® Rhizo – Daumenorthese	Schwarz	17 – 23 cm	Links	Medium/Large

*Der Umfang ist um das Handgelenk zu messen.

Migel-Nr. 05.07.01.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Daumenorthese – aus Polypropylen



- Indikation** Instabilität des Grundgelenkes; Einsatz im konservativen Bereich: bei Verstauchungen; Arthritis; Sehnenverletzungen; Rhizarthrose; Skidaumen; Postoperativer Einsatz bei Grundgelenk-Arthrodese, Seitenbandnaht, Eppingplastik
- Funktion** Immobilisation des Grundgelenkes.
- Plus**
- Aus tiefgezogenem, hautfarbenem Polypropylen mit Baumwollinnenbezug
 - Gute Passform – leicht korrigierbar mit Heissluftföhn
 - Elastischer Klettverschluss
 - Beidseitig tragbar
 - Farbe: Hautfarben

Art.-Nr.	Bezeichnung	* Umfang	Seite	Grösse
105.102.120	Daumenorthese	13 – 17 cm	Links	Small
105.102.130	Daumenorthese	17 – 19 cm	Links	Medium
105.102.140	Daumenorthese	19 – 23 cm	Links	Large
105.102.150	Daumenorthese	23 – 28 cm	Links	X-Large
105.102.220	Daumenorthese	13 – 17 cm	Rechts	Small
105.102.230	Daumenorthese	17 – 19 cm	Rechts	Medium
105.102.240	Daumenorthese	19 – 23 cm	Rechts	Large
105.102.250	Daumenorthese	23 – 28 cm	Rechts	X-Large

* Der Umfang ist um das Handgelenk zu messen.

Migel-Nr. 05.07.01.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Foam Wrap Buddy Wrap



- Indikation** Ideal zum Schutz von Verstauchungen und eingeklemmten Fingern.
- Frakturen** Fingerstabilisierung; Ruhigstellung
Sind eine saubere, wirtschaftliche Alternative gegenüber Tape und bieten sicheren, wiederverwendbaren Fingerschutz.
- Plus**
- Einfaches Anziehen
 - Hoher Tragekomfort – weiche, mit Schaumstoff ausgekleidete Streifen
 - Kein Verrutschen oder Rollen
 - Ersetzt Tape
 - Waschbar und wiederverwendbar
 - Latexfrei

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Breite	*VPE
MPM.091165703	Foam Wrap Buddy Wrap	Schwarz	1.3 cm	5 STK
MPM.091165711	Foam Wrap Buddy Wrap	Schwarz	1.3 cm	25 STK
MPM.091165729	Foam Wrap Buddy Wrap	Schwarz	1.3 cm	50 STK
MPM.091165705	Foam Wrap Buddy Wrap	Grau	1.9 cm	5 STK
MPM.091165725	Foam Wrap Buddy Wrap	Grau	1.9 cm	25 STK
MPM.091165750	Foam Wrap Buddy Wrap	Grau	1.9 cm	50 STK
MPM.091165745	Foam Wrap Buddy Wrap	Schwarz	2.5 cm	5 STK
MPM.091165752	Foam Wrap Buddy Wrap	Schwarz	2.5 cm	25 STK
MPM.091165760	Foam Wrap Buddy Wrap	Schwarz	2.5 cm	50 STK

*VPE = Verpackungseinheit

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Stax Fingerorthese



Indikation Strecksehnenabriss; Fingerspitzen- und Nagelbettverletzungen;
Banddistorsion und -läsion; Flexionskontraktur im Fingergelenk

Funktion Immobilisation von Finger und Daumen.

Plus

- Perforiert – atmungsaktiv
- 2 Farben: Beige (Hautfarben) und Transparent

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit	Farbe	Grösse	Masse
BRO.10020	Stax Fingerorthesen – Set	30 STK assortiert	Hautfarben	-	-
BRO.10021	Stax Fingerorthesen – Set	30 STK assortiert	Transparent	-	-
BRO.10701	Stax Fingerorthese		Hautfarben	1	Ø 1.52 × 5.2 cm
BRO.10702	Stax Fingerorthese		Hautfarben	2	Ø 1.67 × 5 cm
BRO.10703	Stax Fingerorthese		Hautfarben	3	Ø 1.87 × 5.7 cm
BRO.10704	Stax Fingerorthese		Hautfarben	4	Ø 1.9 × 6.1 cm
BRO.10705	Stax Fingerorthese		Hautfarben	5	Ø 1.9 × 6.3 cm
BRO.10706	Stax Fingerorthese		Hautfarben	5.5	Ø 2.28 × 6.1 cm
BRO.10707	Stax Fingerorthese		Hautfarben	6	Ø 2.28 × 6.3 cm
BRO.10708	Stax Fingerorthese		Hautfarben	7	Ø 2.54 × 6.1 cm
BRO.10730	Stax Fingerorthese		Transparent	1	Ø 1.52 × 5.2 cm
BRO.10731	Stax Fingerorthese		Transparent	2	Ø 1.67 × 5 cm
BRO.10732	Stax Fingerorthese		Transparent	3	Ø 1.87 × 5.7 cm
BRO.10733	Stax Fingerorthese		Transparent	4	Ø 1.9 × 6.1 cm
BRO.10734	Stax Fingerorthese		Transparent	5	Ø 1.9 × 6.3 cm
BRO.10735	Stax Fingerorthese		Transparent	5.5	Ø 2.28 × 6.1 cm
BRO.10736	Stax Fingerorthese		Transparent	6	Ø 2.28 × 6.3 cm
BRO.10737	Stax Fingerorthese		Transparent	7	Ø 2.54 × 6.1 cm

Migel-Nr. 34.99.03.02.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





FASTECH® Verschlussband mit D-Ring



Funktion Zum Verschliessen von gespaltenen Kunststoffgipsapplikationen oder Lagerungsschienen. Beispiel: Oberarmbrace, gespaltenen Vorderarmgipsverband, Lagerungsschienen.

Plus

- Das rückseitige Flauschband beim D-Ring ermöglicht das Befestigen des Bandes an einer Schiene mittels selbstklebendem Klettbandstück.
- Farbe: Schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	*VPE
F10125300	FASTECH® Verschlussband mit D-Ring	2.5 × 30 cm	10 STK
F10125360	FASTECH® Verschlussband mit D-Ring	2.5 × 36 cm	10 STK
F10125480	FASTECH® Verschlussband mit D-Ring	2.5 × 48 cm	10 STK
F10125630	FASTECH® Verschlussband mit D-Ring	2.5 × 63 cm	10 STK

*VPE = Verpackungseinheit

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





MECRON Elastic Tape



© 2009 DARCO (Europe) GmbH

MECRON



Pink = Strong



Türkis = Strong

Indikation	Elastisches Sport- und Therapietape für die Verwendung in der angewandten Kinesiologie.
Funktion	Gegen Muskelbeschwerden und zur Leistungsverbesserung durch permanente Stimulation.
Plus	• Gegen Muskelbeschwerden • Stimulation der Nervenbahnen • Förderung des Blutkreislaufes • Stärkung der Muskeln und Sehnen • Elastisch und zu 30 % dehnbar • Elastic Tape Strong speziell für Sportler mit sehr hoher Klebkraft

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Breite	Länge
DAR.DKT-B	MECRON Elastic Tape	Blau	5 cm	5 m
DAR.DKT-R	MECRON Elastic Tape	Rot	5 cm	5 m
DAR.DKT-S	MECRON Elastic Tape	Schwarz	5 cm	5 m
DAR.DKT-H	MECRON Elastic Tape	Beige	5 cm	5 m
DAR.DKT-G	MECRON Elastic Tape	Gelb	5 cm	5 m
DAR.DKT-P	MECRON Elastic Tape Strong	Pink	5 cm	5 m
DAR.DKT-L	MECRON Elastic Tape Strong	Türkis	5 cm	5 m

Rabatt

Menge	Rabatt
6 Rollen	7 %
12 Rollen	13 %
24 Rollen	19 %
36 Rollen	23 %
48 Rollen	27 %
60 Rollen	30 %

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





MECRON X-patch Gitter-Tape

MECRON



Indikation	Behandlung von Triggerpunkten/Akupunkturpunkten; Behandlung von Schmerzpunkten sowie Akupunkturbahnen; Narbenentlastung
Funktion	Enthält keinerlei Wirkstoffe und ist aus unelastischem Nylongewebe mit einer Acrylklebmasse beschichtet. Dieses wird direkt auf Schmerz-, Trigger- oder Akupunkturpunkte geklebt und als Hilfsmittel zur Unterstützung der Therapie verwendet. Auch die Entlastung von verklebten Faszien unter Narben ist möglich.
Plus	• Wasserresistent • Kann mehrere Tage ohne Einschränkungen getragen werden • Keinerlei Wirkstoffe • Aus unelastischem Nylongewebe mit einer Acrylklebmasse beschichtet • In drei Grössen à je 20 Blatt erhältlich • Farbe: Hautfarben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Grösse	*VPE
DAR.DGT-3	MECRON X-patch Gitter-Tape	40 STK	5.2 x 4.5 cm	20 Blatt à 2 Tapes
DAR.DGT-2	MECRON X-patch Gitter-Tape	120 STK	2.8 x 2.1 cm	20 Blatt à 9 Tapes
DAR.DGT-1	MECRON X-patch Gitter-Tape	180 STK	3.5 x 2.5 cm	20 Blatt à 6 Tapes

*VPE = Verpackungseinheit

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Polsterschlauch Frottée-Stretch – Hand-/Armpolster Frottée-Stretch



- Indikation** Hautschutz unter Gipsverband und unter Orthesen.
- Funktion** Faltenfreie Polsterungen unter Gips, Orthesen oder Bandagen
Verhindert Schwitzen und Jucken der Haut
- Plus**
- Atmungsaktiv
 - Wasserabweisend
 - Lässt sich sehr gut anatomisch anpassen
 - Höchster Tragekomfort
 - Ungebleichte, antiallergische Baumwolle – umweltfreundlich
 - Schweizer Produkt
 - Arm-/Handpolster beidseitig tragbar
 - Farbe: Hellbeige

Art.-Nr. Rollen	Bezeichnung	Material	Breite	Länge
91 00 04	Polsterschlauch Frottée-Stretch	93 % Baumwolle / 7 % Polyamid	4 cm	5 m
91 00 06	Polsterschlauch Frottée-Stretch	93 % Baumwolle / 7 % Polyamid	6 cm	10 m
91 00 08	Polsterschlauch Frottée-Stretch	93 % Baumwolle / 7 % Polyamid	8 cm	10 m
91 00 10	Polsterschlauch Frottée-Stretch	93 % Baumwolle / 7 % Polyamid	10 cm	10 m
91 00 12	Polsterschlauch Frottée-Stretch	93 % Baumwolle / 7 % Polyamid	12 cm	10 m

Art.-Nr. Einzelstk.	Bezeichnung	Material	Breite	Länge
91 00 21	Hand-/Armpolster Frottée-Stretch	93 % Baumwolle / 7 % Polyamid	6 cm	35 cm
91 00 22	Hand-/Armpolster Frottée-Stretch	93 % Baumwolle / 7 % Polyamid	6 cm	50 cm
91 00 24	Hand-/Armpolster Frottée-Stretch	93 % Baumwolle / 7 % Polyamid	6 cm	80 cm

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Trikotschlauch – Strickschlauch elastisch



Indikation Hautschutz unter Gipsverband und unter Orthesen.

Funktion Polsterung unter Gips, Orthesen oder Bandagen.
Verhindert Schwitzen und Jucken der Haut.

Trikotschlauch = dünnere, nicht gummielastische Polsterung
Strickschlauch = dickere, leicht gummielastische Polsterung

Plus

- 10m-Rollen im Plastiksack verpackt
- Ungebleichte Baumwolle – umweltfreundlich
- Farbe: Hellbeige

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Breite	Länge
91 15 71	Trikotschlauch	100 % Baumwolle	4.5 cm	10 m
91 15 72	Trikotschlauch	100 % Baumwolle	7 cm	10 m
91 15 73	Trikotschlauch	100 % Baumwolle	9 cm	10 m

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Breite	Länge
91 15 75	Strickschlauch elastisch	Baumwolle	4 cm	10 m
91 15 76	Strickschlauch elastisch	Baumwolle	7 cm	10 m
91 15 77	Strickschlauch elastisch	Baumwolle	10 cm	10 m

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Breite	Länge
91 10 18	Hand-/Armtrikot	98 % Baumwolle/2 % Lycra	6.5 cm	18 cm
91 10 45	Hand-/Armtrikot	98 % Baumwolle/2 % Lycra	6.5 cm	45 cm
91 10 60	Hand-/Armtrikot	98 % Baumwolle/2 % Lycra	6.5 cm	60 cm
91 10 75	Hand-/Armtrikot	98 % Baumwolle/2 % Lycra	6.5 cm	75 cm

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Strickschlauch synthetisch



- Indikation** Hautschutz unter Gipsverband und unter Orthesen.
- Funktion** Zur Anwendung unter Gipsverbänden aus synthetischem Gips, Carbongips oder Weissgips. Als Überzug über Verbände, Halskragen oder andere orthopädische Anwendungen.
- Plus**
- Polyester trocknet sehr schnell
 - 100 % wasserabweisend
 - Leitet Feuchtigkeit von der Haut ab
 - Verhindert Schwitzen und Jucken der Haut
 - Weichstes Polyestergarn für angenehmste Qualität
 - Passt sich den Konturen des Patienten optimal an
 - Dispenserbox aus Karton für geordnetes Abrollen
 - Farbe: Weiss

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Breite	Länge
90 00 02	Strickschlauch synthetisch	Polyester	2.5 cm	23 m
90 00 05	Strickschlauch synthetisch	Polyester	5.0 cm	23 m
90 00 07	Strickschlauch synthetisch	Polyester	7.5 cm	23 m
90 00 10	Strickschlauch synthetisch	Polyester	10 cm	23 m

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Swash® – Waschen ohne Wasser – Das Original

Das Waschkonzept Bathing 21® ist auf Pflegebedürftige ausgerichtet, die wegen ihrem reduzierten Allgemeinzustand Hilfe beim Waschen benötigen. Dank des Einsatzes der vorbefeuchteten Waschprodukte fühlen sich Pflegebedürftige 24 Stunden lang sauber und frisch.

Die grosse Unterstützung für Spitäler, Alters- und Pflegeheime sowie Spitex.



30 - 50 % Zeitersparnis

beim Waschen



Maximale Hygiene

1 Tuch/Handschuh pro Körperteil



Kreuzkontaminationen verhindern

Kreuzkontaminationen wirksam verhindern



Umweltfreundlich

75 % ökologischer als Waschen mit Wasser



Erwärmen möglich

Produkte können aufgewärmt werden



Frei von

Parabenen und Formaldehyd-Abspalter



Dermatologisch getestet

Waschen und Hautpflege in einem Schritt



Hypoallergene Lotion

Parfümfrei



Produktion im Reinraum

Hergestellt in den Niederlanden durch einen vollautomatisierten Produktionsprozess in einer Reinraum-Umgebung.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Swash® Gold Gloves – Waschhandschuhe



Die Swash® Gold Gloves sind Waschhandschuhe und verfügen über eine ergonomische und einzigartige Passform mit überdurchschnittlicher Länge und einer robusten Naht. Der Handschuh wird im Spunlace-Verfahren hergestellt, das eine leichte Struktur gibt und ein angenehmes Gefühl auf der Haut hinterlässt.

- Plus
- Erleichtert die Reinigung schwer erreichbarer Körperregionen wie Hautfalten und Zehen.
 - Pflegebedürftige Menschen mit wenig Kraft können sich mit dem Handschuh besser selbst waschen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VPE
ARI.A04070-8-1	Swash® Gold Gloves Waschhandschuhe	Parfümfrei	1 Beutel à 8 Stk.
ARI.A04070-8-40	Swash® Gold Gloves Waschhandschuhe	Parfümfrei	40 Beutel à 8 Stk.
ARI.B04070-8-1	Swash® Gold Gloves Waschhandschuhe	-	1 Beutel à 8 Stk.
ARI.B04070-8-40	Swash® Gold Gloves Waschhandschuhe	-	40 Beutel à 8 Stk.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Swash® Gold Wipes – Waschtücher



Die Swash® Gold Wipes sind Waschtücher von guter Qualität. Sie enthalten für eine optimale Reinigung der Haut eine ausgeglichene Menge an Lotion. Das weiche, strapazierfähige Material wird im Nadelvlies-Verfahren hergestellt und ermöglicht eine komfortable Körperpflege.

- Grösse: 20 x 20 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VPE
ARI.A04028-8-1	Swash® Gold Wipes Waschtücher	Parfümfrei	1 Beutel à 8 Stk.
ARI.A04028-8-44	Swash® Gold Wipes Waschtücher	Parfümfrei	44 Beutel à 8 Stk.
ARI.B04028-8-1	Swash® Gold Wipes Waschtücher	-	1 Beutel à 8 Stk.
ARI.B04028-8-44	Swash® Gold Wipes Waschtücher	-	44 Beutel à 8 Stk.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Swash® Shampoo Cap – Waschhaube



Eine Einwegwaschhaube, die innen mit einer speziellen Haarpflegelotion beschichtet ist. Die Lotion reinigt und pflegt das Haar sanft und muss nicht ausgespült werden. Senkt die körperliche Belastung, aufgrund einer geringeren Anzahl an Tätigkeiten beim Haare- waschen. Senkt das Risiko einer Kreuzkontamination.

Plus

- Geeignet für alle Haartypen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VPE
ARI.D04077-1-1	Swash® Shampoo Cap Waschhaube	Parfümfrei	Stk.
ARI.D04077-1-52	Swash® Shampoo Cap Waschhaube	Parfümfrei	52 Stk.
ARI.G04077-1-1	Swash® Shampoo Cap Waschhaube	-	Stk.
ARI.G04077-1-52	Swash® Shampoo Cap Waschhaube	-	52 Stk.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Swash® Perineum Gloves & Wipes – Inkontinenzprodukte



Swash® Inkontinenzprodukte

Die Swash® Perineum 3-in-1 Produkte zur Inkontinenzpflege sind feuchte Waschhandschuhe oder -tücher, die mit einem 3 % Dimethicone-Hautschutzmittel getränkt sind. Dieses silikonbasierte Öl hinterlässt einen dünnen Film auf der Haut, der diese langanhaltend gegen Irritation durch Feuchtigkeit schützt. Zugleich ist das Öl nicht okklusiv und ermöglicht es der Haut, zu atmen.

- Plus
- Mit reinigenden, pflegenden Inhaltsstoffen
 - Konservierungsmittelsystem auf der Basis von multifunktionalen Inhaltsstoffen
 - Mit 3 % Dimethicon-Öl
 - Duftstofffrei
 - Grösse Waschhandschuhe: 22 x 14 cm
 - Grösse Waschtücher: 25 x 20 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VPE
ARI.C04070-8-1	Swash® Perineum Gloves Waschhandschuhe	Parfümfrei	1 Beutel à 8 Stk.
ARI.C04070-8-40	Swash® Perineum Gloves Waschhandschuhe	Parfümfrei	40 Beutel à 8 Stk.
ARI.C04533-8-1	Swash® Perineum Wipes Waschtücher	Parfümfrei	1 Beutel à 8 Stk.
ARI.C04533-8-40	Swash® Perineum Wipes Waschtücher	Parfümfrei	40 Beutel à 8 Stk.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Seal tight® ORIGINAL – Duschschutz



Indikation Dusch- und Badeschutz über Verbände, Bandagen und Gipsverbände.

Funktion 100 % wasserdicht dank speziellem Gummimembran.

Plus

- Für Bein und Arm
- Bis **50x** verwendbar
- Einfach anwendbar
- Latexfrei
- Farbe: Hellblau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Länge	Grösse
BRO.20101	Seal tight® ORIGINAL – Duschschutz	Arm	58 cm	Kurz
BRO.20102	Seal tight® ORIGINAL – Duschschutz	Arm	101 cm	Lang
BRO.20103	Seal tight® ORIGINAL – Duschschutz	Bein	61 cm	Kurz
BRO.20104	Seal tight® ORIGINAL – Duschschutz	Bein	107 cm	Lang
BRO.20106	Seal tight® ORIGINAL – Duschschutz	Bein	61 cm	Kurz, Breit
BRO.20105	Seal tight® ORIGINAL – Duschschutz	Fuss/Knöchel	31 cm	Erwachsene

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.


Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Seal tight® SPORT – Duschschutz



Indikation Dusch- und Badeschutz über Verbände, Bandagen und Gipsverbände.

Funktion 100 % wasserdicht dank speziellem Gummimembran

Plus

- Für Bein und Arm
- Bis **50x** verwendbar
- Einfach anwendbar
- Latexfrei
- Ideal zum Schwimmen
- Farbe: Blau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Länge	Grösse
BRO.20320	Seal tight® SPORT – Duschschutz	Arm	53 cm	Kurz
BRO.20321	Seal tight® SPORT – Duschschutz	Arm	84 cm	Lang
BRO.20322	Seal tight® SPORT – Duschschutz	Bein	58 cm	Kurz
BRO.20323	Seal tight® SPORT – Duschschutz	Bein	97 cm	Lang

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Trans Slide Tri Clean



Indikation	Hilfsmittel zur Umlagerung bettlägeriger Patienten.
Funktion	Müheloses Transferieren in alle Richtungen; reduziert körperliche Belastung für den Pflegebedürftigen und den Pflegenden.
Plus	• Angenehm für Patienten und Personal • Kann desinfiziert werden • Zeit- und kostensparend • Hohe Reibungsreduktion • Einfache Verwendung • Geeignet für industrielles Waschen bis 95 °C • Geeignet für chemische Reinigung • Lange Lebensdauer • Farbe: Blau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung
444 05	Trans Slide Tri Clean	145 x 80 cm

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Kork-Orthesen



Indikation	Prä-/post-operative Lagerungsschiene (Unterschenkel); Nachtlagerungsschiene b. CTS (Hand); Reizung des N. Ulnaris zur Entlastung (Ellenbogen); Reponieren (Humerusbrace)
Funktion	• Zur Fixierung in Kombination mit elastischen Binden oder Haken- und Flauschbändern • Polstern mit Frottée-Stretch-Schlauch zur Verhinderung von Mazeration
Plus	• Staubfrei beim Zuschneiden • Röntgendurchlässig • Verformbar im Wasserbad (70 °C) oder mit Heissluftföhn • Geringes Gewicht • Atmungsaktiv durch Perforation • Schnelles Anlegen und Entfernen • 98 % reiner Kork, 2 % Mix aus Leim, Polyurethan und Turbocast • Nimmt keine Feuchtigkeit auf (Schweiss, Blut, Sekret, u.s.w.) auf • Ökologisch verbrennbar (Entsorgung als Hauskehricht) • Latexfrei • Komfortable Einwegschiene • Elastisches, robustes und biegbares Material • Europäische Produktion • Farbe: Braun

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Artikel-Übersicht Korkschiennen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Material	Dicke	Winkel	Grösse	*VPE
GEN.01LS	Unterarmorthese	Links	Kork	4 mm		Small	3 STK
GEN.01RS	Unterarmorthese	Rechts	Kork	4 mm		Small	3 STK
GEN.01LM	Unterarmorthese	Links	Kork	4 mm		Medium	3 STK
GEN.01RM	Unterarmorthese	Rechts	Kork	4 mm		Medium	3 STK
GEN.01LL	Unterarmorthese	Links	Kork	4 mm		Large	3 STK
GEN.01RL	Unterarmorthese	Rechts	Kork	4 mm		Large	3 STK
GEN.03S	Unterschenkelorthese		Kork	5 mm		Small	3 STK
GEN.03M	Unterschenkelorthese		Kork	5 mm		Medium	3 STK
GEN.03L	Unterschenkelorthese		Kork	5 mm		Large	3 STK
GEN.05S	Unterschenkelorthese		Kork	5 mm	110°	S/M	2 STK
GEN.05L	Unterschenkelorthese		Kork	5 mm	110°	M/L	2 STK
GEN.04S	Ellbogenorthese		Kork	5 mm		S/M	3 STK
GEN.04L	Ellbogenorthese		Kork	5 mm		M/L	3 STK
GEN.06LS	Humerusorthese		Kork	5 mm		S/M	1 STK
GEN.06RS	Humerusorthese		Kork	5 mm		S/M	1 STK
GEN.06LL	Humerusorthese		Kork	5 mm		M/L	1 STK
GEN.06RL	Humerusorthese		Kork	5 mm		M/L	1 STK
GEN.09LS	Intrinsic Plus Unterarmorthese	Links	Kork	4 mm		Small	2 STK
GEN.09RS	Intrinsic Plus Unterarmorthese	Rechts	Kork	4 mm		Small	2 STK
GEN.09LM	Intrinsic Plus Unterarmorthese	Links	Kork	4 mm		Medium	2 STK
GEN.09RM	Intrinsic Plus Unterarmorthese	Rechts	Kork	4 mm		Medium	2 STK
GEN.09LL	Intrinsic Plus Unterarmorthese	Links	Kork	4 mm		Large	2 STK
GEN.09RL	Intrinsic Plus Unterarmorthese	Rechts	Kork	4 mm		Large	2 STK



Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Artikel-Übersicht Korkschiene

Art.-Nr.	Bezeichnung Kinder	Ausführung	Material	Dicke	Grösse	*VPE
GEN.11LS	Kinder-Korkschiene Vorderarm	Links	Kork	4 mm	Small	2 STK
GEN.11RS	Kinder-Korkschiene Vorderarm	Rechts	Kork	4 mm	Small	2 STK
GEN.11LM	Kinder-Korkschiene Vorderarm	Links	Kork	4 mm	Medium	2 STK
GEN.11RM	Kinder-Korkschiene Vorderarm	Rechts	Kork	4 mm	Medium	2 STK
GEN.11LL	Kinder-Korkschiene Vorderarm	Links	Kork	4 mm	Large	2 STK
GEN.11RL	Kinder-Korkschiene Vorderarm	Rechts	Kork	4 mm	Large	2 STK
GEN.13S	Kinder-Korkschiene Unterschenkel		Kork	4 mm	Small	2 STK
GEN.13M	Kinder-Korkschiene Unterschenkel		Kork	4 mm	Medium	2 STK
GEN.13L	Kinder-Korkschiene Unterschenkel		Kork	4 mm	Large	2 STK
GEN.14S	Kinder-Korkschiene Ellenbogen		Kork	4 mm	Small	2 STK
GEN.14M	Kinder-Korkschiene Ellenbogen		Kork	4 mm	Medium	2 STK
GEN.14L	Kinder-Korkschiene Ellenbogen		Kork	4 mm	Large	2 STK

*VPE = Verpackungseinheit

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Chrisofix® – Die Schienentechnik der Zukunft



1. Innenseite: Polyäthylen-Schaum mit Baumwolloberfläche

2. Gewellter Aluminiumkern

3. Aussen: Polyäthylen-Schaum mit Polyamid-Velours

Indikation	Prä-/post-operative Ruhigstellung; Nachtlagerung Lagerung der Extremitäten; Fixierung nach Weichteilverletzungen; Verstauchungen (Unterschenkel, Ellbogen); Sehnenscheidenentzündung; Spastische Lähmung; Nach Physiotherapie von Kontrakturen (Hand, Arm) Achtung: nicht zum Laufen geeignet!
Funktion	• Zur Fixierung in Kombination mit elastischen Binden oder Verschlussbändern. • Polstern mit Frottée-Stretch-Schlauch zur Verhinderung von Mazeration
Plus	• Einfache und sehr schnelle Immobilisierung • Röntgendurchlässig • Hoher Tragekomfort • Geringes Gewicht • Passgenaues Anlegen ohne Hilfsmittel, Nachkorrektur jederzeit möglich • Formstabil • Atmungsaktiv • Veränderbare Winkel • Latexfrei

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

Chrisofix® Fingerorthese




- Indikation** Ruhigstellung der Finger II - V bei Verletzungen, Entzündungen, degenerativen Erkrankungen; Nach Operationen am distalen mittleren Fingerglied und/oder am distalen Interphalangealgelenk
- Funktion**
 - Zur Fixierung in Kombination mit elastischen Binden oder Verschlussbändern
 - Polstern mit Frottée-Stretch-Schlauch zur Verhinderung von Mazeration
- Plus**
 - Einfache und sehr schnelle Immobilisierung
 - Geringes Gewicht
 - Passgenaues Anlegen ohne Hilfsmittel
 - Röntgendurchlässig
 - Farbe: Blau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Länge	Grösse
AA9275C	Chrisofix® Fingerorthese	Erwachsene	6.5 cm	Small
AA9275D	Chrisofix® Fingerorthese	Erwachsene	7.2 cm	Large
AA9275A	Chrisofix® Fingerorthese	Kinder	4.3 cm	Small

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
 Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

Chrisofix® Daumen-Sattelgelenkorthese




Diese Schiene ermöglicht eine einfache und sehr schnelle Immobilisierung zur Lagerung und Fixierung nach Weichteilverletzungen oder Verstauchungen.

Indikation Rhizarthrose; Rheuma; Ruhigstellung des Grundgelenks (MCP) und Sattelgelenks (CMC) sowie des Daumens

Funktion

- Zur Fixierung in Kombination mit elastischen Binden oder Verschlussbändern
- Polstern mit Frottée-Stretch-Schlauch zur Verhinderung von Mazeration

Plus

- Einfache und sehr schnelle Immobilisierung
- Passgenaues Anlegen ohne Hilfsmittel
- Veränderbare Winkel
- Atmungsaktiv
- Farbe: Blau

Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Bezeichnung	Ausführung	*Handbreite	Grösse
12-021	12-022	Chrisofix® Daumen-Sattelgelenkorthese	Kurz	bis 8 cm	Small
12-031	12-032	Chrisofix® Daumen-Sattelgelenkorthese	Kurz	8–9 cm	Medium
12-041	12-042	Chrisofix® Daumen-Sattelgelenkorthese	Kurz	ab 9 cm	Large

*Die Grösse ist auf der Handbreite zu messen.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
 Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

Chrisofix® Daumen-Sattelgelenkorthese Forte




Indikation	Prä- und postoperative Immobilisierung; Sehnenscheidenentzündungen; Spastische Lähmungen; Nach Physiotherapie von Kontrakturen; Rheuma
Funktion	Immobilisierung und Stabilisierung des Grund- und Sattelgelenkes im Daumen; Förderung des Heilungsprozesses; Nachtlagerungen; Fixierung nach Weichteilverletzungen
Plus	• Ideal zur Fixierung in Kombination mit elastischen Binden oder Verschlussbändern • Atmungsaktiv • Röntgendurchlässig • Farbe: Blau

Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Bezeichnung	Ausführung	*Handbreite	Grösse
27X-021	27X-022	Chrisofix® Daumen-Sattelgelenkorthese Forte	Lang	bis 8 cm	Small
27X-031	27X-032	Chrisofix® Daumen-Sattelgelenkorthese Forte	Lang	8–9 cm	Medium
27X-041	27X-042	Chrisofix® Daumen-Sattelgelenkorthese Forte	Lang	ab 9 cm	Large

*Der Umfang ist anhand der Handbreite zu messen.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
 Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

Chrisofix® Handgelenkorthese Forte




Indikation	Prä- und postoperative Immobilisierung (z. B. Scaphoid-Fraktur); Fixierung von Handgelenkverletzungen inklusive Handwurzelfrakturen
Funktion	• Zur Fixierung in Kombination mit elastischen Binden oder Verschlussbändern • Polstern mit Frottée-Stretch-Schlauch zur Verhinderung von Mazeration
Plus	• Einfache und schnelle Immobilisierung • Atmungsaktiv • Röntgendurchlässig • Passgenaues Anlegen ohne Hilfsmittel • Nachkorrektur jederzeit möglich • Farbe: Blau

Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Bezeichnung	*Handbreite	Grösse
22X-021	22X-022	Chrisofix® Handgelenkorthese Forte	bis 8 cm	Small
22X-031	22X-032	Chrisofix® Handgelenkorthese Forte	8–9 cm	Medium
22X-041	22X-042	Chrisofix® Handgelenkorthese Forte	ab 9 cm	Large

*Der Umfang ist anhand der Handbreite zu messen.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
 Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Chrisofix® Volare Handgelenkorthese




Indikation	Immobilisierung des Handgelenks nach Zerrungen, stabilen Brüchen; Nach Operationen; Nicht operative Erstversorgung mit Gips; Sehnenscheidenentzündungen; Abnutzungserscheinungen oder Entzündungen des Handgelenks
Funktion	• Zur Fixierung in Kombination mit elastischen Binden oder Verschlussbändern • Polstern mit Frottée-Stretch-Schlauch zur Verhinderung von Mazeration
Plus	• Einfache und schnelle Immobilisierung • Atmungsaktiv • Röntgendurchlässig • Passgenaues Anlegen ohne Hilfsmittel • Nachkorrektur jederzeit möglich • Beidseitig tragbar • Farbe: Blau

Art.-Nr.	Bezeichnung	*Handbreite	Grösse
23-010	Chrisofix® Volare Handgelenkorthese	6–6.9 cm	X-Small
23-020	Chrisofix® Volare Handgelenkorthese	7–7.9 cm	Small
23-030	Chrisofix® Volare Handgelenkorthese	8–9 cm	Medium
23-040	Chrisofix® Volare Handgelenkorthese	> 9 cm	Large

*Der Umfang ist anhand der Handbreite zu messen.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
 Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

Chrisofix® Palmare Unterarmorthese – mit Daumenschlaufe




- Indikation** Erste Hilfe und Erstversorgung; Kombinierte Ruhigstellung des Handgelenkes, der Hand, der Finger und Daumen; Nach Unfällen, Operationen und Fixierung mit Gipsverband; Ruheschiene für Sehnenscheidenentzündungen/Entzündungen und degenerative Erkrankungen des Handgelenkes, der Hand, Daumen und Finger; Während Rehabilitationsphase nach Hand-OP; Ergänzungstherapie bei Sudeck-Dystrophie
- Funktion**
- Zur Fixierung in Kombination mit elastischen Binden oder Verschlussbändern
 - Polstern mit Frottée-Stretch-Schlauch zur Verhinderung von Mazeration
- Plus**
- Einfache und schnelle Immobilisierung
 - Atmungsaktiv
 - Röntgendurchlässig
 - Passgenaues Anlegen ohne Hilfsmittel
 - Nachkorrektur jederzeit möglich
 - Farbe: Blau

Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Bezeichnung	Ausführung	Handlänge	Grösse
24-011	24-012	Chrisofix® Palmare Unterarmorthese	Mit Daumenschlaufe	15.5–16.5 cm	X-Small
24-021	24-022	Chrisofix® Palmare Unterarmorthese	Mit Daumenschlaufe	16.5–17.5 cm	Small
24-031	24-032	Chrisofix® Palmare Unterarmorthese	Mit Daumenschlaufe	17.5–19 cm	Medium
24-041	24-042	Chrisofix® Palmare Unterarmorthese	Mit Daumenschlaufe	> 19 cm	Large

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
 Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

Chrisofix® Palmare Unterarmorthese




Indikation	Prä- und postoperative Ruhigstellung; Sehnenscheidenentzündungen; Spastische Lähmungen; Nach Physiotherapie von Kontrakturen
Funktion	Nachlagerungen; Fixierung nach Weichteilverletzungen
Plus	• Ideal zur Fixierung in Kombination mit elastischen Binden oder Verschlussbändern • Atmungsaktiv • Röntgendurchlässig • Farbe: Blau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Handlänge	Typ	Grösse
25-010	Chrisofix® Palmare Unterarmorthese	15.5 – 16.5 cm	Erwachsene	X-Small
25-020	Chrisofix® Palmare Unterarmorthese	16.5 – 17.5 cm	Erwachsene	Small
25-030	Chrisofix® Palmare Unterarmorthese	17.5 – 19 cm	Erwachsene	Medium
25-040	Chrisofix® Palmare Unterarmorthese	ab 19 cm	Erwachsene	Large
25-000	Chrisofix® Palmare Unterarmorthese	bis 14.5 cm	Kinder	XXX-Small
25-005	Chrisofix® Palmare Unterarmorthese	14.5 – 15.5 cm	Kinder	XX-Small

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
 Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

Chrisofix® Infusionsschiene



Indikation	Immobilisierung des Handgelenks während Infusionen; Dorsal und palmar verwendbar
Funktion	Zur Immobilisierung des Handgelenks während Infusionen
Plus	• Einfache und schnelle Immobilisierung • Veränderbare Winkel • Farbe: Diverse

Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse	Typ	Grösse
15-010	Chrisofix® Infusionsschiene	4.7 × 22 cm	Erwachsene	X-Small
15-000	Chrisofix® Infusionsschiene	8 × 24.5 cm	Erwachsene	Small
15-002	Chrisofix® Infusionsschiene	5 × 11 cm	Kinder	Small
15-004	Chrisofix® Infusionsschiene	5 × 17.5 cm	Kinder	Large

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

Chrisofix® Ellbogen- und Handgelenkorthese




- Indikation** Ruhigstellung von Ellenbogen und Handgelenk nach Unfällen und Operationen;
Schwere Epicondylitis Sulcus ulnaris; Tendopathien
- Funktion** • Zur Fixierung in Kombination mit elastischen Binden oder Verschlussbändern
• Polstern mit Frottée-Stretch-Schlauch zur Verhinderung von Mazeration
- Plus** • Individuell anpassbar mit einstellbarem Gelenkwinkel 90° – 100°
• Einfache und schnelle Immobilisierung
• Atmungsaktiv
• Röntgendurchlässig
• Passgenaues Anlegen ohne Hilfsmittel
• Nachkorrektur jederzeit möglich
• Farbe: Blau

Art.-Nr.	Bezeichnung	*Länge	Grösse
93-010	Chrisofix® Ellbogen- und Handgelenkorthese	22 – 26 cm	X-Small
93-020	Chrisofix® Ellbogen- und Handgelenkorthese	26 – 30 cm	Small
93-030	Chrisofix® Ellbogen- und Handgelenkorthese	30 – 34 cm	Medium
93-040	Chrisofix® Ellbogen- und Handgelenkorthese	ab 34 cm	Large

*Die Länge ist die Distanz vom Ellbogen bis Fingerbasis zu messen.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
 Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Chrisofix® Mehrzweckorthese

Chrisofix®



- Indikation**
- Erstversorgung bei Verletzungen und Sportunfällen
 - Kurzfristige Ruhigstellung
- Funktion**
- Zur Fixierung in Kombination mit elastischen Binden oder Verschlussbändern
 - Polstern mit Frottée-Stretch-Schlauch zur Verhinderung von Mazeration
- Plus**
- Farbe: Grün

Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse
AA9101	Chrisofix® Mehrzweckorthese	11 × 91cm
AA9103	Chrisofix® Mehrzweckorthese	19 × 91cm


Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Chrisofix® Brustkorborthese – für Rippenfrakturen

Die Chrisofix® Rippenschiene (weltweit patentiert) ersetzt die auf die verletzte Rippenregion aufgedrückte Handfläche. Sie verbessert eindeutig die Atmung und vermindert schnell und dauerhaft die Schmerzen.

- | | |
|------------|--|
| Indikation | <ul style="list-style-type: none"> • Rippenfraktur; Rippen-Prellung |
| Funktion | <ul style="list-style-type: none"> • Ruhigstellung geprellter und gebrochener Rippen • Halt und Stütze der verletzten Rippen • Sofortige Schmerzlinderung • Beschleunigte Normalisierung der Lungenfunktionen ($p < 0.01$) |
| Plus | <ul style="list-style-type: none"> • Atmung wird nicht eingeschränkt • Reduziertes Risiko von Lungenentzündungen • Erlaubt tägliches Duschen • Kann etwa 10 Tage belassen werden • Farbe: Weiss |

Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse	Grösse
14-020	Chrisofix® Brustkorborthese für Rippenfrakturen	17 x 12 cm	Small
14-040	Chrisofix® Brustkorborthese für Rippenfrakturen	17 x 17 cm	Large

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
 Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Chrisofix® Sprunggelenkorthese




Indikation	Immobilisierung des Fusses, Knöchels und des oberen und unteren Sprunggelenks; Nach Verletzungen und Operationen der Achillessehne; Mittelfussknochenbruch; Fersenbruch; Distaler Wadenbeinbruch
Funktion	• Zur Fixierung in Kombination mit elastischen Binden oder Verschlussbändern • Polstern mit Frottée-Stretch-Schlauch zur Verhinderung von Mazeration
Plus	• Passgenaues Anlegen ohne Hilfsmittel • Nachkorrektur jederzeit möglich • Winkel 90° – 110° • Einfache und schnelle Immobilisierung • Geringes Gewicht • Hoher Tragekomfort • Atmungsaktiv • Röntgendurchlässig • Erhältlich mit und ohne Bänder • Farbe: Grün/Weiss

Art.-Nr. mit Bänder	Art.-Nr. ohne Bänder	Bezeichnung	Ausführung	Fusslänge	Grösse
47B-020	47-020	Chrisofix® Sprunggelenkorthese	Schalenform	23–24.5 cm	Small
47B-030	47-030	Chrisofix® Sprunggelenkorthese	Schalenform	25–27.5 cm	Medium
47B-040	47-040	Chrisofix® Sprunggelenkorthese	Schalenform	ab 27.5 cm	Large

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
 Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

Produktauswahl Somna® 2020



Somna® Blanket – Gewichtsbettdecke



Somna® Vest Balance – Gewichtsweste



Somna® Comforter – Gewichtsdecke



Somna® Collar – Gewichtskragen



Somna® – Zubehör

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

Somna® – Gewichtsdecken



Gewichtsdecken sind beliebte Hilfsmittel, die Personen mit kognitiven Einschränkungen verschrieben werden, um den Alltag zu erleichtern. Die Produkte zeigen ebenfalls eine gute Wirkung bei Personen, die unter Stress, Unruhe und Schlafproblemen leiden.

Die Schwere, der Druck und die einmummelnde Wirkung tragen zu erhöhter Körperwahrnehmung bei und beruhigen. Wenn Sie Ihren Körper besser wahrnehmen, lösen sich Verspannungen im Körper, wodurch eine bessere Atmung und eine tiefere Ruhe entstehen.

Die Somna® Kettendecken basieren auf einer einzigartigen, patentierten Lösung, die Menschen hilft, auf eine natürliche Weise zu entspannen, zur Ruhe zu kommen und besser zu schlafen.

Somna® Blanket – Gewichtsbeddecke – Gewichtsempfehlung

Gewichtsempfehlung des Herstellers. Das Gewicht des Produkts darf max. 27 % des eigenen Körpergewichts betragen.

	4Kg	6Kg	8Kg	10Kg	12Kg	14Kg
Neuropsychiatric diagnoses				●	●	
Neurological conditions		●	●	●	●	
Dementia	●	●	●	●		
Sleeping problems		●	●	●	●	●
Mental illness			●	●	●	●
Self-harm/Acting out		●		●		
Pain			●	●		

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

Somna® Blanket – Gewichtsbeddecke



Somna® Blanket ist eine Gewichtsbeddecke zur Linderung von Unruhe, Angstzuständen und Schlaflosigkeit. Die eingenähten Ketten in längsverlaufenden Kanälen sorgen dafür, dass sich die Decke eng und mit angenehmem Druck um den Körper legt. Die Kettenbeddecke weist eine 2-in-1-Funktion auf: eine Kettenseite und eine wattierte Seite. Das bedeutet, dass Sie selbst auswählen, ob Sie mehr oder weniger taktile Stimulation erhalten. Die Metallketten sind lackiert und damit vollständig geräuschlos.

- | | |
|------------|---|
| Indikation | <ul style="list-style-type: none"> • Kognitive Einschränkungen |
| Funktion | <ul style="list-style-type: none"> • Hilft, sich zu entspannen, abzuschalten und besser zu schlafen • Trägt zur erhöhten Körperwahrnehmung bei |
| Plus | <ul style="list-style-type: none"> • Geräuschlos • 2-in-1-Funktion • Waschbar bei max. 60°C • Aussenmaterial aus flamsicherem Trevira CS-Material • Inkl. Somna® Bag • Farbe: Weiss |

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Grösse
SOM.700510	Somna® Blanket – Gewichtsbeddecke	4 Kg	200 x 140 cm
SOM.700525	Somna® Blanket – Gewichtsbeddecke	6 Kg	200 x 140 cm
SOM.500180	Somna® Blanket – Gewichtsbeddecke	8 Kg	200 x 140 cm
SOM.500185	Somna® Blanket – Gewichtsbeddecke	10 Kg	200 x 140 cm
SOM.500190	Somna® Blanket – Gewichtsbeddecke	12 Kg	200 x 140 cm
SOM.500195	Somna® Blanket – Gewichtsbeddecke	14 Kg	200 x 140 cm

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
 Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Somna® Blanket Junior – Gewichtsbettdecke für Kinder



Die Somna® Blanket Junior hat eine kleinere Grösse (100 × 140 cm) als die Somna® Blanket. Ansonsten verfügt sie über dieselben Eigenschaften wie die Somna® Blanket.

Die 5 Kg-Kinderbettdecke kann mit einer 10 Kg Somna® Blanket Gewichtsbettdecke verglichen werden, da sich das Gewicht auf eine geringere Fläche verteilt.
Empfohlen ab 3 Jahren.

- | | |
|------------|---|
| Indikation | <ul style="list-style-type: none"> • Kognitive Einschränkungen |
| Funktion | <ul style="list-style-type: none"> • Hilft, sich zu entspannen, abzuschalten und besser zu schlafen • Trägt zur erhöhten Körperwahrnehmung bei |
| Plus | <ul style="list-style-type: none"> • Geräuschlos • 2-in-1-Funktion • Waschbar bei max. 60°C • Aussenmaterial aus flamsicherem Trevira CS-Material • Inkl. Somna® Bag • Farbe: Weiss |

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Grösse
SOM.500200	Somna® Blanket Junior – Gewichtsbettdecke	3 Kg	100 × 140 cm
SOM.500205	Somna® Blanket Junior – Gewichtsbettdecke	5 Kg	100 × 140 cm

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
 Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Somna® Blanket Balance – Gewichtsbettdecke



Somna® Blanket Balance ist eine Gewichtsbettdecke zur Linderung von Unruhe, Angstzuständen und Schlaflosigkeit. Bei der Somna® Blanket Balance sind die eingenähten Ketten zentraler platziert als bei der klassischen Somna® Blanket und an der Position des Körpers ausgerichtet, wodurch das Gefühl der Geborgenheit zusätzlich verstärkt wird.

Die Kettenbettdecke weist eine 2-in-1-Funktion auf: eine Kettenseite und eine wattierte Seite. Das bedeutet, dass Sie selbst auswählen, ob Sie mehr oder weniger taktile Stimulation erhalten. Die Metallketten sind lackiert und damit vollständig geräuschlos.

- | | |
|------------|---|
| Indikation | <ul style="list-style-type: none"> • Kognitive Einschränkungen |
| Funktion | <ul style="list-style-type: none"> • Hilft, sich zu entspannen, abzuschalten und besser zu schlafen • Trägt zur erhöhten Körperwahrnehmung bei |
| Plus | <ul style="list-style-type: none"> • Geräuschlos • 2-in-1-Funktion • Waschbar bei max. 60°C • Aussenmaterial aus flamsicherem Trevira CS-Material • Inkl. Somna® Bag • Farbe: Weiss |

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Grösse
SOM.700590	Somna® Blanket Balance – Gewichtsbettdecke	8 Kg	200 x 140 cm

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
 Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Somna® Blanket Sensitive – Gewichtsbettdecke



Somna® Blanket Sensitive ist eine Gewichtsbettdecke zur Linderung von Unruhe, Angstzuständen und Schlaflosigkeit. Somna® Blanket Sensitive besitzt die gleiche 2-in-1-Funktion wie der Klassiker Somna® Blanket, weist aber darüber hinaus auf der weichen Seite eine doppelte Wattierung auf. Die Metallketten sind lackiert und damit vollständig geräuschlos.

- | | |
|------------|---|
| Indikation | <ul style="list-style-type: none"> • Kognitive Einschränkungen |
| Funktion | <ul style="list-style-type: none"> • Hilft, sich zu entspannen, abzuschalten und besser zu schlafen • Trägt zur erhöhten Körperwahrnehmung bei |
| Vorteile | <ul style="list-style-type: none"> • Weicher und wärmer durch zusätzliche Wattierung • Geräuschlos • 2-in-1-Funktion • Waschbar bei max. 60 °C • Aussenmaterial aus flamsicherem Trevira CS-Material • Inkl. Somna® Bag • Farbe: Weiss |

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Grösse
SOM.500280	Somna® Blanket Sensitive – Gewichtsbettdecke	4 Kg	200 x 140 cm
SOM.500281	Somna® Blanket Sensitive – Gewichtsbettdecke	6 Kg	200 x 140 cm
SOM.500282	Somna® Blanket Sensitive – Gewichtsbettdecke	8 Kg	200 x 140 cm
SOM.500283	Somna® Blanket Sensitive – Gewichtsbettdecke	10 Kg	200 x 140 cm
SOM.500284	Somna® Blanket Sensitive – Gewichtsbettdecke	12 Kg	200 x 140 cm
SOM.500285	Somna® Blanket Sensitive – Gewichtsbettdecke	14 Kg	200 x 140 cm

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Somna® Blanket Sensitive Junior – Gewichtsbettdecke für Kinder



Die Somna® Blanket Sensitive Junior hat eine kleinere Grösse (100 × 140 cm) als die Somna® Blanket Sensitive. Ansonsten verfügt sie über dieselben Eigenschaften wie die Somna® Blanket Sensitive.

- | | |
|------------|---|
| Indikation | <ul style="list-style-type: none"> • Kognitive Einschränkungen |
| Funktion | <ul style="list-style-type: none"> • Hilft, sich zu entspannen, abzuschalten und besser zu schlafen • Trägt zur erhöhten Körperwahrnehmung bei |
| Plus | <ul style="list-style-type: none"> • Geräuschlos • 2-in-1-Funktion • Waschbar bei max. 60°C • Aussenmaterial aus flamsicherem Trevira CS-Material • Inkl. Somna® Bag • Farbe: Weiss |

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Grösse
SOM.500230	Somna® Blanket Sensitive Junior – Gewichtsbettdecke	3 Kg	100 × 140 cm
SOM.500235	Somna® Blanket Sensitive Junior – Gewichtsbettdecke	5 Kg	100 × 140 cm

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
 Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Somna® Comforter – Gewichtsdecke



Somna® Comforter ist ein Tagesprodukt mit den gleichen hervorragenden Eigenschaften wie Somna® Blanket und weist ebenfalls eine 2-in-1-Funktion auf: eine Kettenseite und eine wattierte Seite. Das bedeutet, dass Sie selbst auswählen, ob Sie mehr oder weniger taktile Stimulation erhalten. Die eingenähten Ketten in längsverlaufenden Kanälen sorgen dafür, dass sich die Decke eng und mit angenehmem Druck um den Körper legt. Sie helfen Personen sich zu sammeln, Geborgenheit zu finden, ruhiger zu werden oder Stress abzubauen.

Die Metallketten sind lackiert und damit vollständig geräuschlos.

Somna® Comforter ist in zwei Varianten erhältlich: einer kurzen und einer langen. Die kurze Decke wiegt 4 Kg. Die lange gibt es in zwei Gewichtsvarianten: 5 Kg oder 7 Kg. Die Decken eignen sich für alle Altersgruppen.

- | | |
|------------|---|
| Indikation | • Kognitive Einschränkungen |
| Funktion | • Hilft, sich zu entspannen, abzuschalten und besser zu schlafen
• Trägt zur erhöhten Körperwahrnehmung bei |
| Plus | • Geräuschlos
• 2-in-1-Funktion
• Waschbar bei max. 60 °C
• Aussenmaterial aus flamm sicherem Trevira CS-Material
• Inkl. Somna® Bag
• Farbe: Dunkelgrau |

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Grösse
SOM.600610	Somna® Comforter – Gewichtsdecke	4 Kg	125 × 70 cm
SOM.600613	Somna® Comforter – Gewichtsdecke	5 Kg	200 × 70 cm
SOM.600615	Somna® Comforter – Gewichtsdecke	7 Kg	200 × 70 cm

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
 Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Somna® Vest Balance – Gewichtswesten



Somna® Vest Balance ist ein Tagesprodukt das hauptsächlich zur Stimulation des Tastsinnes, und der Tiefensensibilität der Muskeln und Gelenke beiträgt. Der Anwender wird aufgrund ihrer Schwere und des einmummelnden Effekts stimuliert.

Somna® Vest Balance ist für Menschen konzipiert, die den ganzen Tag Unterstützung bei Unterricht, Aktivitäten oder der Arbeit brauchen.

Es ist wichtig, dass die Weste eng am Körper sitzt, so dass sie den einmummelnden Effekt erreicht. Sie passt perfekt unter einen Pullover oder eine Jacke.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Somna® Vest Balance – Gewichtsweste



Die Weste und der abnehmbare Gewichtskragen können zusammen oder einzeln verwendet werden. Die Länge kann mithilfe von Klettverschlüssen an den Schultern angepasst werden. Der Druck auf den Oberkörper ist mithilfe des Klettverschlusses verstellbar.

- | | |
|------------|---|
| Indikation | <ul style="list-style-type: none"> • Konzentrationsschwierigkeiten • Angstzustände |
| Funktion | <ul style="list-style-type: none"> • Stimulation des Tast-, Muskel- und Gelenksinns • Hilft, sich zu konzentrieren und durchzuhalten • Gibt Sicherheit und Ruhe • Stressreduktion |
| Plus | <ul style="list-style-type: none"> • Inkl. Somna® Collar Gewichtskragen • Für Tragekomfort und volle Bewegungsfreiheit verlaufen keine Ketten an den Schultern und Schulterblättern. • Kombinierbar mit Gewichtskragen (verstärkter Effekt) • Aus strapazierfähigem Material • Material aus flammbeständigem Material • Waschbar bei max. 60 °C • Inkl. Somna® Bag |

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht Weste	Kragen im Lieferumfang	Grösse
SOM.600810	Somna® Vest Balance – Gewichtsweste	1 Kg	Somna® Collar, Junior, 1 Kg	Junior (4–8 Jahre)
SOM.600815	Somna® Vest Balance – Gewichtsweste	2 Kg	Somna® Collar, X-Small, 1.5 Kg	XX-Small/X-Small
SOM.600820	Somna® Vest Balance – Gewichtsweste	2.5 Kg	Somna® Collar, Small/X-Large, 2 Kg	Small/Medium
SOM.600825	Somna® Vest Balance – Gewichtsweste	3 Kg	Somna® Collar, Small/X-Large, 2 Kg	Large/X-Large

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
 Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Somna® Collar – Gewichtskragen



Somna® Collar ist ein Tagesprodukt zur Lösung von Verspannungen in Körper und Schultern. Die ergonomische Form sorgt für einen gleichmäßigen und stabilen Druck.

Da der Somna® Collar über die Brust und zwischen den Schulterblättern verläuft, übt er Druck auf die Muskulatur aus und sorgt für ein angenehmes Gefühl der Geborgenheit.

- | | |
|------------|--|
| Indikation | <ul style="list-style-type: none"> • Konzentrationsschwierigkeiten • Beruhigung • Stressreduktion • Angstzustände |
| Funktion | <ul style="list-style-type: none"> • Verbessert die Haltung • Fördert den Kreislauf und das Gleichgewicht |
| Plus | <ul style="list-style-type: none"> • Erhältlich in drei Grössen und Gewichtsvarianten • Überzüge in verschiedenen Farben erhältlich (Cover Somna® Collar) • Kann im Sitzen und bei Bewegung getragen werden |

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Grösse
SOM.500266	Somna® Collar – Gewichtskragen	1 Kg	Junior
SOM.500267	Somna® Collar – Gewichtskragen	1.5 Kg	X-Small
SOM.500268	Somna® Collar – Gewichtskragen	2 Kg	Small/X-Large

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
 Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Produktauswahl Somna® – Zubehör 2020



Cover Somna® Collar – Gewichtskragen



Somna® Wäschebeutel



Somna® Beutel



Somna® Bag



**Hygienebezug Somna®
Blanket**



**Hygienebezug Somna®
Comforter**



**Somna®
Blanket Duvet Set Satin**

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

Cover Somna® Collar – Gewichtskragen



somna®

Passender Hygienebezug für Somna® Collar.

- Plus
- Erhältlich in zwei Grössen
 - Erhältlich in drei verschiedenen Farben
 - Waschbar bei max. 60 °C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Farbe
SOM.700635	Cover Somna® Collar – Gewichtskragen	S-XL	Anthrazit
SOM.700640	Cover Somna® Collar – Gewichtskragen	Junior	Anthrazit
SOM.700645	Cover Somna® Collar – Gewichtskragen	Junior	Limettengrün
SOM.700650	Cover Somna® Collar – Gewichtskragen	Junior	Pink

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

Hygienebezug Somna® Blanket



Passender Hygienebezug für Somna® Blanket Gewichtsbeddecke.

Plus

- Erhältlich in zwei Grössen
- Waschbar im Schonwaschgang bei max. 90°C
- Farbe: Weiss

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse
SOM.700410	Hygienebezug Somna® Blanket und Comforter 15 Kg	200 x 140 cm
SOM.700411	Hygienebezug Somna® Blanket Junior	100 x 140 cm

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

Hygienebezug Somna® Comforter



Passender Hygienebezug für Somna Comforter® Gewichtsdecke.

Plus

- Erhältlich in drei Grössen
- Waschbar im Schonwaschgang bei max. 90 °C
- Farbe: Weiss

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Grösse
SOM.600421	Hygienebezug Somna® Comforter – Gewichtsdecke	5 / 7 Kg	200 × 70 cm
SOM.600422	Hygienebezug Somna® Comforter – Gewichtsdecke	4 Kg	125 × 70 cm
SOM.700410	Hygienebezug Somna® Blanket und Comforter 15Kg	15 Kg	200 × 140 cm

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

Somna® Duvet Set Satin



somna®

Passender Hygienebezug für Somna Blanket® Gewichtsbettdecke aus 100 % Baumwollsatin.

Plus

- Farbe: Weiss

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse
SOM.600466	Somna® Duvet Set Satin	200 × 140 cm

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

Somna® Bag



osomna®

Die praktische Tasche erleichtert die Mitnahme von Somna® Blanket, Somna® Comforter und Somna® Vest.

- Plus
- Beim Kauf von Somna® Blanket, Somna® Comforter und Somna® Vest enthalten
 - Die Farbe der Tasche kann nicht gewählt werden
 - Farbe: Blau oder Schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse	Grösse
SOM.600451	Somna® Bag	40 x 30 x 20 cm	Small

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01



Somna® Wäschebeutel



somna®

Der Wäschebeutel schützt den Inhalt bei der Wäsche. Bitte produktspezifische Waschanleitungen beachten.

Plus

- Farbe: Weiss

Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse	Grösse
SOM.600445	Somna® Wäschebeutel	40 × 30 cm	Small
SOM.600440	Somna® Wäschebeutel	75 × 60 cm	Medium
SOM.600430	Somna® Wäschebeutel	120 × 100 cm	Large

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

Warnhinweise und Kontraindikationen

- Bei schwacher Lungenkapazität sollte vor Anwendung einer Gewichtsdecke ein Arzt konsultiert werden
- Achten Sie auf die Stolpergefahr, wenn die Artikel auf dem Fussboden liegen
- Seien Sie vorsichtig bei schwacher Muskelkapazität
- Die Kombination aus schwerer/fest umgeschnallter Weste und schwacher Lungenkapazität des Benutzers kann zu verschlechterter Atemleistung führen. Daher ist der Gebrauch der Weste bei Risiko-Benutzern zu überwachen
- Beim Spielen besteht das Risiko, mit der Weste hängen zu bleiben
- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt, ob implantierte Geräte durch das Metall in den Ketten beeinträchtigt werden können
- Bei Verwendung der Hygieneabdeckung Erstickungsgefahr beachten
- Das Gewicht des Produkts darf max. 27 % des eigenen Körpergewichts betragen

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO MedSurg Pediatric – Kinderverbandschuh

DARCO



© 2008 DARCO (Europe) GmbH

Indikation	Postoperativ zur Stabilisierung und Entlastung.
Funktion	Die Kinderchirurgie ist ein eigenständiges Gebiet mit einem spezifischen Spektrum in der Krankenversorgung. DARCO hat sich den Bedürfnissen der Kinderfüsse angepasst. Der MedSurg Verbandschuh ist nun auch in einer Kindergrösse erhältlich. Auf die bewährte Konstruktion und Qualität des Schuhs wurde selbstverständlich nicht verzichtet.
Plus	• Eine Grösse: bis 32 • Beidseitig tragbar • Farbe: Schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.MSPED-ST	DARCO MedSurg Pediatric – Kinderverbandschuh	bis Grösse 32	Small

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO SlimLine® Pediatric – Kindergips- und Langzeitverbandschuh

DARCO



© 2012 DARCO (Europe) GmbH



- Indikation** Bei Kunststoffgipsverbänden und Zinkleimverbänden.
- Funktion** Speziell der Kindergipsschuh ist häufig hoher Beanspruchung ausgesetzt. Der SlimLine® Pediatric Gipsüberschuh ist ein idealer Schutz des Gipses vor zu schneller Abnutzung und Verschmutzung. Selbstverständlich wurden die Eigenschaften des bewährten Erwachsenenmodells berücksichtigt.
- Plus**
- Beidseitig tragbar
 - Farben: Blau, Pink/Blau
 - Einfaches Anlegen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.SLPED1P	DARCO SlimLine® Pediatric – Kindergips- und Langzeitverbandschuh	Pink/Blau	bis 21	Small
DAR.SLPED2P	DARCO SlimLine® Pediatric – Kindergips- und Langzeitverbandschuh	Pink/Blau	22–26	Medium
DAR.SLPED3P	DARCO SlimLine® Pediatric – Kindergips- und Langzeitverbandschuh	Pink/Blau	27–32	Large
DAR.SLPED1N	DARCO SlimLine® Pediatric – Kindergips- und Langzeitverbandschuh	Blau	bis 21	Small
DAR.SLPED2N	DARCO SlimLine® Pediatric – Kindergips- und Langzeitverbandschuh	Blau	22–26	Medium
DAR.SLPED3N	DARCO SlimLine® Pediatric – Kindergips- und Langzeitverbandschuh	Blau	27–32	Large

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO Cast Boot Pediatric – Kindergipsschuh

DARCO



© 2013 DARCO (Europe) GmbH

- Indikation** Bei Kunststoffgips- und Zinkleimverbänden sowie auch Tape- und Wundverbänden.
- Funktion** Der Cast Boot Pediatric ist ein fröhlicher Kindergipsschuh, der durch das abgerundete Sohlenprofil das Gangbild physiologisch optimiert und den Gips oder Verband vor Verschmutzung schützt.
- Plus**
- Beidseitig tragbar
 - Farbe: Bunt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schuh-Nr.	Grösse
DAR.CB-PED1	DARCO Cast Boot Pediatric – Kindergipsschuh	bis 20	X-Small
DAR.CB-PED2	DARCO Cast Boot Pediatric – Kindergipsschuh	21–22	Small

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





DARCO OrthoWedge Pediatric – Kindervorfüssentlastungsschuh

DARCO



© 2008 DARCO (Europe) GmbH



Indikation Postoperativ nach Vorfüsseingriffen.

Funktion Das atmungsaktive Obermaterial des OrthoWedge Pediatric Kindervorfüssentlastungsschuh, die leichte EVA-Sohle und die herausnehmbare Innensohle sorgen für besten Tragekomfort. Durch die patentierte Konstruktion des Entlastungskeils findet eine Druckumverteilung auf den Mittel- bzw. Rückfuss statt. Die weite Öffnungsmöglichkeit und die variable Breitereinstellung durch Klettverschlüsse ermöglichen einen bequemen Einstieg.

Plus

- Eine Grösse bis 31
- Beidseitig tragbar
- Farbe: Schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Grösse
DAR.OW-PED	DARCO OrthoWedge Pediatric – Kindervorfüssentlastungsschuh	Schwarz	bis 31

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Patriot Collar



- Indikation** Rettungsdienst: Bei Verdacht auf HWS-Distorsion/Fraktur
Allgemein: Schweres Cervical-Syndrom; Leichtere Subluxation durch Trauma;
Gefügelockerung der oberen und mittleren HWS; Schwere Spondylarthrose;
Post-operativ
- Funktion** Transporthilfe bei Unfällen; Weitgehendes Ruhigstellen der oberen/mittleren HWS;
Teilentlastung; Aufrichtung
- Plus**
 - Stabilität eines Hartplastikkragens vereint mit dem Tragekomfort eines Schaumstoffmodelles (Plastazote).

Art.-Nr.	Bezeichnung	Kragenhöhe	Grösse
106.008	Patriot Collar	3 Höhen verstellbar	Kinder

Migel-Nr. 05.12.02.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Philadelphia™ Collar



- Indikation** Rettungsdienst: Bei Verdacht auf HWS-Distorsion/Fraktur
Allgemein: Schweres Cervical-Syndrom; Leichtere Subluxation durch Trauma;
Gefügelockerung der oberen und mittleren HWS; Schwere Spondylarthrose
- Funktion** Transporthilfe bei Unfällen; weitgehendes Ruhigstellen der oberen/mittleren HWS,
Teilentlastung, Aufrichtung
- Plus**
- Stabilität eines Hartplastikkragens vereint mit dem Tragekomfort eines Schaumstoffmodelles (Plastazote)
 - Beidseitig verstellbare Klettverschlüsse erlauben einfachste, individuelle und schnellste Anpassung
 - Farbe: Hautfarben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Kragenhöhe	* Halsumfang	Grösse
106.006	Philadelphia™ Collar	Mit Tracheotomie-Loch	4 cm	20–28 cm	Kinder
106.007	Philadelphia™ Collar	Mit Tracheotomie-Loch	2 cm	15–20 cm	Kleinkinder

*Der Umfang ist um den Hals zu messen.

Migel-Nr. 05.12.02.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Armtragegurt



Indikation Nach Frakturen; Verstauchungen oder anderen Verletzungen

Funktion Stützen des Armes; Exaktes Positionieren des Armes.

Plus

- Band und Verschluss verstellbar
- Exaktes Positionieren des Armes
- Waschbar bei 30 °C
- Farbe: Dunkelblau und schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Farbe	Masse	Länge
80-010	Armtragegurt	100 % Baumwolle	Blau	5.5 × 150 cm	Kinder
80-020	Armtragegurt	68 % Baumwolle / 32 % PE	Schwarz	3.7 × 150 cm	Kinder

Migel-Nr. 34.99.01.02.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Clafix Clavicula-Bandage



Indikation	Claviculafraktur posttraumatisch/postoperativ
Funktion	Redression und Ruhigstellung.
Plus	• Einfaches Anziehen • Stufenloses Nachspannen • Kein Verrutschen während der gesamten Behandlungsdauer • Robuster Aufbau • Hautfreundliches Vlies • Sehr hoher Tragekomfort • Waschbar bei 30° C • Eine Grösse: für Kinder • Farbe: Weiss

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse
2200-010	Clafix Claviculabandage	Kinder 3–6 J.

Migel-Nr. 05.09.02.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Seal tight® SPORT – Duschschutz



Indikation Zuverlässiger Nässeschutz zum Baden und Schwimmen bei Gips, Verbänden und Bandagen.

Funktion 100 % wasserdicht dank speziellem Gummimembran.

Plus

- Für Bein und Arm
- Einfach anwendbar
- Bis **50x** verwendbar
- Latexfrei
- Farbe: Blau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	*Länge
BRO.20363	Seal tight® SPORT – Duschschutz	Arm	53 cm
BRO.20362	Seal tight® SPORT – Duschschutz	Bein	71 cm

*Der Umfang bzw. die Länge ist über dem Gips oder Verband zu messen.

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Kinder-Korkschiene



Indikation	Prä-/post-operative Lagerungsschiene (Unterschenkel); Nachtlagerungsschiene b. CTS (Hand); Reizung des N. Ulnaris zur Entlastung (Ellenbogen); Reponieren (Humerusbrace)
Funktion	• Zur Fixierung mit elastischen Binden oder Haken- und Flauschbändern • Polstern mit Frottée-Stretch-Schlauch (Verhinderung von Mazeration)
Plus	• Staubfrei beim Zuschneiden • Röntgendurchlässig • Verformbar mit Wasserbad (70 °C) und Heissluftföhn • Geringes Gewicht • Atmungsaktiv (Perforation) • Schnelles Anlegen und Entfernen • 98 % reiner Kork, 2 % Mix aus Leim, Polyurethan und Turbocast • Nimmt keine Feuchtigkeit auf (Schweiss) • Ökologisch verbrennbar • Latexfrei • Komfortable Einwegschiene • Elastisches, robustes und biegbares Material • Farbe: Braun

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01





Kork-Orthesen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Material	Dicke	Alter	Grösse	*VPE
GEN.11LS	Unterarmorthese	Links	Kork	4 mm	3–5 Jahre	Small	2 STK
GEN.11RS	Unterarmorthese	Rechts	Kork	4 mm	3–5 Jahre	Small	2 STK
GEN.11LM	Unterarmorthese	Links	Kork	4 mm	5–8 Jahre	Medium	2 STK
GEN.11RM	Unterarmorthese	Rechts	Kork	4 mm	5–8 Jahre	Medium	2 STK
GEN.11LL	Unterarmorthese	Links	Kork	4 mm	8–11 Jahre	Large	2 STK
GEN.11RL	Unterarmorthese	Rechts	Kork	4 mm	8–11 Jahre	Large	2 STK
GEN.13S	Unterschenkelorthese		Kork	4 mm	8–11 Jahre	Small	2 STK
GEN.13M	Unterschenkelorthese		Kork	4 mm	5–8 Jahre	Medium	2 STK
GEN.13L	Unterschenkelorthese		Kork	4 mm	3–5 Jahre	Large	2 STK
GEN.14S	Ellbogenorthese		Kork	4 mm	8–11 Jahre	Small	2 STK
GEN.14M	Ellbogenorthese		Kork	4 mm	5–8 Jahre	Medium	2 STK
GEN.14L	Ellbogenorthese		Kork	4 mm	3–5 Jahre	Large	2 STK

*VPE = Verpackungseinheit

Migel-Nr. 23.01.03.00.1

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

