

<b>1 Informations</b>	
<b>2 Pied</b>	
<b>3 Jambe</b>	
<b>4 Torse</b>	
<b>5 Cou</b>	
<b>6 Épaule / bras</b>	
<b>7 Main</b>	
<b>8 Sport / Fitness / Kinésithérapie</b>	
<b>9 Pansements</b>	
<b>10 Divers</b>	
<b>11 Liège</b>	
<b>12 Chrisofix®</b>	
<b>13 Thérapie par le poids Somna®</b>	
<b>14 Enfants</b>	
<b>15 Tarifs / CGV</b>	

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Version 12.2021

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01









## DARCO Relief Dual® – Chaussure de décharge partielle du pied



© 2014 DARCO (Europe) GmbH

(Protège-orteil en option)



© 2019 DARCO (Europe) GmbH

# DARCO

Indication	Traitement post-opératoire des opérations de l'avant-pied visant à stabiliser et décharger le pied après une ostéotomie du pied, par exemple.
Fonction	Stabilité, réduction des chocs et de la pression après les opérations. Espace pour doublure grâce à une semelle amovible (également adaptée aux diabétiques). Absorption optimale des chocs et réduction des forces appliquées. Talon négatif plus élevé grâce à une semelle thérapeutique en matériau souple Relief Contour Insole® ou une semelle intérieure modulable Puzzle Insole®.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Technologie innovante à deux semelles</li><li>• Tissu en nylon respirant</li><li>• Couver-talon solide</li><li>• Fermeture Velcro plus large</li><li>• Peut être portée des deux côtés</li><li>• Zone de confort étendue, sans couture, espace d'insertion large</li><li>• Antidérapante</li><li>• Grand volume – place pour une semelle spéciale</li><li>• Couleur : gris</li></ul>

No d'art. chaussure	No d'art. protège-orteil*	Désignation	Type	Pointure	Taille
DAR.RD-W1	DAR.TCDW1	DARCO Relief Dual®	Femme	34 – 36,5	Small
DAR.RD-W2	DAR.TCDW2	DARCO Relief Dual®	Femme	37 – 38,5	Medium
DAR.RD-W3	DAR.TCDW3	DARCO Relief Dual®	Femme	39 – 41	Large
DAR.RD-M1	DAR.TCDM1	DARCO Relief Dual®	Homme	39 – 41	Small
DAR.RD-M2	DAR.TCDM2	DARCO Relief Dual®	Homme	41,5 – 43	Medium
DAR.RD-M3	DAR.TCDM3	DARCO Relief Dual®	Homme	43,5 – 45	Large
DAR.RD-M4	DAR.TCDM4	DARCO Relief Dual®	Homme	45,5 – 47	X-Large

\*Le protège-orteils est vendu séparément. (Veuillez s.v.p. indiquer le numéro d'article du protège-orteils lors de votre commande.)

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO Relief Dual® – Chaussure de décharge partielle du pied



© 2020 DARCO (Europe) GmbH



© 2020 DARCO (Europe) GmbH



Indication	Traitement post-opératoire des opérations de l'avant-pied visant à stabiliser et décharger le pied après une ostéotomie du pied, par exemple.
Fonction	<p>Cette nouvelle chaussure de décharge partielle du pied possède une tige 64 % plus haute que celle de la Relief Dual®. On obtient ainsi un maintien stable orthograde et maximal de l'arrière du pied. On ouvre complètement le contrefort grâce à la fermeture qui entoure l'articulation de la cheville, et celui-ci est flexible et réglable. On peut ouvrir cette chaussure au maximum, ce qui fait qu'elle est compatible avec les pansements volumineux. La chaussure Relief Dual® Plus séduit donc grâce à un PLUS en matière de possibilités d'utilisation, pour la gestion postopératoire et le traitement des plaies.</p> <p>Ses qualités éprouvées, telles que sa barre de déroulement décalée vers l'arrière, sa semelle rigide continue, sa semelle intérieure de forme carrée, ainsi que sa faible hauteur, restent les caractéristiques intrinsèques de cette chaussure.</p>
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un maintien optimal et une stabilité maximale grâce au contrefort haut</li> <li>• Option d'enfilage par l'arrière innovatrice grâce à la possibilité d'ouverture maximale</li> <li>• Matière respirante</li> <li>• Contrefort flexible et réglable</li> <li>• Compatible avec les pansements volumineux</li> <li>• Possibilité de remplacer la semelle intérieure amovible par d'autres semelles (également adaptée à des semelles pour pied diabétique)</li> <li>• Faible hauteur de semelle, pas besoin de chaussure de compensation</li> <li>• Peut se porter à droite ou à gauche</li> </ul>

No d'art. Femme	Pointure	No d'art. Homme	Pointure	Taille	Désignation
DAR.RDP-W1	34 - 36.5	DAR.RDP-M1	39 - 41	Small	DARCO Relief Dual® Plus
DAR.RDP-W2	37 - 38.5	DAR.RDP-M2	41.5 - 43	Medium	DARCO Relief Dual® Plus
DAR.RDP-W3	39 - 41	DAR.RDP-M3	43.5 - 45	Large	DARCO Relief Dual® Plus
-	-	DAR.RDP-M4	45.5 - 47	X-Large	DARCO Relief Dual® Plus

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO Relief Insert® Walker – Orthèse de jambe-pied



© 2014 DARCO (Europe) GmbH

(Protège-orteil en option)

© 2017 DARCO (Europe) GmbH



**DARCO**

La nouvelle orthèse de jambe modulaire Two-in-One de DARCO : un nouveau modèle unique sur le marché. Ce moyen auxiliaire combine les caractéristiques d'une orthèse de positionnement pour la prophylaxie du pied équin aux atouts d'une botte classique modulaire.

### Option 1

#### Système d'attelle + semelle

- Immobilisation post-opératoire par orthèse de positionnement
- Stabilisation par coque médiane et latérale en polycarbonate solide avec plaque de pied stable
- Rembourrage intérieur circulaire et enveloppant

### Option 2

#### Botte de décharge métatarsienne

- Pour l'immobilisation temporaire en cas de gonflement après un traumatisme de la cheville
- En tant qu'orthèse de jambe inférieure pour une immobilisation avec la chaussure de décharge partielle du pied Relief Dual®
- Pour la mobilisation et le positionnement post-opératoire pendant 4 à 6 semaines

### Avantages

- Couleur : gris

No d'art. gauche chaussure	No d'art. droite chaussure	No d'art. protège-orteil*	Désignation	Type	Pointure	Taille
DAR.RIW-W1-L	DAR.RIW-W1-R	DAR.TCDW1	DARCO Relief Insert® Walker	Femme	34 – 36,5	Small
DAR.RIW-W2-L	DAR.RIW-W2-R	DAR.TCDW2	DARCO Relief Insert® Walker	Femme	37 – 38,5	Medium
DAR.RIW-W3-L	DAR.RIW-W3-R	DAR.TCDW3	DARCO Relief Insert® Walker	Femme	39 – 41	Large
DAR.RIW-M1-L	DAR.RIW-M1-R	DAR.TCDM1	DARCO Relief Insert® Walker	Homme	39 – 41	Small
DAR.RIW-M2-L	DAR.RIW-M2-R	DAR.TCDM2	DARCO Relief Insert® Walker	Homme	41,5 – 43	Medium
DAR.RIW-M3-L	DAR.RIW-M3-R	DAR.TCDM3	DARCO Relief Insert® Walker	Homme	43,5 – 45	Large
DAR.RIW-M4-L	DAR.RIW-M4-R	DAR.TCDM4	DARCO Relief Insert® Walker	Homme	45,5 – 47	X-Large

\*Le protège-orteils est vendu séparément. (Veuillez s.v.p. indiquer le numéro d'article du protège-orteils lors de votre commande.)

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO MedSurg – Chaussure postopératoire



(Protège-orteil en option)



**DARCO**

Indication	Plâtre de marche, hallux valgus, fracture d'orteil(s), plaie ouverte, œdème du pied, pied gériatrique.
Fonction	Stabilisation, absorption des chocs et réduction de la pression, semelle extérieure dure et donc moins dynamique.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrefort solide, semelle intérieure souple</li> <li>• Fermeture Velcro orientable à gauche et à droite</li> <li>• Peut être portée des deux côtés</li> <li>• Partie avant renforcée</li> <li>• Grand volume</li> <li>• Tissu en nylon respirant</li> <li>• Répartition uniforme de la pression grâce au tissu en nylon extensible</li> <li>• Semelle avec rampe de déroulement pour une démarche naturelle</li> <li>• Profil de semelle structuré</li> <li>• Compatible avec Puzzle Insole® et PegAssist® Insole</li> <li>• Couleur : noir</li> </ul>

No d'art. chaussure	No d'art. protège-orteil*	Désignation	Type	Pointure	Taille
DAR.MSW1B-ST	DAR.TCW1	DARCO MedSurg – Chaussure postopératoire	Femme	34 – 36,5	Small
DAR.MSW2B-ST	DAR.TCW2	DARCO MedSurg – Chaussure postopératoire	Femme	37 – 38,5	Medium
DAR.MSW3B-ST	DAR.TCW3	DARCO MedSurg – Chaussure postopératoire	Femme	39 – 41	Large
DAR.MSM1B-ST	DAR.TCM1	DARCO MedSurg – Chaussure postopératoire	Homme	39 – 41	Small
DAR.MSM2B-ST	DAR.TCM2	DARCO MedSurg – Chaussure postopératoire	Homme	41,5 – 43	Medium
DAR.MSM3B-ST	DAR.TCM3	DARCO MedSurg – Chaussure postopératoire	Homme	43,5 – 45	Large
DAR.MSM4B-ST	DAR.TCM4	DARCO MedSurg – Chaussure postopératoire	Homme	45,5 – 48	X-Large

\*Le protège-orteils est vendu séparément. (Veuillez s.v.p. indiquer le numéro d'article du protège-orteils lors de votre commande.)

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO MedSurg Pro® – Chaussure postopératoire, tige haute



(Protège-orteil en option)



Indication	Stabilisation et décharge post-opératoire.
Fonction	Le modèle MedSurg Pro® est un développement de la chaussure MedSurg classique. Certaines caractéristiques éprouvées telles que le bout carré, la faible hauteur de profil, la large entrée et l'amortissement pour les articulations distales (système breveté MetaShank™), font toujours partie intégrante de la chaussure.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matériau extérieur léger et respirant</li> <li>• Excellent maintien des malléoles et tenue efficace du talon</li> <li>• Les sangles facilitent l'utilisation du système de fermeture Velcro et assurent ainsi un positionnement stable</li> <li>• Déroulement amélioré grâce au nouveau design de la semelle</li> <li>• Semelle antidérapante</li> <li>• Peut être portée des deux côtés</li> <li>• Couleur : noir</li> <li>• Compatible avec Puzzle Insole® et PegAssist® Insole</li> </ul>

No d'art. chaussure	No d'art. protège-orteil*	Désignation	Type	Pointure	Taille
DAR.MSPROH-W1	DAR.TCMW1	DARCO MedSurg Pro® – Chaussure postopératoire	Femme	34 – 36,5	Small
DAR.MSPROH-W2	DAR.TCMW2	DARCO MedSurg Pro® – Chaussure postopératoire	Femme	37 – 38,5	Medium
DAR.MSPROH-W3	DAR.TCMW3	DARCO MedSurg Pro® – Chaussure postopératoire	Femme	39 – 41	Large
DAR.MSPROH-M1	DAR.TCMM1	DARCO MedSurg Pro® – Chaussure postopératoire	Homme	39 – 41	Small
DAR.MSPROH-M2	DAR.TCMM2	DARCO MedSurg Pro® – Chaussure postopératoire	Homme	41,5 – 43	Medium
DAR.MSPROH-M3	DAR.TCMM3	DARCO MedSurg Pro® – Chaussure postopératoire	Homme	43,5 – 45	Large
DAR.MSPROH-M4	DAR.TCMM4	DARCO MedSurg Pro® – Chaussure postopératoire	Homme	45,5 – 47	X-Large

\*Le protège-orteils est vendu séparément. (Veuillez s.v.p. indiquer le numéro d'article du protège-orteils lors de votre commande.)

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO Commodus Open® – Chaussure de cicatrisation ouverte

**DARCO**



Indication	Lésions de l'avant-pied médial, latéral et plantaire, Soins postopératoires, Traitement des plaies, Arthrite
Fonction	<p>Grâce à son design ouvert, Commodus Open® est idéal pour le traitement des plaies et lésions postopératoires médiales de la première articulation métatarsophalangienne, latérales de la 5e articulation métatarsophalangienne et situées sur l'avant-pied dorsal et plantaire complet. Commodus Open® est utilisé pour stabiliser le pied et permettre une redistribution des chocs et de la pression après une chirurgie ou en cas d'ulcérations.</p> <p>Pour éviter toute pression sur les ulcérations et les plaies existantes sur l'avant du pied, le nombre de sangles auto-agrippantes peut être déterminé librement. Jusqu'à trois sangles auto-agrippantes à fixation flexible et pouvant être raccourcies si nécessaire. La chaussure Commodus Open® à réglage individuel vous permet de répondre aux besoins de chaque patient ! Le résultat : une excellente observance du patient !</p>
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Personnalisable</li><li>• Grand confort d'utilisation = excellente observance du patient</li><li>• Chaussage aisé grâce à la possibilité d'ouvrir totalement la chaussure</li><li>• Zone de confort sans couture</li><li>• Tissu en nylon respirant et fonctionnel</li><li>• Semelle extérieure EVA absorbant les chocs</li><li>• Profil bas de la semelle rendant inutile toute chaussure de compensation</li><li>• Fond de chaussure totalement renforcé</li><li>• Semelle amovible (8-10 mm)</li><li>• Peut se porter à droite ou à gauche</li><li>• Zone d'avant-pied simple sans courbure gênante</li></ul>

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO Commodus Open® – Chaussure de cicatrisation ouverte

No d'art.	Désignation	Pointure	Taille
DAR.CO0	DARCO Commodus Open® – Chaussure de cicatrisation ouverte	33.5 – 37	X-Small
DAR.CO1	DARCO Commodus Open® – Chaussure de cicatrisation ouverte	37.5 – 39.5	Small
DAR.CO2	DARCO Commodus Open® – Chaussure de cicatrisation ouverte	40 – 41.5	Medium
DAR.CO3	DARCO Commodus Open® – Chaussure de cicatrisation ouverte	42 – 44	Large
DAR.CO4	DARCO Commodus Open® – Chaussure de cicatrisation ouverte	44.5 – 47	X-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO OrthoWedge – Chaussure de décharge de l'avant-pied



(Protège-orteil en option)



**DARCO**

Indication	Traitement post-opératoire après interventions au niveau de l'avant-pied, hallux valgus, orteils en marteau ou en griffe, traumatismes de l'avant-pied avec ou sans ostéosynthèse, traitement post-opératoire de complications diabétiques, traitement d'ulcères de l'avant-pied et des têtes métatarsiennes.
Fonction	Conçue spécialement pour la décharge et la protection de l'avant-pied. La semelle continue protège la partie inférieure du pied tout au long de la journée. La cale de décharge soulage l'avant-pied. La chaussure peut être utilisée directement après l'intervention.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrefort solide, semelle intérieure souple</li> <li>• Tissu en nylon respirant</li> <li>• Pas de rebord au niveau des orteils</li> <li>• Peut être portée des deux côtés</li> <li>• Confortable</li> <li>• Antidérapante</li> <li>• Grand volume – place pour une semelle spéciale</li> <li>• Couleur : noir</li> </ul>

No d'art. chaussure	No d'art. protège-orteil*	Désignation	Pointure	Taille
DAR.OW0B-ST	DAR.TCO0	DARCO OrthoWedge – Chaussure de décharge de l'avant-pied	33,5 – 37	X-Small
DAR.OW1B-ST	DAR.TCO1	DARCO OrthoWedge – Chaussure de décharge de l'avant-pied	37,5 – 39,5	Small
DAR.OW2B-ST	DAR.TCO2	DARCO OrthoWedge – Chaussure de décharge de l'avant-pied	40 – 41,5	Medium
DAR.OW3B-ST	DAR.TCO3	DARCO OrthoWedge – Chaussure de décharge de l'avant-pied	42 – 44	Large
DAR.OW4B-ST	DAR.TCO4	DARCO OrthoWedge – Chaussure de décharge de l'avant-pied	44,5 – 47	X-Large

\*Le protège-orteils est vendu séparément. (Veuillez s.v.p. indiquer le numéro d'article du protège-orteils lors de votre commande.)

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO OrthoWedge Light – Chaussure de décharge de l'avant-pied

VERSION  
OPTIMISÉE



(Protège-orteil en option)



© 2018 DARCO (Europe) GmbH

**DARCO**

La chaussure OrthoWedge Light est une version modifiée du modèle OrthoWedge. Le matériau de surface respirant, la semelle en EVA souple et la semelle amovible assurent un confort optimal.

Indication	Traitement post-opératoire après intervention pour hallux valgus, orteils en marteau ou en griffe, traitement d'ulcères de l'avant-pied.
Fonction	Répartition de la pression sur les métatarses et l'arrière du pied afin de décharger et protéger l'avant-pied.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recommandé pour les espaces fermés</li> <li>• Modèle OrthoWedge modifié</li> <li>• Semelle amovible</li> <li>• Peut être portée à droite ou à gauche</li> <li>• Couleur : noir</li> </ul>

No d'art. chaussure	No d'art. protège-orteil*	Désignation	Pointure	Taille
DAR.OWL0B-ST	DAR.TCO0	DARCO OrthoWedge Light – Chaussure de décharge de l'avant-pied	33,5 – 37	X-Small
DAR.OWL1B-ST	DAR.TCO1	DARCO OrthoWedge Light – Chaussure de décharge de l'avant-pied	37,5 – 39,5	Small
DAR.OWL2B-ST	DAR.TCO2	DARCO OrthoWedge Light – Chaussure de décharge de l'avant-pied	40 – 41,5	Medium
DAR.OWL3B-ST	DAR.TCO3	DARCO OrthoWedge Light – Chaussure de décharge de l'avant-pied	42 – 44	Large
DAR.OWL4B-ST	DAR.TCO4	DARCO OrthoWedge Light – Chaussure de décharge de l'avant-pied	44,5 – 47	X-Large

\*Le protège-orteils est vendu séparément. (Veuillez s.v.p. indiquer le numéro d'article du protège-orteils lors de votre commande.)

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO HeelWedge® – Chaussure de décharge du talon

© 2008 DARCO (Europe) GmbH



# DARCO

Indication	Guérison des ulcères du talon, traitement post-opératoire après intervention en cas d'épine calcanéenne (fasciite plantaire), décharge de pression après fracture.
Fonction	Décharge de pression ciblée dans la zone du talon. La semelle continue protège le talon. La structure brevetée et la conception de la semelle assurent une répartition sensible de la pression. La semelle intérieure est amovible pour permettre des ajustements ultérieurs (décharge de pression supplémentaire).
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contrefort solide, semelle intérieure souple</li><li>• Semelle intérieure amovible pour augmenter la décharge de pression</li><li>• Tissu en nylon respirant</li><li>• Peut être portée des deux côtés</li><li>• Confortable</li><li>• Antidérapante</li><li>• Grand volume – place pour une semelle spéciale</li><li>• Protège-orteil intégré</li><li>• Couleur : noir</li></ul>

No d'art.	Désignation	Pointure	Taille
DAR.HW0B-ST	DARCO HeelWedge® – Chaussure de décharge du talon	33,5 – 37	X-Small
DAR.HW1B-ST	DARCO HeelWedge® – Chaussure de décharge du talon	37,5 – 39,5	Small
DAR.HW2B-ST	DARCO HeelWedge® – Chaussure de décharge du talon	40 – 41,5	Medium
DAR.HW3B-ST	DARCO HeelWedge® – Chaussure de décharge du talon	42 – 44	Large
DAR.HW4B-ST	DARCO HeelWedge® – Chaussure de décharge du talon	44,5 – 47	X-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO TwinShoe® – Chaussure de compensation



(Protège-orteil en option)



© 2009 DARCO (Europe) GmbH



- Indication** Mobilisation rapide après une opération du pied, utilisable en tant que chaussure de compensation pour les moyens auxiliaires avec semelle surélevée.
- Fonction** Le modèle TwinShoe® est une chaussure de compensation qui complète la gamme de produits. Elle est compatible avec différentes chaussures DARCO.
- Avantages**
- Facile à enfiler
  - Peut être portée des deux côtés
  - Couleur : noir
  - Chaussure de compensation compatible avec : OrthoWedge, OrthoWedge Light, HeelWedge®, WCS®, gamme OPTIMA, SBi Frame

No d'art. chaussure	No d'art. protège-orteil*	Désignation	Pointure	Taille
DAR.TS0B	DAR.TCO0	DARCO TwinShoe® – Chaussure de compensation	33,5 – 37	X-Small
DAR.TS1B	DAR.TCO1	DARCO TwinShoe® – Chaussure de compensation	37,5 – 39,5	Small
DAR.TS2B	DAR.TCO2	DARCO TwinShoe® – Chaussure de compensation	40 – 41,5	Medium
DAR.TS3B	DAR.TCO3	DARCO TwinShoe® – Chaussure de compensation	42 – 44	Large
DAR.TS4B	DAR.TCO4	DARCO TwinShoe® – Chaussure de compensation	44,5 – 47	X-Large

\*Le protège-orteils est vendu séparément. (Veuillez s.v.p. indiquer le numéro d'article du protège-orteils lors de votre commande.)

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO AllRound Shoe® – Chaussure fermée pour pansements

**DARCO**



Cette chaussure fermée pour pansements est la chaussure parfaite après une chirurgie ou d'autres plaies sur les pieds. Grâce à son ouverture large, la taille des pansements n'est plus un problème : il devient très facile d'enfiler la chaussure. La semelle extérieure, outre son caractère antidérapant, offre une stabilité excellente et une meilleure absorption des chocs grâce à deux duretés Shore différentes.

- Indication
- Pour les traitements post-opératoires
  - Pour la cicatrisation des plaies
  - Arthrite
  - Pied de catégorie de risque 0, 1, 2 selon directive DDG (Société allemande du diabète)
- Avantages
- Matériau hydrofuge, résistant aux taches et globalement durable
  - Tissu en nylon respirant
  - Semelle intérieure amovible
  - Peut être portée des deux côtés
  - Couleur : noir

No d'art.	Désignation	Taille	Pointure
DAR.ARS/0	DARCO AllRound Shoe® – Chaussure fermée pour pansements	X-Small	37 – 38
DAR.ARS/1	DARCO AllRound Shoe® – Chaussure fermée pour pansements	Small	39 – 40
DAR.ARS/2	DARCO AllRound Shoe® – Chaussure fermée pour pansements	Medium	41 – 42
DAR.ARS/3	DARCO AllRound Shoe® – Chaussure fermée pour pansements	Large	43 – 44
DAR.ARS/4	DARCO AllRound Shoe® – Chaussure fermée pour pansements	X-Large	45 – 46
DAR.ARS/5	DARCO AllRound Shoe® – Chaussure fermée pour pansements	XX-Large	47 – 48

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO Body Armor® Cast Shoe – Chaussure pour plâtre

**DARCO**



© 2017 DARCO (Europe) GmbH

- Indication** Plâtre de marche, hallux valgus, fracture d'orteil(s), plaie ouverte, œdème du pied, pied gériatrique.
- Fonction** Chaussure spéciale plus légère et plus moderne.
- Avantages**
- Insertion du pied par l'arrière – mise en place simple grâce au talon rabattable et au système de fermeture breveté
  - Maintien sécurisé du talon
  - Protection des orteils
  - Matériau ultra léger et antichoc
  - Surface anti-tâche pour un nettoyage facile et hygiénique
  - Peut être portée des deux côtés
  - Couleur : noir

No d'art.	Désignation	Taille	Longueur de la semelle intérieure
DAR.CB0	DARCO Body Armor® Cast Shoe – Chaussure pour plâtre	X-Small	24 cm
DAR.CB1	DARCO Body Armor® Cast Shoe – Chaussure pour plâtre	Small	25,5 cm
DAR.CB2	DARCO Body Armor® Cast Shoe – Chaussure pour plâtre	Medium	27 cm
DAR.CB3	DARCO Body Armor® Cast Shoe – Chaussure pour plâtre	Large	29 cm
DAR.CB4	DARCO Body Armor® Cast Shoe – Chaussure pour plâtre	X-Large	32 cm
DAR.CB5	DARCO Body Armor® Cast Shoe – Chaussure pour plâtre	XX-Large	34,5 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Aperçu des semelles



Les cas graves affectant l'ensemble du pied nécessitent un traitement rapide avec un système de semelle approprié. Néanmoins, une solution orthopédique correcte est également essentielle pour les solutions temporaires ou le traitement final à l'aide de chaussures équipées de semelles adaptées aux complications du diabète. Une combinaison sur mesure pour les deux applications : les chaussures thérapeutiques de la gamme DARCO complétées par des semelles spéciales.

Produits compatibles		Puzzle Insole®	Relief Contour Insole	PegAssist® Insole	PegContour® Insole
<b>MedSurg</b> Chaussure postopératoire		●	●	●	●
<b>MedSurg Pro®</b> Chaussure postopératoire		●	●	●	●
<b>Relief Dual®</b> Chaussure de décharge partielle du pied		●	●	●	●
<b>AllRound Shoe®</b> Chaussure fermée pour pansements					●
<b>OrthoWedge</b> Chaussure de décharge de l'avant-pied				●	
<b>OrthoWedge Light</b> Chaussure de décharge de l'avant-pied				●	
<b>HeelWedge®</b> Chaussure de décharge du talon				●	
<b>SlimLine®</b> Chaussure pour plâtre et pansement				●	

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## DARCO Relief Contour Insole – Semelle thérapeutique souple

**DARCO**



© 2015 DARCO (Europe) GmbH

© 2015 DARCO (Europe) GmbH

- Indication** Suite à une opération de l'hallux valgus et des petits orteils. Pied plat, valgus, étalé. Modifications du pied d'origine angio-neuropathique associées à de légères déformations du pied.
- Fonction** Les contours de la semelle adaptés à l'anatomie du pied permettent de répartir la pression de manière optimale jusqu'à 90 % de charge possible sur toute la surface.
- Avantages**
- Décharge ciblée de la pression
  - Matériau en PU pouvant être fraisé
  - Disponible pour le pied droit et le pied gauche
  - Couleur : gris/bleu

Compatible avec : MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®, Relief Insert® Walker

No d'art.	Désignation	Type	Pointure	Taille
DAR.RC-W1-L	DARCO Relief Contour Insole	Femme, gauche	34 – 36,5	Small
DAR.RC-W1-R	DARCO Relief Contour Insole	Femme, droite	34 – 36,5	Small
DAR.RC-W2-L	DARCO Relief Contour Insole	Femme, gauche	37 – 38,5	Medium
DAR.RC-W2-R	DARCO Relief Contour Insole	Femme, droite	37 – 38,5	Medium
DAR.RC-W3-L	DARCO Relief Contour Insole	Femme, gauche	39 – 41	Large
DAR.RC-W3-R	DARCO Relief Contour Insole	Femme, droite	39 – 41	Large
DAR.RC-M1-L	DARCO Relief Contour Insole	Homme, gauche	39 – 41	Small
DAR.RC-M1-R	DARCO Relief Contour Insole	Homme, droite	39 – 41	Small
DAR.RC-M2-L	DARCO Relief Contour Insole	Homme, gauche	41,5 – 43	Medium
DAR.RC-M2-R	DARCO Relief Contour Insole	Homme, droite	41,5 – 43	Medium
DAR.RC-M3-L	DARCO Relief Contour Insole	Homme, gauche	43,5 – 45	Large
DAR.RC-M3-R	DARCO Relief Contour Insole	Homme, droite	43,5 – 45	Large
DAR.RC-M4-L	DARCO Relief Contour Insole	Homme, gauche	45,5 – 47	X-Large
DAR.RC-M4-R	DARCO Relief Contour Insole	Homme, droite	45,5 – 47	X-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire

MODÈLE EN  
FIN DE SÉRIE !

**DARCO**



- Indication** Réduction ciblée de la pression au niveau du pied.
- Fonction** La semelle de 18 mm se compose de mousses de Plastazote, de Poron et d'EVA. Il s'agit de la combinaison parfaite pour réduire les chocs et favoriser la malléabilité. Après le retrait des pièces en mousse aux emplacements correspondants, le carton couvrant livré dans l'emballage et recouvert d'un film adhésif est collé sur toute la surface de la semelle. Il maintient les pièces de mousse autour de la zone de réduction des pressions et évite toute modification de cette dernière.
- Avantages**
- Décharge ciblée de la pression
  - Fixation à l'aide d'un carton couvrant fourni dans la livraison
  - Peut être portée des deux côtés
  - Couleur : noir/bleu

Compatible avec : OrthoWedge ST, HeelWedge ST, Commodus Open

No d'art.	Désignation	Pointure	Taille
DAR.PASOW-0	DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire	33,5 – 37	X-Small
DAR.PASOW-1	DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire	37,5 – 39,5	Small
DAR.PASOW-2	DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire	40 – 41,5	Medium
DAR.PASOW-3	DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire	42 – 44	Large
DAR.PASOW-4	DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire	44,5 – 47	X-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire

**DARCO**



- Indication** Réduction ciblée de la pression au niveau du pied.
- Fonction** La semelle de 18 mm se compose de mousses de Plastazote, de Poron et d'EVA. Il s'agit de la combinaison parfaite pour réduire les chocs et favoriser la malléabilité. Après le retrait des pièces en mousse aux emplacements correspondants, le carton couvrant livré dans l'emballage et recouvert d'un film adhésif est collé sur toute la surface de la semelle. Il maintient les pièces de mousse autour de la zone de réduction des pressions et évite toute modification de cette dernière.
- Avantages**
- Décharge ciblée de la pression
  - Fixation à l'aide d'un carton couvrant fourni dans la livraison
  - Peut être utilisée des deux côtés
  - Couleur : noir/bleu
- Compatible avec :** MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®, OrthoWedge, OrthoWedge Light, Heel Wedge, SlimeLine®

No d'art.	Désignation	Type	Pointure	Taille
DAR.PAS-W1	DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire	Femme	34 – 36,5	Small
DAR.PAS-W2	DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire	Femme	37 – 38,5	Medium
DAR.PAS-W3	DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire	Femme	39 – 41	Large
DAR.PAS-M1	DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire	Homme	39 – 41	Small
DAR.PAS-M2	DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire	Homme	41,5 – 43	Medium
DAR.PAS-M3	DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire	Homme	43,5 – 45	Large
DAR.PAS-M4	DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire	Homme	à partir de 45	X-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.  
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO Puzzle Insole® – Semelle intérieure modulable

**DARCO**



**Indication** La semelle intérieure modulaire a été mise au point pour répartir la pression sur la voûte plantaire. Elle est particulièrement indiquée après des interventions chirurgicales au niveau de l'avant-pied et des métatarses.

**Fonction** La semelle Puzzle Insole permet de réduire la pression plantaire grâce à une simple permutation des modules. Les deux semelles en mousse EVA se distinguent l'une de l'autre uniquement par leur degré respectif de dureté (échelle Shore). Les trois modules interchangeables (module petit orteil, module gros orteil et module moyen) peuvent être échangés séparément en fonction des indications les plus diverses.

**Avantages**

- Peut être portée des deux côtés
- Réduction de la pression à un prix abordable

Compatible avec : MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®, Relief Insert® Walker

No d'art.	Désignation	Type	Pointure	Taille
DAR.PI-WS	DARCO Puzzle Insole® – Semelle intérieure modulable	Femme	34 – 36,5	Small
DAR.PI-WM	DARCO Puzzle Insole® – Semelle intérieure modulable	Femme	37 – 38,5	Medium
DAR.PI-WL	DARCO Puzzle Insole® – Semelle intérieure modulable	Femme	39 – 41	Large
DAR.PI-MS	DARCO Puzzle Insole® – Semelle intérieure modulable	Homme	39 – 41	Small
DAR.PI-MM	DARCO Puzzle Insole® – Semelle intérieure modulable	Homme	41,5 – 43	Medium
DAR.PI-ML	DARCO Puzzle Insole® – Semelle intérieure modulable	Homme	43,5 – 45	Large
DAR.PI-MXL	DARCO Puzzle Insole® – Semelle intérieure modulable	Homme	45,5 – 47	X-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO PegCountour® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire souple

1. Semelle équipée d'alvéoles noires pour chaussure AllRound Shoe®
2. Semelle équipée d'alvéoles bleues pour MedSurg, MedSurg Pro® et Relief Dual®



**DARCO**

Semelle thérapeutique alvéolaire souple pour une répartition de la pression sur l'ensemble de la surface et, optionnellement, pour une décharge ponctuelle. La pression peut être réduite jusqu'à 55 %.

- Indication**
- Suite à une opération de l'hallux valgus et des petits orteils
  - Pied plat, valgus, étalé
  - Modifications du pied d'origine angio-neuropathique associées à de légères déformations du pied
- Fonction**
- Pour une répartition ciblée de la pression au niveau des métatarses et de l'avant-pied dans le cas de : lésions plantaires, ulcères plantaires/prévention d'apparition d'ulcère, points de pression intense
- Avantages**
- Adaptation individuelle grâce aux alvéoles amovibles individuellement (pièces de mousse)
  - Matériau en PU pouvant être fraisé
  - Disponible pour le pied droit et le pied gauche

Compatible avec : MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®, AllRound Shoe®

1.	No d'art. gauche	No d'art. droite	PegCountour® Insole pour	Couleur	Type	Taille	Pointure
	DAR.PCI-ARS0-L	DAR.PCI-ARS0-R	AllRound Shoe®	Noir	Unisexe	X-Small	37 – 38
	DAR.PCI-ARS1-L	DAR.PCI-ARS1-R	AllRound Shoe®	Noir	Unisexe	Small	39 – 40
	DAR.PCI-ARS2-L	DAR.PCI-ARS2-R	AllRound Shoe®	Noir	Unisexe	Medium	41 – 42
	DAR.PCI-ARS3-L	DAR.PCI-ARS3-R	AllRound Shoe®	Noir	Unisexe	Large	43 – 44
	DAR.PCI-ARS4-L	DAR.PCI-ARS4-R	AllRound Shoe®	Noir	Unisexe	X-Large	45 – 46
	DAR.PCI-ARS5-L	DAR.PCI-ARS5-R	AllRound Shoe®	Noir	Unisexe	XX-Large	47 – 48
2.	No d'art. gauche	No d'art. droite	PegCountour® Insole pour	Couleur	Type	Taille	Pointure
	DAR.PCI-W1-L	DAR.PCI-W1-R	MedSurg/Pro®, Relief Dual®	Bleu	Femme	Small	34 – 36,5
	DAR.PCI-W2-L	DAR.PCI-W2-R	MedSurg/Pro®, Relief Dual®	Bleu	Femme	Medium	37 – 38,5
	DAR.PCI-W3-L	DAR.PCI-W3-R	MedSurg/Pro®, Relief Dual®	Bleu	Femme	Large	39 – 41
	DAR.PCI-M1-L	DAR.PCI-M1-R	MedSurg/Pro®, Relief Dual®	Bleu	Homme	Small	39 – 41
	DAR.PCI-M2-L	DAR.PCI-M2-R	MedSurg/Pro®, Relief Dual®	Bleu	Homme	Medium	41,5 – 43
	DAR.PCI-M3-L	DAR.PCI-M3-R	MedSurg/Pro®, Relief Dual®	Bleu	Homme	Large	43,5 – 45
	DAR.PCI-M4-L	DAR.PCI-M4-R	MedSurg/Pro®, Relief Dual®	Bleu	Homme	X-Large	45,5 – 47

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO WCS®/-Light Insoles – Système à 4 semelles

**DARCO**



© 2008 DARCO (Europe) GmbH

**Fonction** Si les lésions évoluent au cours du traitement, il est possible de commander séparément la semelle intérieure à quatre couches.  
Les semelles WCS® permettent de soulager la pression plantaire grâce à un système de semelle à quatre couches très simple d'utilisation. Les quatre semelles en EVA, mousse PE et Poron® se distinguent par leur dureté Shore et leur résistance différentes.

Compatible avec : WCS®, WCS® Light

No d'art. gauche	No d'art. droite	Désignation	Contenu	Pointure	Taille
DAR.WCI0B/L	DAR.WCI0B/R	DARCO WCS®/-Light Insoles – Système à 4 semelles	4 PCE	35 – 36	X-Small
DAR.WCI1B/L	DAR.WCI1B/R	DARCO WCS®/-Light Insoles – Système à 4 semelles	4 PCE	37 – 38	Small
DAR.WCI7B/L	DAR.WCI7B/R	DARCO WCS®/-Light Insoles – Système à 4 semelles	4 PCE	39 – 40	Small/ Medium
DAR.WCI2B/L	DAR.WCI2B/R	DARCO WCS®/-Light Insoles – Système à 4 semelles	4 PCE	41 – 42	Medium
DAR.WCI3B/L	DAR.WCI3B/R	DARCO WCS®/-Light Insoles – Système à 4 semelles	4 PCE	43 – 44	Large
DAR.WCI4B/L	DAR.WCI4B/R	DARCO WCS®/-Light Insoles – Système à 4 semelles	4 PCE	45 – 46	X-Large
DAR.WCI5B/L	DAR.WCI5B/R	DARCO WCS®/-Light Insoles – Système à 4 semelles	4 PCE	47 – 48	XX-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Supershoe – Chaussure pour pansement



**Indication** Plâtre de marche, hallux valgus, fracture d'orteil(s), plaie ouverte, patients diabétiques, œdème du pied, pied gériatrique.

**Fonction** Chaussure spéciale dynamique.

- Avantages**
- Contrefort solide, semelle intérieure souple
  - Fermeture Velcro
  - Rembourrage autocollant pour les zones concernées
  - Partie avant renforcée
  - Semelle avec rampe de déroulement pour une démarche naturelle
  - Grand volume
  - Peut être portée des deux côtés
  - Renfort en aluminium dans la zone de l'avant-pied
  - Couleur : bleu foncé

No d'art.	Désignation	Type	Pointure	Taille
101.110.110	Supershoe – Chaussure pour pansement	Femme	34 – 36,5	X-Small
101.110.120	Supershoe – Chaussure pour pansement	Femme	37 – 38	Small
101.110.130	Supershoe – Chaussure pour pansement	Femme	38,5 – 39,5	Medium
101.110.140	Supershoe – Chaussure pour pansement	Femme	40 – 41,5	Large
101.111.220	Supershoe – Chaussure pour pansement	Homme	42 – 43	Small
101.111.230	Supershoe – Chaussure pour pansement	Homme	43,5 – 44,5	Medium
101.111.240	Supershoe – Chaussure pour pansement	Homme	45 – 47	Large
101.111.250	Supershoe – Chaussure pour pansement	Homme	à partir de 48	X-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Chaussure post-opératoire rigide



- Indication** Hallux valgus, fracture d'orteil(s), plaie ouverte, patients diabétiques, œdème du pied, pied gériatrique.
- Fonction** La semelle en bois rigide empêche le déroulement du pied.  
Non dynamique !
- Avantages**
- Confortable
  - Peut être portée des deux côtés
  - Modèle femme et homme
  - Semelle claire
  - Couleur : bleu

No d'art.	Désignation	Type	Pointure	Taille
101.009.120	Chaussure post-opératoire rigide	Femme	34 – 36	Small
101.009.130	Chaussure post-opératoire rigide	Femme	37 – 39	Medium
101.009.140	Chaussure post-opératoire rigide	Femme	40 – 42	Large
101.009.220	Chaussure post-opératoire rigide	Homme	39 – 41	Small
101.009.230	Chaussure post-opératoire rigide	Homme	42 – 44	Medium
101.009.240	Chaussure post-opératoire rigide	Homme	45 – 47	Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Talus II – Chaussure de décharge de l'avant-pied



Indication	Traitement post-opératoire d'une opération de l'hallux valgus, des métatarses, d'une amputation de l'avant-pied en cas d'ulcère, de fractures d'orteils.
Fonction	Chaussure de décharge de l'avant-pied avec grand volume. Permet de marcher rapidement après des interventions chirurgicales, ce qui stimule la circulation sanguine et accélère le rétablissement fonctionnel.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Très légère</li><li>• Peut être portée des deux côtés</li><li>• Confortable grâce à une doublure intérieure douce (également sur la semelle)</li><li>• Lavable et réutilisable</li><li>• Fermeture Velcro permutable gauche/droite</li><li>• Grand volume – place pour une semelle spéciale</li><li>• Semelle extérieure renforcée</li><li>• Couleur : bleu</li></ul>

No d'art.	Désignation	Matériau	Pointure
33551-035	Talus II Chaussure de décharge de l'avant-pied	Textile	35 – 36
33551-037	Talus II Chaussure de décharge de l'avant-pied	Textile	37 – 38
33551-039	Talus II Chaussure de décharge de l'avant-pied	Textile	39 – 40
33551-041	Talus II Chaussure de décharge de l'avant-pied	Textile	41 – 42
33551-043	Talus II Chaussure de décharge de l'avant-pied	Textile	43 – 44
33551-045	Talus II Chaussure de décharge de l'avant-pied	Textile	45 – 46
33551-047	Talus II Chaussure de décharge de l'avant-pied	Textile	47 – 48

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO WCS® – Chaussure couvre-pansement pour traitement de longue durée

© 2008 DARCO (Europe) GmbH



# DARCO

- Indication** Traitement du pied diabétique, soin des plaies ouvertes et des ulcères, décharge de pression, traitement post-opératoire après intervention au niveau des orteils ou de l'avant-pied.
- Fonction** La chaussure WCS® peut être facilement adaptée à chaque patient afin de profiter d'une décharge ciblée de la pression au niveau du pied. Sa conception et l'ajustement manuel de sa semelle intérieure à quatre couches assurent une décharge de pression supplémentaire au niveau plantaire, médial et latéral. Sa construction, la possibilité de bien ouvrir la chaussure et les fermetures Velcro réglables permettent d'accueillir des pansements volumineux. La semelle déroulante assure une démarche parfaite et permet le port de la chaussure également à l'extérieur.
- Avantages**
- Si les lésions évoluent au cours du traitement, il est possible de commander séparément le système à quatre semelles
  - Couleur : noir

No d'art. gauche	No d'art. droite	Désignation	Pointure	Taille
DAR.WCS0B/L	DAR.WCS0B/R	DARCO WCS® – Chaussure couvre-pansement pour traitement de longue durée	35 – 36	X-Small
DAR.WCS1B/L	DAR.WCS1B/R	DARCO WCS® – Chaussure couvre-pansement pour traitement de longue durée	37 – 38	Small
DAR.WCS7B/L	DAR.WCS7B/R	DARCO WCS® – Chaussure couvre-pansement pour traitement de longue durée	39 – 40	Small/ Medium
DAR.WCS2B/L	DAR.WCS2B/R	DARCO WCS® – Chaussure couvre-pansement pour traitement de longue durée	41 – 42	Medium
DAR.WCS3B/L	DAR.WCS3B/R	DARCO WCS® – Chaussure couvre-pansement pour traitement de longue durée	43 – 44	Large
DAR.WCS4B/L	DAR.WCS4B/R	DARCO WCS® – Chaussure couvre-pansement pour traitement de longue durée	45 – 46	X-Large
DAR.WCS5B/L	DAR.WCS5B/R	DARCO WCS® – Chaussure couvre-pansement pour traitement de longue durée	47 – 48	XX-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO WCS® Light – Chaussures fermées pour pansements et diabétiques

**DARCO**



- Indication** Traitement du pied diabétique, soin des plaies ouvertes et des ulcères bénins, décharge de pression, traitement post-opératoire après intervention au niveau des orteils ou de l'avant-pied.
- Fonction** Le patient dispose d'une chaussure confortable et sûre, et ce dès le stade précoce du syndrome du pied diabétique, c'est-à-dire en présence d'ulcères bénins. Elle assure une répartition correcte et indispensable des pressions et peut être portée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Avec sa chaussure WCS® Light, DARCO propose une version fermée de son système éprouvé de semelle intérieure à quatre couches permettant un ajustement individuel des pressions.
- Avantages**
- Le matériau extérieur, léger et respirant rend la chaussure très confortable et laisse suffisamment de place aux pansements
  - Si les lésions évoluent au cours du traitement, il est possible de commander séparément la semelle intérieure à quatre couches
  - Couleur : noir

No d'art.	Désignation	Pointure	Taille
DAR.WCSL/0	DARCO WCS® Light – Chaussures fermées pour pansements et diabétiques	35 – 36	X-Small
DAR.WCSL/1	DARCO WCS® Light – Chaussures fermées pour pansements et diabétiques	37 – 38	Small
DAR.WCSL/7	DARCO WCS® Light – Chaussures fermées pour pansements et diabétiques	39 – 40	Small/ Medium
DAR.WCSL/2	DARCO WCS® Light – Chaussures fermées pour pansements et diabétiques	41 – 42	Medium
DAR.WCSL/3	DARCO WCS® Light – Chaussures fermées pour pansements et diabétiques	43 – 44	Large
DAR.WCSL/4	DARCO WCS® Light – Chaussures fermées pour pansements et diabétiques	45 – 46	X-Large
DAR.WCSL/5	DARCO WCS® Light – Chaussures fermées pour pansements et diabétiques	47 – 48	XX-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO Body Armor® Stirrup Acute – Orthèse de cheville



© 2011 DARCO (Europe) GmbH

# DARCO

- Indication** Stabilisation de la cheville, tout particulièrement en phase post-traumatique et à titre préventif, réhabilitation post-opératoire, lésions aiguës de la cheville accompagnées d'un œdème important.
- Fonction** Cette orthèse stabilise la cheville lors des mouvements de supination et de pronation. Les coques extérieures sont parfaitement ajustées à l'anatomie de la cheville. Le réglage de la largeur à l'arrière du pied assure le confort de l'orthèse, même en cas d'œdème important. Les deux bandes Velcro circulaires assurent un maintien optimal et compriment les malléoles.
- Avantages**
- Taille unique
  - Peut être portée des deux côtés
  - Radiotransparente
  - Couleur : noir

No d'art.	Désignation.	Taille
DAR.BASAB-2	DARCO Body Armor® Stirrup Acute – Orthèse de cheville	Taille unique

No d'art. LiMA 05.02.03.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## McDavid® Ankle Brace – Chevillère



- Indication** Stabilisation de la cheville en cas de distorsion, traitement post-opératoire de fractures, après retrait d'un bandage plâtré, inflammation de la cheville, tendinite, arthrite, élongation des tendons, sensibilité de la cheville, traitement fonctionnel des entorses de cheville non opérées, prévention du risque de distorsion du pied.
- Fonction** Excellent soutien latéral, maintien médial et latéral du pied, aussi bien en flexion qu'en extension, prévention de l'antériorisation de l'astragale. Les deux renforts latéraux amovibles offrent un maximum de stabilité et de sécurité.
- Avantages**
- Peut être portée 24 heures sur 24
  - Idéale également pour les sportifs
  - Renforts en polypropylène amovibles et auto-adaptables
  - Échancrure élastique qui empêche la formation de plis gênants au niveau du talon
  - Languettes de fixation élastiques facilitent la mise en place
  - Trois couches de nylon/vinyle assurent stabilité et durabilité
  - Peut être portée des deux côtés
  - Lavable
  - Couleur : blanc

No d'art.	Désignation	Pointure	Taille
MCD.A101R XXS	McDavid® Ankle Brace – Chevillère	36 – 37	XX-Small
MCD.A101R XS	McDavid® Ankle Brace – Chevillère	38 – 40	X-Small
MCD.A101R S	McDavid® Ankle Brace – Chevillère	41 – 43	Small
MCD.A101R M	McDavid® Ankle Brace – Chevillère	44 – 45	Medium
MCD.A101R L	McDavid® Ankle Brace – Chevillère	46 – 47	Large
MCD.A101R XL	McDavid® Ankle Brace – Chevillère	48	X-Large

No d'art. LiMA 05.02.04.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## McDavid® Ankle Brace – Cheville



Indication	Stabilisation de la cheville en cas de distorsion, traitement post-opératoire de fractures, après retrait d'un bandage plâtré, inflammation de la cheville, tendinite, arthrite, élongation des tendons, sensibilité de la cheville, traitement fonctionnel des entorses de cheville non opérées, prévention du risque de distorsion du pied.
Fonction	Excellent soutien latéral, maintien médial et latéral du pied, aussi bien en flexion qu'en extension, prévention de l'antériorisation de l'astragale. Les deux renforts latéraux amovibles offrent un maximum de stabilité et de sécurité.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peut être portée 24 heures sur 24</li><li>• Idéale également pour les sportifs</li><li>• Renforts en polypropylène amovibles et auto-adaptables</li><li>• Échancrure élastique qui empêche la formation de plis gênants au niveau du talon</li><li>• Languettes de fixation élastiques facilitent la mise en place</li><li>• Trois couches de nylon/vinyle assurent stabilité et durabilité</li><li>• Peut être portée des deux côtés</li><li>• Lavable</li><li>• Couleur : noir</li></ul>

No d'art.	Désignation	Pointure	Taille
MCD.A101R-BK XXS	McDavid® Ankle Brace – Cheville	36 – 37	XX-Small
MCD.A101R-BK XS	McDavid® Ankle Brace – Cheville	38 – 40	X-Small
MCD.A101R-BK S	McDavid® Ankle Brace – Cheville	41 – 43	Small
MCD.A101R-BK M	McDavid® Ankle Brace – Cheville	44 – 45	Medium
MCD.A101R-BK L	McDavid® Ankle Brace – Cheville	46 – 47	Large
MCD.A101R-BK XL	McDavid® Ankle Brace – Cheville	48	X-Large

No d'art. LiMA 05.02.04.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Ankle Air Brace – Orthèse de cheville



Indication	Distorsion, instabilité de la cheville.
Fonction	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premiers soins</li><li>• Prévention de l'inversion et de l'éversion</li><li>• Flexion normale pendant la marche ou les activités sportives</li><li>• Réduction de l'œdème par compression</li></ul>
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coque en plastique de forme anatomique</li><li>• Ajustement individuel grâce aux fermetures Velcro</li><li>• Talonnette ajustable</li><li>• Compression et confort grâce au coussin d'air à quatre couches (PVC, mousse, bulles d'air, revêtement en tissu)</li><li>• Peut être portée directement sur la peau grâce au revêtement intérieur rembourré</li><li>• Taille unique</li><li>• Peut être portée des deux côtés</li><li>• Couleur : bleu</li></ul>

No d'art.	Désignation	Taille
URI.333 0	Ankle Air Brace – Orthèse de cheville	Taille unique

No d'art. LiMA 05.02.03.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DONJOY® FusioLight™ – Orthèse de cheville



- Indication** Entorses légères à modérées de la cheville, blessures aiguës, traitement post-opératoire, thérapie fonctionnelle des ruptures ligamentaires, instabilité ligamentaire chronique.
- Fonction** Avec son design original, la nouvelle attelle de cheville DONJOY® FusioLight apporte soutien, stabilisation et compression afin d'aider les chevilles blessées ou instables à retrouver tout leur potentiel.  
La rigidité des coques permet de prévenir l'inversion et l'éversion, ainsi que les risques de nouvelles blessures.  
Le rembourrage en mousse des coques assure une compression confortable. Les inserts silicone réduisent la pression sur les malléoles. Les coques rigides assurent un maintien et une stabilité optimale. Les coques et les coussinets protègent la cheville des impacts latéraux.
- Avantages**
- Légèreté et stabilité optimale
  - Design anatomique des coques
  - Rembourrage plus intense au niveau de la cheville pour plus de confort et un soulagement de la pression
  - Matériau Therym-Tex™ : respirant, absorbe l'humidité, antibactérien, anti-odeurs
  - Sans latex
  - Bonne adaptabilité grâce aux bandes Velcro réglables individuellement
  - Maintien sûr et application facile
  - Étrier de pied ajustable pour un soutien optimal
  - Peut être portée des deux côtés
  - Couleur : gris/noir

No d'art.	Désignation	Taille	Masse
DJO.444	DONJOY® FusioLight™ – Orthèse de cheville	Large / à partir de 1,65 m	25,5 cm (H)
DJO.444K	DONJOY® FusioLight™ – Orthèse de cheville	Small / Enfant	17 cm (H)

No d'art. LiMA 05.02.04.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Chevillère Type 30



- Indication** Lésion ou œdèmes des tissus, insuffisances ligamentaires, arthrose, douleurs arthritiques, élongation des ligaments, phase de rééducation après immobilisation de la cheville par un bandage plâtre.
- Fonction**
- Fonction de maintien/compression
  - Atténuation de la douleur
- Avantages**
- Très facile à enfiler et à ajuster grâce à une fermeture Velcro – Convient particulièrement bien aux patients âgés
  - Matériau léger et agréable même par de fortes chaleurs
  - Peut être portée des deux côtés
  - Couleur : beige

No d'art.	Désignation	* Circonférence de la cheville	Taille
URI.30 XS	Chevillère Type 30	17 – 19 cm	X-Small
URI.30 S	Chevillère Type 30	19 – 21 cm	Small
URI.30 M	Chevillère Type 30	21 – 23 cm	Medium
URI.30 L	Chevillère Type 30	23 – 25 cm	Large
URI.30 XL	Chevillère Type 30	25 – 27 cm	X-Large
URI.30 XXL	Chevillère Type 30	27 – 28 cm	XX-Large

\* La circonférence doit être mesurée au niveau de la cheville.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Chevillère Type 35



- Indication**            Maintien léger en cas de lésions ou d'œdème des tissus, contusions, élongations, entorses, insuffisances ligamentaires ou tendances à l'œdème.
- Fonction**            Réduction des douleurs et de la fatigue au niveau de la cheville et du pied, maintien et compression.
- Avantages**
  - Maintien renforcé grâce à un prolongement vers le haut
  - Facile à enfiler
  - Matériau léger et agréable même par de fortes chaleurs
  - Peut être portée des deux côtés
  - En coton, lavable
  - Couleur : blanc

No d'art.	Désignation	* Circonférence de la cheville	Taille
URI.35 XS	Chevillère Type 35	17 – 19 cm	X-Small
URI.35 S	Chevillère Type 35	19 – 21 cm	Small
URI.35 M	Chevillère Type 35	21 – 23 cm	Medium
URI.35 L	Chevillère Type 35	23 – 25 cm	Large
URI.35 XL	Chevillère Type 35	25 – 27 cm	X-Large
URI.35 XXL	Chevillère Type 35	27 – 28 cm	XX-Large

\* La circonférence doit être mesurée au niveau de la cheville.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO TAS® – Attelle pour les hallux valgus



**DARCO**

© 2008 DARCO (Europe) GmbH

Indication	Traitement post-opératoire après une intervention des hallux valgus, des orteils marteaux ou de la métatarsalgie.
Fonction	Stabilisation souple et confortable de l'orteil, en remplacement d'un bandage traditionnel.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Très facile à enfiler et à fixer</li><li>• Ajustement individuel grâce aux fermetures Velcro</li><li>• Matériau : polyester et élastomère</li><li>• Lavage à la main</li><li>• Taille unique</li><li>• Peut être portée des deux côtés</li><li>• Ne s'use pas – s'adapte à toutes les chaussures normales</li><li>• Couleur : blanc</li></ul>

No d'art.	Désignation	Taille
DAR.TAS	DARCO TAS® – Attelle pour les hallux valgus	Taille unique

No d'art. LiMA 23.01.10.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Bandage pour hallux valgus type 38



- Indication**           Thérapie post-opératoire ou attelle nocturne.
- Fonction**            Stabilisation souple et confortable de l'orteil, en remplacement d'un bandage traditionnel. L'ajustement du renfort d'aluminium latéral permet de définir l'orientation de l'orteil.
- Avantages**
- Cale pour orteil en silicone incluse
  - Aucune zone de pression grâce au rembourrage intérieur
  - Facile à enfiler et à fixer
  - Ajustement individuel grâce aux fermetures Velcro
  - Matériau : tissu éponge en coton
  - Lavable
  - Taille unique
  - Couleur : couleur chair

No d'art.	Désignation	Modèle	Taille
URI.38 L	Bandage pour hallux valgus type 38	Gauche	Taille unique
URI.38 R	Bandage pour hallux valgus type 38	Droite	Taille unique

No d'art. LiMA 23.01.10.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## PROCARE® MaxTrax™ ROM



- Indication** Fractures de la malléole, lésions de la cheville, fractures liées au stress, lésions du tendon d'Achille, utilisation comme plâtre de marche.
- Fonction** Orthèse du pied de la jambe inférieure pour la mobilisation dans des plages de mouvement réglables.  
Stabilisation et immobilisation de la jambe inférieure, de la cheville et du pied  
Comme alternative au plâtre
- Avantages**
- Encastrement sûr du pied et de la partie inférieure de la jambe dans une chaussure intérieure rembourrée
  - Sangles de fermeture ajustables
  - Articulations monocentriques avec limitation de mouvement réglable par pas de 7,5°, de 45° de flexion plantaire à 30° de dorsiflexion

No d'art.	Désignation	Pointure	Taille
DJO.79-95332	PROCARE® MaxTrax™ ROM	jusqu'à 34	X-Small
DJO.79-95333	PROCARE® MaxTrax™ ROM	35 - 36	Small
DJO.79-95335	PROCARE® MaxTrax™ ROM	37 - 42	Medium
DJO.79-95337	PROCARE® MaxTrax™ ROM	43 - 47	Large
DJO.79-95338	PROCARE® MaxTrax™ ROM	à partir de 47	X-Large

No d'art. LiMA 23.01.04.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO Night Splint® – Orthèse de positionnement





© 2019 DARCO (Europe) GmbH

- Indication** Rétraction de l'aponévrose plantaire, tendinite dans la zone du talon, prophylaxie du pied équin, immobilisation.
- Fonction**
- Soulagement de la douleur due au raccourcissement des tendons et à l'inflammation dans la zone du talon
  - Traitement des lésions du tendon d'Achille
- Avantages**
- Orthèse large pour un positionnement optimal du pied
  - Deux cales séparées pour une extension dorsale encore plus longue
  - Facile à enfiler
  - Peut être portée des deux côtés
  - Confortable
  - Couleur : noir

No d'art.	Désignation	Pointure	Taille
DAR.NS1B	DARCO Night Splint® – Orthèse de positionnement	35 – 36	Small
DAR.NS2B	DARCO Night Splint® – Orthèse de positionnement	37 – 39	Medium
DAR.NS3B	DARCO Night Splint® – Orthèse de positionnement	40 – 43	Large
DAR.NS4B	DARCO Night Splint® – Orthèse de positionnement	44 – 49	X-Large

No d'art. LiMA 23.03.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO Body Armor® Night Splint

**DARCO**



- Indication** Rétraction de l'aponévrose plantaire, épine calcanéenne (fasciite plantaire), inflammation et fragilité du tendon d'Achille, métatarsalgie, position point de pied tendue et contractures du pied.
- Fonction** L'orthèse nocturne dorsale maintient un angle de 90° entre le pied et la jambe pour prévenir un pied équin et une rétraction du tendon d'Achille. La boucle de l'orthèse maintient le gros orteil en flexion dorsale, ce qui permet d'étirer l'aponévrose plantaire. Cet étirement et la position de l'orthèse permettent de traiter de nombreuses pathologies, dont l'épine calcanéenne (fasciite plantaire).
- Avantages**
- Plaque pour orteils incluse
  - Peut être portée des deux côtés
  - Deux tailles
  - Mise en place facile et rapide
  - Forme confortable
  - Couleur : bleu/blanc

No d'art.	Désignation	Pointure	Taille
DAR.BADS-S	DARCO Body Armor® Night Splint	34 – 36	Small
DAR.BADS	DARCO Body Armor® Night Splint	37 – 47	Standard

No d'art. LiMA 23.03.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.  
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Heelift® Glide – Botte à talon libre pour escarres

MODÈLE EN  
FIN DE SÉRIE !



**DARCO**

La version Premium du modèle Heelift® avec sangles pour avant-pied supplémentaires à surface lisse pour une meilleure sécurité.

**Fonction** Un revêtement extérieur doux et lisse permet au patient de glisser sa jambe d'un côté à l'autre, évitant ainsi tout accrochage potentiel aux draps ou aux couvertures. Une sangle supplémentaire située à l'avant de l'orthèse maintient la botte en place et soutient l'avant-pied. Le pied reste ainsi dans la bonne position, on passe moins de temps à repositionner le patient et la prévention des ulcères au niveau du talon est optimisée.

**Avantages**

- Glissement facile de la jambe sur les draps grâce au revêtement extérieur lisse
- La sangle supplémentaire située à l'avant de l'orthèse maintient la botte en place et soutient l'avant-pied
- Peut être portée des deux côtés
- Décharge efficace de la pression dans la zone du talon
- Mousse lisse pour les patients diabétiques
- Amélioration de la circulation de l'air et agréable effet de refroidissement grâce à la variante alvéolée
- Couleur : rouge

No d'art.	Désignation	Matériau	* Tour du mollet	Taille
DAR.DM-HLSPG	Heelift® Glide Botte à talon libre	Smooth	15 – 25 cm	Small
DAR.DM-HLSG	Heelift® Glide Botte à talon libre	Smooth	20 – 36 cm	Normal
DAR.DM-HLSBG	Heelift® Glide Botte à talon libre	Smooth	30 – 58 cm	Bariatrique
DAR.DM-HLPG	Heelift® Glide Botte à talon libre	Standard	15 – 25 cm	Small

\* La circonférence doit être mesurée au niveau du mollet.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Body Armor® Heel Reliever – Dispositif de décharge du talon

**DARCO**



Le dispositif de décharge du talon Body Armor® Heel Reliever permet d'obtenir une décharge efficace dans la zone du talon. Il a été spécialement conçu pour les patients alités.

Le produit complète parfaitement le concept de prise en charge du diabète et des plaies DARCO qui vise à proposer des traitements dans toutes les phases de soins, qu'ils s'agissent de soins préventifs, de pathologies aiguës ou chroniques. Une valeur ajoutée pour le prestataire de soins pour un traitement optimal et une amélioration de la qualité de vie des patients.

**Fonction** Le dispositif de décharge du talon Body Armor® Heel Reliever peut être adapté individuellement et facilement à chaque pied de patient en vue d'une décharge ciblée de la pression et d'un positionnement stable.

- déplace la pression exercée sur le tendon d'Achille et le complexe musculaire gastrocnémien et soléaire au niveau du mollet
- la zone du talon est complètement libérée de toute pression de contact, le talon «flotte librement»

**Avantages**

- Ajustement flexible de la taille
- Bords et coins en mousse biseautée
- Soudures : évite les irritations
- Orifices d'aération
- Support de pied plus haut
- Ouverture au niveau du talon
- Peut être portée des deux côtés
- Tour de mollet 25 – 54 cm, pointure jusqu'à 47

No d'art.	Désignation	Matériau	* Tour du mollet	Taille
DAR.BAHR-N	Body Armor® Heel Reliever	Alvéolée	25–21 cm	jusqu'à 47
DAR.BAHR-F	Body Armor® Heel Reliever	Smooth	25–21 cm	jusqu'à 47

\* La circonférence doit être mesurée au niveau du mollet.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :


**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## TalonnettesSoft Stride™

**ATTENTION !**  
**NOUVEAUX**  
**COULEUR À PARTIR**  
**DE 2020**



**Indication** Douleurs dans la zone du talon, de la cheville, du genou, des hanches et de la colonne vertébrale, causées par des chocs répétés sur un sol dur, phase de rééducation après opération du tendon d'Achille, tendinite du tendon d'Achille, calcanéum sensible aux chocs, épine calcanéenne, décharge après la pose d'une endoprothèse de genou ou de la hanche, arthrose de la cheville, gonarthrose, coxarthrose, altérations dégénératives de la colonne vertébrale, inflammation du tendon d'Achille, myopathies, tendinopathies d'insertion.

**Fonction** Grâce à sa composition, le polymère viscoélastique reproduit l'amortissement naturel des parties molles du corps et atténue les chocs, répartition de la pression, ménagement et soulagement de l'appareil locomoteur (en particulier du tendon d'Achille, du genou, de la hanche et de la colonne vertébrale), l'évidement pratiqué dans la talonnette réduit la pression sur l'épine calcanéenne.

**Avantages**

- Position antidérapante et confortable grâce à une surface auto-adhésive
- Revêtement doux pour la peau
- Peut être portée des deux côtés
- Adaptable individuellement avec des ciseaux
- Lavable
- Bonne adhérence même en cas de changement fréquent de chaussures

**1.**

No d'art.	Désignation	Base	Pointure	Taille
BRO.71901	Talonnettes Soft Stride™	Décharge de l'épine calcanéenne	35 – 38	Small
BRO.71902	Talonnettes Soft Stride™	Décharge de l'épine calcanéenne	39 – 42	Medium
BRO.71903	Talonnettes Soft Stride™	Décharge de l'épine calcanéenne	43 – 46	Large

**2.**

No d'art.	Désignation	Base	Pointure	Taille
BRO.71941	Talonnettes Soft Stride™	Normal	35 – 38	Small
BRO.71942	Talonnettes Soft Stride™	Normal	39 – 42	Medium
BRO.71943	Talonnettes Soft Stride™	Normal	43 – 46	Large

No d'art. LiMA 23.01.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Action Toe Loops



- Indication** Fractures d'orteils, orteils en marteau, idéal pour redresser des orteils tordus ou déformés.
- Fonction** Stabilisation des orteils, maintien souple et confortable de deux orteils pour stabiliser une fracture ou empêcher le chevauchement des orteils.
- Avantages**
- Facile à enfiler
  - Très confortable, bordures souples
  - Suffisamment fin pour être porté dans des chaussures
  - Lavable et respirant
  - Fermeture Velcro pratique
  - Sans latex
  - Couleur : couleur chair

No d'art.	Désignation	Modèle	Masse	* UE
PAT.091160878	Action Toe Loops	Étroit	2,2 × 4,1 cm	5 PCE
PAT.091167634	Action Toe Loops	Étroit	2,2 × 4,1 cm	25 PCE
PAT.091160886	Action Toe Loops	Large	3,1 × 5,4 cm	5 PCE
PAT.091167642	Action Toe Loops	Large	3,1 × 5,4 cm	25 PCE

\* UE = unité d'emballage

No d'art. LiMA 23.01.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DONJOY® 4Titude® Advanced



Indication	Déficiences du ligament croisé antérieur, Reconstruction du ligament croisé antérieur, Déficiences des ligaments latéraux, Déficiences du ligament croisé postérieur, Reconstruction du ligament croisé postérieur, Déficiences des ligaments croisés, antérieur et postérieur, Reconstruction des ligaments croisés, antérieur et postérieur, Hyperextension
Fonction	Orthèses de cadre pour guider et stabiliser l'articulation du genou avec limitation d'extension / flexion. Système 4 Points d'Appui, Coussin condylien anti-migration, Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40° (préréglée à 10°), Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90°, Livré avec un kit de plots flexion/extension, Attaches de sangles tournantes (pivotantes)
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disponible en version LCA, IC (Instabilités Combinées)</li><li>• Structure adaptable à la morphologie du patient</li><li>• Réalisée en aluminium de qualité aéronautique</li><li>• Légère</li><li>• Possibilité de blocage à 0°, sur demande (extension complète)</li><li>• Manchette de cuisse plongeante médial</li><li>• Protège-tibias profilé</li></ul>



Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DONJOY® 4Titude® Advanced

No d'art. droite	No d'art. gauche	Désignation	Taille	Circonférence* de la cuisse
DJO.11-0843-1	DJO.11-0844-1	DONJOY® 4Titude® Advanced, LCA	X-Small	33 - 39 cm
DJO.11-0843-2	DJO.11-0844-2	DONJOY® 4Titude® Advanced, LCA	Small	39 - 47 cm
DJO.11-0843-3	DJO.11-0844-3	DONJOY® 4Titude® Advanced, LCA	Medium	47 - 53 cm
DJO.11-0843-4	DJO.11-0844-4	DONJOY® 4Titude® Advanced, LCA	Large	53 - 60 cm
DJO.11-0843-5	DJO.11-0844-5	DONJOY® 4Titude® Advanced, LCA	X-Large	60 - 67 cm
DJO.11-0843-6	DJO.11-0844-6	DONJOY® 4Titude® Advanced, LCA	XX-Large	67 - 75 cm
DJO.11-0843-7	DJO.11-0844-7	DONJOY® 4Titude® Advanced, LCA	XXX-Large	75 - 81 cm
DJO.11-0847-1	DJO.11-0848-1	DONJOY® 4Titude® Advanced, IC	X-Small	33 - 39 cm
DJO.11-0847-2	DJO.11-0848-2	DONJOY® 4Titude® Advanced, IC	Small	39 - 47 cm
DJO.11-0847-3	DJO.11-0848-3	DONJOY® 4Titude® Advanced, IC	Medium	47 - 53 cm
DJO.11-0847-4	DJO.11-0848-4	DONJOY® 4Titude® Advanced, IC	Large	53 - 60 cm
DJO.11-0847-5	DJO.11-0848-5	DONJOY® 4Titude® Advanced, IC	X-Large	60 - 67 cm
DJO.11-0847-6	DJO.11-0848-6	DONJOY® 4Titude® Advanced, IC	XX-Large	67 - 75 cm
DJO.11-0847-7	DJO.11-0848-7	DONJOY® 4Titude® Advanced, IC	XXX-Large	75 - 81 cm

\* Circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## ORMED® Artrocare® Pro 3



Indication	Blessures ou instabilités du ligament croisé antérieur avec ou sans blessures associées, Blessures ou instabilités des ligaments collatéraux, Instabilités sévères de l'articulation du genou, Blessures méniscales, Genu recurvatum, Traitement conservateur, pré et postopératoire, Prophylaxie
Fonction	Orthèse antérieure (ligament croisé antérieur uniquement), Coussin condylien anti-migration, Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40° (préréglée à 10°), Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90°, Livré avec un kit de plots flexion/extension, Attaches de sangles tournantes (pivotantes).
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Facile à enfiler par l'avant</li><li>• Structure adaptable à la morphologie du patient</li><li>• Réalisée en aluminium de qualité aéronautique</li><li>• Légère</li><li>• Possibilité de blocage à 0°, sur demande (extension complète)</li><li>• Bande anti-migration intégrée</li></ul>



Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## ORMED® Artrocare® Pro 3

No d'art. droite	No d'art. gauche	Désignation	Taille	Circonférence genou
DJO.11-1625-1	DJO.11-1624-1	ORMED®, Artrocare® Pro3	X-Small	30 - 33 cm
DJO.11-1625-2	DJO.11-1624-2	ORMED®, Artrocare® Pro3	Small	33 - 35 cm
DJO.11-1625-3	DJO.11-1624-3	ORMED®, Artrocare® Pro3	Medium	35 - 38 cm
DJO.11-1625-4	DJO.11-1624-4	ORMED®, Artrocare® Pro3	Large	38 - 43 cm
DJO.11-1625-5	DJO.11-1624-5	ORMED®, Artrocare® Pro3	X-Large	43 - 48 cm
DJO.11-1625-6	DJO.11-1624-6	ORMED®, Artrocare® Pro3	XX-Large	48 - 53 cm
DJO.11-1625-7	DJO.11-1624-7	ORMED®, Artrocare® Pro3	XXX-Large	43 - 58 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DONJOY® IMMO AT4 – Trois parties



- Indication** Immobilisation du genou (post-opératoire, post-traumatique).
- Fonction** Immobilisation et maintien, en remplacement d'un bandage plâtré.
- Avantages**
- Ajustement individuel grâce à des attelles réglables et des fermetures Velcro
  - Les attelles pré-formées assurent une immobilisation optimale
  - Mise en place rapide et facile sur le patient
  - Bandage en waylex (microfibres en polyester)
  - Le matériau est très résistant – usure faible
  - Matériau respirant – perméable à l'air
  - Absorbe la transpiration
  - Lavage à la main – renforts amovibles
  - Peut être portée des deux côtés
  - Fermeture Velcro supplémentaire à l'intérieur pour un maintien renforcé
  - Couleur : gris/noir
  - Taille : taille unique

No d'art.	Désignation	Angle	Longueur	Longueur de jambes
DJO.4003-040	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou en trois parties	0°	40 cm	60 cm
DJO.4003-050	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou en trois parties	0°	50 cm	70 cm
DJO.4003-060	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou en trois parties	0°	60 cm	80 cm
DJO.4003-065	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou en trois parties	0°	65 cm	85 cm
DJO.4004-040	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou en trois parties	20°	40 cm	60 cm
DJO.4004-050	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou en trois parties	20°	50 cm	70 cm
DJO.4004-060	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou en trois parties	20°	60 cm	80 cm
DJO.4004-065	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou en trois parties	20°	65 cm	85 cm

No d'art. LiMA 05.04.03.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou, une partie



Indication	Immobilisation du genou (post-opératoire, post-traumatique).
Fonction	Immobilisation et maintien, en remplacement d'un bandage plâtré.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustement individuel grâce à des attelles réglables et des fermetures Velcro</li><li>• Les attelles pré-formées assurent une immobilisation optimale</li><li>• Mise en place rapide et facile sur le patient</li><li>• Bandage en waylex (microfibres en polyester)</li><li>• Le matériau est très résistant – usure faible</li><li>• Matériau respirant – perméable à l'air</li><li>• Absorbe la transpiration</li><li>• Lavage à la main – renforts amovibles</li><li>• Peut être portée des deux côtés</li><li>• Fermeture Velcro supplémentaire à l'intérieur pour un maintien renforcé</li></ul>



Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou, une partie

No d'art.	Désignation	Angle	Longueur	Longueur de jambes	* Circonférence de la cuisse	Taille
DJO.HN50-020	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou, une partie	0°	50 cm	70 cm	jusqu'à 46 cm	Small
DJO.HN50-030	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou, une partie	0°	50 cm	70 cm	46 – 51 cm	Medium
DJO.HN50-040	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou, une partie	0°	50 cm	70 cm	52 – 57 cm	Large
DJO.HN50-050	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou, une partie	0°	50 cm	70 cm	à partir de 58 cm	X-Large
DJO.HN60-020	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou, une partie	0°	60 cm	80 cm	jusqu'à 46 cm	Small
DJO.HN60-030	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou, une partie	0°	60 cm	80 cm	46 – 51 cm	Medium
DJO.HN60-040	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou, une partie	0°	60 cm	80 cm	52 – 57 cm	Large
DJO.HN60-050	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou, une partie	0°	60 cm	80 cm	à partir de 58 cm	X-Large
DJO.HZ50-020	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou, une partie	20°	50 cm	70 cm	jusqu'à 46 cm	Small
DJO.HZ50-030	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou, une partie	20°	50 cm	70 cm	46 – 51 cm	Medium
DJO.HZ50-040	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou, une partie	20°	50 cm	70 cm	52 – 57 cm	Large
DJO.HZ50-050	DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou, une partie	20°	50 cm	70 cm	à partir de 58 cm	X-Large

Valeurs standard : Longueur de l'orthèse = Longueur médiale des jambes – 20 cm  
Circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

No d'art. LiMA 05.04.03.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Orthèse de genou T43VD avec double articulation



Indication	Prévention de lésions du genou, maintien du genou lésé ou instable en cas d'insuffisance ligamentaire, prévention de l'hyperextension du genou ( <i>genu recurvatum</i> ), en phase de rééducation après lésion et reconstruction ligamentaires.
Fonction	Guidage médial et latéral grâce à une articulation en aluminium respectant l'anatomie du genou, compression.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Blocage de l'hyperextension à 180°</li><li>• Articulation physiologique en aluminium intégrée à l'orthèse</li><li>• Facile à enfiler grâce à son ouverture sur l'avant – convient particulièrement bien aux personnes âgées</li><li>• Réglage individuel grâce aux fermetures Velcro au-dessus et au-dessous de la rotule</li><li>• L'orthèse ne glisse pas grâce à la disposition des fermetures Velcro</li><li>• Doublure en tissu éponge en coton</li><li>• Aucune zone de pression – extrêmement confortable à porter</li><li>• Peut être portée des deux côtés</li><li>• Couleur : bleu</li></ul>

No d'art.	Désignation	* Circonférence	Taille
URI.T43VD XS	Orthèse de genou T43VD avec double articulation	22 – 27 cm	X-Small
URI.T43VD S	Orthèse de genou T43VD avec double articulation	27 – 32 cm	Small
URI.T43VD M	Orthèse de genou T43VD avec double articulation	32 – 37 cm	Medium
URI.T43VD L	Orthèse de genou T43VD avec double articulation	37 – 42 cm	Large
URI.T43VD XL	Orthèse de genou T43VD avec double articulation	42 – 47 cm	X-Large
URI.T43VD XXL	Orthèse de genou T43VD avec double articulation	47 – 52 cm	XX-Large

\* La circonférence doit être mesurée 10 cm au-dessus du centre de la rotule.

No d'art. LiMA 05.04.05.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Genouillère Genusil 422



- Indication** Gonalgies, arthrose, arthrite, chondropathie rotulienne (chondromalacie), maladie d'Osgood-Schlatter, syndrome rotulien, instabilité du genou due à un déséquilibre musculaire.
- Fonction** La genouillère est idéale pour soutenir le genou et soulager la pression sur la rotule. Un insert en silicone comprime et masse en douceur les tissus mous environnants, activant ainsi la circulation. La diminution de la tuméfaction et de l'œdème qui en résulte réduit la douleur. La genouillère soulage les genoux fatigués et douloureux. Elle apaise la douleur et diminue l'enflure pendant les activités quotidiennes et sportives.
- Avantages**
- Insert en silicone autour de la rotule
  - Ouverture au niveau de la rotule
  - Stabilité sans limitation de mouvement
  - Peut être portée des deux côtés
  - Ouverture au niveau du creux poplité
  - Couleur : gris/bleu

No d'art.	Désignation	* Circonférence	Taille
URI.422N S	Genouillère Genusil 422	27 – 32 cm	Small
URI.422N M	Genouillère Genusil 422	32 – 37 cm	Medium
URI.422N L	Genouillère Genusil 422	37 – 42 cm	Large
URI.422N XL	Genouillère Genusil 422	42 – 47 cm	X-Large
URI.422N XXL	Genouillère Genusil 422	47 – 52 cm	XX-Large

\* La circonférence doit être mesurée 10 cm au-dessus du centre de la rotule.

No d'art. LiMA 05.04.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Genouillère Genusil 422+



Indication	Luxations courantes de la rotule, syndrome rotulien, chondropathie rotulienne, douleurs arthritiques, arthrose, tendinite rotulienne, traitement post-opératoire après arthroscopie du genou.
Fonction	Guidage de la rotule. Stabilisation du genou grâce aux ressorts en spirale intégrés latéralement. Réduction de la pression exercée sur la rotule grâce à un insert rotulien en silicone. Favorise la résorption de l'œdème au niveau de la rotule.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Insert en silicone autour de la rotule</li><li>• Coton léger doux pour la peau – agréable même par de fortes chaleurs</li><li>• Stabilité sans limitation de mouvement</li><li>• Peut être portée des deux côtés</li><li>• Bandes Velcro supplémentaires pour un meilleur maintien</li><li>• Couleur : gris/bleu</li></ul>

No d'art.	Désignation	* Circonférence	Taille
URI.422N+ S	Genouillère Genusil 422+	27 – 32 cm	Small
URI.422N+ M	Genouillère Genusil 422+	32 – 37 cm	Medium
URI.422N+ L	Genouillère Genusil 422+	37 – 42 cm	Large
URI.422N+ XL	Genouillère Genusil 422+	42 – 47 cm	X-Large
URI.422N+ XXL	Genouillère Genusil 422+	47 – 52 cm	XX-Large

\* La circonférence doit être mesurée 10 cm au-dessus du centre de la rotule.

No d'art. LiMA 05.04.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Genouillère 45



Indication	Après des lésions mineures, en cas de douleurs d'intensité légère dans la zone du genou, contusions, élongations, entorses, insuffisance ligamentaire, tendances à l'œdème, lésions du ménisque.
Fonction	Légère compression sur le genou.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coton doux pour la peau</li><li>• Lavable</li><li>• Peut être portée des deux côtés</li><li>• Couleur : blanc</li></ul>

No d'art.	Désignation	* Circonférence	Taille
URI.45 XS	Genouillère 45	22 – 37 cm	X-Small
URI.45 S	Genouillère 45	27 – 32 cm	Small
URI.45 M	Genouillère 45	32 – 37 cm	Medium
URI.45 L	Genouillère 45	37 – 42 cm	Large
URI.45 XL	Genouillère 45	42 – 47 cm	X-Large
URI.45 XXL	Genouillère 45	47 – 52 cm	XX-Large

\* La circonférence doit être mesurée 10 cm au-dessus du centre de la rotule.

No d'art. LiMA 34.99.06.01.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Ceinture thoracique 15



- Indication Côtés fracturés.
- Fonction Stabilisation optimale des côtes fracturées, soulagement de la douleur.
- Avantages
- Préformée anatomiquement pour femme et homme
  - Confort élevé grâce au tissu éponge en coton
  - Couleur : blanc

No d'art.	Désignation	Type	* Circonférence en dessous de la poitrine	Taille
URI.15W XS	Ceinture thoracique 15	Femme	60 – 70 cm	X-Small
URI.15W S	Ceinture thoracique 15	Femme	70 – 80 cm	Small
URI.15W M	Ceinture thoracique 15	Femme	80 – 90 cm	Medium
URI.15W L	Ceinture thoracique 15	Femme	90 – 100 cm	Large
URI.15W XL	Ceinture thoracique 15	Femme	100 – 110 cm	X-Large
URI.15W XXL	Ceinture thoracique 15	Femme	110 – 120 cm	XX-Large

No d'art.	Désignation	Type	* Tour de poitrine	Taille
URI.15M XS	Ceinture thoracique 15	Homme	69 – 79 cm	X-Small
URI.15M S	Ceinture thoracique 15	Homme	79 – 88 cm	Small
URI.15M M	Ceinture thoracique 15	Homme	88 – 98 cm	Medium
URI.15M L	Ceinture thoracique 15	Homme	98 – 108 cm	Large
URI.15M XL	Ceinture thoracique 15	Homme	109 – 118 cm	X-Large
URI.15M XXL	Ceinture thoracique 15	Homme	118 – 127 cm	XX-Large

\* Pour mesurer la taille : dessous de poitrine pour les Femme / tour de poitrine pour les Homme

No d'art. LiMA 05.11.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Ceinture abdominale 11



- Indication** Traitement post-opératoire après intervention chirurgicale dans la région lombaire, ceinture de soutien après la grossesse.
- Fonction** Soutien de la musculature abdominale et des organes internes. Amélioration de la posture. Remet les organes internes à leur position correcte.
- Avantages**
- Fixation et réglage simple grâce à la fermeture Velcro
  - Matériau tricoté respirant
  - Couleur : couleur chair

No d'art.	Désignation	* Tour de taille	Taille
URI.11 XS	Ceinture abdominale 11	65 – 75 cm	X-Small
URI.11 S	Ceinture abdominale 11	75 – 85 cm	Small
URI.11 M	Ceinture abdominale 11	85 – 95 cm	Medium
URI.11 L	Ceinture abdominale 11	95 – 105 cm	Large
URI.11 XL	Ceinture abdominale 11	105 – 115 cm	X-Large
URI.11 XXL	Ceinture abdominale 11	115 – 125 cm	XX-Large

\* La circonférence doit être mesurée au niveau de la taille.

No d'art. LiMA 05.11.11.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Ceinture post-opératoire 11PS



- Indication** Traitement post-opératoire.
- Fonction** Décharge et protection de la suture, maintien des pansements en place. Les matériaux très confortables qui composent la ceinture permettent, en cas des blessures abdominales, de l'utiliser immédiatement après un accident. Elle peut être utilisée sur la peau, pour maintenir les pansements appliqués sur des plaies ouvertes.
- Avantages**
- Accès facile aux pansements grâce à la fermeture Velcro
  - Coton doux pour la peau, respirant, tissu éponge dans la zone de la plaie
  - Doux – n'entaille pas la peau
  - Lavable et réutilisable
  - Couleur : couleur chair

No d'art.	Désignation	* Tour de taille	Taille
URI.11PS S	Ceinture post-opératoire 11PS	75 – 85 cm	Small
URI.11PS M	Ceinture post-opératoire 11PS	85 – 95 cm	Medium
URI.11PS L	Ceinture post-opératoire 11PS	95 – 105 cm	Large
URI.11PS XL	Ceinture post-opératoire 11PS	105 – 115 cm	X-Large
URI.11PS XXL	Ceinture post-opératoire 11PS	115 – 125 cm	XX-Large

\* La circonférence doit être mesurée au niveau de la taille.

No d'art. LiMA 05.14.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Ceinture sacro-lombaire 79



- Indication** Syndrome facettaire lombaire, lombalgies, lumbago aigu, ostéoarthrite, forme légère d'amyotrophie spinale, décharge post-opératoire.
- Fonction** La ceinture sacro-lombaire apporte un soutien maximal en cas de tensions ou de lombalgies. Elle soulage les douleurs lombaires dues à une fatigue ou à des sollicitations excessives et comprime la partie inférieure du dos et de l'abdomen. Elle améliore la posture et maintient la région sacro-lombaire.
- Avantages**
- Très robuste
  - Confortable et facile à mettre en place
  - Lavable
  - Couleur : noir

No d'art.	Désignation	* Tour de taille	Taille
URI.079 S	Ceinture sacro-lombaire 79	75 – 85 cm	Small
URI.079 M	Ceinture sacro-lombaire 79	85 – 95 cm	Medium
URI.079 L	Ceinture sacro-lombaire 79	95 – 105 cm	Large
URI.079 XL	Ceinture sacro-lombaire 79	105 – 115 cm	X-Large
URI.079 XXL	Ceinture sacro-lombaire 79	115 – 125 cm	XX-Large

\* La circonférence doit être mesurée au niveau de la taille.

No d'art. LiMA 05.14.04.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Bandage de hanche 49PS



Indication	Bandage post-opératoire.
Fonction	Maintien des pansements, décharge de la suture.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accès facile aux pansements grâce à la fermeture Velcro – utilisation simplifiée par rapport aux bandes élastiques habituelles</li><li>• Coton perméable à l'air</li><li>• Doux – n'entaille pas la peau</li><li>• Lavable et réutilisable</li><li>• Peut être portée des deux côtés</li><li>• Couleur : couleur chair</li></ul>

No d'art.	Désignation	* Tour de taille	Taille
URI.49PS XS	Bandage de hanche 49PS	65 – 75 cm	X-Small
URI.49PS S	Bandage de hanche 49PS	75 – 85 cm	Small
URI.49PS M	Bandage de hanche 49PS	85 – 95 cm	Medium
URI.49PS L	Bandage de hanche 49PS	95 – 105 cm	Large
URI.49PS XL	Bandage de hanche 49PS	105 – 115 cm	X-Large
URI.49PS XXL	Bandage de hanche 49PS	115 – 125 cm	XX-Large

\* La circonférence doit être mesurée au niveau de la taille.

No d'art. LiMA 05.11.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Minerve Patriot



- Indication** Premiers secours : suspicion d'entorse/fracture des vertèbres cervicales.  
En général : syndrome cervical sévère, légère subluxation traumatique, instabilité de la colonne cervicale, spondylarthrose sévère, traitement post-opératoire.
- Fonction** Aide au transport en cas d'accident, immobilisation prolongée de la colonne cervicale, décharge partielle, correction posturale.
- Avantages**
- Minerve associant la rigidité d'une partie extérieure en plastique dur et le confort d'une partie en mousse de Plastazote
  - Deux tailles
  - Réglage de la hauteur
  - Couleur : noir/blanc

No d'art.	Désignation	* Circonférence du tour du cou	Hauteur de col	Taille
106.009	Minerve Patriot	28 – 58 cm	3 hauteurs différentes	Adulte

\* La circonférence doit être mesurée autour du cou.

No d'art. LiMA 05.12.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Minerve Philadelphia™



- Indication** Premiers secours : suspicion d'entorse/fracture des vertèbres cervicales  
En général : syndrome cervical sévère, légère subluxation traumatique, instabilité de la colonne cervicale, spondylarthrose sévère.
- Fonction** Aide au transport en cas d'accident, immobilisation prolongée de la colonne cervicale, décharge partielle, correction posturale.
- Avantages**
- Minerve associant la rigidité d'une partie extérieure en plastique dur et le confort d'une partie en mousse de Plastazote
  - Les fermetures Velcro réglables des deux côtés permettent un ajustement facile, rapide et individuel

No d'art.	Désignation	Modèle	Hauteur de col	Taille	* Circonférence du tour du cou
106.001.020	Minerve Philadelphia™	Avec l'orifice de trachéotomie	6 cm	Small	25 – 30 cm
106.001.030	Minerve Philadelphia™	Avec l'orifice de trachéotomie	6 cm	Medium	31 – 38 cm
106.001.040	Minerve Philadelphia™	Avec l'orifice de trachéotomie	6 cm	Large	39 – 48 cm
106.002.020	Minerve Philadelphia™	Avec l'orifice de trachéotomie	8 cm	Small	25 – 30 cm
106.002.030	Minerve Philadelphia™	Avec l'orifice de trachéotomie	8 cm	Medium	31 – 38 cm
106.002.040	Minerve Philadelphia™	Avec l'orifice de trachéotomie	8 cm	Large	39 – 48 cm
106.003.020	Minerve Philadelphia™	Avec l'orifice de trachéotomie	11 cm	Small	25 – 30 cm
106.003.030	Minerve Philadelphia™	Avec l'orifice de trachéotomie	11 cm	Medium	31 – 38 cm
106.003.040	Minerve Philadelphia™	Avec l'orifice de trachéotomie	11 cm	Large	39 – 48 cm
106.004.020	Minerve Philadelphia™	Avec l'orifice de trachéotomie	13 cm	Small	25 – 30 cm
106.004.030	Minerve Philadelphia™	Avec l'orifice de trachéotomie	13 cm	Medium	31 – 38 cm
106.004.040	Minerve Philadelphia™	Avec l'orifice de trachéotomie	13 cm	Large	39 – 48 cm

Le revêtement est disponible sous les No d'art.s 106.005.020 (S), 106.005.030 (M) et 106.005.040 (L).

\* La circonférence doit être mesurée autour du cou.

No d'art. LiMA 05.12.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Minerve 62FC



- Indication**            Syndrome cervical léger, ostéochondrose et spondylarthrose sans douleur aiguë, traitement des lésions traumatiques.
- Fonction**             Maintien léger, fixation partielle de la colonne cervicale, correction posturale active (rappel).
- Avantages**            • Revêtement en tissu éponge en coton  
• Lavable  
• Couleur : couleur chair

No d'art.	Désignation	Modèle	Hauteur de col	* Circonférence du tour du cou	Taille
URI.62FC XXS	Minerve 62FC	Housse protectrice en tissu éponge	5 cm	29 – 33 cm	XX-Small
URI.62FC XS	Minerve 62FC	Housse protectrice en tissu éponge	6 cm	33 – 37 cm	X-Small
URI.62FC S	Minerve 62FC	Housse protectrice en tissu éponge	8 cm	32 – 37 cm	Small
URI.62FC M	Minerve 62FC	Housse protectrice en tissu éponge	9 cm	38 – 43 cm	Medium
URI.62FC L	Minerve 62FC	Housse protectrice en tissu éponge	10 cm	44 – 48 cm	Large
URI.62FC XL	Minerve 62FC	Housse protectrice en tissu éponge	11 cm	49 – 53 cm	X-Large

\* La circonférence doit être mesurée autour du cou.

No d'art. LIMA 05.12.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Minerve 60C



- Indication**            Syndrome cervical léger, ostéochondrose et spondylarthrose sans douleur aiguë, traitement des lésions traumatiques.
- Fonction**             Maintien léger, fixation partielle de la colonne cervicale, correction posturale active (rappel).
- Avantages**            • Respectueux de l'environnement – housse en coton écru  
• Lavable  
• Couleur : couleur chair

No d'art.	Désignation	Modèle	Hauteur de col	* Circonférence du tour du cou	Taille
URI.60C XXS	Minerve 60C	Housse protectrice en coton	5 cm	29 – 33 cm	X-Small
URI.60C XS	Minerve 60C	Housse protectrice en coton	6 cm	33 – 37 cm	Small
URI.60C S	Minerve 60C	Housse protectrice en coton	8 cm	32 – 37 cm	Medium
URI.60C M	Minerve 60C	Housse protectrice en coton	9 cm	38 – 43 cm	Large
URI.60C L	Minerve 60C	Housse protectrice en coton	10 cm	44 – 48 cm	X-Large
URI.60C XL	Minerve 60C	Housse protectrice en coton	11 cm	49 – 53 cm	XX-Large

\* La circonférence doit être mesurée autour du cou.

No d'art. LiMA 05.12.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Ortho-Gilet orthopédique



- Indication** Traumatismes de l'épaule : luxations, fractures (trochiter, tête de l'humérus, cotyle), fractures de la clavicule, post-opératoire : chirurgie de la coiffe des rotateurs, de l'articulation acromio-claviculaire ou de la clavicule.
- Fonction** Le gilet orthopédique permet d'immobiliser le membre supérieur dans une position où l'angle du coude peut varier.
- Avantages**
- Peut être portée des deux côtés
  - Facile à enfiler
  - Fermeture à l'avant
  - Extrêmement confortable à porter
  - Pas de zone de pression, n'entaille pas la peau
  - Respirant
  - Lavable
  - Couleur : couleur chair

No d'art.	Désignation	* Tour de poitrine	Taille
ADH.G01	Ortho-Gilet orthopédique	jusqu'à 72 cm	X-Small
ADH.G02	Ortho-Gilet orthopédique	73 – 85 cm	Small
ADH.G03	Ortho-Gilet orthopédique	86 – 95 cm	Medium
ADH.G04	Ortho-Gilet orthopédique	96 – 110 cm	Large
ADH.G05	Ortho-Gilet orthopédique	111 – 130 cm	X-Large
ADH.G06	Ortho-Gilet orthopédique	131 – 150 cm	XX-Large

\* La circonférence doit être mesurée au niveau de la poitrine.

No d'art. LIMA 05.09.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Premium – Immobilisateur bras-épaule EMO SH450



Indication Luxations, traitement post-opératoire, alternative thérapeutique.

Fonction Immobilisation individuelle efficace du bras et de l'épaule.

Avantages

- Manipulation facile grâce à un manchon préfabriqué
- Immobilisation individuelle possible
- Peut être portée des deux côtés
- Extrêmement confortable
- Pas de zone de pression, n'entaille pas la peau
- Respirant
- Lavable (30 °C)
- Couleur : bleu

No d'art.	Désignation	* Tour de taille	Taille
FRP.33 00 10	Immobilisateur bras-épaule	jusqu'à 48 cm	X-Small
FRP.33 00 20	Immobilisateur bras-épaule	48 – 60 cm	Small
FRP.33 00 30	Immobilisateur bras-épaule	61 – 94 cm	Medium
FRP.33 00 40	Immobilisateur bras-épaule	95 – 110 cm	Large
FRP.33 00 50	Immobilisateur bras-épaule	111 – 125 cm	X-Large

\* La circonférence doit être mesurée au niveau de la taille.

No d'art. LIMA 05.09.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Bandage tubulaire bras et épaule 86U – en 1 partie



Indication	Traitement post-traumatique, traitement post-opératoire après interventions au niveau de l'épaule, luxation de l'articulation acromio-claviculaire.
Fonction	Immobilisation et décharge de l'articulation de l'épaule en position d'adduction.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coton confortable et doux pour la peau</li><li>• Zone de la main en tissu éponge en coton</li><li>• Facile et rapide à enfiler</li><li>• Fixation solide</li><li>• Lavable</li><li>• Peut être portée des deux côtés</li><li>• Couleur : blanc</li></ul>

No d'art.	Désignation	* Tour de bras	Taille
URI.86U S	Bandage tubulaire bras et épaule 86U	23 – 25 cm	Small
URI.86U M	Bandage tubulaire bras et épaule 86U	25 – 28 cm	Medium
URI.86U L	Bandage tubulaire bras et épaule 86U	28 – 30 cm	Large
URI.86U XL	Bandage tubulaire bras et épaule 86U	30 – 32 cm	X-Large
URI.86U XXL	Bandage tubulaire bras et épaule 86U	32 – 34 cm	XX-Large

\* La circonférence doit être mesurée autour du bras (milieu du biceps).

No d'art. LIMA 05.09.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## EMO ImmoBLUE Bandage Gilchrist – Bandage d'immobilisation de l'épaule



- Indication** Traitement post-traumatique, traitement post-opératoire après interventions au niveau de l'épaule, luxation de l'articulation acromio-claviculaire.
- Fonction** Immobilisation et décharge de l'articulation de l'épaule en position d'adduction.
- Avantages**
- Immobilisation sûre/design épuré
  - Mobilisation possible du bras
  - Pas de zone de pression, n'entaille pas la peau (rembourrage de l'épaule)
  - Facile à enfiler
  - Peut être portée des deux côtés
  - Lavable (30 °C)
  - Couleur : bleu foncé

No d'art.	Désignation	Longueur du bandage	Taille
FRP.1000-010	ImmoBLUE Bandage Gilchrist – Bandage d'immobilisation de l'épaule	jusqu'à 65 cm	X-Small
FRP.1000-020	ImmoBLUE Bandage Gilchrist – Bandage d'immobilisation de l'épaule	66 – 78 cm	Small
FRP.1000-030	ImmoBLUE Bandage Gilchrist – Bandage d'immobilisation de l'épaule	79 – 112 cm	Medium
FRP.1000-040	ImmoBLUE Bandage Gilchrist – Bandage d'immobilisation de l'épaule	113 – 127 cm	Large
FRP.1000-050	ImmoBLUE Bandage Gilchrist – Bandage d'immobilisation de l'épaule	128 – 142 cm	X-Large

No d'art. LiMA 05.09.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DONJOY® Vario-Gilet – Bandage d’immobilisation



Indication	Luxations, traitement post-opératoire, alternative thérapeutique.
Fonction	Le gilet confortable et respirant pour l’immobilisation individuelle efficace du bras et de l’épaule.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conception robuste</li><li>• Immobilisation individuelle possible</li><li>• Taille unique</li><li>• Extrêmement confortable</li><li>• Respirant</li><li>• Pas de zone de pression, n’entaille pas la peau</li><li>• Couleur : bleu</li></ul>

No d’art.	Désignation	Taille
30 00 00	DONJOY® Vario-Gilet – Bandage d’immobilisation	Taille unique

No d’art. LiMA 05.09.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants


Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## SAW 60 Coussin d'abduction de l'épaule, pompe incluse



- Indication** Fracture du tubercule majeur à faible dislocation, traitement de la capsulite rétractile (épaule gelée) après mobilisation, traitement post-opératoire des endoprothèses et arthroprothèses de l'épaule, traitement post-opératoire après interventions chirurgicales à la coiffe de rotateur, lésions des nerfs.
- Fonction** Immobilisation en position d'abduction à 60°, décharge de l'espace sous-acromial, exercice de la musculature de l'avant-bras, mobilisation de l'épaule dans des mouvements horizontaux, prévention de l'adhésion au niveau de l'espace sous-acromial, sous-coracoïdal et sous-deltaïdal.
- Avantages**
- Structure du coussin : chambre d'air intérieure gonflable de forme cylindrique en plastique très résistant
  - Abduction réglable grâce au gonflage du coussin
  - Support pour l'avant-bras et la main
  - Décharge et immobilisation efficaces
  - Fermeture Velcro et à crochets pratique
  - Agréable à porter – matériau souple
  - Très léger
  - Taille unique
  - Peut être portée des deux côtés
  - Mise en place très facile
  - Lavable et réutilisable
  - Couleur : noir
- Indication** La pompe est incluse dans la livraison

No d'art.	Désignation	Taille
2800-001	SAW 60 Coussin d'abduction de l'épaule, pompe incluse	Taille unique

No d'art. LiMA 23.25.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Coussin d'abduction de l'épaule



- Indication** Traitement post-opératoire après interventions au niveau de l'épaule (coiffe des rotateurs, fracture de l'humérus).
- Fonction** Décharge et immobilisation de l'articulation de l'épaule et du bras, réglage de l'adduction/abduction (de 85° à 30° environ).
- Avantages**
- Décharge et immobilisation efficaces
  - Agréable à porter – matériau souple
  - Très léger
  - Taille unique
  - Peut être portée des deux côtés
  - Mise en place très facile
  - Lavable
  - Couleur : couleur chair

No d'art.	Désignation	Taille
104.002	Coussin d'abduction de l'épaule	Taille unique

No d'art. LiMA 23.25.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Bretelle de soutien pour le bras



Bretelle à fixation prête à l'emploi, tissée, colorée, apprêtée, ajustable par boucle en métal. Après fracture du bras ou opération de l'épaule.

Indication En cas de fractures, d'entorses ou autres blessures.

Fonction Soutien et positionnement précis du bras.

Avantages

- Sangle et fermeture réglables
- Maintien du bras dans une position précise
- Lavable (30 °C)
- Toxicologie : fils textiles conformes à la certification Öko-Tex 100, produit de classe 1 pour articles bébés
- Durée de vie : 5 ans

Indication Les bretelles sont à adapter de manière à ce que la main et l'avant-bras forment une ligne droite.

No d'art.	Désignation	Matériau	Couleur	Masse	Longueur
80-000	Bretelle de soutien pour le bras	100 % coton	Beige	5,5 × 200 cm	Adulte
80-030	Bretelle de soutien pour le bras	100 % coton	Bleu	5,5 × 200 cm	Adulte
80-010	Bretelle de soutien pour le bras	100 % coton	Bleu	5,5 × 150 cm	Enfant
80-040	Bretelle de soutien pour le bras	68 % coton / 32 % PE	Noir	3,7 × 180 cm	Adulte
80-020	Bretelle de soutien pour le bras	68 % coton / 32 % PE	Noir	3,7 × 150 cm	Enfant

No d'art. LiMA 34.99.01.01.1 (enfant)

No d'art. LiMA 34.99.01.03.1 (adulte)

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Bandage anti-épicondylite



- Indication           Épicondylite cubitale et radiale.
- Fonction             Réduction de la douleur grâce à la pression exercée sur les muscles radiaux et cubitaux par le rembourrage.
- Avantages
  - Manipulation simple et effet maximal
  - 2 variantes : tissu éponge en coton ou néoprène et tissu éponge en coton
  - Fermeture Velcro
  - Peut être portée des deux côtés

### 1.

No d'art.	Désignation	Matériau	Couleur	Taille
URI.91 0	Bandage anti-épicondylite 91	Tissu éponge en coton	Blanc	Taille unique

### 2.

No d'art.	Désignation	Matériau	Couleur	* Circonférence	Taille
URI.N91 XS-S	Bandage anti-épicondylite N91	Néoprène/tissu éponge	Noir	21 – 23 cm	X-Small/Small
URI.N91 S-M	Bandage anti-épicondylite N91	Néoprène/tissu éponge	Noir	23 – 28 cm	Small/ Medium
URI.N91 L-XL	Bandage anti-épicondylite N91	Néoprène/tissu éponge	Noir	28 – 32 cm	Large/ X-Large
URI.N91 XXL	Bandage anti-épicondylite N91	Néoprène/tissu éponge	Noir	32 – 34 cm	XX-Large

\* La circonférence doit être mesurée au niveau du coude avec ce dernier fléchi à un angle de 90°.

No d'art. LiMA 05.08.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Bandage claviculaire Clafix



Indication Fracture de la clavicule, traitement post-traumatique/post-opératoire.

Fonction Redressement et immobilisation.

Avantages

- Facile à enfiler
- Mise sous tension progressive
- Ne glisse pas pendant toute la durée du traitement
- Conception robuste
- Matériau doux pour la peau
- Extrêmement confortable
- Lavable (30 °C)
- Couleur : blanc

No d'art.	Désignation	Taille
2200-000	Bandage claviculaire Clafix	Adulte
2200-010	Bandage claviculaire Clafix	Enfant de 3 à 6 ans

No d'art. LiMA 05.09.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Bandage claviculaire 74



Indication	Fracture de la clavicule, traitement post-traumatique/post-opératoire.
Fonction	Redressement.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Facile à enfiler</li><li>• Fermeture Velcro de sécurité</li><li>• Les coussins ajustables en tissu éponge situés sous les aisselles protègent des lésions cutanées, absorbent la sueur et assurent un très grand confort</li><li>• Hypoallergénique</li><li>• Souple</li><li>• Lavable</li><li>• Couleur : couleur chair</li></ul>

No d'art.	Désignation	* Tour de poitrine	Taille
URI.74 S-M	Bandage claviculaire 74	60 – 80 cm	Small/Medium
URI.74 L-XL	Bandage claviculaire 74	80 – 100 cm	Large/X-Large

\* La circonférence doit être mesurée au niveau de la poitrine.

No d'art. LiMA 05.09.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Orthèse de poignet OTTEC



- Indication** Ostéoarthrite dégénérative, arthrose, entorses récidivantes, tendinite, traumatisme para-articulaire du poignet sans fracture, immobilisation fonctionnelle de l'articulation, traitement post-opératoire.
- Fonction** Immobilisation et stabilisation du poignet, accélération du processus de guérison post-lésionnel, soulagement de la douleur et inhibition des inflammations en cas de lésion douloureuse du poignet.
- Avantages**
- Facile à enfiler
  - Respirant
  - Thermorégulatrice
  - Matériau élastique multidirectionnel
  - Compression légère et régulière
  - Le design de l'orthèse permet l'utilisation de la pince à trois doigts

No d'art.	Désignation	Couleur	* Circonférence	Côté	Taille
19-021	Orthèse de poignet OTTEC	Noir	13 – 15 cm	Gauche	Small
19-031	Orthèse de poignet OTTEC	Noir	15 – 18 cm	Gauche	Medium
19-041	Orthèse de poignet OTTEC	Noir	18 – 21 cm	Gauche	Large
19-022	Orthèse de poignet OTTEC	Noir	13 – 15 cm	Droite	Small
19-032	Orthèse de poignet OTTEC	Noir	15 – 18 cm	Droite	Medium
19-042	Orthèse de poignet OTTEC	Noir	18 – 21 cm	Droite	Large

\* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

No d'art. LiMA 05.07.03.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Orthèse de poignet OTTEC – avec passe-pouce



Indication	Inflammation aiguë et chronique du poignet, maintien en cas de sollicitation excessive du poignet, instabilité légère persistante, arthrose, faibles douleurs rhumatismales, traumatisme sans fracture dans la zone du poignet, traitement post-opératoire.
Fonction	Accélération du processus de guérison post-lésionnel, soulagement de la douleur et réduction de l'inflammation en cas de lésions douloureuses du poignet et de tendinites dans la zone du pouce, immobilisation des articulations carpo-métacarpienne (CMC) et métacarpo-phalangienne (MCP) du pouce, abduction du pouce.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Facile à enfiler</li><li>• Respirant</li><li>• Thermorégulatrice</li><li>• Matériau élastique multidirectionnel</li><li>• Compression légère et régulière</li></ul>

No d'art.	Désignation	Modèle	* Circonférence	Côté	Taille
28-021	Orthèse de poignet OTTEC	Avec passe-pouce	13 – 15 cm	Gauche	Small
28-031	Orthèse de poignet OTTEC	Avec passe-pouce	15 – 18 cm	Gauche	Medium
28-041	Orthèse de poignet OTTEC	Avec passe-pouce	18 – 21 cm	Gauche	Large
28-022	Orthèse de poignet OTTEC	Avec passe-pouce	13 – 15 cm	Droite	Small
28-032	Orthèse de poignet OTTEC	Avec passe-pouce	15 – 18 cm	Droite	Medium
28-042	Orthèse de poignet OTTEC	Avec passe-pouce	18 – 21 cm	Droite	Large

\* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

No d'art. LiMA 05.07.04.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Orthèse de pouce OTTEC



Indication	Irritations chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires au niveau de l'articulation carpo-métacarpienne, traitement post-opératoire, irritation de l'articulation métacarpienne.
Fonction	Apaisement de la douleur, sollicitation excessive de la zone du pouce, fonctionnement optimal de la main.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Facile à enfiler</li><li>• Respirant</li><li>• Thermorégulatrice</li><li>• Matériau élastique multidirectionnel</li><li>• Compression légère et régulière</li></ul>

No d'art.	Désignation	* Circonférence	Côté	Taille
29-021	Orthèse de pouce OTTEC	13 – 15 cm	Gauche	Small
29-031	Orthèse de pouce OTTEC	15 – 18 cm	Gauche	Medium
29-041	Orthèse de pouce OTTEC	18 – 21 cm	Gauche	Large
29-022	Orthèse de pouce OTTEC	13 – 15 cm	Droite	Small
29-032	Orthèse de pouce OTTEC	15 – 18 cm	Droite	Medium
29-042	Orthèse de pouce OTTEC	18 – 21 cm	Droite	Large

\* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

No d'art. LiMA 05.07.04.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DONJOY® ManuForm™ – Orthèse de poignet



- Indication** Toutes les indications nécessitant une immobilisation du poignet, telles que:
- Entorses et traumatismes du poignet
  - Immobilisation pré- et post-opératoire
- Fonction** Orthèse de poignet pour l'immobilisation dans au moins deux directions de mouvement.
- Avantages**
- Tiges en aluminium malléable
  - 3 sangles pour un ajustement optimal
  - 2 attelles dorsales
  - Peut être appliqué d'une seule main
  - Le bouton empêche la ceinture de glisser hors de la boucle
  - 104 g: extrêmement facile à transporter sur le bras

No d'art. droite	No d'art. gauche	Désignation	Taille	Circonférence*
DJO.82-96260	DJO.82-96250	DONJOY® ManuForm™	X-Small	11 - 14 cm
DJO.82-96262	DJO.82-96252	DONJOY® ManuForm™	Small	14 - 16 cm
DJO.82-96263	DJO.82-96253	DONJOY® ManuForm™	Medium	16 - 19 cm
DJO.82-96264	DJO.82-96254	DONJOY® ManuForm™	Large	19 - 21 cm
DJO.82-96265	DJO.82-96255	DONJOY® ManuForm™	X-Large	21 - 24 cm

\* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DONJOY® ManuForm+™ – Orthèse de poignet avec fixation du pouce



Indication	Entorses et traumatismes, Tendinopathie, Rhizarthrose, Syndrome du canal carpien, Immobilisation pré- et post-opératoire
Fonction	Orthèse de poignet avec fixation du pouce pour l'immobilisation.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avec fixation du pouce</li><li>• Tiges en aluminium malléable</li><li>• 3 sangles pour un ajustement et une stabilité optimaux</li><li>• 2 attelles dorsales</li><li>• Appliquer d'une seule main</li><li>• Le bouton empêche la ceinture de glisser hors de la boucle</li><li>• 116 g: extrêmement facile à transporter sur le bras</li></ul>

No d'art. droite	No d'art. gauche	Désignation	Taille	Circonférence*
DJO.82-96280	DJO.82-96270	DONJOY® ManuForm+™	X-Small	11 - 14 cm
DJO.82-96282	DJO.82-96272	DONJOY® ManuForm+™	Small	14 - 16 cm
DJO.82-96283	DJO.82-96273	DONJOY® ManuForm+™	Medium	16 - 19 cm
DJO.82-96284	DJO.82-96274	DONJOY® ManuForm+™	Large	19 - 21 cm
DJO.82-96285	DJO.82-96275	DONJOY® ManuForm+™	X-Large	21 - 24 cm

\* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DONJOY® DigiForm™ – Orthèse pouce/doigt



Indication	Entorses, Fractures et luxations de doigts (1 à 2 doigts), Immobilisation post-traumatique, pré- ou post-opératoire
Fonction	Orthèse pouce / doigt pour immobiliser les joints interphalangiennes. Permet l'immobilisation de 1 à 2 doigts.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adaptation au patient individuel</li><li>• L'attelle en aluminium offre une excellente stabilité</li><li>• 4 sangles pour un ajustement adapté et adaptable au patient</li><li>• Peut être portée des deux côtés</li></ul>

No d'art.	Désignation	Taille	Longueur de la main*
DJO.82-96200	DONJOY® DigiForm™	X-Small	11 - 15 cm
DJO.82-96202	DONJOY® DigiForm™	Small-Medium	15 - 19 cm
DJO.82-96203	DONJOY® DigiForm™	Large-X-Large	19 - 23 cm

\*Longueur de la main : veuillez mesurer du bout du doigt au poignet.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DONJOY® DigiForm+™ – Orthèse de poignet



- Indication** Entorses, luxations, subluxations, Fractures, Immobilisation post-traumatique, pré et post-opératoire
- Fonction** Orthèse de poignet avec fixation des doigts pour l'immobilisation.  
Permet d'immobiliser jusqu'à 4 doigts  
Le support des doigts peut être ajusté à 2 ou 4 doigts selon les besoins
- Avantages**
- Le système à 4 ceintures permet une stabilité optimale et un excellent ajustement
  - Peut être portée des deux côtés

No d'art.	Désignation	Taille	Circonférence*
DJO.82-96210	DONJOY® DigiForm+™	X-Small	11 - 14 cm
DJO.82-96212	DONJOY® DigiForm+™	Small	14 - 16 cm
DJO.82-96213	DONJOY® DigiForm+™	Medium	16 - 19 cm
DJO.82-96214	DONJOY® DigiForm+™	Large	19 - 21 cm
DJO.82-96215	DONJOY® DigiForm+™	X-Large	21 - 24 cm

\* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Orthèse de poignet – avec passe-pouce



**Indication** Lésions de la main, des tissus, lésions musculaires et tendineuses, inflammations, après le retrait d'un plâtre.

**Fonction** Immobilisation totale du poignet.

**Avantages**

- Tissu en coton élastique robuste avec renforts en aluminium
- Confortable
- Couleur : noir

No d'art. gauche	No d'art. droite	Désignation	Modèle	Longueur	* Circonférence	Taille
105.002.210	105.002.110	Orthèse de poignet avec passe-pouce	Version longue	22,8 cm	11 – 13 cm	X-Small
105.002.220	105.002.120	Orthèse de poignet avec passe-pouce	Version longue	22,8 cm	14 – 16 cm	Small
105.002.230	105.002.130	Orthèse de poignet avec passe-pouce	Version longue	22,8 cm	17 – 19 cm	Medium
105.002.240	105.002.140	Orthèse de poignet avec passe-pouce	Version longue	22,8 cm	20 – 22 cm	Large
105.002.250	105.002.150	Orthèse de poignet avec passe-pouce	Version longue	22,8 cm	23 – 25 cm	X-Large
105.002.260	105.002.160	Orthèse de poignet avec passe-pouce	Version longue	22,8 cm	26 – 28 cm	XX-Large
105.002.270	105.002.170	Orthèse de poignet avec passe-pouce	Version longue	22,8 cm	29 – 31 cm	XXX-Large
105.001.210	105.001.110	Orthèse de poignet avec passe-pouce	Version courte	17,5 cm	11 – 13 cm	X-Small
105.001.220	105.001.120	Orthèse de poignet avec passe-pouce	Version courte	17,5 cm	20 – 22 cm	Small
105.001.230	105.001.130	Orthèse de poignet avec passe-pouce	Version courte	17,5 cm	17 – 19 cm	Medium
105.001.240	105.001.140	Orthèse de poignet avec passe-pouce	Version courte	17,5 cm	20 – 22 cm	Large
105.001.250	105.001.150	Orthèse de poignet avec passe-pouce	Version courte	17,5 cm	23 – 25 cm	X-Large
105.001.260	105.001.160	Orthèse de poignet avec passe-pouce	Version courte	17,5 cm	26 – 28 cm	XX-Large
105.001.270	105.001.170	Orthèse de poignet avec passe-pouce	Version courte	17,5 cm	29 – 31 cm	XXX-Large

\* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

No d'art. LiMA 05.07.03.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DONJOY® RhizoForm™ – Orthèse de pouce



- Indication** Rhizarthrose, Blessures ligamentaires sur le pouce, Entorses, Luxations. Immobilisation post-traumatique et postopératoire
- Fonction** Orthèse de pouce pour immobiliser la selle et / ou l'articulation de base.
- Avantages**
- Respirabilité accrue grâce à la conception du squelette
  - Matériau intérieur antibactérien, hypoallergénique et thermorégulant
  - Parfait pour la vie quotidienne: peut être mis d'une seule main
  - Super léger: 23 g!

No d'art.	Désignation	* Circonférence	Côté	Taille
DJO.82-96292	DONJOY® RhizoForm™	13.5 - 16.5 cm	Droite	Small-Medium
DJO.82-96293	DONJOY® RhizoForm™	16.5 - 20 cm	Droite	Large-X-Large
DJO.82-96242	DONJOY® RhizoForm™	13.5 - 16.5 cm	Gauche	Small-Medium
DJO.82-96243	DONJOY® RhizoForm™	16.5 - 20 cm	Gauche	Large-X-Large

\* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DONJOY® ErgoForm™ – Orthèse de pouce



- Indication** Entorses et luxations du pouce, Rhizarthrose, Blessures ligamentaires, Immobilisation post-traumatique et postopératoire
- Fonction** Orthèse de pouce pour immobiliser la selle et / ou l'articulation de base.
- Avantages**
- Très confortable à porter
  - Système pratique - peut être mis d'une seule main
  - Sangle de pouce réglable et confortable

No d'art.	Désignation	* Circonférence	Côté	Taille
DJO.82-96190	DONJOY® ErgoForm™	12 - 16 cm	Universal	0
DJO.82-96191	DONJOY® ErgoForm™	14 - 18 cm	Universal	1
DJO.82-96192	DONJOY® ErgoForm™	18 - 22 cm	Universal	2

\* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Ligaflex® Rhizo – Orthèse de pouce



**Indication** Orthèse d'immobilisation du pouce, entorse du pouce, immobilisation dans les premiers stades de rhizarthrose, arthrose du scaphoïde, post-opératoire : pose de prothèse, trapézectomie, traitement chirurgical des fractures de la base du premier métacarpien : fractures de Rolando ou de Bennett.

**Fonction** Immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne.

**Avantages**

- Orthèse parfaitement adaptée à la morphologie grâce à son armature en fil métallique à effet ressort
- Doublure intérieure en Thermytex, respirante et antibactérienne
- Les deux fermetures Velcro facilitent la mise en place de l'orthèse
- Confortable grâce à sa doublure en Zirtex au niveau du pouce, barrière thermique, évacuation de l'humidité
- Lavable
- Couleur : noir

No d'art.	Désignation	Couleur	* Circonférence	Côté	Taille
GEN.GM1083	Ligaflex® Rhizo – Orthèse de pouce	Noir	13 – 17 cm	Droite	Small/Medium
GEN.GM1085	Ligaflex® Rhizo – Orthèse de pouce	Noir	17 – 23 cm	Droite	Medium/Large
GEN.GM1093	Ligaflex® Rhizo – Orthèse de pouce	Noir	13 – 17 cm	Gauche	Small/Medium
GEN.GM1095	Ligaflex® Rhizo – Orthèse de pouce	Noir	17 – 23 cm	Gauche	Medium/Large

\* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

No d'art. LiMA 05.07.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Orthèse de pouce – en polypropylène



**Indication** Instabilité de l'articulation métacarpo-phalangienne, traitement conservateur : entorse, arthrite, lésion tendineuse, rhizarthrose, pouce du skieur, traitement post-opératoire en cas d'arthrodèse de l'articulation MCP, suture des ligaments collatéraux, plastie d'Epping.

**Fonction** Immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne.

**Avantages**

- Polypropylène couleur chair, intérieur en coton
- Forme parfaitement adaptable – peut être corrigée légèrement à l'aide d'un sèche-cheveux
- Fermeture Velcro élastique
- Peut être portée des deux côtés
- Couleur : couleur chair

No d'art.	Désignation	* Circonférence	Côté	Taille
105.102.120	Orthèse de pouce	13 – 17 cm	Gauche	Small
105.102.130	Orthèse de pouce	17 – 19 cm	Gauche	Medium
105.102.140	Orthèse de pouce	19 – 23 cm	Gauche	Large
105.102.150	Orthèse de pouce	23 – 28 cm	Gauche	X-Large
105.102.220	Orthèse de pouce	13 – 17 cm	Droite	Small
105.102.230	Orthèse de pouce	17 – 19 cm	Droite	Medium
105.102.240	Orthèse de pouce	19 – 23 cm	Droite	Large
105.102.250	Orthèse de pouce	23 – 28 cm	Droite	X-Large

\* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

No d'art. LiMA 05.07.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Foam Wrap Buddy Wrap



- Indication**            Idéal pour la protection des doigts contre les entorses, les contusions et les petites fractures.
- Fonction**             Stabilisation et immobilisation des doigts.  
Alternative propre et économique au ruban adhésif. Protège efficacement les doigts et peut être réutilisé.
- Avantages**            • Facile à enfiler  
• Confortable grâce à sa doublure en mousse souple  
• Ne glisse pas, ne roule pas  
• Remplace le ruban adhésif  
• Lavable et réutilisable  
• Sans latex

No d'art.	Désignation	Couleur	Largeur	* UE
MPM.091165703	Foam Wrap Buddy Wrap	Noir	1,3 cm	5 PCE
MPM.091165711	Foam Wrap Buddy Wrap	Noir	1,3 cm	25 PCE
MPM.091165729	Foam Wrap Buddy Wrap	Noir	1,3 cm	50 PCE
MPM.091165705	Foam Wrap Buddy Wrap	Gris	1,9 cm	5 PCE
MPM.091165725	Foam Wrap Buddy Wrap	Gris	1,9 cm	25 PCE
MPM.091165750	Foam Wrap Buddy Wrap	Gris	1,9 cm	50 PCE
MPM.091165745	Foam Wrap Buddy Wrap	Noir	2,5 cm	5 PCE
MPM.091165752	Foam Wrap Buddy Wrap	Noir	2,5 cm	25 PCE
MPM.091165760	Foam Wrap Buddy Wrap	Noir	2,5 cm	50 PCE

\* UE = unité d'emballage

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Attelle digitale Stax



- Indication** Rupture du tendon extenseur, lésions des extrémités des doigts et du lit de l'angle, distorsions et lésions ligamentaires, contracture lors de la flexion de l'articulation du doigt.
- Fonction** Immobilisation des doigts et du pouce.
- Avantages**
- Perforée et respirante
  - 2 Couleurs : beige (couleur chair) et transparent

No d'art.	Désignation	Unité	Couleur	Taille	Masse
BRO.10020	Attelles digitales Stax – Pack	30 PCE assortis	Couleur chair	–	–
BRO.10021	Attelles digitales Stax – Pack	30 PCE assortis	Transparent	–	–
BRO.10701	Attelle digitale Stax		Couleur chair	1	Ø 1,52 × 5,2 cm
BRO.10702	Attelle digitale Stax		Couleur chair	2	Ø 1,67 × 5 cm
BRO.10703	Attelle digitale Stax		Couleur chair	3	Ø 1,87 × 5,7 cm
BRO.10704	Attelle digitale Stax		Couleur chair	4	Ø 1,9 × 6,1 cm
BRO.10705	Attelle digitale Stax		Couleur chair	5	Ø 1,9 × 6,3 cm
BRO.10706	Attelle digitale Stax		Couleur chair	5,5	Ø 2,28 × 6,1 cm
BRO.10707	Attelle digitale Stax		Couleur chair	6	Ø 2,28 × 6,3 cm
BRO.10708	Attelle digitale Stax		Couleur chair	7	Ø 2,54 × 6,1 cm
BRO.10730	Attelle digitale Stax		Transparent	1	Ø 1,52 × 5,2 cm
BRO.10731	Attelle digitale Stax		Transparent	2	Ø 1,67 × 5 cm
BRO.10732	Attelle digitale Stax		Transparent	3	Ø 1,87 × 5,7 cm
BRO.10733	Attelle digitale Stax		Transparent	4	Ø 1,9 × 6,1 cm
BRO.10734	Attelle digitale Stax		Transparent	5	Ø 1,9 × 6,3 cm
BRO.10735	Attelle digitale Stax		Transparent	5,5	Ø 2,28 × 6,1 cm
BRO.10736	Attelle digitale Stax		Transparent	6	Ø 2,28 × 6,3 cm
BRO.10737	Attelle digitale Stax		Transparent	7	Ø 2,54 × 6,1 cm

No d'art. LiMA 34.99.03.02.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Sangle de fermeture à boucle en D FASTECH®



**Fonction** Fermeture d'orthèses plâtrées en fibre synthétique ou d'orthèses de positionnement ouvertes. Exemples : orthèse de bras, attelle plâtrée ouverte de l'avant-bras, orthèse de positionnement.

**Avantages**

- La partie de la bande Velcro située vers la boucle en D est autocollante et peut ainsi être fixée à l'orthèse
- Couleur : noir

No d'art.	Désignation	Taille	* UE
F10125300	Sangle de fermeture à boucle en D FASTECH®	2,5 × 30 cm	10 PCE
F10125360	Sangle de fermeture à boucle en D FASTECH®	2,5 × 36 cm	10 PCE
F10125480	Sangle de fermeture à boucle en D FASTECH®	2,5 × 48 cm	10 PCE
F10125630	Sangle de fermeture à boucle en D FASTECH®	2,5 × 63 cm	10 PCE

\* UE = unité d'emballage

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## MECRON Elastic Tape



© 2009 DARCO (Europe) GmbH



Rose = Strong



Turquoise = Strong

## MECRON

- Indication** Ruban adhésif élastique à visée thérapeutique et sportive utilisé en kinésiologie.
- Fonction** Contre les douleurs musculaires et pour l'amélioration de la performance grâce à une stimulation continue.
- Avantages**
- Contre les douleurs musculaires
  - Stimulation des voies nerveuses
  - Stimulation de la circulation sanguine
  - Renforcement des muscles et des tendons
  - Élastique et extensible de 30 %
  - Elastic Tape Strong (résistant), spécialement conçu pour les sportifs avec une adhérence élevée

No d'art.	Désignation	Couleur	Largeur	Longueur
DAR.DKT-B	MECRON Elastic Tape	Bleu	5 cm	5 m
DAR.DKT-R	MECRON Elastic Tape	Rouge	5 cm	5 m
DAR.DKT-S	MECRON Elastic Tape	Noir	5 cm	5 m
DAR.DKT-H	MECRON Elastic Tape	Beige	5 cm	5 m
DAR.DKT-G	MECRON Elastic Tape	Jaune	5 cm	5 m
DAR.DKT-P	MECRON Elastic Tape Strong	Rose	5 cm	5 m
DAR.DKT-L	MECRON Elastic Tape Strong	Turquoise	5 cm	5 m

### Rabais

Quantité	Rabais
6 rouleaux	7 %
12 rouleaux	13 %
24 rouleaux	19 %
36 rouleaux	23 %
48 rouleaux	27 %
60 rouleaux	30 %

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Bande quadrillée MECRON X-patch

# MECRON



- Indication** Traitement des points de déclenchement et des points d'acupuncture, traitement des points douloureux et des méridiens d'acupuncture, soulagement des cicatrices.
- Fonction** Ne contient aucun principe actif, tissu en nylon non élastique avec revêtement adhésif en acrylique. Cette bande se colle directement sur les points douloureux, de déclenchement ou d'acupuncture et agit en tant que moyen auxiliaire visant à favoriser la thérapie. Elle permet également de soulager les fascias collés sous les cicatrices.
- Avantages**
- Résistant à l'eau
  - Peut être utilisé pendant plusieurs jours sans problème
  - Ne contient aucun principe actif
  - En nylon non élastique avec revêtement adhésif en acrylique
  - Disponible en trois tailles différentes de 20 feuilles chacune
  - Couleur : couleur chair

No d'art.	Désignation	Contenu	Taille	* UE
DAR.DGT-3	Bande quadrillée MECRON X-patch	40 PCE	5,2 × 4,5 cm	20 feuilles de 2 bandes
DAR.DGT-2	Bande quadrillée MECRON X-patch	120 PCE	2,8 × 2,1 cm	20 feuilles de 9 bandes
DAR.DGT-1	Bande quadrillée MECRON X-patch	180 PCE	3,5 × 2,5 cm	20 feuilles de 6 bandes

\* UE = unité d'emballage

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Bandage tubulaire rembourré – Tissu éponge élastique pour bras et main



- Indication** Protection cutanée placée sous les plâtres et les orthèses.
- Fonction** Rembourrage sans pli sous les plâtres, orthèses ou bandages.  
Protège contre la transpiration et l'apparition de prurit.
- Avantages**
- Matériau respirant
  - Résiste à l'eau
  - S'adapte particulièrement bien à l'anatomie
  - Très confortable
  - Coton écru hypoallergénique, écologique
  - Produit suisse
  - Peut être porté des deux côtés
  - Couleur : beige clair

No d'art. tube	Désignation	Matériau	Largeur	Longueur
91 00 04	Bandage tubulaire rembourré	93 % coton / 7 % polyamide	4 cm	5 m
91 00 06	Bandage tubulaire rembourré	93 % coton / 7 % polyamide	6 cm	10 m
91 00 08	Bandage tubulaire rembourré	93 % coton / 7 % polyamide	8 cm	10 m
91 00 10	Bandage tubulaire rembourré	93 % coton / 7 % polyamide	10 cm	10 m
91 00 12	Bandage tubulaire rembourré	93 % coton / 7 % polyamide	12 cm	10 m

No d'art. pièce	Désignation	Matériau	Largeur	Longueur
91 00 21	Bandage tubulaire de la main et du bras	93 % coton / 7 % polyamide	6 cm	35 cm
91 00 22	Bandage tubulaire de la main et du bras	93 % coton / 7 % polyamide	6 cm	50 cm
91 00 24	Bandage tubulaire de la main et du bras	93 % coton / 7 % polyamide	6 cm	80 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Bandage tubulaire en tricot – élastique



Indication Protection cutanée placée sous les plâtres et les orthèses.

Fonction Rembourrage utilisé sous les plâtres, orthèses ou bandages.  
Protège contre la transpiration et l'apparition de prurit.

Bandage tubulaire = rembourrage plus fin et élastique non caoutchouté.  
Bandage tubulaire en tricot = rembourrage plus épais et élastique légèrement caoutchouté.

Avantages

- Emballage en plastique contenant un rouleau de 10 m
- Coton écru hypoallergénique, écologique
- Couleur : beige clair

No d'art.	Désignation	Matériau	Largeur	Longueur
91 15 71	Bandage tubulaire	100 % coton	4,5 cm	10 m
91 15 72	Bandage tubulaire	100 % coton	7 cm	10 m
91 15 73	Bandage tubulaire	100 % coton	9 cm	10 m

No d'art.	Désignation	Matériau	Largeur	Longueur
91 15 75	Bandage tubulaire élastique en tricot	Coton	4 cm	10 m
91 15 76	Bandage tubulaire élastique en tricot	Coton	7 cm	10 m
91 15 77	Bandage tubulaire élastique en tricot	Coton	10 cm	10 m

No d'art.	Désignation	Matériau	Largeur	Longueur
91 10 18	Bandage tubulaire de la main et du bras	98 % coton / 2 % lycra	6,5 cm	18 cm
91 10 45	Bandage tubulaire de la main et du bras	98 % coton / 2 % lycra	6,5 cm	45 cm
91 10 60	Bandage tubulaire de la main et du bras	98 % coton / 2 % lycra	6,5 cm	60 cm
91 10 75	Bandage tubulaire de la main et du bras	98 % coton / 2 % lycra	6,5 cm	75 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Bandage tubulaire tricot synthétique



- Indication** Protection cutanée placée sous les plâtres et les orthèses.
- Fonction** Rembourrage utilisé sous les bandages plâtrés en fibre synthétique, en fibre de carbone ou plâtre traditionnel. Couche externe pour bandages, minerve ou autres applications orthopédiques.
- Avantages**
- Matériau polyester à séchage rapide
  - 100 % hydrofuge
  - Pas de stagnation de l'humidité sur la peau
  - Protège contre la transpiration et l'apparition de prurit
  - Qualité très agréable grâce à un fil de polyester extrêmement doux
  - Adaptation optimale à la morphologie du patient
  - Déroulement fluide du bandage tubulaire grâce au distributeur en carton
  - Couleur : blanc

No d'art.	Désignation	Matériau	Largeur	Longueur
90 00 02	Bandage tubulaire tricot synthétique	Polyester	2,5 cm	23 m
90 00 05	Bandage tubulaire tricot synthétique	Polyester	5,0 cm	23 m
90 00 07	Bandage tubulaire tricot synthétique	Polyester	7,5 cm	23 m
90 00 10	Bandage tubulaire tricot synthétique	Polyester	10 cm	23 m

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Swash® – Le lavage sans eau – L'original

Le concept de lavage Bathing 21® a été spécialement conçu pour les soins quotidiens et complets du corps des personnes ayant besoin d'aide pour les soins en raison de leur état général altéré.

Grâce à l'utilisation de produits de lavage préhumidifiés, les patients se sentent propres et frais pendant 24 heures.



### 30-50 % de temps gagné

lors du lavage!



### Hygiène maximale

1 lingette / gant par partie du corps



### Eviter les contaminations croisées

Evitement efficace des contaminations croisées



### Bon pour l'environnement

75 % plus écologique qu'un lavage avec de l'eau



### Possibilité de chauffer

Les produits peuvent être chauffés



### Sans

parabènes ou formaldéhyde



### Testés dermatologiquement

Laver et hydrater en une seule étape



### Lotion hypoallergénique

Sans parfum



### Production en salle blanche

Fabriqués aux Pays-Bas par une entreprise qui produit dans une salle blanche

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Swash® Gold Gloves – Gants de toilette



Les gants Swash® Gold Gloves sont des gants de lavage et ont un ajustement ergonomique et unique avec une longueur supérieure à la moyenne et une couture robuste. Le gant est fabriqué selon le procédé Spunlace qui donne une structure légère et laisse une agréable sensation sur la peau.

- Plus
- Facilite le lavage des parties du corps difficiles d'accès, comme les plis de la peau et les orteils.
  - Les personnes avec peu de force peuvent mieux se laver avec le gant.

No d'art.	Désignation	En version	Unité
ARI.A04070-8-1	Swash® Gold Gloves Gants de toilette	Sans parfum	1 Sachet à 8 pcs.
ARI.A04070-8-40	Swash® Gold Gloves Gants de toilette	Sans parfum	40 Sachets à 8 pcs.
ARI.B04070-8-1	Swash® Gold Gloves Gants de toilette	-	1 Sachet à 8 pcs.
ARI.B04070-8-40	Swash® Gold Gloves Gants de toilette	-	40 Sachets à 8 pcs.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Swash® Gold Wipes – Lingettes de toilette



Les Swash® Gold Wipes sont des lingettes de lavage de bonne qualité. Ils contiennent une quantité équilibrée de lotion pour un nettoyage optimal de la peau. Le matériau doux et résistant est fabriqué selon la méthode du tissu poinçonné et permet des soins corporels confortables.

- Taille: 20 x 20 cm

No d'art.	Désignation	En version	Unité
ARI.A04028-8-1	Swash® Gold Wipes Lingettes de toilette	Sans parfum	1 Sachet à 8 pcs.
ARI.A04028-8-44	Swash® Gold Wipes Lingettes de toilette	Sans parfum	44 Sachets à 8 pcs.
ARI.B04028-8-1	Swash® Gold Wipes Lingettes de toilette	-	1 Sachet à 8 pcs.
ARI.B04028-8-44	Swash® Gold Wipes Lingettes de toilette	-	44 Sachets à 8 pcs.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Swash® Shampoo Cap – Bonnet de douche



Un bonnet de douche à usage unique enduit à l'intérieur d'une lotion spéciale pour les cheveux. La lotion nettoie et conditionne les cheveux en douceur et n'a pas besoin d'être rincée. Réduit l'effort physique grâce à la réduction du nombre de mouvements pendant le lavage des cheveux. Réduit le risque de contamination croisée.

- Convient à tous les types de cheveux

No d'art.	Désignation	En version	Unité
ARI.D04077-1-1	Swash® Shampoo Cap Bonnet de douche	Sans parfum	1 Pièce
ARI.D04077-1-52	Swash® Shampoo Cap Bonnet de douche	Sans parfum	1 Sachets à 52 pcs.
ARI.G04077-1-1	Swash® Shampoo Cap Bonnet de douche	-	1 Pièce
ARI.G04077-1-52	Swash® Shampoo Cap Bonnet de douche	-	1 Sachets à 52 pcs.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Swash® Perineum Gloves & Wipes – Produits pour l'incontinence



### Swash® Produits pour l'incontinence

Les produits Swash® Perineum 3-en-1 pour le traitement de l'incontinence sont des produits de lavage humide (gants ou lingettes) imprégnés d'un produit de protection cutanée à base de diméthicone à 3 %. Cette huile à base de silicone laisse sur la peau une fine pellicule qui offre une protection durable contre les irritations dues à l'humidité. L'huile est également non-occlusive et permet à la peau de respirer.

- Avec des ingrédients nettoyants et soignants
- Système de conservation basé sur des ingrédients multifonctionnels
- Avec 3 % d'huile de diméthicone
- Sans parfum
- Taille du gant de lavage: 22 x 14 cm
- Taille de la lingette de lavage: 25 x 20 cm

No d'art.	Désignation	En version	Unité
ARI.C04070-8-1	Swash® Perineum Gloves Gants de toilette	Sans parfum	1 Sachet à 8 pcs.
ARI.C04070-8-40	Swash® Perineum Gloves Gants de toilette	Sans parfum	40 Sachet à 8 pcs.
ARI.C04533-8-1	Swash® Perineum Wipes Lignettes de toilette	Sans parfum	1 Sachet à 8 pcs.
ARI.C04533-8-40	Swash® Perineum Wipes Lignettes de toilette	Sans parfum	40 Sachet à 8 pcs.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants


Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Seal tight® ORIGINAL – Protection étanche



**Indication** Protection étanche pour pansements, bandages et bandages plâtrés, utilisation pour la douche et le bain.

**Fonction** 100 % étanche grâce à une membrane de caoutchouc spéciale.

**Avantages**

- Pour bras et jambes
- Réutilisable jusqu'à **50 fois**
- Facile à utiliser
- Sans latex
- Couleur : bleu clair

No d'art.	Désignation	Modèle	Longueur	Taille
BRO.20101	Seal tight® ORIGINAL – Protection étanche	Bras	58 cm	Version courte
BRO.20102	Seal tight® ORIGINAL – Protection étanche	Bras	101 cm	Version longue
BRO.20103	Seal tight® ORIGINAL – Protection étanche	Jambe	61 cm	Version courte
BRO.20104	Seal tight® ORIGINAL – Protection étanche	Jambe	107 cm	Version longue
BRO.20106	Seal tight® ORIGINAL – Protection étanche	Jambe	61 cm	Court, large
BRO.20105	Seal tight® ORIGINAL – Protection étanche	Pied / Cheville	31 cm	Adultes

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants


Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Seal tight® SPORT – Protection étanche



**Indication** Protection étanche pour pansements, bandages et bandages plâtrés, utilisation pour la douche et le bain.

**Fonction** 100 % étanche grâce à une membrane de caoutchouc spéciale.

**Avantages**

- Pour bras et jambes
- Réutilisable jusqu'à **50 fois**
- Facile à utiliser
- Sans latex
- Idéal pour la nage
- Couleur : bleu

No d'art.	Désignation	Modèle	Longueur	Taille
BRO.20320	Seal tight® SPORT – Protection étanche	Bras	53 cm	Version courte
BRO.20321	Seal tight® SPORT – Protection étanche	Bras	84 cm	Version longue
BRO.20322	Seal tight® SPORT – Protection étanche	Jambe	58 cm	Version courte
BRO.20323	Seal tight® SPORT – Protection étanche	Jambe	97 cm	Version longue

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Trans Slide Tri Clean



Indication	Aide au déplacement et au transfert des patients alités.
Fonction	Déplacement et transfert sans effort dans toutes les directions, réduit la sollicitation physique de la personne alitée et du personnel soignant.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Confortable pour les patients et le personnel soignant</li><li>• Désinfection possible</li><li>• Gain de temps et réduction des coûts</li><li>• Réduction des frictions</li><li>• Utilisation facile</li><li>• Convient aux lavages industriels jusqu'à 95 °C</li><li>• Convient aux nettoyages chimiques</li><li>• Longue durée de vie</li><li>• Couleur : bleu</li></ul>

No d'art.	Désignation	Dimensions
444 05	Trans Slide Tri Clean	145 x 80 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Orthèse en liège



Indication	Orthèse de positionnement pré- et post-opératoire (jambe), orthèse de positionnement nocturne (tunnel carpien), décharge en cas d'irritation du nerf cubital (coude), repositionnement (maintien de l'humérus).
Fonction	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fixation à l'aide de bandes élastiques, de crochets ou de bandes Velcro.</li><li>• Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d'empêcher la macération.</li></ul>
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Découpe de l'attelle sans résidus</li><li>• Radiotransparente</li><li>• Thermoformable au bain-marie (70 °C) et au sèche-cheveux</li><li>• Léger</li><li>• Matériau respirant grâce à sa perforation</li><li>• Facile à enfiler et à retirer</li><li>• 98 % de liège pur, 2 % de lin, polyuréthane et turbocast</li><li>• N'absorbe pas l'humidité (transpiration, sang, sécrétion, etc.)</li><li>• Peut être brûlé de manière écologique (élimination avec les déchets ménagers)</li><li>• Sans latex</li><li>• Orthèse jetable confortable</li><li>• Matériau élastique, robuste et flexible</li><li>• Fabrication européenne</li><li>• Couleur : marron</li></ul>

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Aperçu de l'article Orthèse en liège

No d'art.	Désignation	Modèle	Matériau	Épaisseur	Angle	Taille	* UE
GEN.01LS	Orthèse de l'avant-bras	Gauche	Liège	4 mm		Small	3 PCE
GEN.01RS	Orthèse de l'avant-bras	Droite	Liège	4 mm		Small	3 PCE
GEN.01LM	Orthèse de l'avant-bras	Gauche	Liège	4 mm		Medium	3 PCE
GEN.01RM	Orthèse de l'avant-bras	Droite	Liège	4 mm		Medium	3 PCE
GEN.01LL	Orthèse de l'avant-bras	Gauche	Liège	4 mm		Large	3 PCE
GEN.01RL	Orthèse de l'avant-bras	Droite	Liège	4 mm		Large	3 PCE
GEN.03S	Orthèse de jambe		Liège	5 mm		Small	3 PCE
GEN.03M	Orthèse de jambe		Liège	5 mm		Medium	3 PCE
GEN.03L	Orthèse de jambe		Liège	5 mm		Large	3 PCE
GEN.05S	Orthèse de jambe		Liège	5 mm	110°	Small/ Medium	2 PCE
GEN.05L	Orthèse de jambe		Liège	5 mm	110°	Medium/ Large	2 PCE
GEN.04S	Orthèse de coude		Liège	5 mm		Small/ Medium	3 PCE
GEN.04L	Orthèse de coude		Liège	5 mm		Medium/ Large	3 PCE
GEN.06LS	Orthèse de l'humérus		Liège	5 mm		Small/ Medium	1 PCE
GEN.06RS	Orthèse de l'humérus		Liège	5 mm		Small/ Medium	1 PCE
GEN.06LL	Orthèse de l'humérus		Liège	5 mm		Medium/ Large	1 PCE
GEN.06RL	Orthèse de l'humérus		Liège	5 mm		Medium/ Large	1 PCE
GEN.09LS	Orthèse d'avant-bras Intrinsic Plus	Gauche	Liège	4 mm		Small	2 PCE
GEN.09RS	Orthèse d'avant-bras Intrinsic Plus	Droite	Liège	4 mm		Small	2 PCE
GEN.09LM	Orthèse d'avant-bras Intrinsic Plus	Gauche	Liège	4 mm		Medium	2 PCE
GEN.09RM	Orthèse d'avant-bras Intrinsic Plus	Droite	Liège	4 mm		Medium	2 PCE
GEN.09LL	Orthèse d'avant-bras Intrinsic Plus	Gauche	Liège	4 mm		Large	2 PCE
GEN.09RL	Orthèse d'avant-bras Intrinsic Plus	Droite	Liège	4 mm		Large	2 PCE



Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Aperçu de l'article Orthèse en liège

No d'art.	Désignation Enfants	Modèle	Matériau	Épaisseur	Taille	* UE
GEN.11LS	Orthèse d'avant-bras en liège pour enfants	Gauche	Liège	4 mm	Small	2 PCE
GEN.11RS	Orthèse d'avant-bras en liège pour enfants	Droite	Liège	4 mm	Small	2 PCE
GEN.11LM	Orthèse d'avant-bras en liège pour enfants	Gauche	Liège	4 mm	Medium	2 PCE
GEN.11RM	Orthèse d'avant-bras en liège pour enfants	Droite	Liège	4 mm	Medium	2 PCE
GEN.11LL	Orthèse d'avant-bras en liège pour enfants	Gauche	Liège	4 mm	Large	2 PCE
GEN.11RL	Orthèse d'avant-bras en liège pour enfants	Droite	Liège	4 mm	Large	2 PCE
GEN.13S	Orthèse de jambe en liège pour enfants		Liège	4 mm	Small	2 PCE
GEN.13M	Orthèse de jambe en liège pour enfants		Liège	4 mm	Medium	2 PCE
GEN.13L	Orthèse de jambe en liège pour enfants		Liège	4 mm	Large	2 PCE
GEN.14S	Orthèse de coude en liège pour enfants		Liège	4 mm	Small	2 PCE
GEN.14M	Orthèse de coude en liège pour enfants		Liège	4 mm	Medium	2 PCE
GEN.14L	Orthèse de coude en liège pour enfants		Liège	4 mm	Large	2 PCE

\* UE = unité d'emballage

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.


Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Chrisofix® – Les orthèses du futur



**Chrisofix®**

1. Côté interne : mousse en polyéthylène avec revêtement en coton
2. Partie interne courbée en aluminium
3. Extérieur : mousse de polyéthylène avec velours en polyamide

Indication	Immobilisation pré-opératoire et post-opératoire, positionnement nocturne, positionnement des extrémités, immobilisation suite à des lésions des parties molles, entorses (jambe, coudes), inflammation de la gaine tendineuse, paralysie spastique, après un traitement des contractures par kinésithérapie (main, bras). Attention : ne convient pas à la marche !
Fonction	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixation à l'aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro.</li> <li>• Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d'empêcher la macération.</li> </ul>
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilisation rapide et facile</li> <li>• Radiotransparente</li> <li>• Confortable</li> <li>• Léger</li> <li>• Ajustement parfait sans moyen auxiliaire, ajustement ultérieur possible à tout moment</li> <li>• Stable</li> <li>• Respirant</li> <li>• Angle ajustable</li> <li>• Sans latex</li> </ul>

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Orthèse digitale Chrisofix®



# Chrisofix®

- Indication** Immobilisation des doigts (index à auriculaire) en cas de lésions, inflammations, atteintes dégénératives, suites d'interventions au niveau des phalanges médianes, distales ou des articulations interphalangiennes.
- Fonction**
- Fixation à l'aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro
  - Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d'empêcher la macération
- Avantages**
- Immobilisation rapide et facile
  - Léger
  - Ajustement parfait sans moyen auxiliaire
  - Radiotransparente
  - Couleur : bleu

No d'art.	Désignation	Type	Longueur	Taille
AA9275C	Orthèse digitale Chrisofix®	Adulte	6,5 cm	Small
AA9275D	Orthèse digitale Chrisofix®	Adulte	7,2 cm	Large
AA9275A	Orthèse digitale Chrisofix®	Enfant	4,3 cm	Small

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Orthèse carpo-métacarpienne courte forte Chrisofix®



# Chrisofix®

Cette orthèse permet une immobilisation rapide et facile en cas de lésions des parties molles ou d'entorses.

**Indication** Rhizarthrose, rhumatisme, mise au repos de l'articulation métacarpo-phalangienne (MCP) et de l'articulation carpométacarpienne (CMC), ainsi que du pouce.

**Fonction**

- Fixation à l'aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro
- Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d'empêcher la macération

**Avantages**

- Immobilisation rapide et facile
- Ajustement parfait sans moyen auxiliaire
- Angle ajustable
- Respirant
- Couleur : bleu

No d'art. gauche	No d'art. droite	Désignation	Modèle	* Largeur de la main	Taille
12-021	12-022	Orthèse carpo-métacarpienne courte forte Chrisofix®	Version courte	jusqu'à 8 cm	Small
12-031	12-032	Orthèse carpo-métacarpienne courte forte Chrisofix®	Version courte	8 – 9 cm	Medium
12-041	12-042	Orthèse carpo-métacarpienne courte forte Chrisofix®	Version courte	à partir de 9 cm	Large

\* Pour la dimension : mesurer la largeur de la main.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Orthèse carpo-métacarpienne longue Chrisofix®




Indication	Mise au repos pré- et post-opératoire, inflammations des gaines tendineuses, paralysie spastique, traitement des contractures par kinésithérapie, rhumatismes.
Fonction	Immobilisation et stabilisation de l'articulation carpométacarpienne du pouce, stimulation du processus de guérison, positionnement nocturne, immobilisation en cas de lésions des parties molles.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéale pour la fixation à l'aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro</li> <li>• Respirant</li> <li>• Radiotransparente</li> <li>• Couleur : bleu</li> </ul>

No d'art. gauche	No d'art. droite	Désignation	Modèle	* Largeur de la main	Taille
27X-021	27X-022	Orthèse carpo-métacarpienne longue Chrisofix®	Version longue	jusqu'à 8 cm	Small
27X-031	27X-032	Orthèse carpo-métacarpienne longue Chrisofix®	Version longue	8 – 9 cm	Medium
27X-041	27X-042	Orthèse carpo-métacarpienne longue Chrisofix®	Version longue	à partir de 9 cm	Large

\* La circonférence doit être mesurée à l'aide de la largeur de la main.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Orthèse pouce-poignet Forte Chrisofix® – avec maintien total du pouce




Indication	Mise au repos pré- et post-opératoire (p. ex., fracture du scaphoïde), immobilisation consécutive à des blessures du poignet, y compris fractures du carpe.
Fonction	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixation à l'aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro</li> <li>• Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d'empêcher la macération</li> </ul>
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilisation rapide et facile</li> <li>• Matériau respirant</li> <li>• Radiotransparente</li> <li>• Ajustement parfait sans moyen auxiliaire</li> <li>• Ajustement ultérieur possible à tout moment</li> <li>• Couleur : bleu</li> </ul>

No d'art. gauche	No d'art. droite	Désignation	* Largeur de la main	Taille
22X-021	22X-022	Orthèse pouce-poignet Forte Chrisofix® avec maintien total du pouce	jusqu'à 8 cm	Small
22X-031	22X-032	Orthèse pouce-poignet Forte Chrisofix® avec maintien total du pouce	8 – 9 cm	Medium
22X-041	22X-042	Orthèse pouce-poignet Forte Chrisofix® avec maintien total du pouce	à partir de 9 cm	Large

\* La circonférence doit être mesurée à l'aide de la largeur de la main.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Orthèse volaire de poignet Chrisofix®




Indication	Mise au repos du poignet après élongations, stabilisation de fractures, après des interventions chirurgicales, premiers soins non chirurgicaux à l'aide d'un plâtre, inflammations des gaines tendineuses, usure ou inflammations du poignet.
Fonction	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixation à l'aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro</li> <li>• Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d'empêcher la macération</li> </ul>
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilisation rapide et facile</li> <li>• Matériau respirant</li> <li>• Radiotransparente</li> <li>• Ajustement parfait sans moyen auxiliaire</li> <li>• Ajustement ultérieur possible à tout moment</li> <li>• Peut être portée des deux côtés</li> <li>• Couleur : bleu</li> </ul>

No d'art.	Désignation	* Largeur de la main	Taille
23-010	Orthèse volaire de poignet Chrisofix®	6 – 6,9 cm	X-Small
23-020	Orthèse volaire de poignet Chrisofix®	7 – 7,9 cm	Small
23-030	Orthèse volaire de poignet Chrisofix®	8 – 9 cm	Medium
23-040	Orthèse volaire de poignet Chrisofix®	> 9 cm	Large

\* La circonférence doit être mesurée à l'aide de la largeur de la main.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

## Orthèse palmaire de l'avant-bras Chrisofix® – avec maintien du pouce



# Chrisofix®

Indication	Premiers secours et premiers soins, mise au repos combinée du poignet, de la main, des doigts et du pouce, après un traumatisme, intervention chirurgicale et immobilisation par plâtre, orthèse de repos en cas d'inflammations des gaines tendineuses et d'atteintes dégénératives du poignet, de la main, du pouce et des doigts, pendant la phase de rééducation post-opératoire de la main, traitement complémentaire d'un syndrome de Sudeck.
Fonction	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixation à l'aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro</li> <li>• Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d'empêcher la macération</li> </ul>
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilisation rapide et facile</li> <li>• Respirant</li> <li>• Radiotransparente</li> <li>• Ajustement parfait sans moyen auxiliaire</li> <li>• Ajustement ultérieur possible à tout moment</li> <li>• Couleur : bleu</li> </ul>

No d'art. gauche	No d'art. droite	Désignation	Modèle	Longueur de la main	Taille
24-011	24-012	Orthèse palmaire de l'avant-bras Chrisofix®	Avec passe-pouce	15,5 – 16,5 cm	X-Small
24-021	24-022	Orthèse palmaire de l'avant-bras Chrisofix®	Avec passe-pouce	16,5 – 17,5 cm	Small
24-031	24-032	Orthèse palmaire de l'avant-bras Chrisofix®	Avec passe-pouce	17,5 – 19 cm	Medium
24-041	24-042	Orthèse palmaire de l'avant-bras Chrisofix®	Avec passe-pouce	> 19 cm	Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Orthèse palmaire de l'avant-bras Chrisofix®



# Chrisofix®

Indication	Mise au repos pré- et post-opératoire, inflammations des gaines tendineuses, paralysie spastique, traitement des contractures par kinésithérapie.
Fonction	Positionnement nocturne, immobilisation en cas de lésions des parties molles.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéale pour la fixation à l'aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro</li> <li>• Respirant</li> <li>• Radiotransparente</li> <li>• Couleur : bleu</li> </ul>

No d'art.	Désignation	Longueur de la main	Type	Taille
25-010	Orthèse palmaire de l'avant-bras Chrisofix®	15,5 – 16,5 cm	Adulte	X-Small
25-020	Orthèse palmaire de l'avant-bras Chrisofix®	16,5 – 17,5 cm	Adulte	Small
25-030	Orthèse palmaire de l'avant-bras Chrisofix®	17,5 – 19 cm	Adulte	Medium
25-040	Orthèse palmaire de l'avant-bras Chrisofix®	à partir de 19 cm	Adulte	Large
25-000	Orthèse palmaire de l'avant-bras Chrisofix®	jusqu'à 14,5 cm	Enfant	XXX-Small
25-005	Orthèse palmaire de l'avant-bras Chrisofix®	14,5 – 15,5 cm	Enfant	XX-Small

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Orthèse de perfusion Chrisofix®



# Chrisofix®

**Indication** Immobilisation du poignet pendant les perfusions, utilisation dorsale et palmaire.

**Fonction** Immobilisation du poignet pendant les perfusions.

**Avantages**

- Immobilisation rapide et facile
- Angle ajustable
- Couleur : divers

No d'art.	Désignation	Masse	Type	Taille
15-010	Orthèse de perfusion Chrisofix®	4,7 × 22 cm	Adulte	X-Small
15-000	Orthèse de perfusion Chrisofix®	8 × 24,5 cm	Adulte	Small
15-002	Orthèse de perfusion Chrisofix®	5 × 11 cm	Enfant	Small
15-004	Orthèse de perfusion Chrisofix®	5 × 17,5 cm	Enfant	Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

## Orthèse de coude et de poignet Chrisofix®




- Indication** Mise au repos du coude et du poignet post-traumatique et post-opératoire, épicondylite sévère, tendinopathie.
- Fonction**
- Fixation à l'aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro
  - Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d'empêcher la macération
- Avantages**
- Adaptation individuelle de l'angle de l'articulation entre 90° et 100°
  - Immobilisation rapide et facile
  - Respirant
  - Radiotransparente
  - Ajustement parfait sans moyen auxiliaire
  - Ajustement ultérieur possible à tout moment
  - Couleur : bleu

No d'art.	Désignation	* Longueur	Taille
93-010	Orthèse de coude et de poignet Chrisofix®	22 – 26 cm	X-Small
93-020	Orthèse de coude et de poignet Chrisofix®	26 – 30 cm	Small
93-030	Orthèse de coude et de poignet Chrisofix®	30 – 34 cm	Medium
93-040	Orthèse de coude et de poignet Chrisofix®	à partir de 34 cm	Large

\* La longueur correspond à la distance entre le coude et la base des doigts.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Orthèse polyvalente Chrisofix®




- Indication**
- Premiers soins des blessures et accidents de sport
  - Immobilisation de courte durée
- Fonction**
- Fixation à l'aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro
  - Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d'empêcher la macération
- Avantages**
- Couleur : vert

No d'art.	Désignation	Masse
AA9101	Orthèse polyvalente Chrisofix®	11 × 91 cm
AA9103	Orthèse polyvalente Chrisofix®	19 × 91 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.


Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Orthèse thoracique Chrisofix® – pour côtes fracturées

L'orthèse thoracique Chrisofix® mondialement brevetée remplace le geste de la main appuyée sur la côte fracturée. Elle améliore nettement la respiration et réduit rapidement et durablement les douleurs.

- |            |   |
|------------|---|
| Indication | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fracture ou contusions des côtes</li> </ul>  |
| Fonction   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise au repos après fracture ou contusion des côtes</li> <li>• Maintien et soutien des côtes lésées</li> <li>• Atténuation immédiate de la douleur</li> <li>• Récupération accélérée des fonctions respiratoires (<math>p &lt; 0,01</math>)</li> </ul> |
| Avantages  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La respiration n'est pas restreinte</li> <li>• Réduction du risque de pneumonie</li> <li>• Permet une douche quotidienne</li> <li>• Peut adhérer env. 10 jours</li> <li>• Couleur : blanc</li> </ul>   |

No d'art.	Désignation	Masse	Taille
14-020	Orthèse thoracique Chrisofix® pour côtes fracturées	17 x 12 cm	Small
14-040	Orthèse thoracique Chrisofix® pour côtes fracturées	17 x 17 cm	Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Orthèse de cheville Chrisofix®




Indication	Mise au repos du pied, des malléoles, des articulations tibio-astragaliennes, tibio-tarsienne, après blessures et opérations du tendon d'Achille, fracture du métatarse, fracture du calcaneum, fracture distale du péroné.
Fonction	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixation à l'aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro</li> <li>• Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d'empêcher la macération</li> </ul>
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustement parfait sans moyen auxiliaire</li> <li>• Ajustement ultérieur possible à tout moment</li> <li>• Angle : 90° – 110°</li> <li>• Immobilisation rapide et facile</li> <li>• Léger</li> <li>• Confortable</li> <li>• Matériau respirant</li> <li>• Radiotransparente</li> <li>• Disponible avec ou sans rubans</li> <li>• Couleur : vert/blanc</li> </ul>

No d'art. avec rubans	No d'art. sans ruban	Désignation	Modèle	Longueur du pied	Taille
47B-020	47-020	Orthèse de cheville Chrisofix®	En forme de coque	23 – 24,5 cm	Small
47B-030	47-030	Orthèse de cheville Chrisofix®	En forme de coque	25 – 27,5 cm	Merdium
47B-040	47-040	Orthèse de cheville Chrisofix®	En forme de coque	à partir de 27,5 cm	Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

## Sélection 2020 de produits Somna®



**Somna® Blanket – Couverture lestée**



**Somna® Vest Balance – Gilet lesté**



**Somna® Comforter – Couverture lestée de jour**



**Somna® Collar – Col lesté**



**Somna® – Accessoires**

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

## Somna® – Couvertures lestées



Les couvertures lestées sont un moyen auxiliaire prescrit aux personnes atteintes de déficiences cognitives en vue de leur faciliter le quotidien. Les produits ont démontré des résultats similaires sur des personnes soumises à du stress, de l’anxiété ou des troubles du sommeil.

Le poids, la pression et l’effet enveloppant contribuent à améliorer la perception de son propre corps et à l’apaiser. À mesure que vous prenez conscience de votre corps, les tensions se relâchent, ce qui améliore la respiration et prodigue un sentiment de calme plus profond.

Les couvertures Somna® se basent sur une solution unique et brevetée qui aide à se détendre, à se reposer et à mieux dormir de manière naturelle.

### Somna® Blanket – Couverture lestée – Poids recommandé

Poids recommandés par le fabricant. Le poids du produit ne doit pas dépasser 27 % du poids corporel de l'utilisateur.

	4 kg	6 kg	8 kg	10 kg	12 kg	14 kg
Diagnostic neuropsychiatrique				●	●	
Conditions neurologiques		●	●	●	●	
Démence	●	●	●	●		
Troubles du sommeil		●	●	●	●	●
Maladie mentale			●	●	●	●
Automutilation / acting out		●		●		
Douleurs			●	●		

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.  
 Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

## Somna® Blanket – Couverture lestée




Somna® Blanket est une couverture lourde conçue pour atténuer l'anxiété, les angoisses et les insomnies. Grâce aux chaînes cousues à l'intérieur, dans des canaux longitudinaux, la couverture enveloppe le corps de près et exerce une agréable pression. La couverture à chaînes a une fonctionnalité 2-en-1 : un côté avec chaînes et un côté rembourré, permettant de choisir le degré de stimulation tactile souhaité. Les chaînes métalliques sont vernies et donc totalement silencieuses.

- |            |   |
|------------|---|
| Indication | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déficiences cognitives</li> </ul>  |
| Fonction   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aide à se détendre, se relaxer et à trouver une meilleure qualité de sommeil</li> <li>• Contribue à une meilleure perception du corps</li> </ul>   |
| Avantages  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silencieux</li> <li>• Fonctionnalité 2-en-1</li> <li>• Lavable à max. 60 °C</li> <li>• Matière extérieure Trevira CS ignifugé</li> <li>• Somna® Bag inclus</li> <li>• Couleur : blanc</li> </ul> |

No d'art.	Désignation	Poids	Taille
SOM.700510	Somna® Blanket – Couverture lestée	4 kg	200 × 140 cm
SOM.700525	Somna® Blanket – Couverture lestée	6 kg	200 × 140 cm
SOM.500180	Somna® Blanket – Couverture lestée	8 kg	200 × 140 cm
SOM.500185	Somna® Blanket – Couverture lestée	10 kg	200 × 140 cm
SOM.500190	Somna® Blanket – Couverture lestée	12 kg	200 × 140 cm
SOM.500195	Somna® Blanket – Couverture lestée	14 kg	200 × 140 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Somna® Blanket Junior – Couverture lestée pour enfant




La couverture Somna® Blanket Junior présente une dimension réduite (100 × 140 cm) par rapport à Somna® Blanket. Elle présente néanmoins les mêmes caractéristiques.

La couverture junior de 5 kg peut être comparée à la couverture lestée Somna® Blanket de 10 kg puisque le poids y est réparti sur une surface plus petite.

À partir de 3 ans.

- |            |   |
|------------|---|
| Indication | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déficiences cognitives</li> </ul>  |
| Fonction   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aide à se détendre, se relaxer et à trouver une meilleure qualité de sommeil</li> <li>• Contribue à une meilleure perception du corps</li> </ul>   |
| Avantages  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silencieux</li> <li>• Fonctionnalité 2-en-1</li> <li>• Lavable à max. 60 °C</li> <li>• Matière extérieure Trevira CS ignifugé</li> <li>• Somna® Bag inclus</li> <li>• Couleur : blanc</li> </ul> |

No d'art.	Désignation	Poids	Taille
SOM.500200	Somna® Blanket Junior – Couverture lestée	3 kg	100 × 140 cm
SOM.500205	Somna® Blanket Junior – Couverture lestée	5 kg	100 × 140 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Somna® Blanket Balance – Couverture lestée




Somna® Blanket Balance est une couverture lourde conçue pour atténuer l'anxiété, les angoisses et les insomnies. Les chaînes cousues à l'intérieur de la Somna® Blanket Balance sont placées plus au centre que celles de la couette Somna® Blanket classique, s'alignant sur la position du corps, ce qui contribue à renforcer encore plus le sentiment de sécurité.

Cette couverture présente une double fonction : un côté équipé de chaînes et un côté rembourré. Ainsi, vous pouvez opter pour une stimulation tactile plus ou moins forte. Les chaînes métalliques sont vernies et donc totalement silencieuses.

- |            |   |
|------------|---|
| Indication | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déficiences cognitives</li> </ul>  |
| Fonction   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aide à se détendre, se relaxer et à trouver une meilleure qualité de sommeil</li> <li>• Contribue à une meilleure perception du corps</li> </ul>   |
| Avantages  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silencieux</li> <li>• Fonctionnalité 2-en-1</li> <li>• Lavable à max. 60 °C</li> <li>• Matière extérieure Trevira CS ignifugé</li> <li>• Somna® Bag inclus</li> <li>• Couleur : blanc</li> </ul> |

No d'art.	Désignation	Poids	Taille
SOM.700590	Somna® Blanket Balance – Couverture lestée	8 kg	200 x 140 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.


Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Somna® Blanket Sensitive – Couverture lestée

Somna® Blanket Sensitive est une couverture lourde conçue pour atténuer l'anxiété, les angoisses et les insomnies. La couverture Somna® Blanket Sensitive a la même fonctionnalité 2-en-1 que la couverture Somna® Blanket classique, mais son côté doux offre deux fois plus de rembourrage. Les chaînes métalliques sont vernies et donc totalement silencieuses.

- |            |  |
|------------|--|
| Indication | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déficiences cognitives</li> </ul>   |
| Fonction   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aide à se détendre, se relaxer et à trouver une meilleure qualité de sommeil</li> <li>• Contribue à une meilleure perception du corps</li> </ul>  |
| Avantages  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plus douce et plus chaude grâce au double rembourrage</li> <li>• Silencieux</li> <li>• Fonctionnalité 2-en-1</li> <li>• Lavable à max. 60 °C</li> <li>• Matière extérieure Trevira CS ignifugé</li> <li>• Somna® Bag inclus</li> <li>• Couleur : blanc</li> </ul> |

No d'art.	Désignation	Poids	Taille
SOM.500280	Somna® Blanket Sensitive – Couverture lestée	4 kg	200 × 140 cm
SOM.500281	Somna® Blanket Sensitive – Couverture lestée	6 kg	200 × 140 cm
SOM.500282	Somna® Blanket Sensitive – Couverture lestée	8 kg	200 × 140 cm
SOM.500283	Somna® Blanket Sensitive – Couverture lestée	10 kg	200 × 140 cm
SOM.500284	Somna® Blanket Sensitive – Couverture lestée	12 kg	200 × 140 cm
SOM.500285	Somna® Blanket Sensitive – Couverture lestée	14 kg	200 × 140 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Somna® Blanket Sensitive Junior – Couverture lestée pour enfant



La couverture Somna® Blanket Sensitive Junior présente une dimension réduite (100 × 140 cm) par rapport à Somna® Blanket Sensitive. Elle présente néanmoins les mêmes caractéristiques.

- |            |   |
|------------|---|
| Indication | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déficiences cognitives</li> </ul>  |
| Fonction   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aide à se détendre, se relaxer et à trouver une meilleure qualité de sommeil</li> <li>• Contribue à une meilleure perception du corps</li> </ul>   |
| Avantages  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silencieux</li> <li>• Fonctionnalité 2-en-1</li> <li>• Lavable à max. 60 °C</li> <li>• Matière extérieure Trevira CS ignifugé</li> <li>• Somna® Bag inclus</li> <li>• Couleur : blanc</li> </ul> |

No d'art.	Désignation	Poids	Taille
SOM.500230	Somna® Blanket Sensitive Junior – Couverture lestée	3 kg	100 × 140 cm
SOM.500235	Somna® Blanket Sensitive Junior – Couverture lestée	5 kg	100 × 140 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Somna® Comforter – Couverture lestée de jour




**Somna® Comforter** est un produit de jour avec les mêmes caractéristiques remarquables que Somna® Blanket et présente également une fonctionnalité 2-en-1, c'est-à-dire un côté avec chaînes et un côté rembourré, permettant de choisir le degré de stimulation tactile souhaité. Grâce aux chaînes cousues à l'intérieur, dans des canaux longitudinaux, la couverture enveloppe le corps de près et exerce une agréable pression. Elle permet à l'utilisateur de se recentrer, procure une sensation de sécurité, d'apaisement ou favorise la diminution du stress.

Les chaînes métalliques sont vernies et donc totalement silencieuses.

**Somna® Comforter** est disponible en deux variantes, une version courte et une version longue. La couverture courte a un poids de 4 kg tandis que la longue est disponible en deux poids : 5 kg ou 7 kg. Ces couvertures conviennent à tous les âges.

Indication	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déficiences cognitives</li> </ul>
Fonction	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aide à se détendre, se relaxer et à trouver une meilleure qualité de sommeil</li> <li>• Contribue à une meilleure perception du corps</li> </ul>
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silencieux</li> <li>• Fonctionnalité 2-en-1</li> <li>• Lavable à max. 60 °C</li> <li>• Matière extérieure Trevira CS ignifugé</li> <li>• Somna® Bag inclus</li> <li>• Couleur : gris foncé</li> </ul>

No d'art.	Désignation	Poids	Taille
SOM.600610	Somna® Comforter – Couverture lestée de jour	4 kg	125 x 70 cm
SOM.600613	Somna® Comforter – Couverture lestée de jour	5 kg	200 x 70 cm
SOM.600615	Somna® Comforter – Couverture lestée de jour	7 kg	200 x 70 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Somna® Vest Balance – Gilet lesté



La Somna® Vest Balance est un produit de jour avec un impact notamment sur la perception tactile et la sensibilité profonde des muscles et des articulations. Le gilet exerce une stimulation grâce à son poids et a un effet enveloppant.

Somna® Vest Balance convient aux personnes ayant besoin d'un soutien tout au long de la journée pour leurs études, leurs activités ou leur travail.

Le gilet doit être porté au plus près du corps possible pour que son effet enveloppant soit entièrement bénéfique. Il peut parfaitement être porté sous un pull ou une veste.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Somna® Vest Balance – Gilet lesté




Le gilet et le col amovible peuvent être utilisés ensemble ou séparément.

La longueur du gilet peut être ajustée au moyen de sangles Velcro aux épaules. La pression s'ajuste en utilisant les sangles Velcro autour du torse

- |            |   |
|------------|---|
| Indication | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Problèmes de concentration</li> <li>• Anxiété</li> </ul>   |
| Fonction   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stimulation de la perception tactile, des muscles et des articulations</li> <li>• Favorise la concentration et la persévérance</li> <li>• Procure une sensation de sécurité et de calme</li> <li>• Diminution du stress</li> </ul>   |
| Avantages  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Col lesté Somna® Collar inclus</li> <li>• Pour préserver le confort et la facilité de mouvement, aucune chaîne n'est placée au niveau des épaules et des omoplates.</li> <li>• Peut être combiné avec le col lesté (effet renforcé)</li> <li>• Matériau résistant</li> <li>• Matériau ignifugé</li> <li>• Lavable à max. 60 °C</li> <li>• Somna® Bag inclus</li> </ul> |

No d'art.	Désignation	Poids Gilet	Col inclus	Taille
SOM.600810	Somna® Vest Balance – Gilet lesté	1 kg	Somna® Collar, Junior, 1 kg	Junior (4 – 8 ans)
SOM.600815	Somna® Vest Balance – Gilet lesté	2 kg	Somna® Collar, XS, 1,5 kg	XX-Small/X-Small
SOM.600820	Somna® Vest Balance – Gilet lesté	2,5 kg	Somna® Collar, S/XS, 2 kg	Small/Medium
SOM.600825	Somna® Vest Balance – Gilet lesté	3 kg	Somna® Collar, S/XS, 2 kg	Large/X-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.


Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Somna® Collar – Col lesté

Somna® Collar est un produit de jour permettant de relâcher les tensions du corps et des épaules. Sa forme ergonomique assure une répartition uniforme et stable de la pression.

Étant donné que le Somna® Collar passe sur la poitrine et entre les omoplates, il applique une pression sur les muscles et prodigue ainsi une agréable sensation de sécurité.

- |            |  |
|------------|--|
| Indication | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Problèmes de concentration</li> <li>• Effet apaisant</li> <li>• Diminution du stress</li> <li>• Anxiété</li> </ul>  |
| Fonction   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Améliore la posture</li> <li>• Stimule la circulation sanguine et améliore l'équilibre</li> </ul>   |
| Avantages  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponible en trois tailles avec différents poids</li> <li>• Revêtement disponible en différents Couleur (Cover Somna® Collar)</li> <li>• Peut être porté en position assise ou en mouvement</li> </ul> |

No d'art.	Désignation	Poids	Taille
SOM.500266	Somna® Collar – Col lesté	1 kg	Junior
SOM.500267	Somna® Collar – Col lesté	1,5 kg	X-Small
SOM.500268	Somna® Collar – Col lesté	2 kg	Small/X-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Sélection 2020 d'accessoires Somna®



**Cover Somna® Collar – Col lesté**



**Filet à linge Somna®**



**Sac Somna®**



**Somna® Bag**



**Housse hygiénique Somna®  
 Blanket**



**Housse hygiénique Somna®  
 Comforter**



**Somna®  
 Blanket Duvet Set Satin**

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Cover Somna® Collar – Col lesté




Housse hygiénique pour Somna® Collar.

- Avantages
- Disponible en deux tailles
  - Disponible en trois Couleur différents
  - Lavable à max. 60 °C

No d'art.	Désignation	Taille	Couleur
SOM.700635	Cover Somna® Collar – Col lesté	Small – X-Large	Anthracite
SOM.700640	Cover Somna® Collar – Col lesté	Junior	Anthracite
SOM.700645	Cover Somna® Collar – Col lesté	Junior	Vert citron
SOM.700650	Cover Somna® Collar – Col lesté	Junior	Rose

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
 www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Housse hygiénique Somna® Blanket



**somna®**

Housse hygiénique pour couverture lestée Somna® Blanket.

- Avantages
- Disponible en deux tailles
  - Lavable en cycle délicat à max. 90 °C
  - Couleur : blanc

No d'art.	Désignation	Taille
SOM.700410	Housse hygiénique Somna® Blanket et Comforter 15 kg	200 x 140 cm
SOM.700411	Housse hygiénique Somna® Blanket Junior	100 x 140 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Housse hygiénique Somna® Comforter



**somna®**

Housse hygiénique pour couverture lestée Somna® Comforter.

- Avantages
- Disponibles en trois tailles différentes
  - Lavable en cycle délicat à max. 90 °C
  - Couleur : blanc

No d'art.	Désignation	Poids	Taille
SOM.600421	Housse hygiénique Somna® Comforter – Couverture lestée	5 / 7 kg	200 × 70 cm
SOM.600422	Housse hygiénique Somna® Comforter – Couverture lestée	4 kg	125 × 70 cm
SOM.700410	Housse hygiénique Somna® Blanket et Comforter 15 kg	15 kg	200 × 140 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Somna® Duvet Set Satin

---



**somna®**

---

Housse hygiénique pour la couverture lestée Somna Blanket® en 100 % satin de coton.

Avantages                      • Couleur : blanc

No d'art.	Désignation	Taille
SOM.600466	Somna® Duvet Set Satin	200 x 140 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Somna® Bag

---



## somna®

---

Ce sac pratique facilite le transport des couvertures Somna® Blanket, Somna® Comforter et du gilet Somna® Vest.

- Avantages
- Inclus avec l'achat de couvertures Somna® Blanket, Somna® Comforter et du gilet Somna® Vest
  - Il n'est pas possible de choisir la couleur du sac
  - Couleur : bleu ou noir

No d'art.	Désignation	Masse	Taille
SOM.600451	Somna® Bag	40 x 30 x 20 cm	Small

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Filet à linge Somna®



**somna®**

Le filet à linge protège le contenu. Veuillez respecter les instructions de lavage spécifiques de chaque produit.

Avantages

- Couleur : blanc

No d'art.	Désignation	Masse	Taille
SOM.600445	Filet à linge Somna®	40×30 cm	Small
SOM.600440	Filet à linge Somna®	75×60 cm	Medium
SOM.600430	Filet à linge Somna®	120×100 cm	Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01



## Avertissement et contre-indications

---

- En cas de problèmes respiratoires, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser une couverture lestée.
- Faites attention à ne pas trébucher lorsque la couverture est sur le sol.
- Soyez prudent en cas d'insuffisance musculaire.
- Le port d'un gilet lesté et serré avec une faible capacité pulmonaire peut entraîner des troubles de la respiration. Il convient donc d'être prudent lors de l'utilisation du gilet par une personne à risque.
- Veillez à ne pas accrocher le gilet par inadvertance lors de vos activités.
- Consultez votre médecin pour savoir si les dispositifs implantés peuvent être affectés par le métal des chaînes.
- Prenez garde au risque d'étouffement en cas d'utilisation de la housse hygiénique.
- Le poids du produit ne doit pas dépasser 27 % du poids corporel de l'utilisateur.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO MedSurg Pediatric – Chaussure post-opératoire pédiatrique

**DARCO**



Indication	Stabilisation et décharge post-opératoires.
Fonction	La chirurgie pédiatrique représente un secteur très particulier dans le domaine des soins de santé. DARCO s'est adapté aux besoins spécifiques de la pédiatrie. La chaussure MedSurg existe désormais aussi en pointure pour enfants. La construction et la qualité de la chaussure sont bien entendu restées les mêmes.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Une taille : jusqu'au 32</li><li>• Peut être portée des deux côtés</li><li>• Couleur : noir</li></ul>

No d'art.	Désignation	Pointure	Taille
DAR.MSPED-ST	DARCO MedSurg Pediatric – Chaussure post-opératoire pédiatrique	jusqu'au 32	Small

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO SlimLine® Pediatric – Chaussure pour plâtre et pansement pédiatrique

**DARCO**



© 2012 DARCO (Europe) GmbH



- Indication** Plâtres synthétiques et bandages à la pâte de zinc.
- Fonction** Chez les enfants, les plâtres sont souvent soumis à des sollicitations intenses. La chaussure DARCO SlimLine® Pediatric protège les plâtres contre une usure trop rapide et contre la saleté. La qualité et les propriétés éprouvées du modèle adulte sont bien entendu restées identiques.
- Avantages**
- Peut être portée des deux côtés
  - Couleur : bleu, rose/bleu
  - Facile à enfiler

No d'art.	Désignation	Couleur	Pointure	Taille
DAR.SLPED1P	DARCO SlimLine® Pediatric – Chaussure pour plâtre et pansement pédiatrique	Rose/Bleu	jusqu'à 21	Small
DAR.SLPED2P	DARCO SlimLine® Pediatric – Chaussure pour plâtre et pansement pédiatrique	Rose/Bleu	22 – 26	Medium
DAR.SLPED3P	DARCO SlimLine® Pediatric – Chaussure pour plâtre et pansement pédiatrique	Rose/Bleu	27 – 32	Large
DAR.SLPED1N	DARCO SlimLine® Pediatric – Chaussure pour plâtre et pansement pédiatrique	Bleu	jusqu'à 21	Small
DAR.SLPED2N	DARCO SlimLine® Pediatric – Chaussure pour plâtre et pansement pédiatrique	Bleu	22 – 26	Medium
DAR.SLPED3N	DARCO SlimLine® Pediatric – Chaussure pour plâtre et pansement pédiatrique	Bleu	27 – 32	Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO Cast Boot Pediatric – Chaussure pour plâtre pédiatrique

**DARCO**



© 2013 DARCO (Europe) GmbH

- Indication** Pour bandages plâtrés en fibre de verre et pansements à la colle de zinc ainsi que pour bandages élastiques et bandages de plaie.
- Fonction** La Castboot Pediatric est une chaussure pour plâtre pédiatrique gaie et colorée dont le profil arrondi de la semelle assure une démarche physiologique. Elle protège le plâtre ou les pansements de la saleté.
- Avantages**
- Peut être portée des deux côtés
  - Couleur : coloré

No d'art.	Désignation	Pointure	Taille
DAR.CB-PED1	DARCO Cast Boot Pediatric – Chaussure pour plâtre pédiatrique	jusqu'à 20	X-Small
DAR.CB-PED2	DARCO Cast Boot Pediatric – Chaussure pour plâtre pédiatrique	21 – 22	Small

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## DARCO OrthoWedge Pediatric – Chaussure de décharge de l'avant-pied pédiatrique

**DARCO**



© 2008 DARCO (Europe) GmbH



Indication	Thérapie post-opératoire après interventions au niveau de l'avant-pied.
Fonction	Le matériau extérieur de la chaussure DARCO OrthoWedge Pediatric est respirant. Sa semelle EVA très légère et sa semelle intérieure amovible la rendent très confortable. Grâce à la conception de sa cale de décharge brevetée, la pression est répartie sur le milieu et l'arrière du pied. Sa large ouverture et le réglage variable de la largeur assuré par les fermetures Velcro facilitent sa mise en place.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Une taille jusqu'au 31</li><li>• Peut être portée des deux côtés</li><li>• Couleur : noir</li></ul>

No d'art.	Désignation	Couleur	Taille
DAR.OW-PED	DARCO OrthoWedge Pediatric – Chaussure de décharge de l'avant-pied pédiatrique	Noir	jusqu'à 31

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Minerve Patriot



- Indication** Premiers secours : suspicion d'entorse/fracture des vertèbres cervicales  
En général : syndrome cervical sévère, légère subluxation traumatique, instabilité de la colonne cervicale, spondylarthrose sévère, traitement post-opératoire.
- Fonction** Aide au transport en cas d'accident, immobilisation prolongée de la colonne cervicale, décharge partielle, correction posturale.
- Avantages**
- Minerve associant la rigidité d'une partie extérieure en plastique dur et le confort d'une partie en mousse de Plastazote

No d'art.	Désignation	Hauteur de col	Taille
106.008	Minerve Patriot	3 hauteurs différentes	Enfant

No d'art. LiMA 05.12.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Minerve Philadelphia™



- Indication** Premiers secours : suspicion d'entorse/fracture des vertèbres cervicales.  
En général : syndrome cervical sévère, légère subluxation traumatique, instabilité de la colonne cervicale, spondylarthrose sévère.
- Fonction** Aide au transport en cas d'accident, immobilisation prolongée de la colonne cervicale, décharge partielle, correction posturale.
- Avantages**
- Minerve associant la rigidité d'une partie extérieure en plastique dur et le confort d'une partie en mousse de Plastazote
  - Les fermetures Velcro réglables des deux côtés permettent un ajustement facile, rapide et individuel
  - Couleur : couleur chair

No d'art.	Désignation	Modèle	Hauteur de col	* Circonférence du tour du cou	Taille
106.006	Minerve Philadelphia™	Avec l'orifice de trachéotomie	4 cm	20 – 28 cm	Enfant
106.007	Minerve Philadelphia™	Avec l'orifice de trachéotomie	2 cm	15 – 20 cm	Enfant en bas âge

\* La circonférence doit être mesurée autour du cou.

No d'art. LiMA 05.12.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Bretelle de soutien pour le bras



Indication En cas de fractures, d'entorses ou autres blessures.

Fonction Soutien et positionnement précis du bras.

- Avantages
- Sangle et fermeture réglables
  - Maintien du bras dans une position précise
  - Lavable (30 °C)
  - Couleur : bleu foncé et noir

No d'art.	Désignation	Matériau	Couleur	Masse	Longueur
80-010	Bretelle de soutien pour le bras	100 % coton	Bleu	5,5 × 150 cm	Enfant
80-020	Bretelle de soutien pour le bras	68 % coton / 32 % PE	Noir	3,7 × 150 cm	Enfant

No d'art. LiMA 34.99.01.02.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Bandage claviculaire Clafix



Indication Fracture de la clavicule, traitement post-traumatique/post-opératoire.

Fonction Redressement et immobilisation.

- Avantages
- Facile à enfiler
  - Mise sous tension progressive
  - Ne glisse pas pendant toute la durée du traitement
  - Conception robuste
  - Matériau doux pour la peau
  - Extrêmement confortable
  - Lavable à 30 °C
  - Une taille : pour enfants
  - Couleur : blanc

No d'art.	Désignation	Taille
2200-010	Bandage claviculaire Clafix	Enfants de 3 à 6 ans

No d'art. LiMA 05.09.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Seal tight® SPORT – Protection étanche



**Indication** Protection étanche pour pansements, bandages et bandages plâtrés pour la douche ou la nage.

**Fonction** 100 % étanche grâce à une membrane de caoutchouc spéciale.

**Avantages**

- Pour bras et jambes
- Facile à utiliser
- Réutilisable jusqu'à **50 fois**
- Sans latex
- Couleur : bleu

No d'art.	Désignation	Modèle	* Longueur
BRO.20363	Seal tight® SPORT – Protection étanche	Bras	53 cm
BRO.20362	Seal tight® SPORT – Protection étanche	Jambe	71 cm

\* La circonférence et la longueur doivent être mesurées au-dessus du plâtre ou du bandage.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Orthèse en liège pour enfants



Indication	Orthèse de positionnement pré- et post-opératoire (jambe), orthèse de positionnement nocturne (tunnel carpien), décharge en cas d'irritation du nerf cubital (coude), repositionnement (maintien de l'humérus).
Fonction	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fixation à l'aide de bandes élastiques, de crochets ou de bandes Velcro</li><li>• Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d'empêcher la macération</li></ul>
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>• Découpe de l'attelle sans résidus</li><li>• Radiotransparente</li><li>• Therformable au bain-marie (70 °C) ou à l'aide d'un sèche-cheveux</li><li>• Léger</li><li>• Matériau respirant grâce à sa perforation</li><li>• Facile à enfiler et à retirer</li><li>• 98 % de liège pur, 2 % de lin, polyuréthane et turbocast</li><li>• N'absorbe pas l'humidité (transpiration)</li><li>• Peut être brûlé écologiquement</li><li>• Sans latex</li><li>• Orthèse jetable confortable</li><li>• Matériau élastique, robuste et flexible</li><li>• Couleur : marron</li></ul>



Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01





## Orthèse en liège

No d'art.	Désignation	Modèle	Matériau	Épaisseur	Âge	Taille	* UE
GEN.11LS	Orthèse de l'avant-bras	Gauche	Liège	4 mm	3 – 5 ans	Small	2 PCE
GEN.11RS	Orthèse de l'avant-bras	Droite	Liège	4 mm	3 – 5 ans	Small	2 PCE
GEN.11LM	Orthèse de l'avant-bras	Gauche	Liège	4 mm	5 – 8 ans	Medium	2 PCE
GEN.11RM	Orthèse de l'avant-bras	Droite	Liège	4 mm	5 – 8 ans	Medium	2 PCE
GEN.11LL	Orthèse de l'avant-bras	Gauche	Liège	4 mm	8 – 11 ans	Large	2 PCE
GEN.11RL	Orthèse de l'avant-bras	Droite	Liège	4 mm	8 – 11 ans	Large	2 PCE
GEN.13S	Orthèse de jambe		Liège	4 mm	8 – 11 ans	Small	2 PCE
GEN.13M	Orthèse de jambe		Liège	4 mm	5 – 8 ans	Medium	2 PCE
GEN.13L	Orthèse de jambe		Liège	4 mm	3 – 5 ans	Large	2 PCE
GEN.14S	Orthèse de coude		Liège	4 mm	8 – 11 ans	Small	2 PCE
GEN.14M	Orthèse de coude		Liège	4 mm	5 – 8 ans	Medium	2 PCE
GEN.14L	Orthèse de coude		Liège	4 mm	3 – 5 ans	Large	2 PCE

\* UE = unité d'emballage

No d'art. LiMA 23.01.03.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.

Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d'informations des produits.correspondants

Distribution par :

**Orthopartner AG** · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz  
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

