



NOTFALLPRODUKTE

BRANDWUNDEN- VERSORGUNG



EMERGENCY BURNCARE

EMERGENCY BURNCARE

Verbrennungen sind sehr schmerzhaft Verletzungen, die immer und überall passieren können. Eine unzureichende Erstversorgung oder die Anwendung von sogenannten „Hausmitteln“ können zu einem deutlich verlängerten Heilungsprozess oder gar zu dauerhaften Schädigungen führen. Je schneller Burnshield angewendet wird, je effektiver ist die Schmerzlinderung und der Schutz vor weiteren Schädigungen. Burnshield ist innerhalb der ersten 24 Stunden am effektivsten. - Griffbereit aufbewahrt, ist Burnshield immer zur Hand, wenn es benötigt wird!

Was ist Burnshield?

Burnshield ist ein herausragender steriler Wundverband, der speziell für die Anwendung auf Brandwunden vorgesehen ist. Damit wird sichergestellt, dass eine Verbrennung sofort und ohne umständliches Handling gleichzeitig gekühlt und erstversorgt werden kann. Jeder Burnshield Brandwundenverband besteht aus einer speziellen Wundaufgabe, die mit einem sterilen Hydrogel auf Wasserbasis getränkt ist. Die saugfähige Wundaufgabe hält das Gel genau da, wo es hingehört – auf der Wunde! Nur dort kann eine effektive Wundkühlung und Schmerzlinderung stattfinden.

Das Hydrogel ist absolut ungiftig und verursacht keine Hautirritationen. Eine Anwendung im Gesichtsbereich oder bei Kleinkindern ist daher völlig unbedenklich. Burnshield Brandwundenverbände können bei allen erst-, zweit- und drittgradigen Verbrennungen oder Verbrühungen angewendet werden.

• ANWENDUNG

Öffnen Sie die sterile Verpackung, nehmen die Komresse heraus und legen sie sofort auf die Verbrennung. Drücken Sie das restliche Hydrogel aus der Verpackung auf die Komresse. Fixieren Sie den Verband mit einer leichten Bandage.

• VERKLEBT DIE BURNSHIELD KOMPRESSE MIT DER WUNDE?

Die Komresse haftet nicht auf der Wunde und kann jederzeit schmerzfrei entfernt werden. Rückstände des Hydrogels können einfach mit Wasser abgespült werden.



Technische Spezifikationen:

- **Komresse:** Offenzelliger, hochflexibler Schaumstoff
- **Rettungsdecke:** Gewebte Decke auf reiner Wollbasis
- **Hydrogel:** 96 % Wasser
Melaleuca Alt. (Teebaumöl)
Geliermittel
Sterilisiert durch Gamma-Bestrahlung
ISO 9001 EN 46001, CE-Zertifiziert
Ungiftig, nicht hautreizend

Einsatzbereiche für Burnshield Kompressen, Rettungsdecken, Hydrogel, -spray und -sachets

Rettungsdienste, Feuerwehren

Firmen, Behörden

Schulen, Kindergärten

Restaurants, Hotels, Großküchen und Imbissstände

Laborbetriebe

Campingmobile, Schiffe...



BURNSHIELD

> GEL-SACHETS > HYDROGEL > HYDROSPRAY

Gel-Sachets wie auch das Hydrogel und Hydro Spray sind ideal für kleinflächige Verbrennungswunden, aber auch für die Nachbehandlung von Sonnenbränden und Abschürfungen (Hitzereibung). HINWEIS: Es ist grundsätzlich angeraten, sich nach Verbrennungen, oder wenn man Rauch inhaliert hat, medizinisch untersuchen zu lassen. Burnshield Produkte sind für die Erstversorgung bei Verbrühungen und Verbrennungen 1., 2. und 3. Grades oder für unmittelbaren körperlichen Schutz während eines Brandes vorgesehen. Burnshield ersetzt nicht die ärztliche Versorgung von Brandwunden.

Type	Größe	PZN	VE	REF
Hydrogel	50 ml	05948962	1Stück	N9 3021
Hydro Spray	125 ml	05948985	1Stück	N9 3023
Gel Sachet	3,5 ml	05948956	1Stück	N9 3020



BURNSHIELD > STERILE KOMPRESSEN

Die größte Gefahr bei Verbrennungen sind Wärme-, Flüssigkeitsverluste und Infektionen. Gelgetränkte, sterile Schaumstoffkompressen, welche bei Verbrennungen direkt auf der Wunde kühlend wirken und vor Infektionen schützen.

Burnshield

die sterile Soforthilfe bei Verbrennungen

- kühlt und lindert den Schmerz
- klebt nicht, befeuchtet
- verringert das Trauma
- reduziert Infektionsgefahr
- auch für Kinder geeignet
- Träger aus saugfähigem Schaumstoff, gelgetränkt

Burnshield, die sofort gebrauchsfertige Brandwundenversorgung ohne zeitraubende Vorbereitung.



Type	Maße	PZN	VE	REF
Kompresse	10 x 10 cm	05948821	1Stück	N9 3032
Kompresse	20 x 20 cm	05948838	1Stück	N9 3031
Kompresse	40 x 60 cm	05948844	1Stück	N9 3030
Gesichtsmaske	20 x 45 cm	05948850	1Stück	N9 3036
Kompresse	2,5 x 50 cm		1Stück	N9901130
Kompresse	5 x 100 cm		1Stück	N9901131



BURNSHIELD > EASYCARE BURNKIT 1

Masse: 200 x 115 x 65 mm

Bestehend aus:

blauer Kunststoffbox		1 x
sterile Kompresse	10 x 10 cm	2 x
sterile Kompresse	20 x 20 cm	1 x
Sachet	3,5 ml	3 x
Fixierpflaster		3 x
Paar Latex Handschuhe		1 x
Schere		1 x
Fixierbinde		1 x

Type	PZN	VE	REF
Easycare Burnkit 1	05948904	1 Set	N9 300012



BURNSHIELD > RESCUE KIT 1 IN NYLON-TRAGETASCHE

Masse: 145 x 115 x 320 mm

Bestehend aus: (Produkt ohne Abbildung)

rote Nylontasche		1 x
sterile Kompresse	10 x 10 cm	2 x
sterile Kompresse	20 x 20 cm	2 x
sterile Kompresse	40 x 60 cm	2 x
Rolle Fixierpflaster		1 x
Schere		1 x
Paar Latex Handschuhe		1 x
Hydro-Gel Flasche	125 ml	1 x
Rettungsdecke gold/silber		1 x
Mull-Fixierbinden	50 mm	2 x
Gel-Binde	25 mm x 0,5 m	1 x
Gel-Binde	50 mm x 1,0 m	1 x

Type	PZN	VE	REF
Rescue Kit 1	05948910	1 Set	N9 300813