



NOTFALLPRODUKTE

NOTFALLTASCHEN





LIFEBOX® - RETAINERSYSTEM

LifeBOX® RETAINER heißen die Refill-Container aus Nylon mit transparentem Sichtfeld, die dank ihrer modularen Bauweise in allen Soft-LifeBOX® Modellen verwendet werden können.

Vorteile

- Optimaler Witterungsschutz
 - Individuelle Bestückung möglich
 - Jeder Retainer ist zu verplomben
 - Räumlich getrenntes Arbeiten aus einer Einheit möglich
 - Jederzeit aufrüstbar
 - Retainer sind in allen Lifeguard-Taschen wie auch im Backpack einsetzbar
 - Farbkodierung zur besseren Identifikation
 - Besonders geringes Gewicht
- Vorgefüllte Retainer siehe Folgeseiten.

Type	Breite	Höhe	Länge	Farbe	Farbe	Farbe	Farbe	Farbe	VE	REF
RETAINER Small, leer	12 cm	8 cm	18 cm	rot R	grün G	-	-	-	1 Stück	N4 LG5100
RETAINER Medium, leer	12 cm	8 cm	27 cm	rot R	grün G	blau B	grau GR	gelb GE	1 Stück	N4 LG5200
RETAINER Large, leer	12 cm	8 cm	36 cm	-	-	blau B	-	-	1 Stück	N4 LG5300
RETAINER XLarge, leer	12 cm	14 cm	42 cm	-	-	blau B	-	-	1 Stück	N4 LG5400

LifeBOX® SOFT RETAINERSYSTEM



Backpack Junior aus Cordura Nylon

- Farbe: Schwarz/rot mit Reflektstreifen
- Flauschklett auf der Front zur Möglichkeit der Beschriftung
- Leer erhältlich oder
- Gefüllt nach DIN 13155.

LIFEBOX® SOFT > BACKPACK JUNIOR

Der Backpack "JUNIOR" ist ideal für den Schnelleinsatz, bei Sanitätseinheiten und First Responder-Staffeln. Das Tragesystem kann hinter einer Abdeckung verstaut werden und mit Hilfe der robusten Griffe kann der Rucksack auch wie ein Koffer getragen werden. Das große separate Fach auf der Front wurde für die Aufnahme eines AED konzipiert kann jedoch natürlich auch individuell bestückt werden. Zudem befinden sich auf der Innenseite des Deckels noch zwei weitere kleine Reißverschlusstaschen.



Type	Menge	REF
VACQ-Breezer Absaugpumpe	1 Stück	N2 2300-P
Absaugkatheter Ch. 12	3 Stück	F5 0105
Absaugkatheter Ch. 10	3 Stück	F5 0101
Absaugkatheter Ch. 06	3 Stück	F5 0103
Beatmungsbeutel Blue Line-Set	1 Set	E5 02010-S
Peep-Ventil, blau incl. Adapter	1 Set	E5 007SET
Guedeltuben-Set Gr. 000 - 5	1 Set	I7 SET
Wendel Tubus Ch. 24	1 Stück	I7 038-95-006C
Wendel Tubus Ch. 28	1 Stück	I7 038-95-007C
M-Ware Plast 2,5 cm x 5 m	1 Stück	J8 700942
Servo 1. Hilfe BW.-Gewebe	1 Stück	J8 740011
Dreiecktuch, weiß	2 Stück	H1 15803
Servomull Elast 6 cm x 4 m	3 Stück	J8 0631
Servomull Elast 8 cm x 4 m	3 Stück	J8 0831
Mullkompressen 10 x 10 cm	6 Stück	H1 0776
Verbandtuch 40 x 60 cm	1 Stück	N6 9010
Verbandtuch 60 x 80 cm	1 Stück	N6 9011
Verbandtuch 80 x 120 cm	1 Stück	N6 9012
Verbandpäckchen Gr. M	3 Stück	N6 9002
Verbandpäckchen Gr. G	2 Stück	N6 9003
Rettingsdecke gold/silber	1 Stück	H1 16902
Universalschere	1 Stück	I5 002
Diagnostikleuchte	1 Stück	B6 1003
Blutdruckmessgerät	1 Stück	E3 1079
Doppelkopf-Stethoskop	1 Stück	G5 008

Type	Maße	VE	REF
Junior - leer ohne 3 Modultaschen	49 x 32,5 x 22,5 cm	1Stück	N4 LG3
Junior - gefüllt nach DIN 13155	49 x 32,5 x 22,5 cm	1Stück	N4 LG3000

LifeBOX®



LIFEGUARD-SOFT RUCKSACK MULTI

Der Rucksack aus robusten Planengewebe zeichnet sich durch seine Multifunktionalität aus. Der gepolsterte Taschenrücken sorgt für einen hohen Tragekomfort und die Reflexstreifen auf der Front und an den Seiten sorgen für die nötige Sichtbarkeit und Sicherheit. Der Rucksack besitzt neben dem großen Hauptfach eine Mitteltrennwand für Intubationszubehör etc. Zudem bietet er mit 2 großen Fronttaschen und 3 Seitentaschen genug Platz für Infusionslösungen, Kleinmaterial und Schreibunterlagen.

Type	Maße	VE	REF
Lifeguard-Soft RucksackMulti, leer	48 x 46 x 19 cm	1Stück	N4 LG5



LIFEGUARD AMPULLARIUM

3-lagig zum Aufklappen, für 44 Ampullen, mit Reißverschluß, handlich und mit Sicherheitssiegel verplombbar, um unberechtigten Zugriff zu verhindern. Gelb, leer.

Type	Maße	VE	REF
Ampullarium	27 x 12 x 8 cm	1 Stück	N4 LG5040AMP

AMPULLENETUI > LEDER

Schwarzes Echtleder, innen gefüttert und gepolstert (ohne Abbildung). Passend für 10 kleine (2 ml), 11 mittlere (5 ml) und 13 große (10 ml) Ampullen.

Type	Maße	VE	REF
Leder-Ampullarium	245 x 125 x 45 mm	1 Stück	E5 016411



DLP BEINTASCHE

Die DLP (Drop Leg Pouch) ist eine gefüllte Beintasche, die dem Combat Life Saver eine maximale Flexibilität erlaubt.

Sie kann entweder am Oberschenkel oder aber an einer Weste getragen werden – je nach Wunsch.

Größe: 19 x 19 x 10,2 cm

Type	Farbe	VE	REF
DLP Tac Med Solution Beintasche, leer	schwarz	1 Stück	70-0316

Beintasche, gefüllt (unser Vorschlag):

VE	REF	INHALT
1 Stück	70-0316	DLP Tac Med Sol. Beintasche, schwarz, leer
1 Stück	023.03340	Rettungsklinge Benchmade Nr. 8
1 Stück	N7 1005	Tactical Tourniquet Sof TT-W 3rd
1 Stück	N7 CLX02	Celox Gauze Mullbinde
1 Stück	N7 1002	OLAES Modular Bandage 15cm
1 Stück	N7 1000	BLAST Bandage
2 Stück	N7 1164	Russell Chest Seal Thoraxverschlusspflaster
1 Stück		NasoSafe Nasopharyngealtubus, steril, AD Ø 8 mm; ID Ø 11 mm
1 Stück	N4 2050	Pocket Breezer
2 Paar		Hochrisiko-Handschuhe
2 Stück	H1 16902	Lifeguard Rettungsdecke
1 Stück	40-1200	H&H Combat Medic Reinforcem. Tape
1 Stück		Medizinische Checkliste, laminiert
Total		Beintasche gefüllt gem. Vorschlag

Weitere Taschen, Farben und individuelle Befüllung auf Anfrage. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.